

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.01.2026

GTM JUNIOR – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POŁA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta

UWAGI / NOTATKI

GŁÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☐




ROZMIAR KÓŁ (")	KĄT SIEDZISKA (E) (°)	WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (C) (cm)	DŁUGOŚĆ WÓZKA (A) (cm)			
			☐ 35,5 (tylko 20" koła)	☐ 40,5	☐ 45,5	☐ 50,5
			WYSOKOŚĆ PRZODU (F) (cm)			
☐ 20	4	39	41	41,5	42	42,5
☐ 22	4	41,5	43,5	44	44,5	45
			DŁUGOŚĆ SIEDZISKA (L) (cm)			
			27	32	37	42
			ODLEGŁOŚĆ OPARCIE – KÓŁKA PRZEDNIE (N) (cm)			
			40	45	50	55

BALANS (Q) (cm)	☐ 4 (A=35,5 cm) ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10								
KĄT POCHYLENIA KÓŁ	☐ 3° ☐ 4° ☐ 5°								
SZEROKOŚĆ WÓZKA (B) (cm)	☐ 24	☐ 26	☐ 28	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40
SZEROKOŚĆ PODNÓŻKA (H) (cm)	16	18	20	22	24	26	28	30	32
WYSOKOŚĆ OPARCIA (D) (cm)	☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35	☐ 40				
WYSOKOŚĆ INDYWIDUALNA (D)	__ __cm							☐ +500	
REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA + 5 cm od 20 cm Opcja dostępna przy braku rączek do pchania lub z rączkami w pałąku oparcia	☐								

PODNÓŻEK			
Typ: z regulacją wysokości	☐	STD	
Zamknięcie ramy + platforma STD	☐	STD	A = 16 B = 19
Zamknięcie ramy + platforma indywidualna	☐	+400	A = __ B = __
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA			
WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA (OD PODŁOŻA): ☐ __ __ cm (wysokość podnóżka od 11 cm do 22 cm)			



HAMULCE				
1. Boczne	☐	STD	1  2 	
2. Plastikowe nożycowe	☐	+300		

RĄCZKI				
1. W pałaku oparcia	☐	STD	3.  2.  1. 	
☐ Krótkie 33,5cm ☐ Średnie 42,5cm ☐ Długie 52,5 cm				
2. Pałak do pchania	☐	+300	3. Pałak do pchania składany	☐ +400


WIDELCE				
1. Widelce dwuramienne, jednooczkowe (tylko do kół 20")	☐	STD	1  2 	
1. Widelce dwuramienne, trójoczkowe (tylko do kół 22")	☐	STD		

KÓŁKA PRZEDNIE				
Kółka 4"x26 mm, plastikowa felga	☐	STD	Kółka 4"x32 mm, plastikowa felga	☐ STD
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	☐	+400	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga (tylko do kół 22" i A>35,5 cm)	☐ +500
Kółka 5"x 29 mm, plastikowa felga (tylko do kół 22" i A>35,5 cm)	☐	+200		

KOŁA GŁÓWNE			
Koła standardowe, zaplot radialny	☐ 22"	☐ 20"	STD
Spinergy L18, czerwone szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>		+ 3000
Spinergy L18, czarne szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>		+ 3000
Spinergy L18, niebieskie szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>		+ 3000



OPONY				
Schwalbe Right Run, szare	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne (tylko do kół 22")	☐ +300

OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOZŁĄCZNE			
Ø12 mm	☐	STD	

CIĄGI				
Aluminiowe	☐	STD	MONTAŻ CIĄGÓW ☐ BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm ☐ DALEJ KOŁA C = 4 cm (tylko przy ciągach stalowych)	
Stalowe, polerowane (tylko do kół 22")	☐	+400		
Nakładka silikonowa	☐	+300		




OSŁONY NA SZPRYCHY					
☐ Przezroczyste z logo GTM	STD	☐		☐ Indywidualne	+700


BOCZKI					
1. Wyciągane	☐	STD	 		
Włókno szklane z błotnikiem	☐	STD			
2. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	☐	+700			
Włókno węglowe z błotnikiem	☐	+800			

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Dwustronne	☐	STD	



TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ							
ODDYCHAJĄCY	☐	STD	GŁADKI	☐	STD	SKÓRZANA	☐
						ALCANTARA	☐
							+ 600

TAPICERKA OPARCIA						
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA	
	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ POLIESTER	STD
	☐ CZARNA SKÓRA	+500	☐ CZARNA SKÓRA	+400	☐ CZARNA SKÓRA	+300
	☐ JAVA SKÓRA	+500	☐ JAVA SKÓRA	+400	☐ JAVA SKÓRA	+300
	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+500	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+400	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+300
	☐ CZERWONA SKÓRA	+500	☐ CZERWONA SKÓRA	+400	☐ CZERWONA SKÓRA	+300
	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+300

TAPICERKA KOMPLETNA MORO			
MORO	☐	+400	

SIEDZISKO I PODUSZKA						
Typ: na pasach, regulowane	☐	STD	Długość tapicerki siedziska = ____ cm			
Typ: sztywna płyta karbonowa	☐	+900				
Poduszka standardowa, gąbkowa	☐	STD	☐ Miękka	☐ Średnia	☐ Twarda	Wys x szer x dł ____ x ____ x ____



DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Białe	Pomarańczowe		Żółte
	☐ STD	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200		☐ +200
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren	Skórzane	Alcantara	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałąk; pasek tydki</i>		Neopren	Skórzane	Alcantara
	☐ +100	☐ +400	☐ +400			☐ +200	☐ +600	☐ +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep	Na suwak	Skórzana na rzep	Skórzana na suwak	PAS BIODROWY		☐	+100
	☐ +100	☐ +100	☐ +300	☐ +300	OBSZYCIE BOCZKÓW		☐	+200
PELOTY BOCZNE	LEWA ☐ +300			ZAGŁÓWEK		☐ +400		
	PRAWA ☐ +300			KLIN STABILIZUJĄCY		☐ +300		

KOLOR RAMY								
Niemalowana	☐	STD	Czarny mat	☐	STD	Granatowy	☐	+400
Srebrny	☐	STD	Czarny	☐	STD	Jasny zielony	☐	+400
Stare Srebro	☐	STD	Różowy	☐	STD	Pomarańczowy	☐	+400
Grafitowy	☐	STD	Biały	☐	+400	Kanarkowy	☐	+600
Jasny niebieski	☐	STD	Srebrny metalic	☐	+400	Kolor RAL nr _____	☐	+800
Czerwony	☐	STD	Żółty	☐	+400	Rama polerowany		+1900

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓŁEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓŁEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)					
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	☐	STD	Czarne	☐	+900
Fioletowe	☐	+900	Niebieskie	☐	+900
Pomarańczowe	☐	+900	Czerwone	☐	+900



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	☐
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	☐
DOPLATY:		NFZ:		☐
INNE:		PCPR/MOPS:		☐
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		☐
		ZALICZKA:		☐
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		☐
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		☐
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		☐
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta

