

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.01.2026

GTM KID – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:	
Dane klienta:	Dane Firmy:	
Imię:		
Nazwisko:		
Tel. kontaktowy:		
E-mail:	Adres wysyłki:	
Uwagi:		

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLEŃKA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POLA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta

UWAGI / NOTATKI

GŁÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☐





Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 22"

KĄT SIEDZISKA (E) (°)	WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (C) (cm)	DŁUGOŚĆ WÓZKA (A) (cm)				
		☐ 45	☐ 47,5	☐ 50	☐ 52,5	☐ 55
		WYSOKOŚĆ PRZODU (F) (cm)				
6°	41,5	46	46	46,5	46,5	47
		DŁUGOŚĆ SIEDZISKA (L) (cm)				
		30	32,5	35	37,5	40



BALANS (Q) (cm)	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
KĄT POCHYLENIA KÓŁ	☐ 1°	☐ 2°	☐ 3°	☐ 4°	☐ 5°		
SZEROKOŚĆ WÓZKA (B) (cm)	☐ 30	☐ 32	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42
SZEROKOŚĆ PODNÓŻKA (H) (cm)	12	14	16	18	20	22	24
WYSOKOŚĆ OPARCIA (D) (cm)	☐ 20	☐ 25	☐ 30	☐ 35	☐ 40		
WYSOKOŚĆ INDYWIDUALNA (D)	___ cm						☐ +500
REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA + 5 cm od 20 cm Opcja dostępna przy braku rączek do pchania lub z rączkami w pałąku oparcia	☐						

PODNÓŻEK			
Typ: Standardowy aluminiowy z regulacją wysokości	☐	STD	A = 10 cm 
Typ: Aluminiowy zespawany z ramą	☐	+200	
Dodatkowa rurka podnóżka w ramie. Podnóżek na zewnątrz na klamrach Zastosowanie dla krótkich kończyn dolnych	☐	+300	 Wysokość podnóżka od ziemi: _____
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Freewheela <i>*dostępny od 34 cm</i>	☐	+300	<i>*montaż platformy standard niedostępny!!!</i>
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Ewaya <i>*dostępny od 34 cm</i>	☐	+600	
Typ: Podnóżek tytanowy	☐	+800	Tytanowy pod Freewheela ☐ +900
Podnóżek indywidualny, wykonany wg potrzeb klienta (wg dostarczonej dokumentacji)	☐	+600	Jaki: _____



PLATFORMA			
Platforma o wymiarach standardowych	☐	+300	A = 16 cm B = 19 cm 
Platforma o wymiarach indywidualnych, plastikowa	☐	+500	A = ____ cm
Platforma o wymiarach indywidualnych z włókna węglowego	☐	+600	B = ____ cm 
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA. ABY WYBRAĆ KONFIGURACJĘ NP. PODNÓŻEK STANDARDOWY ALUMINIOWY + PLATFORMA, NALEŻY ZAZNACZYĆ OBE OPCJE.			Wysokość platformy od ziemi : ----
WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA (OD PODŁOŻA): ☐ 4cm ☐ 5cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 8cm ☐ 9cm ☐ 10cm ☐ 11cm ☐ 12cm			
Różnica wysokości podnóżka przód-tył (STD 1,5 CM)			
Indywidualny ____ cm ☐	+200		

HAMULCE			
1. Boczne	☐	STD	1  2 
2. Plastikowe nożycowe	☐	+300	

RĄCZKI			
1. W pałąku oparcia ☐ Krótkie 33,5cm ☐ Średnie 42,5cm ☐ Długie 52,5cm	☐	STD	3.  2.  1. 
2. Pałak do pchania	☐	+300	3. Pałak do pchania składany ☐ +400

WIDELCE I KÓŁKA PRZEDNIE			
1. Widelce dwuramienne, trójczkowe	☐	STD	1  2 
2. Widelce jednoramienne, trójczkowe	☐	+300	

KÓŁKA PRZEDNIE					
Kółka 4"x26 mm, plastikowa felga	☐	STD	Kółka 4"x32 mm, plastikowa felga	☐	STD
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	☐	+400	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga	☐	+500
Kółka 5"x 29 mm, plastikowa felga	☐	+200			


KOŁA GŁÓWNE		
Koła standardowe, zaplot radialny	☐ 22"	STD
Spinergy L18, czerwone szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000
Spinergy L18, czarne szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000
Spinergy L18, niebieskie szprychy	☐ 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000

OPONY			
Schwalbe Right Run, szare	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne ☐ +300




OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOSŁĄCZNE			
Ø12 mm	☐	STD	

CIĄGI			
Aluminiowe	☐	STD	MONTAŻ CIĄGÓW ☐ BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm ☐ DALEJ KOŁA C = 4 cm (tylko przy ciągach stalowych)
Stalowe, polerowane	☐	+400	
Nakładka silikonowa	☐	+300	



OSŁONY NA SZPRYCHY					
☐ Przezroczyste z logo GTM	STD	☐ Przezroczyste	+200	☐ Indywidualne	+700

BOCZKI			
1. Wyciągane	☐	STD	1 2 Usytuowanie boczka względem koła: ☐ STANDARDOWE H = 10 mm ☐ INDYWIDUALNE H = ___ mm
2. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	☐	+700	
Włókno szklane z błotnikiem	☐	STD	
Włókno węglowe z błotnikiem	☐	+800	




ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Dwustronne	☐	STD	



TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ								
ODDYCHAJĄCY	☐	STD	GŁADKI	☐	STD	SKÓRZANA	☐	+ 600
						ALCANTARA	☐	

TAPICERKA OPARCIA						
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA	
	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ POLIESTER	STD
	☐ CZARNA SKÓRA	+500	☐ CZARNA SKÓRA	+400	☐ CZARNA SKÓRA	+300
	☐ JAVA SKÓRA	+500	☐ JAVA SKÓRA	+400	☐ JAVA SKÓRA	+300
	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+500	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+400	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+300
	☐ CZERWONA SKÓRA	+500	☐ CZERWONA SKÓRA	+400	☐ CZERWONA SKÓRA	+300
	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+300

TAPICERKA KOMPLETNA MORO			
MORO	☐	+400	



SIEDZISKO I PODUSZKA						
Typ: na pasach, regulowane	☐	STD	Długość tapicerki siedziska = ____ cm			
Typ: sztywna płyta karbonowa	☐	+900				
Poduszka standardowa, gąbkowa	☐	STD	☐ Miękką	☐ Średnia	☐ Twarda	Wys x szer x dł ____ x ____ x ____

DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Białe	Pomarańczowe		Żółte
	☐ STD	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200		☐ +200
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren	Skórzane	Alcantara	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałąk; pasek tydki</i>		Neopren	Skórzane	Alcantara
	☐ +100	☐ +400	☐ +400			☐ +200	☐ +600	☐ +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep	Na suwak	Skórzana na rzep	Skórzana na suwak	PAS BIODROWY		☐	+100
	☐ +100	☐ +100	☐ +300	☐ +300	OBSZYCIE BOCZKÓW		☐	+200
PELOTY BOCZNE	LEWA ☐ +300			ZAGŁÓWEK		☐ +400		
	PRAWA ☐ +300			KLIN STABILIZUJĄCY		☐ +300		

KOLOR RAMY								
Niemalowana	☐	STD	Czarny mat	☐	STD	Granatowy	☐	+400
Srebrny	☐	STD	Czarny	☐	STD	Jasny zielony	☐	+400
Stare srebro	☐	STD	Różowy	☐	STD	Pomarańczowy	☐	+400
Grafitowy	☐	STD	Biały	☐	+400	Kanarkowy	☐	+600
Jasny niebieski	☐	STD	Srebrny metalic	☐	+400	Kolor RAL nr ____	☐	+800
Czerwony	☐	STD	Żółty	☐	+400	Rama polerowana	☐	+1900

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓLEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓLEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)				
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	☐	STD	Czarne	☐ +900
Fioletowe	☐	+900	Niebieskie	☐ +900
Pomarańczowe	☐	+900	Czerwone	☐ +900



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	☐
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	☐
DOPLATY:		NFZ:		☐
INNE:		PCPR/MOPS:		☐
CENA BRUTTO:		WPLATA WLASNA:		☐
		ZALICZKA:		☐
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		☐
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		☐
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		☐
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta

