

NAVIX FWD

Wózek elektryczny z napędem na przednie koło.



VERMEIREN Polska
Ul.Łączna 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
zamowienia@vermeiren.pl



Adres dostawy

Ref:

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

NAVIX RWD - wersja standardowa

10 000 zł

10 800 zł

KONFIGURACJA

Silniki

6 km/h

-

-



Szerokość siedziska

400 mm

-

-

450 mm

-

-

500 mm

-

-



Głębokość siedziska

380 mm

-

-

400 mm

-

-

420 mm

-

-

440 mm

-

-

460 mm

-

-

480 mm

-

-

500 mm

-

-



Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

400 mm

-

-

450 mm

-

-

530 mm

-

-



Sterownik & Podłokietniki

Sterownik

R

Prawa strona

-

-

L

Lewa strona

-

-














Odchylany na bok









SE53








Odchylany na boki (na zew.)

200 zł

216 zł

Opcje sterownika					
	Sterownik LE (tylko jazda)		-	-	
	Sterownik LE (tylko jazda)		-	-	
	Sterownik LINX		1 100 zł	1 188 zł	
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć					
	Podparcie pod łokieć PU		-	-	 PU Soft/skaj
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		60,00 zł	65 zł	
	Podparcie pod łokieć - skaj		90,00 zł	97 zł	
B66	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko				
	Prawy		195 zł	211 zł	
	Lewy		195 zł	211 zł	
B66S	Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko.				 B66 S
	Prawy		375 zł	405 zł	
	Lewy		375 zł	405 zł	
Podnóżki					
B06	ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-	
BA6	ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-	
BK6	ściągane podnóżki jednopłytowe		145 zł	157 zł	
BL6	ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm		145 zł	157 zł	
BK7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - prawa		104 zł	112 zł	
BL7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - lewa		104 zł	112 zł	
IN	Płyty podnóżków z regulowanym kątem		100 zł	108 zł	
Regulowane manualnie podnóżki					
Prawa strona					
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		145 zł	157 zł	
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		145 zł	157 zł	
Lewa strona					
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		145 zł	157 zł	
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		145 zł	157 zł	
Regulowane automatycznie podnóżki					
Prawa strona					
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1 500 zł	1 620 zł	
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1 500 zł	1 620 zł	
Lewa strona					
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1 500 zł	1 620 zł	
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1 500 zł	1 620 zł	

COLORS (frame)						
		mat	połysk			
C30	Aluminiowy			-	-	
C68	Niebieski			-	-	
C71	Granatowy			-	-	
C72	Bordowy			-	-	
C73	Zielony			-	-	
	Dowolny wybrany kolor			300 zł	324 zł	
Siedzisko						
	Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon			-	-	
	Dartex (szary)			-	-	
	AirFlow (czarny)			-	-	
	Cordura			366 zł	395 zł	
	Skaj (czarny)			-	-	
L16	plyta z pasami velcro bez poduszki			-	-	
L16+B23	Poduszka płaska 4 cm z nylonu z pasami velcro			-	-	
L35	Poduszka Contur z pasami velcro			366 zł	395 zł	
L16+VICAIR ADJUSTER O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ADJUSTER O2 - 6 cm			900 zł	972 zł	
	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ADJUSTER O2- 10 cm			900 zł	972 zł	
L16+VICAIR VECTOR 02	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm			900 zł	972 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR 02 - 10 cm			900 zł	972 zł	
L16+VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm			1 530 zł	1 652 zł	
L16+VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm			1 100 zł	1 188 zł	
L16+VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm			900 zł	972 zł	
L16+VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 10 cm			900 zł	972 zł	
L16+VICAIR LIBERT	Poduszka pneumatyczna VICAIR			333 zł	360 zł	
L16+VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy			500 zł	540 zł	
L16+23P	Poduszka wyprofilowana z pianki			-	-	

Oparcie					
	Rodzaj materiału tapicerskiego				
	Nylon		-	-	
	Dartex (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	Cordura		366 zł	395 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
Rodzaj oparcia					
L34 Tub	Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		347 zł	375 zł	
	Dopłata do oparcia wyższego 65 cm		110 zł	119 zł	
	Dopłata do oparcia wyższego 70 cm		110 zł	119 zł	
	Dopłata do oparcia wyższego 75 cm		110 zł	119 zł	
L44	Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO				
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm		-	-	
L34	Poduszka Kontur		366 zł	395 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1 300 zł	1 404 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		804 zł	868 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		804 zł	868 zł	
Orteza tułowia TARTA ® (tylko z oparciem L44)					
5S	5 kręgów standard		4 316 zł	4 661 zł	
5C	5 kręgów contour		4 316 zł	4 661 zł	
6S	6 kręgów standard		4 565 zł	4 930 zł	
6C	6 kręgów contour		4 565 zł	4 930 zł	
Siedzisko & Oparcie regulacje					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska 0° - 10°		-	-	
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia 0° - 40°		-	-	
SE36	Manualna płynna regulacja kąta siedziska do 30° - sprężyna gazowa		676 zł	730 zł	


SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 435 do 495 mm. -		3 300 zł	3 564 zł	
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 435 do 495 mm. -Wymaga		1 650 zł	1 782 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 435 do 495 mm. -Wymaga		1 650 zł	1 782 zł	
SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez		4 500 zł	4 860 zł	
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - regulacja wysokości		5 500 zł	5 940 zł	

Koła & Opony










Koła przednie (200 x 50)

	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga		-		
	Antyprzebiciowe, szara opona, czarna felga-Krypton		-	-	




Tylne koło napędowe 12'


	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga		-		
	Antyprzebiciowe, szara opona, szara felga - krypton		-	-	

OPTIONS

B15	Stolik z plexi (transparentny)		317,00 zł	342 zł	
B15A	Stolik z ABS (kremowy)		187,00 zł	202 zł	
B22	Klin		151,00 zł	163 zł	
B31	Uchwyt na kule		55,00 zł	59 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową		-	-	
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów				
	Prawa		145,00 zł	157 zł	
	Lewa		145,00 zł	157 zł	
L55	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość		337,00 zł	364 zł	
L58	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość,głębokość,szerokość i obracany		380,00 zł	410 zł	
SE19	LED lights - UWAGA! Wymaga domówienia sterownika typu LINX		500,00 zł	540 zł	

Specjalne sterowniki

SE02	Table control		2 924,00 zł	3 158 zł	
SE04	Sterowanie brodą (tylko jazda + oświetlenie)		3 850,00 zł	4 158 zł	
SE08	Dźwostik zamontowany na rączce do pchania.		279,00 zł	301 zł	


SE09	Dodatkowy dżojstik dla osoby towarzyszącej (2 dżojstiki)		1 654,00 zł	1 786 zł	
SE63	Kulka piankowa na sterowniku		250,00 zł	270 zł	
SE55	Wzmocniony sterownik dla osób ze spastyką (tylko jazda - sterownik nie obsługuje pozostałych funkcji)		4 000,00 zł	4 320 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2)		5 500,00 zł	5 940 zł	
SE83	Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku)		12 000,00 zł	12 960 zł	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~

MIEDNICA

U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		110,00 zł	119 zł	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		120,00 zł	130 zł	
U01 Neo	Pas odwodzący		220,00 zł	238 zł	

TUŁÓW

U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		240,00 zł	259 zł	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		180,00 zł	194 zł	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		150,00 zł	162 zł	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów		130,00 zł	140 zł	

UWAGI!