



Ref. 1/2019 (Obowiązuje do 31.12.2019)

Voyage

Faktura dla:
Nazwa firmy/ Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod-pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:



Dostarczyć do:
Nazwa firmy/ Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod-pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:

Data zamówienia:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:
Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard ☐ = Opcja płatna
○ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika **34 kg**

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto: 9 300 zł

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

Nr art.: **99000601 (IC) / 99000600 (GER)
EIZ16 (USA)**

PODSTAWA

Cena brutto zł

199BS9	●	Rama, w kolorze srebrnym <ul style="list-style-type: none">● Uniwersalne siedzisko Baby Jogger● Opatentowana technologia szybkiego składania● Interface Slide-N-Lock pozwalający na łatwe zmiany kierunków● Teleskopowy uchwyt do wózka● Bezstopniowa regulacja pochylecia; zakres 35° (-5° do 30°)● Hamulec● Pojemnik do przechowywania potrzebnych rzeczy		
199KJ11	<input type="checkbox"/>	Opcja transportowa	660 zł	

OPONY - z szybkozłączkami w kołach tylnych i przednich, przednie koła z zawieszeniem i blokadą pozycji

199WQ07	●	12" koła tylne pneumatyczne i 7" kółka przednie		
---------	---	---	--	--

SIEDZISKO

199KM01	●	Siedzisko komfortowe <ul style="list-style-type: none">● Regulowana szerokość, głębokość, wysokość siedziska i długość podudzia● Podnózek z regulacją kąta		
199KM02		<ul style="list-style-type: none">● Regulacja odchylania oparcia w zakresie 80° - 180°● Daszek z okienkiem z siatki		

TAPICERKA

199KN01	●	Tapicerka siedziska z ochroną inkontynencyjną, zdejmowana, oddychająca, z tkaniny typu "Spacer", na zakrzaski	0 zł	
199KN02	○	Z niebieskim obszyciem	0 zł	
199KN03	○	Z czerwonym obszyciem	0 zł	
199KN04	○	Z beżowym obszyciem	0 zł	

PODNOŻEK

199F329	●	Kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta, odchylana, czarna		
---------	---	--	--	--

W celu uzyskania dodatkowych informacji
proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2019 1/6

DANE TECHNICZNE

Maks. waga użytkownika	34 kg
Szerokość siedziska:	24 - 30 cm, z wkładkami wew. 15,5 cm (bez tapicerki)
Głębokość siedziska:	20 - 34 cm (bez tapicerki)
Kąt pochylania siedziska:	-5° to 30°
Wysokość siedziska:	59 - 66 cm (3 możliwe wysokości: 59 / 62 / 66 cm)
Kąt pochylenia podnóżka:	50°
Długość podudzia (LLL):	15,5 - 31 cm
Wysokość oparcia:	41 - 61 cm (bez tapicerki)
Kąt pochylania oparcia:	80° - 180°
Całkowita szerokość:	63 cm
Całkowita długość:	110 cm
Całkowita wysokość:	98 - 105 cm
Długość po złożeniu:	80 cm
Wysokość po złożeniu:	30 cm
Maks. szerokość cofania:	110 cm
Maks. bezpieczne nachylenie	9°
Koła tylne:	12,5"
Kółka przednie:	7"
Waga siedziska:	6 kg
Waga podstawy:	12 kg
Części demontowalne:	Siedzisko i koła - tylko do transportu
Kolory:	4
Crash test:	Tak - testowany zgodnie z ISO 7176-19 (2008)
Transport bez użytkownika:	Dozwolony do transportu (w samochodzie i samolocie)
Przeznaczenie i środowisko:	Dla dzieci z ograniczoną mobilnością; do użytku wewnątrz i na zewnątrz; produkt opiekuńczy

ZIPPIE Voyage

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

DRAŻEK NA WYSOKOŚCI BRZUCHA

199KR01	<input type="checkbox"/> Drażek na wysokości brzucha, wyściełany, zdejmowany	295 zł
---------	--	--------

PELOTY

199K001	<input type="checkbox"/> Peloty, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i głębokości, małe (10,5 x 15 cm; para)	375 zł
199K002	<input type="checkbox"/> Peloty, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i głębokości, duże (11 x 20 cm; para)	375 zł

PELOTY BIODROWE

199KP01	<input type="checkbox"/> Peloty biodrowe, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją szerokości (para)	375 zł
199KP03	<input type="checkbox"/> Elementy do zmniejszenia szerokości siedziska (tylko w połączeniu z pelotami biodrowymi, zmniejszają SS do 15,5 cm)	375 zł

ZAGŁÓWEK

199VJ01	<input type="checkbox"/> Zagłówek, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i szerokości, mały	375 zł
199VJ02	<input type="checkbox"/> Zagłówek, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i szerokości, duży	375 zł

KLIN

199KQ01	<input type="checkbox"/> Klin, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", w kształcie kwadratu (1 sztuka)	399 zł
199KQ02	<input type="checkbox"/> Klin, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", w kształcie trójkąta (1 sztuka)	399 zł

AKCESORIA PODNÓŻKA

199A68	<input type="checkbox"/> Uchwyty na buty, małe (15 cm; para)	345 zł
199A69	<input type="checkbox"/> Uchwyty na buty, średnie (20 cm; para)	345 zł
199A79	<input type="checkbox"/> Paski na stopy, małe (40 cm; para)	99 zł
199A80	<input type="checkbox"/> Paski na stopy, średnie (45 cm; para)	99 zł

UPRZEŻ PIERSIOWA JAY

Rodzaj

199JY01	<input type="checkbox"/> Uprzeż piersiowa, z zapięciem po bokach, dynamiczna	450 zł
199JY02	<input type="checkbox"/> Uprzeż piersiowa, z zapięciem po bokach, standardowa (niedostępne w rozmiarze: wczesna inwencja)	450 zł
199JY06	<input type="checkbox"/> Uprzeż piersiowa, z zapięciem na wysokości mostka, dynamiczna	450 zł
199JY05	<input type="checkbox"/> Uprzeż piersiowa, z zapięciem na wysokości mostka, standardowa (niedostępne w rozmiarze: wczesna inwencja)	450 zł

Rozmiar

199JZ05	<input type="radio"/> Wczesna interwencja (wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł
199JZ06	<input type="radio"/> XS (wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł
199JZ01	<input type="radio"/> S (wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł

PAS STABILIZUJĄCY BIODROWY JAY

Konieczne jest wybranie tej opcji w połączeniu z pelotami biodrowymi

2 - punktowy, standardowy - mały (2,5 cm)

199ZZ10	<input type="checkbox"/> bez wyściełania	125 zł
199ZZ11	<input type="checkbox"/> wyściełany, mały (11 cm)	255 zł
199ZZ12	<input type="checkbox"/> wyściełany, średni (14 cm)	255 zł

2 - punktowy, standardowy - duży (3,8 cm)

199ZZ14	<input type="checkbox"/> bez wyściełania	125 zł
199ZZ15	<input type="checkbox"/> wyściełany, duży (19 cm)	255 zł

4 - punktowy, w kształcie litery V

199ZZ23	<input type="checkbox"/> wyściełany, mały, z małym zapięciem (2,5 cm)	475 zł
199ZZ24	<input type="checkbox"/> wyściełany, mały, z dużym zapięciem (3,8 cm)	475 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.SunriseMedical.com

© Sunrise Medical 2019 3/6

UPRZEŻ PIERSIOWA JAY


Uprzeż piersiowa z zapięciem po bokach

	A	B
El	17 cm	25 cm
XS	19 cm	32 cm
S	22 cm	38 cm



Uprzeż piersiowa z zapięciem na wysokości mostka

	A	B
El	12,5 cm	25 cm
XS	15 cm	28 cm
S	17 cm	31 cm



PAS STABILIZUJĄCY BIODROWY JAY

2-punktowy, standardowy, mały 2,5 cm lub duży 3,8 cm



4-punktowy, w kształcie litery V



ZIPPIE Voyage

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

AKCESORIA

Poniższe akcesoria są niedostępne z podstawą typu Booster

199LF1	□	Podstawa pod respirator LTV, montowana w pozycji pionowej na ramie	(limit 7 Kg)	999 zł
199LF11	□	Podstawa pod respirator Trilogy, montowana w pozycji pionowej na ramie	(limit 7 Kg)	999 zł
199LF2	□	Stolik na respirator montowany centralnie pod ramą wózka	(limit 23 Kg)	1 169 zł
199LF3	□	Praktyczna platforma montowana z przodu	(limit 23 Kg)	999 zł
199LF4	□	Praktyczna platforma na akcesoria montowana z tyłu	(platformę należy zdemontować przed złożeniem wózka; limit 20 kg)	399 zł
199A74	□	Uchwyt na kroplówkę	(limit 1 kg)	429 zł
199A713	□	Uchwyt na butle tlenową	(maks. 4,5 kg)	479 zł
199A714	□	Uchwyt na kroplówkę i butlę tlenową (IV/O2)		669 zł
199LF5	□	Uchwyt na kubek	(maks. obciążenie 0,5 kg)	119 zł
199LF7	□	Haczyk na akcesoria		69 zł
199A462	□	Pokrowiec przeciwdeszczowy		499 zł
	□	Stolik, zdejmowany, z regulacją wysokości	(z regulacją kąta)	
199A91	□	Jasnoszary		419 zł
199A92	□	Transparentny		469 zł
199A082	□	Podstawa typu Booster (JCM), z regulacją wysokości		7 900 zł

UWAGI



Zippie Voyage - Cena podstawowa

9 300 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel.: 42 275 83 38
Faks: 42 209 35 23

W celu uzyskania dodatkowych informacji
proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.SunriseMedical.com

© Sunrise Medical 2019 5/6

AKCESORIA



Podstawa pod respirator
LTV lub Trilogy



Stolik na respirator montowany
centralnie pod ramą wózka



Praktyczna platforma montowana
z przodu



Platforma na akcesoria
montowana z tyłu



Uchwyt na kroplówkę



Uchwyt na butlę tlenową



Uchwyt na kubek



Haczyk na akcesoria



Stolik, zdejmowany, z
regulacją wysokości



Podstawa typu Booster
(JCM)