


Wymiarowanie wanny do podnośnika AKS Foldo



	Wymiary	Standardowe wymiary	Pomiar
a	wysokość wanny	58 cm do 67 cm (optymalnie 65 cm)*	
b	Szerokość wanny	68 cm do 75 cm	
c	Bok wanny - ze strony zewnętrznej	≥4 cm do 6,5 cm	
d	Bok wanny - ze strony ściany	min. 4 cm	
e	Długość boku (cm)		
f	Długość boku (cm)		
g	Wysokość wanny		
h	Bok wanny (cm)		
i	Bok wanny - ze strony zewnętrznej		
k	Głębokość w momencie zakrzywienia (patrz rysunek)		
l	Maksymalna szerokość wanny		
dodatki (np. schodek przed wanną)			
Wysokość (cm)			
Szerokość (cm)			

*przy tej odległości ramię wspornika jest najdokładniej wypoziomowane na wannie