



Life R

Ref. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:



Dostarczyć do:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:

Data zamówienia:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:
Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

• = Standard ☐ = Opcja płatna
○ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto 5 400 zł

Nr art.: 84400100 GER / 84400101 IC

POMIAR UŻYTKOWNIA (wszystkie pomiary podane są w cm bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

340	360	380	400	420	440	460	480
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

360	380	400	420	440	460	480	500
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rama krótka			Rama średnia		Rama długa		

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

		Wysokość przedniej części siedziska (mm)												
		Wielec (mm)	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Przednie koło	4"	Aluminium (143mm)	○	○		○		○						
		Aluminium (168mm)				○		○	○		○			
	5"	Aluminium (143mm)	○	○	○	○	○	○	○					
		Aluminium (168mm)					○	○	○	○		○		
	6"	Aluminium (143mm)	○	○		○	○	○	○	○				
		Aluminium (168mm)				○	○		○	○	○	○	○	
	7"							○	○		○	○	○	○
		Aluminium (168mm)							○	○		○	○	○

Maks. różnica pomiędzy wysokością siedziska z tułu/z przodu: 0 - 110 mm

WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA

Wysokość tylnej części siedziska (mm)														
Koło tylne	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470		
22"	○	○		○	○		○	○	○					
24"				○	○		○	○	○	○	○			
25"				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS)

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10 - 20 mm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki i siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym.
Od dołu podkolanowego do spodu stopy.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do podłoża.
Proszę pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej części siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. maksymalna różnica wysokości pomiędzy tyłem a przodem to 130 mm

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Mierzmy od siedziska, włącznie z poduszką, na nie więcej niż jeden palec (10 - 20 mm) poniżej części łopatkki
- b) Pomiar wózka: Od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Note: Zdolność użytkownika do siedzenia prosto ma znaczący wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

Kąt regulacji oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika.
0° to kąt prosty (90°) do podłoża. Kąty ujemne to kąty < 90°
a kąty dodatnie > 90°.

Quickie Life R

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

SEAT UPHOLSTERY AND CUSHIONS

Tapicerki siedziska

LRF020001	● Regulowana tapicerka siedziska	0 zł
LRF020002	□ Regulowana tapicerka siedziska, z jedną kieszenią	75 zł
LRF020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem

LRF020101	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 30 mm	300 zł
LRF020102	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 50 mm	300 zł
LRF020103	□ Poduszka siedziska, lateks, bardzo miękka, z pokrowcem, czarna, 50 mm	300 zł

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□ JAY Basic	490 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	690 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	970 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 100 zł
JAY020004	□ JAY LITE	1 200 zł

Akcesoria siedziska

LRF090018	□ Pas stabilizujący z zapięciem	200 zł
-----------	---------------------------------	--------

OPARCIE

Wysokość oparcia ustawiona na wysokości (mm)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRF030001	● Standardowe oparcie stałe	(od wysokości oparcia 275mm)	0 zł
LRF030015	□ Oparcie składane z regulacją kąta		470 zł
	LRF030512 ○ 78° LRF030518 ○ 82° LRF030514 ○ 86° LRF030500 ○ 90° LRF030504 ○ 94° LRF030508 ○ 98°		
LRF030102	□ Podwójna blokada (blokada w pozycji złożenia)	(dostępne tylko z oparciem składanym z regulacją kąta)	180 zł

Rączki do prowadzenia

LRF030201	<input type="radio"/> Długie rączki do prowadzenia		0 zł
LRF030200	<input type="radio"/> Bez rączek do prowadzenia		0 zł
LRF030203	<input type="checkbox"/> Składane rączki do prowadzenia	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	460 zł
LRF030204	<input type="checkbox"/> Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	585 zł
LRF030205	<input type="checkbox"/> Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcz JAY	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	630 zł


Zagłówek

LRF030410	□ Zagłówek, duży, z regulacją kąta i głębokości, 230 x 110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	855 zł
LRF030411	□ Zagłówek, średni, z regulacją kąta i wysokości, 200x110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	855 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LRF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LRF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	420 zł
LRF030000	○ Bez tapicerki oparcia	0 zł

TAPICERKI SIEDZISKA I PODUSZKI



Poduszka siedziska z pokrowcem



Pas stabilizujący z metalową klamrą



Jay Basic
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Soft Combi P
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Visco
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Fluid
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Lite

OPARCIE



Oparcie składane z regulacją kąta, po złożeniu



Długie ręczki do prowadzenia



Składane ręczki do prowadzenia



Ręczki do prowadzenia z regulacją wysokości



Tapicerska EXO standardowa



Tapicerska EXO PRO

Quickie Life R								
● = Standard		○ = Opcja bezpłatna		□ = Opcja płatna				
Cena brutto zł								
OPARCIA JAY, AKCESORIA								
Jay 3 Back - Płytki kontur								
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY030010	Średnie 340mm	□ JAY030033	Wysokie 380mm	3 200 zł			
Górna cz. odc. piersioweg	□ JAY030012	Krótkie 420mm	□ JAY030019	Średnie 460mm	□ JAY030025	Wysokie 500mm	3 200 zł	
Wys. ramienia:	□ JAY030015	Krótkie 530mm	□ JAY030022	Średnie 570mm	□ JAY030028	Wysokie 610mm	3 200 zł	
Jay 3 Back - Średni kontur								
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY030011	Średnie 340mm	□ JAY030018	Wysokie 380mm	3 200 zł			
Górna cz. odc. piersioweg	□ JAY030013	Krótkie 420mm	□ JAY030020	Średnie 460mm	□ JAY030026	Wysokie 500mm	3 200 zł	
Wys. ramienia:	□ JAY030016	Krótkie 530mm	□ JAY030023	Średnie 570mm	□ JAY030029	Wysokie 610mm	3 200 zł	
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)								
Środkowa część odc. piersiowego (MT):	□ JAY030044	Średnie 34 cm	□ JAY030041	Wysokie 38 cm	3 200 zł			
Górna część odc.piers. (U1)	□ JAY030045	Niskie 42 cm	□ JAY030042	Średnie 46 cm	□ JAY030046	Wysokie 50 cm	3 200 zł	
Wysokość ramienia (SH):	□ JAY030043	Niskie 53 cm	□ JAY030047	Średnie 57 cm	□ JAY030048	Wysokie 61 cm	3 200 zł	
Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)								
Środkowa część odc. piersiowego (MT):	□ JAY030049	Wysokie 38 cm	3 200 zł					
Górna część odc.piers. (UT):	□ JAY030050	Średnie 46 cm	3 200 zł					
Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny								
Górna cz. odc. piersioweg	□ JAY030014	Krótkie 420mm	□ JAY030021	Średnie 460mm	□ JAY030027	Wysokie 500mm	3 200 zł	
Wys. ramienia:	□ JAY030017	Krótkie 530mm	□ JAY030024	Średnie 570mm	□ JAY030030	Wysokie 610mm	3 200 zł	
WHT030415					□	Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko dla oparc JAY 3)	1 490 zł
WHT030416					□	Standardowy zagłówek AXYS	(tylko dla oparc JAY 3)	1 115 zł
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE								
Podłokietniki					(nie dostępne w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)			
LRF040050	○	Z regulacją wysokości, krótka poduszka (250 mm)					0 zł	
LRF040051	○	Z regulacją wysokości, długa poduszka (360 mm)					0 zł	
LRF040052	□	Podłokietniki na jednym słupku z regulacją wysokości i długości, z poduszką podłokietnika 330 mm					670 zł	
Osłony boczne					(nie dostępne w połączeniu z podłokietnikami)			
LRF040107	○	Kompozytowa, odczepiana, osłona boczna, wys. 210 mm (długość 310 mm), czarna					0 zł	
LRF040102	□	Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (w kolorze ramy)					(effective seat width is sw + 20mm)	330 zł
LRF040103	□	Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (w kolorze ramy)					(effective seat width is sw + 20mm)	585 zł
LRF040104	□	Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem (czarne)					(effective seat width is sw + 20mm)	795 zł
RAMA								
LRF010010	○	Ze stałymi podnóżkami 75 °					(LLL od 340 mm)	
LRF010011	□	Ze stałymi podnóżkami 85 °						
LRF010016	□	Aktywna ze stałymi podnóżkami 85 °, taliowanie 2 cm					400 zł	
LRF010015	□	Standardowa rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)						
LRF090100	□	Uchwyty transportowe					135 zł	
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)								
COG23	○	Środek ciężkości 23 mm						
COG43	●	Środek ciężkości 43mm						
COG63	○	Środek ciężkości 63mm						
COG83	○	Środek ciężkości 83mm						
AKCESORIA RAMY								
LRF010500	□	Oś typu handbike					(1)	1 155 zł
LRF090010	□	Kółka transportowe					(nie dostępne z uchwytem na kule, systemem wspomagającym przechylenie wózka i kółkami antywywrotnymi)	705 zł
System wspomagający przy przechylaniu dla asystenta (rurka) i uchwyt na kule								
LRF090001	□	Lewy	LRF090002	□	Prawa	185 zł		
LRF090003	□	Para				370 zł		
LRF090009	□	Uchwyt na kule				(tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu dla asystenta)	105 zł	
Kółka antywywrotne, odchylane								
LRF090004	□	Lewe	LRF090005	□	Prawe	360 zł		
LRF090006	□	Para				720 zł		
LRF090036	□	Lekkie, aluminiowe, para				855 zł		
(1) (maks. waga użytkownika 10 kg; nie dostępne z hamulcami bębnowymi, uchwytem na kule, wspomaganiem przechylania, kółkiem antywywrotnym, wheel drive)					www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 5/12			

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Podłokietnik z regulacją wysokości



Podłokietnik na jednym słupku z regulacją wysokości



Kompozytowa odczepiana osłona boczna



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem



Osłona boczna aluminiowa z błotnikiem



Podłokietnik stolikowy w regulacji wysokości z poduszką 250 mm)



(Podłokietnik stolikowy ze stałą wysokością z poduszką 250 mm)



Podłokietnik stolikowy bez poduszki

RAMA



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Rama FF 85 ° aktywna, taliowanie 2 cm

AKCESORIA RAMY



Kółko transportowe



System wspomagający przy przechylaniu



Uchwyt na kulę



Kółko antywywrotne odchylane

Quickie Life R			
● = Standard		○ = Opcja bezpłatna	□ = Opcja płatna
			Cena brutto zł
PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE			
LRF090211	□	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	315 zł
LRF090212	○	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	-
PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW			
LRF050002	○	70°	
LRF050001	○	80°	
LRF050041	○	90°	(nie dostępne z kółkami przednimi 6", 7")
LRF050008	□	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	440 zł
LRF050006	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050007	□ Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy 220 zł
Composite hanger			
LRF050002	○	70°	
LRF050001	○	80°	
LRF050005	□	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	0 zł
LRF050003	□	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050004	□ Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy 0 zł
Podnoszone uchwyty podnóżków (ELR)			
LRF050011	□	Lewy (1)	(od SS 380 mm) 470 zł
LRF050009	□	Prawy (1)	470 zł
LRF050010	□	Para (1)	940 zł
Platformy podnóżków			
LRF050020	●	Dzielone, kompozytowe podnóżki z regulacją kąta	(2) 670 zł
LRF050050	□	Dzielone, aluminiowe podnóżki z regulacją kąta	(od LLL 350 mm) 670 zł
LRF050102	□	Aluminiowa, podnoszona platforma z regulacją kąta i głębokości	(3) 670 zł
LRF050126	□	Mechanizm odchylania i zdejmowania podnóżków dla platformy podnóżka	(od LLL 340 mm) 435 zł
LRF050062	□	System blokujący dla użytkowników ze spastycznością	215 zł
Platformy podnóżków z regulacją kąta (dostępne tylko dla SS od 320 do 500 mm)			
LRF050131	□	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(4) 310 zł
LRF050132	□	Lekka z włókna węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(4) 660 zł
LRF050127	□	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko w połączeniu z platformą podnóżka) 180 zł
Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem) (bez uchwytów podnóżków; LLL od 360 mm do 525 mm)			
LRF050025	□	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki	310 zł
LRF050024	□	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki, w kolorze ramy	310 zł
LRF050127	□	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko z: LIR050025/050024/050032) 180 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL w mm) (Uwaga: LLL musi być o 25 mm niższa od wysokości siedziska z przodu)			
○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390			
○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470			
WIDELEC			
LRF080029	●	Aluminiowy, czarny	
LFE080042	□	Srebrny	LFE080043 □ Pomarańczowy 170 zł
KOŁA PRZEDNIE			
LRF080301	○	Pełne	
LRF080302	○	Pełne szerokie	(tylko koła przednie 5" & 6"; maks. wysokość siedziska 520 mm)
LRF080305	○	Pneumatyczne	(tylko koła przednie 6" & 7")
LRF080303	□	Pełne, podświetlane	(nie dostępne dla kół przednich 6"/7") 190 zł
Koła przednie z obręczą aluminiową			
LRF080304	□	Pełne, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 260 zł
LRF080306	□	Pełne szerokie, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5") 380 zł
Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski			170 zł
(1): Niedostępne w połączeniu z platformą podnóżka			
(2): para; LLL od 330 mm; dla SS od 360 mm			
(3): LLL od 350 mm; niedostępne w połączeniu z podnoszonymi podnóżkami ELR			
(4): Niedostępne z podnoszonymi podnóżkami ELR			
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 7/12

AKCESORIA RAMY



Uchwyt podnóżka 90°



Uchwyty podnóżka 70°/80°



Podnoszony uchwyt podnóżka



Przystawka dla amputantów



Lekka kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości



Dzielone, kompozytowe podnóżki



Dzielone, aluminiowe podnóżki



Platforma aluminiowa, z regulacją kąta i głębokości z systemem blokującym dla użytkowników ze spastycznością

WIDELCE



Widelce aluminiowe srebrny, pomarańczowy, czarny

Quickie Life R Cena brutto zł

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; prosimy wybrać tylko jeden typ koła)

LRF070000	<input type="checkbox"/> Bez kół tylnych		
LRF070001	<input type="radio"/> Koła uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22"/24")	
LRF070002	<input type="radio"/> Koła typu Design z polerowaną piastą	(tylko 24")	
LRF070003	<input type="checkbox"/> Koła lekkie	(maks. waga użytkownika: 125 kg)	600 zł
LRF070004	<input type="checkbox"/> Koła Proton	(maks. waga użytkownika: 100 kg)	930 zł
LRF070005	<input type="checkbox"/> Koła Spinergy 18-szprychowe	(tylko 24"/25")	1 550 zł
LRF070008	<input type="checkbox"/> Tylne koła z hamulcami bębnowymi	(tylko 22"/24")	940 zł
LRF070009	<input type="checkbox"/> Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych, szprychy proste	(tylko 24")	940 zł
LRF070010	<input type="checkbox"/> Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para z oponami	(tylko 24")	1 449 zł

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

LRF070101	<input type="radio"/> Schwalbe Right Run, pneumatyczne	(tylko 22"/24")	
LRF070102	<input type="radio"/> Pełne	(25" tylko z kołami Proton, kołami lekkimi)	
LRF070104	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution, odporne na przebicia	(tylko 24"/25")	135 zł
LRF090163	<input type="checkbox"/> Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 detka	(tylko 24"/25")	180 zł

LRF070202	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane	
LRF070201	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, powlekane proszkowo	
LRF070204	<input type="radio"/>	Stal nierdzewna	
LRF070203	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo, w kolorze	185 zł
LRF070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip® (22" tylko z kołami uniwersalnymi i kołami z hamulcami bębnowymi)	660 zł
LRF070208	<input type="checkbox"/>	Maxgrepp® (tylko 22"/24", tylko z szerokim mocowaniem ciągów)	1 000 zł
LRF070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse R3, czarne (tylko 24"/25")	1 310 zł
LRF070200	<input type="radio"/>	Bez ciągów	

LRF070307	<input type="checkbox"/>	Bardzo blisko (7 mm)	(tylko z kołami 24" i ciągami ze stali nierdzewnej, z kołami 24"/25" i ciągami Surge)	180 zł
LRF070317	<input checked="" type="checkbox"/>	Blisko (17 mm)	(nieдоступne z ciągami Maxgrepp)	
LRF070327	<input type="checkbox"/>	Szeroko (27 mm)		

LRF070250	<input type="checkbox"/> Oslona na ciagi	(niedostepne dla ciagów 25", Supergrip.Maxgrepp, Surge)	350 zł
-----------	--	---	--------

(tylko jedna opcja do wyboru; podłokietniki jedynie z pochyleniem kół 0° & 1°)

LRF070600	●	0°			
LRF070601	□	1°	LFE070603	□	3°
LRF070602	□	2°	LFE070604	□	4°
					100 zł
					100 zł

(nieдоста́пно з ко́лами Spinerov, недоста́пно для ко́л 25", недоста́пно з ко́лами го́рськими)

LRF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta						370 zł	
LRF070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	LFE070820	<input type="checkbox"/>	Orient	LFE070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	520 zł
LRF070811	<input type="checkbox"/>	Pióro	LFE070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	LFE070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	520 zł
LRF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	LFE070812	<input type="checkbox"/>	Woda	LFE070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2	520 zł
LRF070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos	LFE070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane				520 zł

(tylko jedna opcja do wyboru)

LRF060001	<input type="radio"/> Hamulce standardowe	
LRF060002	<input type="checkbox"/> Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan	180 zł
LRF060010	<input type="checkbox"/> Przedłużenie dźwigni dla hamulcy blokowanych na wysokości kolan, wysuwana, odchylana	85 zł
LRF060003	<input type="checkbox"/> Hamulce kompaktowe	170 zł

KOŁA TYLNE



Koło uniwersalne



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Koło Spinergy 18-szprychowe



Koło z hamulcem bębnowym

OPONY



Right Run



Pełne



Marathon Plus
Evolution



Supergrip




Max Grepp

HAMULCE



Dźwignia blokady na
wysokości kolan



Przedłużenie dźwigni
hamulców



Hamulec kompaktowy



Hamulec standardowy

Quickie Life R

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

AKCESORIA

LRF090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
LRF090025	□ Pompka	45 zł
LRF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa	210 zł
LRF090030	□ Plecak	210 zł
LRF090026	□ Pokrowiec na telefon komórkowy	75 zł

KOLORY

	Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec		Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz	Widelec
	0 zł	185 zł	505 zł	####		0 zł	185 zł	505 zł	170 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	○	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	○	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	○	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	42 Antrycyt matowy	○	□	□	□
27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□

(1) Ciągi: tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Piasta/Obręcz: tylko dla kół uniwersalnych

KOLORY NAKLEJEK

LRF100550	○ Czarne	0 zł
LRF100551	○ Srebrne	0 zł

KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KOŁ TYLNYCH

LRF100580	● Czarny	
LRF100581	□ Srebrny	30 zł
LRF100582	□ Pomarańczowy	30 zł

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"

	● Czarny	
LRF100336	□ Pomarańczowy	535 zł
LRF100337	□ Niebieski	535 zł
LRF100338	□ Czerwony	535 zł

COMMENTS FOR SPECIAL BUILD

Quickie Life R - Cena podstawowa brutto

5 400 zł

Cena opcji brutto

Koszt pakowania i transportu

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2022 11/12

ACCESSORIES



Back pack



High pressure pump



Air pump



Mobile phone pocket

Anodized colour axle plate



Axle plate anodized,
orange



Axle plate anodized,
silver



Axle plate anodized,
black

24 " LIGHT WEIGHT WHEEL COLOURS



Lightweight wheel, anodized orange



Lightweight wheel, anodized blue



Lightweight wheel, anodized red