



**SUNRISE
MEDICAL.**

QUICKIE

XENON²

Ref. 1/2022 (Obowiązuje do 31.12.2022)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- ☐ Zamówienie
☐ Kalkulacja
☐ Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr. Art.: 76 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard

- ☐ = Opcja płatna

- ☐ = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika

140 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA

kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto

9 150 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 1/13

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

tylko dla wersji hybrydowej

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

Widelec (długość)	Rama:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	○	○	○										
	123 mm (1)			○	○	○								
	Frog Leg (1)					□	□							
	Jednoramienny (1)	□	□	□										
	111 mm					○	○	○						
	123 mm							○	○	○				
	123 mm (1)							○	○	○				
	Frog Leg (1)									□	□			
4"	111 mm		○	○	○	○								
	123 mm (1)			□	□	□	□							
	Frog Leg (1)					□	□	□						
	Jednoramienny (1)		□	□	□	□								
	111 mm						○	○	○	○				
	123 mm (1)							□	□	□	□			
	Frog Leg (1)									□	□	□		
	Jednoramienny (1)						□	□	□	□				
5"	111 mm				○	○	○							
	123 mm (1)					□	□	□						
	Frog Leg (1)						□	□	□					
	Jednoramienny (1)				□	□	□							
	111 mm							○	○	○				
	123 mm (1)								□	□	□			
	Frog Leg (1)									□	□	□		
	Jednoramienny (1)								□	□	□			
	123 mm (1)							□	□	□				
	Frog Leg (1)								□	□	□			
	123 mm (1)										□	□	□	
	Frog Leg (1)											□	□	□

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w cm

Koło tylne	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowym napędem elektrycznym

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 2/13

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

- Kąt pochylenia oparcia:** Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°
a kąty dodatnie to te >90°.

Dane techniczne - ogólne informacje:

Maks. wysokość:	102 cm		
Maks. długość	105 cm		
Maks. promień skrętu:	70 cm		
Maks. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 8,8 kg		
Waga po demontażu:	od 6,3 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. szerokość:	Pochylenie kół	24" koło tylne	25" koło tylne
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerka siedziska

XFF020002	●	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią	0 zł
XFF020003	□	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami (tylko od SS 34 cm)	160 zł
XFF020004	□	Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik (tylko od SS 34 cm)	160 zł
XFF020000	○	bez tapicerki	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość:	XFF020101	□	3 cm	XFF020102	□	5 cm	300 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	XFF020103	□	5 cm				300 zł

Akcesoria siedziska

XFF090018	□	Pas stabilizujący z metalową klamrą	200 zł
XFF020050	□	Dodatkowa wyściółka tapicerki	105 zł

Poduszki siedziska - JAY

JAY020002	□	JAY Basic	490 zł
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	690 zł
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base	970 zł
JAY020004	□	JAY Lite	1 100 zł
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base	1 200 zł

OPARCIE

Wysokość oparcia (zakres regulacji)

Wysokość oparcia w cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe)

Brak regulacji wysokości.

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

715 zł

XFF030010	○	Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)	0 zł
XFF030029	○	Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)	0 zł
XFF030031	□	Oparcie składane do połowy (4) (od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	780 zł
XFF030012	□	Oparcie z regulacją kąta (75° do 103°)	780 zł
XFF030029	○	Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)	0 zł
XFF030031	□	Oparcie składane do połowy (4) (dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	780 zł

Rączki do prowadzenia

XFF030200	○	Bez rączek do prowadzenia	0 zł
XFF030201	○	Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią	0 zł
XFF030203	□	Składane rączki do prowadzenia (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	460 zł
XFF030205	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc JAY (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	630 zł
XFF030204	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	585 zł

Tapicerka oparcia

XFF030316	○	Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
		Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030317	□	Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	420 zł
		Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030300	○	Bez tapicerki	0 zł

Akcesoria

XFF030402	□	Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie (dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)	445 zł
-----------	---	---	--------

- (1) niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi, niedostępne z przystawkami rowerowymi
 (2) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°
 (3) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe
 (4) niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 4/13



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Długie rączki do prowadzenia



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



Wysokość oparcia

Szerokość
siedziska

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
42	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
44	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
46	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
48	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
50	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Wysokie - 38 cm	3 200 zł			
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030025	Wysokie - 50 cm	3 200 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030028	Wysokie - 61 cm	3 200 zł

Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Wysokie - 38 cm	3 200 zł			
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/>	JAY030013	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030020	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030026	Wysokie - 50 cm	3 200 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030023	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030029	Wysokie - 61 cm	3 200 zł

Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	□	JAY060001	Krótkie - 17 cm	□	JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 400 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	□	JAY060003	Krótkie - 30 cm	□	JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 400 zł

Akcesoria

WHT030415	□	Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(dostępny tylko z oparciem JAY 3)	1 490 zł
WHT030416	□	Zagłówek standardowy AXYS	(dostępny tylko z oparciem JAY 3)	1 115 zł
JAY090058	□	Torba na akcesoria JAY	(dostępny tylko z oparciem karbonowym JAY 3)	240 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

XFF040005	□	Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040001	□	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040002	□	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	925 zł
XFF040003	□	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	680 zł
XFF040004	□	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	925 zł
XFF040052	□	Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	680 zł
XFF040117	□	Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyściełane, zdejmowane	425 zł

Akcesoria

XFF040020	○	Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
-----------	---	---	---	------

Osłony boczne

XFF040107	□	Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	□	Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	□	Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	330 zł
XFF040103	□	Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	585 zł
XFF040104	□	Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	795 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XFF050023	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na boki), w kolorze ramy wózka	0 zł
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylania platformy podnóżka (długość podudzia min. o 3 cm większa)	435 zł
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na boki), z paskami na kostki (1)	635 zł
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), z paskami na kostki, czarna	310 zł
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka, karbonowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), z paskami na kostki, czarna	660 zł
XFF050061	<input type="checkbox"/>	Lekka, plastikowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), wysoko montowana (LLL 22-34cm)	515 zł

Automatycznie składający się podnóżek z regulacją kąta i głębokości z paskami na kostki, czarny

XFF050027	□	Lekka platforma z włókna węglowego	870 zł
XFF050028	□	Lekka platforma kompozytowa	635 zł

Akcesoria

XFF050127	□	Płytki pozycjonujące stopy	(2)	180 zł
-----------	---	----------------------------	-----	--------

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL)

Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 cm większa niż długość podudzia)

○ 22	○ 23	○ 24	○ 25	○ 26	○ 27	○ 28	○ 29	○ 30	○ 31
○ 32	○ 33	○ 34	○ 35	○ 36	○ 37	○ 38	○ 39	○ 40	○ 41
○ 42	○ 43	○ 44	○ 45	○ 46	○ 47	○ 48	○ 49	○ 50	

(1) niedostępna dla SS32 z taliowaniem 1 cm

(2) dostępna tylko dla: platformy podnóżka, lekkiej platformy podnóżka i platformy podnóżka typu Performance


www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 6/13

Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XFF040107
Kompozytowa osłona
boczna, odpinana



XFF040101
wąska osłona z
włókna węglowego z
ochroną ubrań



XFF040102
alumiowa z ochroną
ubrań



XFF040103
alumiowa z ochroną ubrań i
błotnikiem



XFF04000x
Podłokietniki stolikowe, z
poduszką, odchylane do góry,
zdejmowane



XFF040104
Z włókna węglowego, z ochroną
ubrań, z błotnikiem



XFF050132
Lekka platforma podnóżka z
włókna węglowego



XFF050059
Platforma podnóżka typu
performance



XFF050027
Lekka platforma podnóżka z
włókna węglowego,
odchylana



XFF050127
Płytki pozycjonujące stopy

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

RAMA

Rama otwarta (maks. waga użytkownika 110kg)

XFF010012	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek)	0 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm	400 zł
XFF010013	□ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek)	400 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm	400 zł

Rama hybrydowa (maks. waga użytkownika 140kg)

XFF010020	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda	400 zł
XFF010021	○ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda	400 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)

XFF070703	Adapter osi, standardowy	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12	
XFF070701	Adapter osi, lekki (1)	○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13	

XFF010411	○ Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)	0 zł
XFF010412	□ Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)	660 zł

AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)

XFF090016	□ Osłona ramy, czarna	180 zł
XFF090100	□ Uchyt do transportu (Crash Test)	135 zł
XFF090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach	705 zł
XFF090014	□ System wzmocnienia ramy dla przystawki rowerowej	1 155 zł

XFF090050	□ Odłączane kółka antywywrotne, para	420 zł
-----------	--------------------------------------	--------

Kółka antywywrotne, odchylane

XFF090004	□ Lewa XFF090005	□ Prawa	360 zł
XFF090006	□ Para		720 zł

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

XFF090001	□ Lewa XFF090002	□ Prawa	185 zł
XFF090003	□ Para		370 zł
XFF090009	□ Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	105 zł

Przygotowanie pod przystawkę rowerową ATTITUDE

XFF090211	□ Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi)	315 zł
XFF090212	○ Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	0 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

XFF080013	● Widelce Carbotecture®, 111 mm	Kolor: czarny	Std.
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (2) □ Niebieski (2)		170 zł
XFF080029	□ Widelce aluminiowe, 123 mm	Kolor: czarny	0 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy		170 zł
XFF080008	□ Widelce jednoramienne	Kolor: czarny	585 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		170 zł
XFF080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne		1 700 zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

XFF080301	○ Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna		0 zł
XFF080302	○ Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna	(tylko z kołami 5" & 6")	0 zł
XFF080303	□ Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna	(tylko z kołami 6")	190 zł
XFF080304	□ Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa	Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	260 zł
XFF080306	□ Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa	Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	380 zł
	Kolory obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		170 zł

(1) dla pochylenia kół 0°

(2) dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi miękkimi (XFF080302 lub XFF080306)

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 8/13



XFF010012 / 13
Rama otwarta



XFF090020 / 21
Rama hybrydowa



XFF090001
Rurka wspomagająca przy przechylaniu



XFF090004
Kółka antywywrotne odchylane



XFF090050
Odkładane kółka antywywrotne



XFF090010
Kółka tranzytowe

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

KOŁA TYLNE			(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)
XFF070000	○	Bez kół	0 zł
XFF070001	○	Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko dla kół 24") 0 zł
XFF070002	○	Koła z polerowaną piastą	(tylko dla 24") 0 zł
XFF070003	○	Koła lekkie	(opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie) 0 zł
XFF070004	□	Koła Proton (super lekkie)	(limit masy ciała użytkownika - 100kg) 930 zł
XFF070005	□	Koła Spinergy, 18-szprychowe	1 550 zł
XFF070007	□	Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym	2 099 zł
XFF070008	□	Koła z hamulcami bębnowymi	(1) (tylko dla kół 24") 940 zł
XFF070009	□	Koła górskie	(tylko dla kół 24") 940 zł
XFF070010	□	Dodatkowa para kół górskich	(tylko dla kół 24") 1 449 zł

Szybkozłączki kół tylnych		
XFF070150	●	Standardowe Std.
XFF070151	□	Dla tetraplegików (2) 185 zł

OPONY			(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)
XFF070101	○	Opony Right Run	(tylko dla kół 24") 0 zł
XFF070102	○	Opony odporne na przebicia (pełne)	0 zł
XFF070107	□	Opony Schwalbe One	135 zł
XFF070104	□	Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution	135 zł

CIĄGI		
XFF070204	○	Srebrne, ze stali nierdzewnej 0 zł
XFF070202	○	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane 0 zł
XFF070201	○	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo 0 zł
XFF070203	□	Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo (należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza) 185 zł
XFF070205	□	Tytanowe 660 zł
XFF070206	□	Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo 660 zł
XFF070207	□	Supergrip ® 660 zł
XFF070208	□	Maxgripp ® (tylko dla kół 24") 1 000 zł
XFF070212	□	Ellipse 3R, czarne 1 310 zł

Montaż ciągów		
XFF070307	□	Blisko (7 mm) (dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge) 180 zł
XFF070317	●	Standardowo (17 mm) Std.
XFF070327	○	Szeroko (27 mm) 0 zł

Akcesoria		
XFF070250	□	Ośłona na ciągi (tylko dla kół 24") 350 zł

POCHYLENIE KÓŁ			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)
XFF070600	○	0°	0 zł
XFF070602	○	2°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi) 0 zł
XFF070604	○	4°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi) 0 zł

OSŁONY NA SZPRYCHY						(tylko dla kół 24")			
XFF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta					370 zł		
XFF070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	XFF070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	XFF070812	<input type="checkbox"/>	Woda	520 zł
XFF070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	XFF070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	XFF070833	<input type="checkbox"/>	Zebra	520 zł
XFF070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	XFF070830	<input type="checkbox"/>	Tygrys	XFF070818	<input type="checkbox"/>	Szaleństwo w dżungli	520 zł
XFF070820	<input type="checkbox"/>	Orient	XFF070813	<input type="checkbox"/>	Galaktyka	XFF070811	<input type="checkbox"/>	Pióro	520 zł
XFF070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	XFF070821	<input type="checkbox"/>	Piraci	XFF070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane	520 zł
XFF070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	XFF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	XFF070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2	520 zł
			XFF070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	XFF070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos	520 zł

(1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochylem kół 0° & 4°; niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia & niedostępne bez rączek do prowadzenia.
(2) niedostępne w tylnych kołach: Spinergy/ górskimi / z hamulcami bębnowymi



XFF070001
Koła Uniwersalne



XFF070002
Koła z polerowaną piastą



XFF070003
Koła lekkie



XFF07000
Koła Proton



XFF07010
Koła górskie




XFF070101
Schwalbe Right Run



XFF070107
Schwalbe One



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Opory odporne na przebicia



XFF070202
Ciagi aluminiowe,
anodyzowane



XFF070203
Ciagi aluminiowe, malowane
proszkowo



XFF070208
Ciagi Maxgrepp

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

HAMULCE			(choose only one option)
XFF060001	● Standardowe		Std.
XFF060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		180 zł
XFF060010	□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana		85 zł
XFF060003	□ Kompaktowe hamulce		170 zł
XFF060004	□ Lekkie, kompaktowe hamulce (1)		335 zł

AKCESORIA		
XFF090000	● Zestaw narzędzi	Std.
XFF090025	□ Pompka wysoka	45 zł
XFF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)	210 zł
XFF090030	□ Plecak	210 zł
XFF090026	□ Kieszeń na telefon komórkowy	75 zł

KOLORY ⁽²⁾									
	Rama	Ciągi 185 zł	Piasta/Obręcz 505 zł	Krzyżak 505 zł		Rama	Ciągi 185 zł	Piasta/Obręcz 505 zł	Krzyżak 505 zł
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	29 Czarny połyskujący	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	○	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	○	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	○	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
27 Graftowy metalizowany	○	□	□	□	46 Zielony Mamba	○	□	□	□
								□ (3)	
								□ (3)	
								□ (3)	

KOLORY NAKLEJEK		
XFF100550	○ czarne (4)	0 zł
XFF100551	○ srebrne	0 zł
XFF100552	○ pomarańczowe	0 zł
XFF100553	○ czerwone	0 zł
XFF100554	○ niebieskie	0 zł

(1) niedostępne z ramą hybrydową, pochylem kół 4°; głębokością siedziska 34 cm; z przystawką rowerową; COG 5 cm
(2) Ciągi: dostępne tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Ciągi/piasta: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi
(3) dostępne tylko z kołami lekkimi 24", z piastą i ciągami anodyzowanymi, z czarnymi szprychami
(4) Dla osłon z włókna węglowego, naklejki dostępne tylko w kolorze srebrnym.



Quickie Xenon ² - Cena podstawowa		9 150 zł
Cena opcji		
Opakowanie i transport		
Cena całkowita brutto		
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel.: 42 275 83 38 Faks: 42 209 35 23		E-mail: pl@sunrisemedical.pl www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 12/13



XFF060001
Hamulec standardowy



XFF060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



XFF060003
Hamulec kompaktowy



XFF060004
Hamulec kompaktowy, lekki



XFF090000
Zestaw narzędzi



XFF090024
Pompka wysokociśnieniowa



XFF090025
Pompka



XFF090030
Plecak



XFF090026
Kieszonka na telefon komórkowy