

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź

Zamówienie: pl@sunrisemedical.de

Wycena: pl@sunrisemedical.de

Telefon: +48 42 275 83 38
Faks: +48 42 209 35 23
www.Sunrise-Medical.pl

E-mail: pl@sunrisemedic

Dystrybutor: _____

Adres: _____

Kod-pocztowy: _____

Kraj: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Numer zamówienia: _____

Adres dostawy: _____

Kod-pocztowy: _____

Osoba kontaktowa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Uwagi: _____

Informacje dla biura Sunrise Medical Poland

Dystrybutor: _____

Numer Klienta: _____

Wartość zamówienia brutto: _____
PLN

Koszt transportu: _____
PLN

Wartość do faktury: _____
PLN

	Imię i nazwisko	Data
Wycenę zatwierdził:		
Potwierdził:		
Numer dokumentu:		



Produkt podstawowy



Informacje obowiązkowe



Informacja wymagana przy wybranej opcji



Konfiguracja standardowa



Opcja bezpłatna



Opcja płatna



SBAXZ010 TIGA Sub4 A7020
30 500,00 zł




XA070 Rama otwarta

Maksymalna waga użytkownika 125 kg



XW010 Wykonanie projektu w CAD



RAMA



XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Maks. - 440mm)
(Min. - 250mm)



XY020 Długość siedziska


 mm

(Maks. - 440mm)
(Min. - 250mm)



XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska


 mm

(Maks. - 440mm)



Opcja dodatkowa
XY050 Wysokość siedziska z przodu


 mm

(Maks. - 520mm)
(Min. - 380mm)



XY060 Wysokość siedziska z tyłu


 mm

(Maks. - 500mm)
(Min. - 360mm)



XY070 Długość ramy


 mm


(Min. = XY020 + XY030 + 110mm)
(Maks. - 625mm)



XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
350,00 zł


 mm

(Standard = 120mm)



PRZÓD RAMY I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy




XY080

Szerokość siedziska z przodu (taliowanie)


 mm


(Opcjonalnie, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia nóg/pozycjonowania)



Szerokość podnóżka


 mm

(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony)



Podnóżek (jedna opcja do wyboru)



XY100


Wysokość podnóżka z przodu (Min. 60mm)


 60 80 100 120

Inna wys.

 mm

Rozmiar kół przednich	Maks. wysokość
4"	110mm



XY105


Wysokość podnóżka z przodu (w kształcie kwadratu) (Min. 60mm)


 60 80 100 120

Inna wys.

 mm

Rozmiar kół przednich	Maks. wysokość
4"	130mm



Podnóżek - pomiar indywidualny

Wysokość podnóżka z tyłu (różnica między przodem a tyłem)


 mm



Optymalna wysokość (Std = różnica - 20mm)

Głębokość podnóżka


 mm


Optymalna długość (Std = 100mm)

Maks. długość 140mm



Rodzaj podnóżka (jedna opcja do wyboru)



XB010

Lekki podnóżek rurowy z regulacją wysokości, aluminiowy

Płyta podnóżka



XB045

Lekka płyta podnóżka z włókna węglowego
655,00 zł

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE & HAMULCE

Kółka przednie

- ☒ XC135 Kółko przednie z obręczą aluminiową 4x1.25", widelce firmy frog legs
Dostępne kolory:



- ☐ Srebrna piasta & czarne opony (Std)
 ☐ Czarna piasta & niebieskie opony
 ☐ Fioletowa piasta & czarne opony
 ☐ Srebrna piasta & niebieskie opony
☐ Czarna piasta & czarne opony
 ☐ Czerwona piasta & czarne opony
 ☐ Żółta piasta & czarne opony
 ☐ Srebrna piasta & czerwone opony
☐ Czarna piasta & czerwone opony
 ☐ Niebieska piasta & czarne opony
 ☐ Zielona piasta & czarne opony

Widelce

- ☒ XC190 Widelec standardowy




- ☐ Czarny
 ☐ Srebrny

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ Optymalne wymiary



Hamulce

- ☒ SBAXD036 Lekkie hamulce kompaktowe

OSŁONY BOCZNE

Osłony boczne
Z włókna węglowego

- ☐ XE055 Lekkie osłony boczne z włókna węglowego


Wymiary osłon bocznych
Optymalne wymiary

- ☐ Indywidualna wysokość osłon bocznych nad oponą (STD = 25 mm)



mm

- ☐ Poziom osłon bocznych na wysokości krawędzi opon

Osłony boczne z błotnikiem
Z włókna węglowego

- ☐ XE065 Lekkie osłony boczne z włókna węglowego przykręcane z błotnikiem


Wymiary osłon bocznych
Optymalne wymiary

Wysokość błotnika osłon bocznych nad oponą




mm

- ☐ Optymalnie
10 mm nad oponą (opcja STD jeśli nie wskazano inaczej)



- ☒ Od błotnika osłon bocznych do zew. strony opony



OPARCIE		
Wysokość oparcia	Typ oparcia	
<input checked="" type="checkbox"/> Stała wysokość oparcia <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> XG010 Stałe oparcie	
Oparcie ergonomiczne - odchylenie tylne (jedna opcja do wyboru)		
<input checked="" type="checkbox"/> XY360 Z regulacją kąta <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> -5-30+3+5 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Indywidualny <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> (Maks. -10/+20 stopi) </div> </div> </div>	<input type="checkbox"/> XG100 Oparcie ergonomiczne 350,00 zł <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div> </div>	
Oparcie ergonomiczne - odchylenie boczne (jedna opcja do wyboru)		
<input type="checkbox"/> XG110 Szerokość wew. oparcia 350,00 zł (nad osłonami bocznymi) <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div>	<input type="checkbox"/> XG120 Szerokość zew. oparcia 350,00 zł <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>i</i> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div>	
POCHYLENIE KÓŁ, COG (ŚRODEK CIĘŻKOŚCI)		
Kąt pochylenia kół	Stały środek ciężkości	
<input checked="" type="checkbox"/> XY390 Kąt pochylenia kół <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> 123 </div> </div>	<input checked="" type="checkbox"/> SBAXH100 Oś wózka z pochyleniem kół zintegrowana z ramą (25-125mm) <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div style="margin-right: 10px;"> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> mm </div> </div>	
OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY		
Rama i podnóżek		
<input type="checkbox"/> SBAXN030 Rama szczotkowana	<input type="checkbox"/> SBAXN050 Rama polerowana	
Dostępne kolory (jedna opcja do wyboru)		
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div><input type="checkbox"/> Czarny</div> <div><input type="checkbox"/> Czerwony</div> <div><input type="checkbox"/> Fioletowy</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div><input type="checkbox"/> Srebrny</div> <div><input type="checkbox"/> Niebieski</div> </div>	
TAPICERKA		
Tapicerka siedziska		
<input checked="" type="checkbox"/> XP045 Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą pasów SUB4		
Tapicerka oparcia		
<input checked="" type="checkbox"/> XP035 Tapicerka oparcia z regulacją naprężenia za pomocą pasów SUB4		
Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia		
<input type="checkbox"/> Srebrny (STD)	<input type="checkbox"/> Czarny	<input type="checkbox"/> Niebieski
<input type="checkbox"/> Czerwony	<input type="checkbox"/> Jasnoniebieski	<input type="checkbox"/> Fioletowy
Inne		
<input checked="" type="checkbox"/> XS065 Lekkie pasy na tyłki		

KOŁA TYLNE

Rozmiar kół tylnych



XY420 24"



XY430 25"

Odległość od słon bocznych



XY460


Odległość od osłon
bocznych

20

25



XY460



Opcje kół tylnych



XK225

Koła z szybkołączką tytanową (para)



XK075

Spinergy BLXL 18-sprychowe, z mocowaniem
ciągów typu rivnut (wybierz kolor poniżej - dostępne
tylko z czarną piastą)

Dostępne kolory dla kół Spinergy



Czarne sprychy / czarna piasta



Białe sprychy / czarna piasta

XK180
715,00 zł

Niestandardowe kolory kół Spinergy



Czerwone sprychy / czarna piasta



Niebieskie sprychy / czarna piasta



Kolor wew.



Żółte sprychy / czarna piasta



Zielone sprychy / czarna piasta

Kolorzew.



Różowe sprychy / czarna piasta



Pomarańczowe sprychy / czarna piasta

Uwaga: należy załączyć zdjęcie/rysunek opcji
niestandardowej

XK040 Bez kół

-830,00 zł (Należy podać: rodzaj kół/rozmiar/opony))



Montaż ciągów



Wąski

(STD jeśli nie zaznaczono inaczej)



Szeroki

Opcje ciągów



XL010

Aluminiowe anodowane (STD)



XL040

Tytanowe



XL160

Elipse

1 495,00 zł



XL050

Ze stali nierdzewnej



XL020

Tetra grip

1 250,00 zł



XL090

Ciągi odpinane (zalecane z opcją XY460 =
20mm lub mniej). Tylko wąski rozstaw.

XL100

Para grip

1 250,00 zł

Opcje opon



XM060

Opony Schwalbe One

410,00 zł



XM010

Opony Kenda wysokociśnieniowe

☐ Szary
(STD)

Niebieski



Czerwony



XM130

Opony Kenda, czarne

85,00 zł



XM020

Opony Schwalbe Marathon Plus

295,00 zł



XM040

Opony pełne Shox, czarne
(24", 25")

495,00 zł



XM050

Opony górskie Kenda K885 (24", 25")

120,00 zł

Opcje dętek





XY500

Dętka z wentylem Schraeder
(STD)

XY490

Dętka z wentylem Presta

PODUSZKA

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
370,00 zł
- ☐  Poduszka piankowa miękka (CMS040) ☐ Poduszka piankowa średniej twardości (CMS050) ☐ Poduszka piankowa twarda
- ☐ Grubość poduszki 50 mm ☐ Grubość poduszki 75 mm ☐ Grubość poduszki 100 mm
- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki oddychający (Air Lite)
285,00 zł
- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki skórzany
770,00 zł
- ☐  Czarny ☐ Czerwony ☐ Szary

AKCESORIA RAMY

- ☐ XR060 Pasek na tyłki przymocowany do ramy
445,00 zł
- ☐ XR080 Kółko FrontWheel (tylko z: XB010, TGAXB080, XB150)
2 625,00 zł

AKCESORIA

- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek z logo TIGA
350,00 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep
185,00 zł (czarny)
- ☐ XR020 Duża torba na akcesoria mocowana pod
435,00 zł siedziskiem (czarna)
- ☐ XR090 Zestaw narzędzi

INNE OPCJE

Podnóżek



XB200 Podnóżek rurowy ze wzmocnieniem
620,00 zł

Należy podać wysokość podnóżka z przodu


 mm

Kółka przednie 3" i 5"



XC150 Kółka przednie z obręczą aluminiową 3x1.4", widelec firmy frog
620,00 zł legs (kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)



XC070 Kółka przednie 5x1.3" miękkie, czarne



XC100 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5" pneumatyczne
620,00 zł



XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1", widelec firmy frog
620,00 zł (kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)



XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1.4", widelec firmy frog
620,00 zł legs (kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

Hamulce



XD020 Hamulce nożycowe



XD050 Hamulce standardowe

Osłony boczne



XE030 Osłony boczne aluminiowe przykręcane
860,00 zł

Rączki do prowadzenia



XG070 Oparcie z przykręcanymi rączkami do
760,00 zł prowadzenia



XG080 Oparcie ze składanymi rączkami do prowadzenia
1 165,00 zł

Kółka anty-wywrotne



XJ100 Kółko anty-wywrotne sportowe
2 140,00 zł

Tapicerka siedziska



XP040 Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą
pasów (STD)



XR050 Płyta siedziska z włókna węglowego ze
1 650,00 zł wspornikami

Tapicerka oparcia



XP050 Tapicerka oparcia oddychająca z regulacją naprężenia za
pomocą pasów (STD)

Opcja tapicerki skórzanej (tylko z: XP050)



XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia
585,00 zł (opcja niedostępna z XG080)



Czarny
(STD)



Czerwony



Szary

Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia (tylko z: XP050)



Srebrny
(STD)



Czarny



Niebieski



Czerwony



Jasnoniebieski



Fioletowy

Dostępne kolory logo (tylko z: XP050)



Srebrny
(STD)



Czarny



Niebieski



Czerwony



Jasnoniebieski



Fioletowy

Akcesoria oparcia (tylko z: XP050)



XP110 Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek
435,00 zł



XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
665,00 zł (na podstawie dostarczonego pliku w formacie JPEG)

UWAGI

