

AI

ALUMINIUM 7020



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Guide:



Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe

Informacja wymagana przy
wybranej opcji

STYL PRODUKTU



FXAXZ010 TIGA FX

26 000 zł




XA070

Rama otwarta

Maksymalna waga użytkownika 110kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM



PROJEKT CAD



XW009

TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011

ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW012

WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)

XW010

ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY



XY010

Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)



(Max - 460mm)

(Min - 250mm)



XY020

Długość siedziska



(Max - 460mm)

(Min - 250mm)



XY030

Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie
nóg i uchwyt na rękę)

XY050

Wysokość ramy z przodu



(Max - 550mm)

(Min - 480mm)



XY060

Wysokość ramy z tyłu



(Max - 550mm)

(Min - 360mm)



XY070

Długość ramy



(Max 625mm)

(Min XY020 + XY030 + 140mm)



XY072

Pozycja kółka przedniego



Zoptymalizuj wymiar



XA020



385 zł

Długość ramy ergonomicznego siedziska

Określ wymiar



(Standard = 120mm)




PRZÓD RAMY I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy

☐ XY080 Siedzisko typu TAPER

! Określ wymiar



mm

☐ Zoptymalizuj wymiar
(XY010 - 100mm)




Podnóżek (jedna opcja do wyboru)

☐ XY100 Podnóżek zaokrąglony

Castor Size	Max Height	With XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm


☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł

☐ XY105 Podnóżek w kształcie kwadratu

Castor Size	Max Height	With XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm


☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł


Podnóżek - pomiar indywidualny

☒ XY115 Wysokość podnóżka z przodu

! mm

☒ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu

i mm


(Std = 20mm różnicy między przodem i tyłem)

☒ XY125 Głębokość podnóżka

i mm

(Std = 100mm)

(160mm i więcej wymaga opcji wzmocnienia XB150)



Rodzaj podnóżka (jedna do wyboru)

☐ FXTXB080 Podnóżek rurowy stały, przyspawany z aluminiową płytą podnóżka
(dostarczony z dystansem do regulacji +20mm)

☐ FXTXB120 Podnóżek z regulacją kąta i wysokości z aluminiową płytą podnóżka (zamocowany na ramie)

☐ FXTXB110 Podnóżek rurowy stały, przyspawany z karbonową płytą podnóżka
680 zł
(dostarczony z dystansem do regulacji +20mm)

Opcje podnóżka

☐ XB165 Taśma antypoślizgowa podnóżka
199 zł
(3M)(niedostępne z XB030)

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE I HAMULCE

Koła przednie
100mm (4")

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4"
615 zł (wybierz kolor poniżej)



- ☐ Srebrna piasta & czarna opona (std) ☐ Złota piasta & czarna opona ☐ Fioletowa piasta & czarna opona
- ☐ Czarna piasta & czarna opona ☐ Zielona piasta & czarna opona
- ☐ Czerwona piasta & czarna opona ☐ Niebieska piasta & czarna opona

125mm (5")

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą alu 5"x1" pneumatyczne
680 zł (szare)
- ☐ XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1.4"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

150mm (6")

- ☐ XC080 Kółko przednie 6x1.3" miękkie
(tylko czarna piasta / szara opona)
- ☐ XC145 Kółka przednie z obręczą aluminiową
(Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

Widelec

- ☐ XC192 Widelec samonastawny Anti-Flutter
(Std jeśli nie wybrano innej opcji)
- ☐ XC210 Widelec amortyzowany froglegs
2 245 zł


Uwaga: Kolor zgodny z wybranym akcentem



- ☐ Czarny ☐ Srebrny

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich
(XY010 plus 70mm)



Hamulce (jeden do wyboru)

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
920 zł
- ☐ XD035 Lekkie kompaktowe hamulce
920 zł (tylko dla stałego środka ciężkości)
- ☐ XD010 Brak hamulców
- ☐ XD050 Hamulce standardowe, typu push to lock
- ☐ XD046 Out Front typu push to lock
920 zł
- ☐ XD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
1 075 zł
- ☐ XD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wskazać kolor)
1 165 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)



CZARNE



FIOLETOWE



CZERWONE



NIEBIESKIE

Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji

OŚŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Ośłony boczne Aluminiowe

- ☐ XE080 Aluminiowe, zdejmowane
- ☐ FXAXE130 Aluminiowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
860 zł

Z włókna węglowego


- ☐ XE100 Karbonowa, zdejmowane
2 820 zł
- ☐ FXAXE150 Karbonowe składane na płasko
2 755 zł

Kompozytowe (materiał typu ABS)

- ☐ XE120 Kompozytowe (ABS), zdejmowane
1 270 zł
- ☐ FXAXE170 Kompozytowe (ABS), składane na płasko
1 700 zł


Wymiary osłon bocznych Optymalne wymiary

- ☐ Ośłony boczne 25mm nad oponą
(podąża za oponą)
- ☐ Indywidualna wysokość nad oponą
(podąża za oponą)
- ☐ Poziom na wysokości krawędzi opon
(podąża za oponą)



Wymiary indywidualne

- ☐ Długość osłon bocznych
mm
- ☐ Wysokość osłon bocznych
mm



Ośłony boczne z błotnikiem Aluminiowe


- ☐ XE090 Alu z błotnikiem, zdejmowane
2 130 zł
- ☐ FXAXE140 Alu z błotnikiem składane na płasko (ze składanym opar.)
1 015 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE110 Karbonowe z błotnikiem, zdejmowane
3 290 zł
- ☐ FXAXE160 Karbonowe z błotnikiem składane na płasko
3 355 zł


Wymiary osłon bocznych Wysokość błotnika

- ☐ 10mm nad oponą
(Standard)
- ☐ Wymiar indywidualny
(Min = 10mm)
- ☐ mm



Pozycja błotnika

- ☐ Do środka opony
(Standard jeśli nie wybrano innej opcji)
- ☐ Do zewnętrznej strony opony



Podłokietniki

- ☐ XF010 Zdejmowane podłokietniki z plast. osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)
- ☐ XF020 Zdejmowane podłokietniki z alu osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)
(Indicate fixed height)

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)

- ☐ mm

OPARCIE


Wysokość oparcia



XY230 Stała wysokość oparcia
(maksymalnie 400mm)

Wskaż wysokość


mm



XY245 Regulowana wysokość oparcia
(maksymalnie 400mm)
(+/-25mm)

Wskaż wysokość

mm



Rodzaj oparcia



FXAXG060 Składane oparcie typu Q Lock
(czarne)

Opcje ergonomiczne oparcia




XY360 Kąt oparcia



-5 -3 0 +3 +5

Indywidualny
stopni

(Max -7/+7 stopni)



XG100 Oparcie ergonomiczne
385 zł




Wysokość w pionie

mm



Odchylenie do tyłu


mm



XG110 Rurki przywiedzione
385 zł
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę


mm



XG120 Rurki odwiedzone typu flara
385 zł
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

mm



Rączki do prowadzenia



XG070 Przykręcane rączkami do prowadzenia
755 zł
(niedostępne z XY245)



XG080 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł
(niedostępne z XY245)



XG085 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł
(niedostępne z XY245)



XG097 Zintegrowane rączki do prowadzenia
1 410 zł
(styl Quickie)

POCHYLENIE KÓŁ

Regulowany środek ciężkości




XH110

Oś wózka z pochyleniem kół,
regulowana, rama kwadratowa
(25-150mm)

(Maxszerokość siedziska 500mm)

Wskaż wymiar


 mm


XH110




XH120

Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona

(60-150mm)

Wskaż wymiar


 mm


XH120

Kąt pochylenia kół (camber)



XY390

Kąt pochylenia kół



0

1

2

3

5



Stały środek ciężkości




FXAXH090

1 605 zł

Stały COG na wsporniku typu V

(25-125mm)

Wskaż wymiar


 mm


FXAXH090

Kąt pochylenia kół (camber)



XY390

Kąt pochylenia kół



0

1

2

3

5



Opcja osi kół tylnych



FXAXK227

Standardowy sworzeń osi
(120 lub 130mm)



FXAXK226

925 zł

Tytanowy sworzeń osi 100mm
(tylko dla stałej osi)



XK220

545 zł

Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para) (N/D z XK010 i XK070)



XK240

755 zł

Szybkozłączki QUAD (para)
(N/D z FXAXK226)

Kółka anty-wywrotne



XJ010

680 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, LEWE
(Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)



XJ020

680 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, PRAWE
(Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)



XJ100

2 355 zł

Pojedyncze, sportowe kółko anty-wywrotne
(montowane centralnie)

KOŁA TYLNE

Wymiar kół tylnych


☐ XY420 Koła tylne 24"☐ XY430 Koła tylne 25"

Odległość od osłon bocznych

☒ XY460 Odległość od osłon bocznych

15 ☐ 20 ☐ 25 ☐

Indywidualne

 mm


Opcje kół tylnych

☐ XK010 Koła typu Fusion 16-szprychowe (srebrna piasta, czarne szprychy)☐ XK050 Spinerger LX 12-szprychowe 3 380 zł☐ XK150 Spinerger CLX 18-szprychowe, szprychy płaskie, karbonowe (nie dostępne ze srebrną piastą) 8 015 zł☐ XK155 Spinerger CX6 18 szprych karbonowych (typu blade) (nie dostępne ze srebrną piastą) 8 200 zł☐ XK320 Spinerger XLX 12-szprychowe 3 550 zł (krzyżowe/promieniowe szprychy)☐ XK060 Spinerger SPOX 18-szprychowe 3 040 zł☐ XK070 Spinerger BLXL 18-szprychowe, szprychy płaskie (nie dostępne ze srebrną piastą) 3 550 zł

Opcje kolorystyczne dla kół Spinerger: ⓘ

☐ Czarne szprychy☐ Białe szprychy☐ Żółte szprychy☐ XK180 Indywidualny dobór kolorów (wybierz kolor) 785 zł☐ Czerwone szprychy☐ Niebieskie szprychy☐ Różowe szprychy

Wew. _____

☐ Fioletowe szprychy☐ Pomarańczowe szprychy☐ Zielone szprychy

Zew. _____

Opcje anodowane dla kół Spinerger:

☐ XK190 Czarna piasta (opcja std)☐ XK200 Srebrna piasta 419 zł (nie dostępna dla BLXL/CLX)☐ XK201 Czerwona obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK205 Indyw. dla piasty/obwódki 1 310 zł Wybierz kolor: _____☐ XK202 Fioletowa obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK203 Niebieska obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK204 Złota obręcz/piasta 1 310 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)

Dostawa bez kół

☐ XK040 Bez kół -840 zł

Rodzaj kół:

Rodzaj opon:

Montaż ciągów / Opcje

☐ XY480 Wąski☐ XY485 Szeroki☐ XL090 Usunięcie nadmiar zaczepów montażowych (zalecane przy małych odstępach między kołami) 545 zł

Opcje ciągów

☐ XL010 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań☐ XL040 Tytanowe, 6 mocowań 1 155 zł☐ XL160 Elipse, 6 mocowań (zastępują Surge) 1 645 zł☐ XL035 Natural Fit LT 1 500 zł☐ XL020 Tetra grip, 6 mocowań 1 375 zł☐ XL150 Carbolife Gekko 2 965 zł☐ Czarne☐ Srebrne☐ XL100 Para grip, 6 mocowań 1 375 zł☐ XL170 Carbolife Curve L (czarne) 3 175 zł

Opcje opon

☐ XM010 Kenda ☐ Szare (Std) ☐ Niebieskie ☐ Czerwone☐ XM060 Schwalbe One (najlepiej opcja) 450 zł (tylko 24", 25")☐ XM130 Kenda black☐ XM050 Opony górskie Kenda K885 135 zł (tylko 24", 25")☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus 325 zł☐ XM040 Opony pełne Shox (tylko czarne) 545 zł

Opcje dętek

☐ XY500 Dętka z wentylem Schreadera (Std jeśli nie wskazano inaczej)☐ XY490 Dętka z wentylem Presta

Akcesoria kół

☐ XK310 Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB, szybkołączkami (zamiennie z 25" - XM010) 3 120 zł☐ XK300 Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB, szybkołączkami (zamiennie z 24" - XM010) 3 120 zł

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010 Rama malowana proszkowo☐ XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)

Rama Komp.

Błyszczący

Rama Komp.

Matowy

Rama Komp.

Specjalny

- ☐ ☐ Czarny błyszczący 103
- ☐ ☐ Biały błyszczący 100
- ☐ ☐ Szary błyszczący 132
- ☐ ☐ Kremowy błyszczący 135
- ☐ ☐ Czerwony błyszczący 108
- ☐ ☐ Żółty błyszczący 120
- ☐ ☐ Zielony leśny błyszczący 143
- ☐ ☐ Zielony błyszczący 107
- ☐ ☐ Ciemny niebieski błyszczący 151
- ☐ ☐ Royal Niebieski błyszczący 154
- ☐ ☐ Niebieski błyszczący 174
- ☐ ☐ Duckegg niebieski błyszczący
- ☐ ☐ Różowy błyszczący 188
- ☐ ☐ Pomarańczowy błyszczący 180
- ☐ ☐ Fioletowy błyszczący 157

- ☐ ☐ Czarny matowy 105
- ☐ ☐ Biały matowy 101
- ☐ ☐ Szary matowy 131
- ☐ ☐ Jasny szary matowy 133
- ☐ ☐ Navy niebieski matowy 152

- ☐ ☐ Chromowany lustrzany 300
- ☐ ☐ Sparkle srebrny 170
- ☐ ☐ Metallic czarny matowy 104
- ☐ ☐ Metallic szary matowy 130
- ☐ ☐ Czarny sandpaper 201
- ☐ ☐ Szary sandpaper 202
- ☐ ☐ Biały sandpaper 200

☐ XN200 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)

880 zł

Rama

Komp.

☐ FXAXN030 Rama aluminiowa, szczotkowana
1 125 zł (wszystkie części czarne, poza XN160)☐ XN160 Komponenty ramy szczotkowane
390 zł☐ FXAXN050 Rama aluminiowa, polerowana
3 360 zł (wszystkie części czarne, poza XN170)☐ XN170 Komponenty ramy polerowane
785 zł

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają tylko widelce i zaślepki przy kołkach przednich

- ☐ Czarny
- ☐ Czerwony
- ☐ Fioletowy

- ☐ Srebrny
- ☐ Niebieski
- ☐ Karbonowy

☐ XN250 Indywidualne akcenty kolorystyczne
895 zł

(tylko zaślepki przy widelcach, reszta czarna)

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP040 Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą pasów☐ XR050 Płyta siedziska z włókna węglowego
1 645 zł

Tapicerka oparcia

☐ XP050 Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją naprężenia za pomocą pasów☐ XP060 Pełna tapicerka oparcia skórzana (czarne)
1 785 zł☐ XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia (czarne)
680 zł

Dostępne kolory dla przeszycia tapicerki oparcia

- ☐ Srebrny
- ☐ Czerwony

- ☐ Czarny
- ☐ Pomarańczowy

- ☐ Niebieski
- ☐ Fioletowy

☐ Indywidualny:

Dostępne kolory logo RGK

- ☐ Biały (Std)
- ☐ Czerwony

- ☐ Czarny
- ☐ Pomarańczowy

- ☐ Niebieski
- ☐ Fioletowy

☐ Indywidualny:

Dostępne kolory logo modelu

- ☐ Biały (Std)
- ☐ Czerwony

- ☐ Czarny
- ☐ Pomarańczowy

- ☐ Niebieski
- ☐ Fioletowy

☐ Indywidualny:

Akcesoria oparcia

☐ XP110 Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek
430 zł (N/D z oparciem Sub4)☐ XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
725 zł PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 11

PODUSZKA

Poduszki

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
405 zł
(wybierz twardość i wysokość poniżej)
- ☐ Miękka (CMS040) ☐ Średnio twarda (CMS050)
- ☐ 50mm ☐ 75mm ☐ 100mm

Pokrowce

- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy
(czarny)
- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
325 zł
(czarny)
- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
850 zł
(czarny)

Produkty JAY


- ☐ Poduszka JAY
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Oparcie JAY
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay

AKCESORIA

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł
(tylko z podnóżkiem rurowym)
- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł
- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł
- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł
- ☐ XR100 Torba na ramę FX
1 805 zł
- ☒ XR090 Zestaw narzędzi
- ☒ XS060 Pasek na łydki

INFORMACJE DODATKOWE
INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMÓWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIZEJ


RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE
UWAGI DO KONFIGURACJI: