

**KRYPTON F**

Ref. 1/2024 (Obowiązuje do 31/12/2024)

Faktura dla:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

● = Standard

□ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me**Maks. masa ciała użytkownika 110 kg****MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA** **kg**

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto: 24 000 zł**Art. no. IC: 77 100 001****KRYPTON F: STANDARDOWA KONFIGURACJA****KRYPTON F**

- Wózek składany na krzyżaku
- Rama z włókna węglowego
- Karbonowy krzyżak
- Oparcie z regulacją kąta
- Regulowany środek ciężkości (COG)
- Regulowana wysokość siedziska z tyłu



Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie:
Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.
(min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

Wysokość oparcia (WO):

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.


Kąt oparcia:

Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.

Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska:

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widelki, aby zminimalizować wagę wózka.

Wysoka rama siedziska



Dane techniczne:

Całkowita wysokość:	950 mm	Całkowita szerokość:	Pochylenie kół	24" koła tylne	25" koła tylne
Całkowita długość:	930 mm		0°:	SW + 170 mm	SW + 170 mm
Maks. szerokość cofania	700 mm		2°:	SW + 210 mm	SW + 220 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	7°		4°:	SW + 260 mm	SW + 270 mm
Waga wózka:	od 8,3 kg				
Waga po demontażu:	od 5,8 kg				
Waga najcięższej części:	2,1 kg				

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm

WAGA

Chcemy być bardzo precyzyjni w kwestii wagi wózka. Następujące informacje stanowią sugestię doboru lekkich opcji w konfiguracji wózka Krypton F. Podpowiedzą, jak skonfigurować wózek o wadze 8,3 kg.

Konfiguracja wózka Krypton F: 8,3 kg (Waga po demontażu: 5,8 kg)

Rama: rama wysoka, 92°, taliowanie 10mm, szerokość siedziska: 360 mm, głębokość siedziska: 400mm. Wysokość siedziska z przodu 470 mm, wysokość siedziska z tyłu 420 mm. Wspornik łączący ramę z rurką osi cięty na miarę (KRF010412), lekki adapter środka ciężkości (COG)

Hamulec: lekki hamulec kompaktowy

Podnóżek: podnóżek sportowy typu 'Performance'



Oparcie: karbonowe oparcie, tapicerka EXO super lekka, bez rączek do prowadzenia

Ośłony boczne: wąskie osłony boczne z włókna węglowego

Koła tylne: 24" koła Proton z ciągami aluminiowymi (malowane proszkowo lub anodowane) i oponami Schwalbe One

Widelce i kółka przednie: widelce Carbotecture 111, 3" kółka przednie

Prosimy pamiętać o tolerancji produkcyjnej (wagi) w wysokości 5% (na: opony, kółka przednie, koła tylne itd.)

PRZEWODNIK - JAK SKONFIGUROWAĆ NAJLŹEJSZY WÓZEK KRYPTON F

Sunrise Medical oferuje szeroką gamę opcji do wyboru w wózku Krypton F. Jednakże każda z tych opcji dodatkowo podnosi wagę całkowitą wózka. W celu ułatwienia wyboru lekkich opcji wózka przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz pomoc w skonfigurowaniu idealnie dobranego wózka, opcje zostały dodatkowo oznaczone symbolami:

- (L) dla opcji lekkich
- (+) dla opcji podnoszących wagę wózka o co najmniej 500 g w porównaniu do opcji lekkich

LEKKIE OPCJE W WÓZKU KRYPTON F

Opracowaliśmy kilka opcji dla wózka Krypton F, aby zaoszczędzić na wadze wózka bez utraty wygody w codziennym korzystaniu z wózka lub jego trwałości



Karbonowe oparcie: karbonowe rurki oparcia. Stała wysokość.
(-160 g w porównaniu do oparcia)



Wspornik cięty na miarę (KRF010412): długość uzależniona od wysokości siedziska. Ograniczona regulacja w górę (tylko +1 cm)
(- 200 g dla wysokości siedziska 430 mm w porównaniu ze wspornikiem o



Tapicerka EXO super lekka (KRF030005): lżejsza wersja tapicerki oparcia EXO. Wyściółka piankowa typu EVA, pasy z regulacją, wycięcie tapicerki zakrywające rurki oparcia.
(-160 g w porównaniu ze standardową tapicerką EXO)



Lekki adapter środka ciężkości CoG, (KRF070701): (tylko dla pochyleń kół 0°)
(-260 g w porównaniu ze standardowym adapterem środka ciężkości CoG)

Krypton F

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska

KRF020002	●	Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 1 kieszenią	0 zł
KRF020003	□	Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (od SS 340 mm)	170 zł
KRF020004	□	Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (1 na worek) (od SS 340 mm)	170 zł
KRF020000	○	Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka)	Grubość	KRF020101	□	30 mm	KRF020102	□	50 mm	330 zł
Lateks (bardzo miękka)	Grubość	KRF020103	□	50 mm				330 zł

Akcesoria siedziska

KRF090018	□	Pas stabilizujący biodrowy (z metalową sprzączką)	210 zł
KRF020050	□	Dodatkowa wyściółka tapicerki siedziska, zdejmowana	115 zł

Poduszki JAY

JAY020002	□	JAY Basic	535 zł
JAY020003	□	JAY Soft Combi P	750 zł
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base	1 055 zł
JAY020004	□	JAY Lite	1 205 zł
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base	1 310 zł

OPARCIE

Standardowe oparcie (aluminiowe)

Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm).

Możliwość regulacji wysokości o 50 mm.

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

0 zł

Karbonowe oparcie (1) (L)

Stała wysokość, brak możliwości regulacji

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

785 zł

KRF030012	●	Oparcie z regulacją kąta (nie składane) (75° to 103°)	0 zł
KRF030031	□	Oparcie z regulacją kąta, składane (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable)	850 zł

Rączki do prowadzenia

KRF030200	○	Bez rączek do prowadzenia (L)	0 zł
KRF030201	○	Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść	0 zł
KRF030203	□	Składane rączki do prowadzenia (od wysokości oparcia 32,5 cm)	500 zł
KRF030205	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY (+) (od wys. oparcia 32,5 cm, tylko ze standardowym oparciem)	645 zł
KRF030204	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (+) (od wys. oparcia 32,5 cm, tylko ze standardowym oparciem)	645 zł

Tapicerki oparcia

KRF030316	○	Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
KRF030317	□	Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyściełana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	460 zł
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
KRF030005	□	Tapicerka EXO super lekka, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, czarna (L)	460 zł
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
KRF030300	○	Bez tapicerki siedziska	0 zł

Akcesoria oparcia

KRF030402	□	Poprzeczka stabilizująca, składana automatycznie (+) (dostępna od SS 380mm; niedostępna z oparciem karbonowym)	485 zł
-----------	---	--	--------

(1): Niedostępne z oparciami JAY3
(2): Dostępne tylko ze standardowym oparciem, niedostępne z rączkami z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY
W połączeniu ze składanymi rączkami tylko od wysokości oparcia 400 mm
(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2022 5/13

OPARCIE

Matrix dla opcji oparcia KRF030031, składanego ku przodowi.

Wysokość oparcia

Szerokość
siedziska



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓



=kąt złożenia 90°



=brak możliwości całkowitego złożenia do 90° do przodu w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=brak możliwości całkowitego złożenia do 90° do przodu



=brak możliwości złożenia o kącie większym niż 45°



KRF030201
Zintegrowane rączki do prowadzenia



KRF030203
Składane rączki do prowadzenia



KRF030204
Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



KRF030316
Tapicerka EXO



KRF030317
Tapicerka EXO PRO



KRF030005
Super lekka tapicerka EXO

PODNOŻKI



KRF050132
Lekka platforma z włókna węglowego



KRF050059
Sportowa platforma typu Performance



KRF050027
Lekka platforma z włókna węglowego, składana automatycznie



KRF050127
Podpora ustawiająca stopy

Krypton F

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OPARCIA I AKCESORIA JAY - tylko w połączeniu ze standardowym oparciem (+)

Jay 3 Back - płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie - 380 mm	3 420 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie - 500 mm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie - 610 mm	3 420 zł

Jay 3 Back - średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie - 380 mm	3 420 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie - 500 mm	3 420 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie - 610 mm	3 420 zł

Jay 3 Carbon Back - płytki kontur

Dolna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY060001 Krótkie - 170 mm	□ JAY060002 Wysokie - 240 mm	3 655 zł
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	□ JAY060003 Krótkie - 300 mm	□ JAY060004 Wysokie - 380 mm	3 655 zł

Akcesoria do oparcia JAY 3

WHT030415	□ Zagłówek odchylany Whitmyer COBRA XTRA	(tylko z oparciami JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	□ Zagłówek standardowy Whitmyer AXYS	(tylko z oparciami JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	□ Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciami JAY 3 Carbon)	265 zł

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Podłokietniki

KRF040052	□ Jednostupkowe podł. wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)	(+)	740 zł
KRF040117	□ Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne	(niedostępne z karbonowym oparciem) (+)	465 zł

Oslony boczne

KRF040107	□ Kompozytowe, odczepiane osłony boczne, wys. 21 cm (dł. 31 cm), czarne		0 zł
KRF040101	□ Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego	(L)	0 zł
KRF040102	□ Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (kolor: czarny matowy)		360 zł
KRF040103	□ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (kolor: czarny matowy)		640 zł
KRF040104	□ Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem, czarne		850 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

KRF050059	□ Podnóżek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta	(1) (L)	695 zł
KRF050131	□ Lekki podnóżek, aluminiowa platforma z regulacją kąta i głębokości		0 zł
KRF050132	□ Lekki podnóżek, platforma z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości		720 zł

Platformy podnóżka, składane automatycznie

KRF050027	□ Lekka z włókna węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości (1)		955 zł
KRF050028	□ Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości (1)		695 zł

Akcesoria podnóżków

KRF050127	□ Podpora ustawiająca stopy	(2)	195 zł
-----------	-----------------------------	-----	--------

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - długość podudzia musi być 30 mm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (wartości w mm)

○ # 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

WERSJE RAMY

Kąt zgięcia ramy

KRF010012	● Rama standardowa 100 ° (zintegrowany podnóżek) (UK 80 °) lekkie taliowanie (10 mm)	0 zł
KRF010013	□ Rama sportowa 92 ° (zintegrowany podnóżek), (UK 88 °) lekkie taliowanie (10 mm)	440 zł

Rozstaw kół samonastawnych

KRF010301	● Szeroki	0 zł
KRF010302	○ Wąski	0 zł

(1): Niedostępne z SS 320 mm

(2): Dostępne tylko z lekką platformą i podnóżkiem sportowym

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2022 7/13

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



KRF040101 Wąska osłona boczna z włókna węglowego



KRF040104 Osłony boczne z włókna węglowego



KRF040107 Kompozytowe, odczepiane osłony boczne




KRF040117 Podłokietniki rurowe, aluminiowe




KRF040052 Jednosłupkowe podłokietniki, wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

WERSJE RAMY: ROZSTAW KÓŁEK SAMONASTAWNYCH

Szeroki rozstaw kółek samonastawnych



Wąski rozstaw kółek samonastawnych



KRF010301 Szeroki rozstaw kółek samonastawnych



KRF010302 Wąski rozstaw kółek samonastawnych



Castor house position wide vs. narrow

Krypton F

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(4= bardzo pasywy 13= bardzo aktywny)

KRF070703	Adapter, standardowy	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12	
KRF070701	Adapter, lekki (1) (L)	○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13	

KRF010411	● Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)		0 zł
KRF010412	□ Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm) (L)		720 zł

AKCESORIA RAMY

KRF090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach (+)		775 zł
KRF090016	□ Osłona ramy, czarna (textile, with velcro)		195 zł
KRF090577	□ Osłona ramy plastikowa, przymocowana na klej, czarna		495 zł
KRF090050	□ Odłączane kółko anty-wywrotne Quickie, para (+)		460 zł

Kółka anty-wywrotne, odchylane

KRF090004	□ Lewe KRF090005 □ Prawe (+)		390 zł
KRF090006	□ Para (+) (nie dostępne z systemem wspomagania przy przechylaniu)		780 zł

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

KRF090001	□ Lewy KRF090002 □ Prawy		205 zł
KRF090003	□ Para (+) (nie dostępne z kółkami antywywrotnymi)		410 zł
KRF090009	□ Uchwyt na kule (wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)		115 zł

WIDELCE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRF080013	○ Widelce Carbotecture®, 111mm Kolor: czarny (L) Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (2) □ Niebieski (2)		Std. 185 zł
KRF080029	○ Widelce aluminiowe 123mm Kolor: czarny Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy		Std. 185 zł
KRF080008	□ Widelce aluminiowe, jednoramienne Kolor: czarny (tylko z k. przednimi 4" & 5" aluminiowymi pełnymi i szerokimi) Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		645 zł 185 zł
KRF080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne (+)		1 870 zł

KOŁA PRZEDNIE

(compare with your choice on the first page)

KRF080301	○ Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna (3"-6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)		0 zł
KRF080302	○ Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna (tylko 5" i 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)		0 zł
KRF080303	□ Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna (nie z 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)		205 zł
KRF080304	□ Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver (tylko 4" i 5")		289 zł
KRF080306	□ Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver (tylko 4" i 5")		419 zł
	Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		185 zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRF070000	○ Bez kół tylnych		0 zł
KRF070001	○ Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy (+) (tylko 24")		0 zł
KRF070002	○ Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste (tylko 24")		0 zł
KRF070003	○ Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste (std: piasta i obręcz w kolorze czarnym, opcje kolorystyczne na ost. stronie)		0 zł
KRF070004	□ Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste (L) (maks. waga użytkownika 100 kg)		1 020 zł
KRF070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna		1 700 zł
KRF070007	□ Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna		2 300 zł

Szybkozłączki kół tylnych

KRF070150	● Standardowe		Std.
KRF070151	□ Dla tetraplegików (3)		205 zł

OPONY

KRF070101	○ Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run (nie dostępne z kołami 25")		0 zł
KRF070107	□ Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One (L)		145 zł
KRF070102	○ Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem (+)		0 zł
KRF070104	□ Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)		145 zł

(1): Tylko z pochyleniem kół 0°
 (2): Widelce w kolorach: czerwonym i niebieskim dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi szerokimi
 (3): Niedostępne z kołami Spinergy
 (L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2022 9/13

AKCESORIA RAMY



KRF090001
System wspomagający przy przechylaniu



KRF090004
Kółko anty-wywrotne odchylane



KRF090010
Kółko do transportu w wąskich przejściach



KRF090007
Odlączane kółko anty-wywrotne Quickie



KRF090010
Osłona na ramę, plastikowa, przyklejana



KRF070703
Standardowy adapter środka ciężkości (COG)



KRF070701
Lekki adapter środka ciężkości (COG)

WIDELCE



KRF080013 & KRF080306
Widelce Carbotecture & kółka przednie szerokie z obręczą aluminiową



KRF080008
Widelec jednoramienny, czerwony

KOŁA TYLNE I CIĄGI



KRF070001
Uniwersalne



KRF070002
Z polerowaną piastą



KRF070003
Lekkie



KRF070004
Koło Proton



KRF070208
Ciągi Maxgrepp

OPONY



KRF070101
Schwalbe Right Run



KRF070107
Schwalbe One



KRF070104
Schwalbe Marathon Plus



KRF070102
Opony pełne

HAMULCE



KRF060001
Standardowy



KRF060002
Z dźwignią blokady na wysokości kolan



KRF060003
Kompaktowy



KRF060004

Krypton F

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

CIĄGI			
KRF070201	○ Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne	(L)	0 zł
KRF070202	○ Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne	(L)	0 zł
KRF070203	□ Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe	(L) <small>(proszę wybrać kolor na ostatniej stronie)</small>	205 zł
KRF070204	○ Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne	(+)	0 zł
KRF070205	□ Ciągi tytanowe		725 zł
KRF070206	□ Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne		725 zł
KRF070207	□ Ciągi powlekane, Supergrip ®	(+)	725 zł
KRF070208	□ Ciągi typu Maxgrepp ®	(+) <small>(tylko z kołami 24")</small>	1 100 zł
KRF070212	□ Ciągi, Ellipse 3R, czarne	(+)	1 440 zł
Montaż ciągów			
KRF070307	□ Blisko (7 mm)	<small>(tylko dla ciągów stalowych i Surge)</small>	195 zł
KRF070317	● Standardowo (17 mm)		Std.
KRF070327	○ Szeroko (27 mm)		0 zł
Akcesoria ciągów			
KRF070250	□ Osłona na ciągi	<small>(tylko z kołami 24", niedostępna z ciagami Surge)</small>	380 zł
POCHYLENIE KÓŁ <small>(choose only one option)</small>			
KRF070600	○ 0°		0 zł
KRF070602	○ 2°	<small>(niedostępne z lekkim adapterem środka ciężkości COG)</small>	0 zł
KRF070604	○ 4°	<small>(niedostępne z lekkim adapterem środka ciężkości COG)</small>	0 zł
OSŁONY NA SZPRYCHY (dostępne tylko dla kół 24") (+)			
KRF070831	□ Przezroczyste		405 zł
KRF070823	□ Księżniczka	KRF070822 □ Bilard	KRF070812 □ Woda
KRF070816	□ Szczęśliwe Lwy	KRF070827 □ Jedwab	KRF070833 □ Zebra
KRF070819	□ Małpki	KRF070830 □ Tygrys	KRF070818 □ Szaleństwo w dżungli
KRF070820	□ Orient	KRF070813 □ Galaktyka	KRF070811 □ Pióro
KRF070829	□ Superbohater	KRF070821 □ Piraci	KRF070806 □ Koło chromowane
KRF070817	□ Hot Wheels	KRF070814 □ Graffiti	KRF070803 □ Koszykówka 2
	KRF070802 □ Koszykówka	KRF070828 □ Kosmos	570 zł
HAMULCE <small>(choose only one option)</small>			
KRF060001	● Standardowe hamulce		Std.
KRF060002	□ Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan		195 zł
KRF060010	□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana		90 zł
KRF060003	□ Kompaktowe hamulce EVO		185 zł
KRF060004	□ Lekkie, kompaktowe hamulce EVO (1) (L)		365 zł
<small>(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g</small>			
AKCESORIA			
KRF090000	● Zestaw narzędzi		Std.
KRF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa		230 zł
KRF090025	□ Pompka		50 zł
KRF090026	□ Kieszeń na telefon komórkowy		80 zł
KRF090030	□ Plecak		230 zł

Krypton F

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY RAMY/ CIĄGÓW/ PIASTY/ OBRECZY					
Ciągi (2) Piasta/Obręcz (2)			Ciągi (2) Piasta/Obręcz (2)		
205 zł			205 zł		
555 zł			555 zł		
02 Srebrny połyskujący	□	□	29 Czarny połyskujący	□	□
03 Srebrny matowy	□	□	31 Czarny matowy	□	□
06 Żółty słoneczny	□	□	32 Śnieżnobiały	□	□
14 Niebieski	□	□	33 Różowy	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	□	□
19 Fioletowy połyskujący	□	□	36 Cyjan metalizowany	□	□
21 Czerwony rubinowy	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	□	□
22 Jasnoczerwony	□	□	40 Kiwi metalizowany	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	□	□	42 Antracyt matowy	□	□
27 Grafitowy metalizowany	□	□	46 Zielony Mamba	□	□

(2) Ciągi: dostępne tylko z ciągami aluminiowymi, malowanymi proszkowo; Piasta/Obręcz: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

KOLORY RAMY		
KRF100139	○ Naturalny, niepowlekany	Std.
KRF100137	□ Transparentny, błyszczący	1 750 zł
KRF100138	□ Transparentny, matowy	1 750 zł
KRF100122	□ Czarny, błyszczący	1 750 zł
KRF100123	□ Czarny, matowy	1 750 zł

KOLORY GRAFIKI RAMY "FLYING PIXEL" (odporne na zadrapania, z naklejkami Krypton)		
KRF100590	□ Grafika ramy "Flying Pixel", srebrna	690 zł
KRF100591	□ Grafika ramy "Flying Pixel", czerwona	690 zł
KRF100592	□ Grafika ramy "Flying Pixel", niebieska	690 zł

KOLORY NAKLEJEK QUICKIE I KRYPTON (3)		
KRF100550	○ czarne (Naklejki "Quickie" na karbonowych osłonach bocznych będą w kolorze srebrnym)	0 zł
KRF100551	○ srebrne	0 zł
KRF100552	○ pomarańczowe	0 zł
KRF100553	○ czerwone	0 zł
KRF100554	○ niebieskie	0 zł

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"		
KRF100336	□ Anodowane, pomarańczowe (4)	585 zł
KRF100337	□ Anodowane, niebieskie (4)	585 zł
KRF100338	□ Anodowane, czerwone (4)	585 zł

(3) Niedostępne w połączeniu z opcją grafiki ramy "Flying Pixel".

(4) Anodowane kolory piasty i obręczy, czarne szprychy. Tylko w kołami lekkimi 24"

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:



Krypton F - Base Price		24 000 zł
Cena opcji brutto		
Opakowanie i transport		
B4M		
Cena całkowita brutto		
Sunrise Medical Poland Sp. z o. o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel.: 42 275 83 38 Faks: 42 209 35 23		E-mail: pl@sunrisemedical.de www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2022 12/13

KOLORY RAMY



1. *Transparentny, błyszczący*
2. *Transparentny, matowy*
3. *Czarny, błyszczący*
4. *Czarny, matowy*

GRAFIKI RAMY "FLYING PIXELS"



Od lewej do prawej:

- *Czerwona*
- *Srebrna*
- *Niebieska*

24 " KOŁA LEKKIE - WERSJA KOLORYSTYCZNA



KRF100336
pomarańczowe



KRF100337
niebieskie



KRF100338
czerwone