

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru


Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

14.900,00 zł. brutto**S.15.02.01.10**
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Rama wózka

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 351 | rama MIDI; | koła tylne 22" (560mm) | długość ramy: 470 mm | - |
| | | | szerokość siedziska: 240-300mm | głębokość siedziska: 240-300mm | |
| <input type="checkbox"/> | 352 | rama MAXI; | koła tylne 24" (610mm) | długość ramy: 560 mm; | - |
| | | | szerokość siedziska: 240-400mm | głębokość siedziska: 320-400mm | |

Szerokość siedziska

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 124 | 240mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 126 | 260mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 28 | 280mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 30 | 300mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 32 | 320mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 34 | 340mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 36 | 360mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 38 | 380mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 40 | 400mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |

Głębokość siedziska

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------|-----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 524 | 240mm | tylko z ramą MINI - KOD 351 | - |
| <input type="checkbox"/> | 526 | 260mm | tylko z ramą MINI - KOD 351 | - |
| <input type="checkbox"/> | 528 | 280mm | tylko z ramą MINI - KOD 351 | - |
| <input type="checkbox"/> | 390 | 300mm | tylko z ramą MINI - KOD 351 | - |
| <input type="checkbox"/> | 392 | 320mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 394 | 340mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 366 | 360mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 368 | 380mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |
| <input type="checkbox"/> | 615 | 400mm | tylko z ramą MAXI - KOD 352 | - |

Wysokość oparcia pleców (bez poduszki)

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 620 | 250mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 625 | 300mm | możliwość regulacji wysokości oparcia pleców+/- 25mm tylko przy rączkach regulowanych na wysokość - kod 502 | - |
| <input type="checkbox"/> | 631 | 350mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 632 | 400mm | | - |

Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|---------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 4166 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 06-3554 | pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy z klamrą plastikową TYLKO Z SZTANGĄ KOD 809 | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm | |
| <input type="checkbox"/> | 913 | zagłówek; montowany na barierce oparcia pleców; regulowane: wysokość, głębokość oraz kąt NIE ZALECANY Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25mm; TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 502 | 2.100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 809 | składana sztanga poprzeczna, zdejmowana; z regulacją wysokości NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DLA OPIEKUNA KOD 706 | 1.200,00 |

Rączki do pchania wózka

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 410 | krótkie, anatomiczne ręczki do pchania wózka, stałe | - |
| <input type="checkbox"/> | 502 | krótkie ręczki z regulacją wysokości do 300mm | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 29 | regulacja kąta oparcia +/- 15°, skokowo co 5°; TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 502 | 2.100,00 |

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

| widelec krótki | | | | widelec średni | | | widelec długi | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 100mm | <input type="checkbox"/> | 390 <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> | 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 | <input type="checkbox"/> | 440 <input type="checkbox"/> 450 <input type="checkbox"/> 460 | | |
| <input type="checkbox"/> | 125mm | | <input type="checkbox"/> 410 | <input type="checkbox"/> | 420 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 440 | <input type="checkbox"/> | 450 <input type="checkbox"/> 460 <input type="checkbox"/> 470 | | |
| <input type="checkbox"/> | 142mm | tylko rama MAXI | | <input type="checkbox"/> | 430 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 450 | <input type="checkbox"/> | 460 <input type="checkbox"/> 470 <input type="checkbox"/> 480 | | |

Kółka przednie

| | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 151 | 100mm | pełne, twarda guma | felga z tworzywa, czarna | - |
| <input type="checkbox"/> | 153 | 125mm | pełne, twarda guma | felga z tworzywa, czarna | - |
| <input type="checkbox"/> | 327 | 142mm | pełne, miękka guma | felga z tworzywa, czarna | tylko rama MAXI - |
| <input type="checkbox"/> | 1068963 | 100mm | pełne, twarda guma | felga z tworzywa, czarna | świecące 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1072385 | 100mm | pełne, twarda guma | felga aluminiowa, srebrna | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1072386 | 125mm | pełne, twarda guma | felga aluminiowa, srebrna | 600,00 |

Tylna wysokość siedziska

| | | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 470 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 22" rama MIDI 351 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | 24" rama MAXI 352 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Koła tylne model

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 651 | koła standardowe, wypinane | 22" | 24" | - |
| <input type="checkbox"/> | 752 | koła lekkie, redukcja wagi wózka o 660g TYLKO Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 ORAZ OGUMIENIEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM | 22" | 24" | 850,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1068705 | SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe oraz ciąg aluminiowy nie łączyć z odblaskami na koła - KOD 819 oraz osłonami na szprychy | | 24" | na zapytanie |
| <input type="checkbox"/> | 1068707 | koła terenowe CROSS, ogumienie terenowe, ciąg ze stali nierdzewnej | | 24 x 1,75" | na zapytanie |

Ogumienie kół tylnych (dla kół standardowych - KOD 651)

| | | | | | |
|--------------------------|------|---|-------|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 496 | wysokociśnieniowe (8 bar), szare | 22x1" | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 897 | wysokociśnieniowe Marathon Plus o zwiększonej odporności na przebicie, czarne | 22x1" | 24x1" | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 902 | pełne z pianki PU | 22x1" | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | ON-2 | Schwalbe Right-Run, czerwono-czarne | | 24x1" | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | ON-3 | Schwalbe Right-Run, niebiesko-czarne | | 24x1" | 150,00 |

Ciągi i nakładki na ciągi

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|-------|-------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 493 | stal polerowana | | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 494 | aluminium | 22x1" | 24x1" | - |
| <input type="checkbox"/> | 168 | Optigripp ciąg specjalny dla tetraplegików | | 24x1" | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 492 | Maxxgripp Ergo z silikonem między ciągiem a felgą NIE ŁĄCZYĆ Z ODLEGŁOŚCIĄ CIĄGU OD KOŁA 25MM - KOD 693 ORAZ OSŁONAMI NA SZPRYCHY | 22x1" | 24x1" | 2.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692 | odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia) | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 693 | odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 166 | nakładka silikonowa, gładka, czarna | 22x1" | 24x1" | 350,00 |

Kamber kół tylnych

| | | | | | |
|--------------------------|-----|----|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 423 | 0° | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 447 | 3° | | | - |
| <input type="checkbox"/> | 454 | 6° | | | - |

Montaż kół tylnych

| | aktywny | pośredni | | pasywny |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| pozycja | 1 | 2 | 3 | 4 |
| odległość od przedniej krawędzi rurki oparcia do szybkozłączki | <input type="checkbox"/> 70 mm | <input type="checkbox"/> 55 mm | <input type="checkbox"/> 40 mm | <input type="checkbox"/> 25 mm |

Hamulce

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 305 | dociskowe dla użytkownika wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 706 | bębnowe dla opiekuna TYLKO Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494, OGUMIENIEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM - KOD 496 I RĄCZKAMI REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ - KOD 502 | 1.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 73 | dźwignie hamulców zamontowane w boczku kod 100 | 2.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 681 | przedłużone i składane dźwignie hamulców | 200,00 |

Boczki

| | | | |
|--------------------------|-----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 100 | aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem | - |
| <input type="checkbox"/> | 748 | aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem oraz podłokietnikiem regulowanym na wysokość | 750,00 |

Stopień podnóżka

| | | | |
|--------------------------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 55/128 | stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 200mm; długość podudzia: rama MIDI: 200-290 mm, rama MAXI: 250-320mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 55/762 | stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 200mm; długość podudzia: rama MAXI: 330-440 mm | - |

Podaj długość podudzia
w zakresie:

- dla kodu 55/128 przy ramie MIDI: 200-290mm
- dla kodu 55/128 przy ramie MAXI: 250-320mm
- dla kodu 55/762 przy ramie MAXI: 330-440mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:

Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

Stopień podnóżka - dodatki

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 359 | pas podudzia | - |
| <input type="checkbox"/> | 822 | paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 823 | zapiętki | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 664 | blokada stopnia podnóżka | 2.400,00 |

Kolor ramy

| | | | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4922 | zielony metalik z efektem REFLEX | <input type="checkbox"/> | 4066 | czerwony | - |
| <input type="checkbox"/> | 206 | czarny połysk | <input type="checkbox"/> | 224 | ciemny niebieski metalik | - |

System siedziska

| | | | |
|--------------------------|------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 738 | standardowa tapicerka siedziska, gąbka 15mm; obszycie czarna kodura | - |
| <input type="checkbox"/> | 560 | poduszka siedziska gąbkowa 30 mm | - |
| <input type="checkbox"/> | SD-1 | obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą) | <input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe - |
| <input type="checkbox"/> | 948 | anatomiczna poduszka siedziska, grubość 30mm, gąbkowa; TYLKO Z ANATOMICZNYM OPARCIEM PLECÓW - KOD 940 I 949 | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | DK-1 | pasy odwodzące nogi | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | DK-2 | klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska (niezalecany z poduszką siedziska) | 400,00 |

System oparcia pleców

| | | | |
|--------------------------|---------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 735/292 | tapicerka oparcia pleców oddychająca z regulacją napiętości pasami rzepowymi w kolorze czarnym | - |
| <input type="checkbox"/> | OR-1 | obszycie oparcia dzianiną dystansową (oddychającą) <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe <input type="checkbox"/> dwukolorowe | - |
| <input type="checkbox"/> | 940/949 | anatomiczna poduszka oparcia pleców wraz z demontowaną płytą aluminiową w kolorze ramy przy zamówieniu tej opcji pobierz formularz pomiarów płyty; TYLKO Z SYSTEMEM SIEDZISKA - KOD 948 | 1.900,00 |

Kółka podporowe

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | | standardowo 1 szt. | <input type="checkbox"/> 729 - lewe <input type="checkbox"/> 730 - prawe | - |
| <input type="checkbox"/> | | dodatkowe (drugie) kółko podporowe (para kółek zamontowanych w wózku) - KOD 728 | | 200,00 |

Wąsy tylne

| | | | | |
|--------------------------|-----|--------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 309 | 1 szt. | <input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy | 100,00/szt. |
|--------------------------|-----|--------|--|-------------|

Oslony na szprychy

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489 | przeźroczyste | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 819 | odblaski na szprychy | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 206964600 | odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe) | 350,00 |

Dodatki

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 833 | pas bezpieczeństwa biodrowy | - |
| <input type="checkbox"/> | 929 | stolik terapeutyczny TYLKO Z BOCZKIEM Z PODŁOKIETNIKIEM - KOD 748 | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 679 | blokada złożonego wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kulę | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | plecak wielokomorowy, MEYRA | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 936 | deska do przesiadania się | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | DW-10 | ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | DW-11 | torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią | 150,00 |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka