

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

89.900,00 zł. brutto

- ☐

S.19.01.00  
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
- ☐

S.22.01.01  
(P131B.01)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h, silniki 2x350W, zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 140kg</b>	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h, silniki 2x350W, zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km <b>WAGA UŻYTKOWNIKA DO 140kg</b>	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4934	możliwość poruszania się w wózkiem w pozycji pionizacji z prędkością do 3 km/h	-

**Tylna rama wózka**

<input type="checkbox"/>	352	tylna część ramy wózka na wahaczu, amortyzowana, z jednym-podwójnym kółkiem stabilizującym	-
<input type="checkbox"/>	117	tylna część ramy wózka na wahaczu, amortyzowana, z dwoma pojedynczymi kółkami stabilizującymi	150,00

**Szerokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	43	430mm	-
<input type="checkbox"/>	48	480mm	-

przy opcji pelot udowych możliwość regulacji szerokości siedziska

**Głębokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	615	400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	425mm	-
<input type="checkbox"/>	789	45mm	-
<input type="checkbox"/>	787	475mm	-
<input type="checkbox"/>	792	500mm	-
<input type="checkbox"/>	793	525mm	-

**Wysokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	41	450mm	-
<input type="checkbox"/>	42	485mm	-
<input type="checkbox"/>	49	520mm	-

podany wyżej wymiar to dystans pomiędzy podłożem a płytą siedziska; przy siedzisku ustawionym w poziomie (kąt siedziska 0°) do podanego wymiaru należy dodać 60mm - grubość poduszki siedziska ErgoSeat

**Siedzisko - model**

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
<input type="checkbox"/>	948	system anatomicznych poduszek siedziska oraz oparcia pleców ErgoSeat	-

**Siedzisko - opcje**

<input type="checkbox"/>	4274	szyna montażowa elementów stabilizacji	-
<input type="checkbox"/>	4933	peloty udowe; regulowane na szerokość oraz głębokość zakres regulacji szerokości siedziska: przy szerokości siedziska 430mm wymiar między pelotami 400-480mm przy szerokości siedziska 480mm wymiar między pelotami 450-530mm	3.400,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany; montowany do płyty siedziska	900,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodorwy z klamrą samochodową	250,00

**Oparcie pleców**

<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie 90° do 150°	-
--------------------------	----	---	---

Multifunkcyjne opcje elektryczne

<input type="checkbox"/>	4937	multipozycyjność wózka; połączenie opcji siedzenia, stania oraz leżenia elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 40° elektryczna regulacja wysokości siedziska +200mm płynne przejście pomiędzy funkcjami pionizacji i leżenia <b>OPCJA PIONIZACJA DLA OSÓB O WADZE MAX 100KG</b> <b>TYLKO Z ZAGŁÓWKIEM ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA</b>	-
<input type="checkbox"/>	4948	BIOMECHANIKA - system rozwiązań w ułożeniu oparcia pleców, podłokietników oraz zagłówka podczas zmiany pozycji	2.400,00

Oparcie pleców- opcje

<input type="checkbox"/>	659	stabilizujący pas piersiowy	-
<input type="checkbox"/>	589	4-ro punktowy pas bezpieczeństwa <b>TYLKO Z SZTANGĄ OPARCIA PLECÓW - KOD 814</b>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga oparcia pleców	600,00
<input type="checkbox"/>	4946	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pianka	150,00
<input type="checkbox"/>	4947	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pompowana	1.600,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek mały	-
<input type="checkbox"/>	956	zagłówek duży	-

Podłokietniki

<input type="checkbox"/>	24	odchylane do tyłu, możliwość rozsunięcia podłokietników do zewnątrz; regulacja kąta i wysokości	-
<input type="checkbox"/>	4422	blokada podłokietników w stałej pozycji	300,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	4935	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta do 170° płynna regulacja długości podudzia: dla wysokości siedziska 450mm w zakresie 250-365mm dla wysokości siedziska 485mm w zakresie 250-400mm dla wysokości siedziska 520mm w zakresie 250-435mm stopień podnóżka jednoczęściowy	-
<input type="checkbox"/>	2118	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta do 170°; płynna regulacja długości podudzia: dla wysokości siedziska 450mm w zakresie 330-375mm dla wysokości siedziska 485mm w zakresie 360-410mm dla wysokości siedziska 520mm w zakresie 400-445mm stopień podnóżka jednoczęściowy opcja elektrycznego opuszczenia stopnia podnóżka do podłoża opcja "pomoc do postawienia osoby" - elektryczna regulacja tylnej części siedziska w zakresie 0° do 25°	7.700,00
<input type="checkbox"/>	5106	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta do 170° płynna regulacja długości podudzia: dla wysokości siedziska 450mm w zakresie 250-369mm dla wysokości siedziska 485mm w zakresie 250-404mm dla wysokości siedziska 520mm w zakresie 250-439mm	500,00

Podaj długość podudzia

<input type="checkbox"/>	316	poduszki blokady kolan; montaż centralny; zdejmowane	350,00
<input type="checkbox"/>	4697	poduszki blokady kolan; montaż centralny; regulacja wysokości i głębokości z bocznym profilowaniem; zdejmowane	500,00
<input type="checkbox"/>	4698	poduszki blokady kolan; blokada paskiem na szybkozłączki	-
<input type="checkbox"/>	945	poduszki podudzia	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka	250,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	152	7"	-
<input type="checkbox"/>	157	8"	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	-

Koła tylne- napędowe

<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm)	-
<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane, bieżnik choinkowy	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne, bieżnik choinkowy	450,00
<input type="checkbox"/>	905	ogumienie pełne, bieżnik kostka	450,00
<input type="checkbox"/>	482	ogumienie pompowane, bieżnik kostka	-
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół napędowych	450,00

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	513	60Ah (20h)	-
<input type="checkbox"/>	5158	80Ah (20h)	400,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A; dla akumulatorów kod 513	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A; dla akumulatorów kod 5158	150,00

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	-
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	5.500,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer) <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>	250,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na rękę prawą	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na rękę lewą	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)</b>	3.100,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf)	500,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny	-
--------------------------	-----	---	---

Kolor akcentów dekoracyjnych: elementy w felgach kół napędowych)

<input type="checkbox"/>	207	czarny	-
<input type="checkbox"/>	212	biały	-
<input type="checkbox"/>	186	niebieski	-
<input type="checkbox"/>	227	czerwony z efektem brokat	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka z efektem reflex	-
<input type="checkbox"/>	214	żółty	-

Dodatki

<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok	2.200,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	800,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	350,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	28.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłonie <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłonie; <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	33.400,00
<input type="checkbox"/>	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) <b>TYLKO Z SYSTEMEM ESR KOD 918</b>	27.800,00
<input type="checkbox"/>	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) <b>TYLKO Z SYSTEMEM ESR KOD 918</b>	27.800,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka