

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru


Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

7.900,00 zł. brutto

☐ **P.18.01.00**  
(P130B.00)      Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych



1. głębokość siedziska	
2. szerokość siedziska	
3. szerokość klatki piersiowej	
4. głębokość klatki piersiowej	
5. wysokość do odcinka lędźwiowego	
6. wysokość do łopatek	
7. wysokość pleców	
8. wysokość do czubka głowy	
9. długość ramienia	
10. długość podudzia	
wzrost	
waga	

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	43	430mm	-
<input type="checkbox"/>	48	480mm	-
<input type="checkbox"/>	959	poduszki boczne zwężające szerokość siedziska o 30mm	200,00
<input type="checkbox"/>	SD-1	dodatkowa tapicerka na poduszkę siedziska z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	150,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska	350,00

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; tylna wysokość siedziska jest o ok 30mm (4°) niższa od przedniej wysokości siedziska)

			445 mm	460mm	470mm	475mm	490mm	505mm	520mm	
<input type="checkbox"/>	154	142mm, pełne, miękka guma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		200,00
<input type="checkbox"/>	161	180mm, pełne, PU				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	645	180mm, pompowane				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	61	koła standardowe; szprychy krzyżowane; srebrne	-
--------------------------	----	--	---

Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne	24"	-
<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	600,00
<input type="checkbox"/>	871	aluminiowy, jednostronny podwójny: tylko przy szerokości siedziska do 48 cm tylko przy pełnym ogumieniu kół tylnych - KOD 902 nie łączyć z hamulcem bębnowym - KOD 706	<input type="checkbox"/> 60-lewy <input type="checkbox"/> 74-prawy	2.300,00
<input type="checkbox"/>	166	nakładka silikonowa na ciągi		350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-

Ogumienie kół tylnych

<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne	24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane	24x1 3/8"	350,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	680	dociskowy dla użytkownika	-
<input type="checkbox"/>	706	bębnowy dla opiekuna, ogumienie pełne; nie łączyć z ciągiem jednostronnym - KOD 871	450,00
<input type="checkbox"/>	986	przedłużone dźwignie hamulca, stałe (para)	200,00

Oparcie pleców (wysokość oparcia pleców po wymiarze tapicerki 500mm)

<input type="checkbox"/>	638/235	oparcie z pasami do regulacji napiętości tapicerki, kolor czarny; z zamontowaną (odkręcaną) sztangą poprzeczną	-
<input type="checkbox"/>	26	oparcie odchylane do tyłu płynnie do 30°	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	dodatkowa tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	200,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	259	podwyższenie oparcia pleców o 30 cm tylko ze standardową tapicerką - KOD 638	-
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta	250,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek KOD 913 tkaniną dystansową (oddychającą)	100,00

Boczek

<input type="checkbox"/>	107	odchylany, regulacja głębokości i wysokości podłokietnika	-
--------------------------	-----	---	---

Podnóżek i stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	92/2092/4698	podnóżek z regulacją nogi do wyprostu nogi; odchylany i wyjmowany; płynna regulacja długości podudzia; osłona PU kolan	-
<input type="checkbox"/>	93	podnóżek standardowy, wyjmowany i odchylany	-
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa, z regulacją kąta	-

Podaj długość podudzia

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	500,00

Wypożyczenie dodatkowe

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe (para)	-
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa	-
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	-
<input type="checkbox"/>	489	osłony na szprychy	400,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	-
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny	450,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z podwyższoną krawędzią przednią	700,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	3075802	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185 cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	585	uchwyt na kropłówkę	3.200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka