

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej

4.900,00

- ☐ wózek będzie użytkowany jako siedzisko podczas transportu w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem
TYLKO Z KODEM D28001 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ RAMY WÓZKA WRAZ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI

Szerokość siedziska

- ☐ D63040 400 mm -
- ☒ D63045 450 mm -
- ☐ D63050 500 mm -

- ☐ D22153 poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x20 mm 300,00

Głębokość siedziska

- ☐ D28002 głębokość siedziska regulowana: ☐ 425 mm ☐ 450 mm ☐ 475 mm ☐ 500 mm -

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

- ☐ poduszka siedziska Netti UNO -
- ☐ D21007 profilowana poduszka siedziska Netti SIT 850,00
- ☐ D21017 profilowana poduszka siedziska Netti SIT °C - z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała **tylko z tapicerką oddychającą "3D"** 1.100,00

Tapicerka siedziska

- ☐ tapicerka poduszki siedziska Easy Care - łatwo zmywalna -
- ☐ 296 dodatkowa tapicerka poduszki siedziska oddychająca "3D" 350,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

- ☐ D20845 pas bezpieczeństwa biodrowy 250,00
- ☐ D60001/ D86282 pasy odwodzące nogi 950,00
- ☐ D27493 klin krokowy mały (szer. 80 mm, dł. 140 mm, wys. 80 mm) 550,00
- ☐ D27494 klin krokowy średni (szer. 110 mm, dł. 150 mm, wys. 80 mm) 550,00
- ☐ D27495 klin krokowy duży (szer. 140 mm, dł. 170 mm, wys. 80 mm) 550,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 92° do 137°)

- ☐ wysokość oparcia pleców 500 mm; tapicerka pleców z siatki; montaż poduszki na rzepy -
- ☐ profilowana poduszka oparcia pleców Netti UNO; głębokość stabilizacji bocznej 100 mm -
- ☐ tapicerka poduszki oparcia Easy Care -
- ☐ 292 dodatkowa tapicerka poduszki oparcia pleców z tapicerki oddychającej "3D" 350,00

Peloty

<input type="checkbox"/>	D86146	peloty piersiowe BASIC, para; regulacja wysokości oraz głębokości NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	750,00
<input type="checkbox"/>	D28512	pelota piersiowa Correction, lewa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	550,00
<input type="checkbox"/>	D28511	pelota piersiowa Correction, prawa. Pelota obejmująca użytkownika bocznie oraz z przodu; regulacja wysokości i głębokości; regulacja kąta przedniej części peloty NALEŻY OKREŚLIĆ WYSOKOŚĆ PELOTY OD PŁYTY SIEDZISKA	550,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>		jednoczęściowa rączka do prowadzenia wózka; stała	-
<input type="checkbox"/>	D42177	jednoczęściowa rączka do prowadzenia wózka z regulacją kąta	600,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>		adapter montażu zagłówka z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka z aluminium (zalecany w przypadku silnej spastyki lub gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników)	600,00
<input type="checkbox"/>		typ A: głęboki "rogał"	-
<input type="checkbox"/>	D82567	typ A: głęboki "rogał" z paskiem przytrzymującym głowę	700,00
<input type="checkbox"/>	D82568	dotatkowa, extra miękka wyściółka pod głowę do paska w zagłówku D82567	100,00
<input type="checkbox"/>	D26574	typ B: mały owal	-
<input type="checkbox"/>	D26573	typ C: duży, prostokątny	-
<input type="checkbox"/>	D26576	typ D: trapezowy - podpora karku z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27578	typ F: podpora karku wraz z podporą podbródka	550,00
<input type="checkbox"/>	D21027	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 100 mm; długość całkowita rurki: 250 mm	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	przedłużona pozioma rurka zagłówka o 230 mm; długość całkowita rurki: 380 mm	250,00

Boczki

<input type="checkbox"/>		boczki wyjmowane z miękką osłoną boczną	-
<input type="checkbox"/>		podłokietnik standardowy 385x58mm; podłokietnik regulowany na wysokość (od płyty siedziska): 260-355 mm	-
<input type="checkbox"/>	D41649	extra miękki podłokietnik z obszyciem Easy Care w połączeniu z stolikiem kod D24001 tylko z kodem D93316 oraz stolikiem kod D24002 i kodem D93315	250,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), lewy	700,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW (z wgłębieniem), prawy	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla hemiplegików	450,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>		podnóżki standardowe z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; automatyczne dopasowanie długości podudzia do pozycji nogi; poduszki podudzia; osłona górnej części podnóżka na wysokości kolan skajowe; dla długości podudzia w zakresie 32-68cm; blokada położenia podnóżka przy pomocy pokrętła podaj długość podudzia w polu poniżej opcji podnóżków	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada położenia podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie uchwytów poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	extra miękki obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care	450,00
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki UNIVERSAL z ręczną regulacją kąta; możliwość ustawienia kąta ujemnego dla osób z przykurczami nóg; dla długości podudzia 360-500 mm, stopień podnóżka dzielony z zapiekami, podaj długość podudzia w polu poniżej opcji podnóżków	350,00
<input type="checkbox"/>		stopień podnóżka dzielony, aluminiowy z łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy; regulowany kątowno	650,00
<input type="checkbox"/>	D28453	miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie skajowe	600,00
<input type="checkbox"/>	824	extra miękkie obszycie stopni podnóżka, obszycie dzianiną oddychającą "3D"	300,00

Podaj długość podudzia:

Stopień podnóżka - opcje dodatkowe (przy podnóżku standardowym oraz UNIVERSAL)

<input type="checkbox"/>	D86900	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar M - długość 410 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D86901	BODYPOINT - pasek podudzia; rozmiar L - długość 450 mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

Paski ustabilizowania poprawnej postawy stopy; zapięcie na wysokości kostki:

<input type="checkbox"/>	D44863	rozmiar S: długość 170-200 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	rozmiar M: długość 190-230 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	rozmiar L: długość 220-290 mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	rozmiar XL: długość 280-330 mm	1.500,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>		kółka przednie 7" (175x33mm), pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm), pełne - wzmocnione; obowiązkowe w przypadku montażu dodatkowych napędów elektrycznych do wózka.	200,00

Koła tylne i tylna wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>		koła tylne 24x1", ogumienie pełne; dla tylnej wysokości siedziska: <input type="checkbox"/> 465 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	M70315	koła tylne 12,5", ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; dla tylnej wysokości siedziska: 460 mm	800,00
<input type="checkbox"/>	M70316	koła tylne 16"; ogumienie pełne; hamulce bębnowe dla opiekuna; dla tylnej wysokości siedziska: <input type="checkbox"/> 465 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	800,00

szerokość całkowita wózka: szerokość siedziska: +180 mm koła standardowe; +195 mm koła standardowe z hamulcami bębnowymi; +170 mm z kołami 12" i 16"

Koła tylne - dodatki

<input type="checkbox"/>	D22009	osłony na szprychy, przezroczyste; dla kół standardowych 24"	300,00
<input type="checkbox"/>	D22013	osłony na ciągi, czarne - para	300,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>		hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; rączka składana	-
<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużona dźwignia hamulca standardowego o 70 mm (dł. całkowita dźwigni 200 mm); składana	350,00
<input type="checkbox"/>	D21085	hamulce bębnowe dla opiekuna dla kół tylnych 24"	550,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>		niebieski	-
--------------------------	--	-----------	---

Anti-tip

<input type="checkbox"/>		podpory anti-wywrotne; odchylane	-
<input type="checkbox"/>	D28972	kółka podporowe wraz z wąsem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka do góry (np. podczas pokonywania krawężnika)	400,00

Stoliki

<input type="checkbox"/>	D25059	stolik uniwersalny; nasuwany na podłokietniki	500,00
<input type="checkbox"/>	D21052	tapicerka do stolika kod D25059	300,00
<input type="checkbox"/>	D21050	stolik z wzmocnionym systemem montażu	850,00
<input type="checkbox"/>	D24001	stolik odchylany; odchylenia na stronę <input type="checkbox"/> lewą <input type="checkbox"/> prawą	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery dystansowe w przypadku montażu stolika odchylanego kod D24001 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649	400,00
<input type="checkbox"/>	D24002	stolik nasuwany z możliwością blokady	550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery dystansowe w przypadku montażu stolika z blokadą kod D24002 wraz z extra miękkimi podłokietnikami kod D41649	300,00

Opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużenie tylnej części ramy TYLKO Z KOŁAMI PODPOROWYMI KOD D28972	600,00
--------------------------	--------	---	--------



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka