

## Formularz zamówienia

### iCHAIR XXL

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,  
model 1.614



#### Zamawiający

#### Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

#### Osoba dokonująca pomiaru

#### Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

**40.900,00 zł brutto**



**S.19.01.00**  
(P130C.00)

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**1 Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 35km	-

**2 Zawieszenie**

<input type="checkbox"/>	893	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze 160-200kg			-
--------------------------	-----	--	--	--	---

**3 Szerokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunęcia boczaków w zakresie 530-650mm			-
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm; możliwość rozsunęcia boczaków w zakresie 580-700mm			-

**4 Głębokość siedziska**

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 430-530mm

<input type="checkbox"/>	788	430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	460mm	-
<input type="checkbox"/>	792	490mm	-
<input type="checkbox"/>	793	530mm	-
<input type="checkbox"/>	356	560mm	-
<input type="checkbox"/>	360	600mm	-

**5 Typ siedziska**

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
--------------------------	------	----------------------------	---

## 6 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	948/DP	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa 350,00

## 7 Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie -2° do 18°	1.600,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do +300mm (winda krzyżowa) elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do +30°	11.900,00

**⚠ TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 180KG**

## 8 Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	200,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany; mocowany do płyty siedziska	700,00

## 9 Oparcie pleców - model

<input type="checkbox"/>	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	949/DP	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa	350,00
		oddychająca	

## 10 Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50°	2.700,00
		<b>⚠ OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM</b>	

## 11 Oparcie pleców - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców	-
--------------------------	-----	--	---

## 12 Zagłówki

<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały	650,00
<input type="checkbox"/>	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

## Zagłówki NETTI

**⚠ TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	950,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.300,00

**13 Elementy stabilizacji**

<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane; para	3.900,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe wyjmowane; para	800,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy	1.100,00

**14 Kółka przednie i przednia wysokość siedziska**

<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (260mm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 460mm	<input type="checkbox"/> 510mm	<input type="checkbox"/> 560mm	-
--------------------------	-----	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

a) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat

**15 Kółka przednie - opcje**

<input type="checkbox"/>	146	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola	700,00

**16 Koła tylne - napędowe**

<input type="checkbox"/>	460	14" (356mm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	-------------------------------	---

**17 Koła napędowe - opcje**

<input type="checkbox"/>	846	ogumienie pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie pełne	450,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	550,00

**18 Ogumienie - kolor**

<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-
--------------------------	-----	------------------	---

**19 Boczki**

<input type="checkbox"/>	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wymiary podłokietnika: 380x80mm	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki; wymiary podłokietnika: 380x80mm	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu całych boczków do ramy siedziska (przesunięcie przód - tył) osłona ubrania z tworzywa w kolorze czarnym regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; podłokietnik przedłużony w tylnej jego części; wymiary podłokietnika: 600x80mm: montaż po stronie bez joysticka; wymiary podłokietnika po stronie z joystickiem: 520x80mm	750,00

## 20 Podnóżki (odchylane i zdejmowane) i stopnie podnóżka


<input type="checkbox"/>	93	standardowe	-
<input type="checkbox"/>	91	z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54</b>	6.100,00
<input type="checkbox"/>	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 54</b>	7.900,00
<input type="checkbox"/>	805	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; z regulacją kąta	150,00
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta ⚠ <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 86 I KODEM 91</b>	900,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) ⚠ <b>TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798</b>	750,00

## 21 Długość podudzia

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:  
w zakresie 280-430mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:  
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



## 22 Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)/ zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A	-

## 23 Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

## 24 Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.400,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR.	4.300,00
<input type="checkbox"/>	4615	dodatkowy zewnętrzny panel regulacji elektrycznych do 5 opcji elektrycznych; montaż po stronie bez joysticka <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERPEUTYCZNYM - kod 4660, 4661 I 4646</b>	10.900,00
<input type="checkbox"/>	4795	Immobiliser - dodatkowa zewnętrzna blokada elektroniki; <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>	300,00

## 25 Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka na oparcie pleców dla opiekuna <b>TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814</b>	950,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowy (drugi) joystick dla opiekuna montowany na sztandze oparcia pleców; joystick dla opiekuna jest sterowaniem nadrzędnym i określa który joystick jest aktywny w danej chwili; posiada możliwość regulacji zamówionych opcji elektrycznych wózka <b>TYLKO ZE SZTANGĄ OPARCIA KOD 814</b>	2.800,00

## 26 Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21</b>	450,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 21</b>	800,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	300,00

**27 Niestandardowe końcówki joysticka**





<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	350,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	250,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	500,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	300,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	500,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	750,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

**28 Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

28

## Dodatki

<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	550,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port uchwyt na telefon	800,00
<input type="checkbox"/>	782	 <b>W PRZYPADKU MONTAŻU LUSTERKA PO STRONIE JOYSTICKA UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO PRZECIWNEJ STRONIE UCHWYT NA TELEFON ORAZ LUSTERKO LUB UCHWYT NA TELEFON MOŻE BYĆ MONTOWANY PO TEJ SAMEJ STRONIE CO JOYSTICK</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę;  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	200,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki;  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok;  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)</b>	2.400,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00

29

## Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo ⚠️ <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.800,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo ⚠️ <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.800,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony ⚠️ <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	596	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty ⚠️ <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	778	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony ⚠️ <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	779	zewnątrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty ⚠️ <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	48.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	55.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	39.400,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	46.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839</b>	32.900,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym ⚠️ <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ ELEKTRONIKĄ R-Net Z WYŚWIETLACZEM DIODOWYM KOD 415</b>	10.400,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie ⚠️ <b>TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839 ORAZ 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA - KOD 589</b>	25.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo użytkownika wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka