



**SUNRISE
MEDICAL.**

Xenon2 SA_EU-Template_2025-01-14

QUICKIE

XENON² SA

Ref.1/2026 (Obowiązuje do 31.12.2026)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- Zamówienie
- Kalkulacja
- Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr Art.: 77 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard
- = Opcja płatna
- = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto: 10 600 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 12.05.2025 1/14

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○
długość ramy - 380 mm			różne długości ramy (co 20 mm)					

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

Wysokość przedniej części siedziska w mm:

		Widelec (długość)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560		
Kółko przednie	3"	111 mm	○	○	○													
		115 mm (1)		○	○	○												
		131 mm (1)					○	○	○									
		166 mm (1)								○	○	○						
		Frog Leg (1)						□	□									
		Jednoramienny (1)	□	□	□													
	4"	111 mm	○	○	○	○												
		115 mm (1)		○	○		○	○										
		131 mm (1)					○	○	○	○								
		166 mm (1)									○	○	○	○				
		Frog Leg (1)						□	□	□								
		Jednoramienny (1)	□	□	□	□												
	5"	111 mm				○		○	○									
		115 mm (1)						○	○	○								
		131 mm (1)						○	○	○	○							
		166 mm (1)									○	○		○	○	○		
		Frog Leg (1)							□	□	□							
		Jednoramienny (1)				□		□	□									
	115 mm (1)							○	○	○								
	131 mm (1)							○	○	○	○							
	166 mm (1)									○	○	○	○	○	○			
	Frog Leg (1)								□	□	□							
7"	131 mm (1)								○	○	○	○						
	166 mm (1)											○	○	○	○	○	○	

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w mm:

Koło tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowy napędem elektrycznym.

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylniej do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90° :
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

Kąt pochylenia oparcia: Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty $<90^\circ$
a kąty dodatnie to te $>90^\circ$.

Dane techniczne - ogólne informacje:

Maks. wysokość:	101 cm		
Maks. długość	115 cm		
Maks. promień skrętu:	72 cm		
Maks. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 810,3 kg		
Waga po demontażu:	od 7,8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. szerokość:	Pochylenie kół	24" koło tylne	25" koło tylne
	Dla pochylenia kół 0° :	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2° :	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4° :	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI**Tapicerka siedziska**

XFF020002	● Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią	-
XFF020003	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami <i>(tylko od SS 34 cm)</i>	170 zł
XFF020004	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik <i>(tylko od SS 34 cm)</i>	170 zł
XFF020000	○ Bez tapicerki	-

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość:	XFF020101	□ 3 cm	XFF020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

XFF090018	□ Pas stabilizujący z metalową klamrą	210 zł
XFF020050	□ Dodatkowa wyściółka tapicerki	115 zł

Poduszki siedziska - JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa	1 080 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 235 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa	1 350 zł

OPARCIE**Wysokość oparcia (zakres regulacji)**

Wysokość oparcia w cm

250 - 300	300 - 400	400 - 475
○ 250	○ 300	○ 350
○ 275	○ 325	○ 375
○ 300	○ 350	○ 400
		○ 450
		○ 425
		○ 475

Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe)

Brak regulacji wysokości.

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

785 zł

XFF030010	○ Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)	0 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) <i>(od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)</i>	850 zł
XFF030012	□ Oparcie z regulacją kąta <i>(75° do 103°)</i>	850 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) <i>(dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)</i>	850 zł

Rączki do prowadzenia

XFF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł
XFF030201	○ Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią	0 zł
XFF030203	□ Składane rączki do prowadzenia <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	500 zł
XFF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcz JAY <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	645 zł
XFF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	645 zł


Tapicerka oparcia

XFF030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	460 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030300	○ Bez tapicerki	0 zł

Akcesoria

XFF030402	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie <i>(dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)</i>	485 zł
XES030401	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, odchylana <i>(tylko do SS38)</i>	485 zł
	□ Zagłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta XES030411 ○ średni (20x11cm) XES030412 ○ duży (23x11cm)	935 zł

- (1)** niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi
(2) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°
(3) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe
(4) niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w kombinacji ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



Szerokość siedziska

Wysokość oparcia

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie - 38 cm	3 515 zł	
Górna część odc. piersiowego kreg.:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie - 38 cm	3 515 zł	
Górna część odc. piersiowego kreg.:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060001 Krótkie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 Wysokie - 24 cm	3 750 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060003 Krótkie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 Wysokie - 38 cm	3 750 zł

Akcesoria

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy AXYS	(tylko z oparciem JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciem JAY 3 Carbon)	265 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

XFF040005	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040001	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040002	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040003	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040004	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040052	<input type="checkbox"/> Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	740 zł
XFF040117	<input type="checkbox"/> Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyścielane, zdejmowane	465 zł

Akcesoria

XFF040020	<input type="checkbox"/> Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
XES090011	<input type="checkbox"/> Stolik, na wcisk, SS 38 - 48 cm	945 zł	
	<input type="checkbox"/> Stolik, odchylany (na bok), SS 34 - 50 cm	945 zł	
	XES090012 <input type="checkbox"/> mocowany po lewej stronie	XFF090013 <input type="checkbox"/> mocowany po prawej stronie	

Osłony boczne

XFF040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	<input type="checkbox"/> Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	360 zł
XFF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	640 zł
XFF040104	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	850 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XES050008	● Aluminiowe, odchylane, para	(kat pomiędzy rurkami oparcia a rurkami podnożków)	Std.
XES050001	○ 100°	XES050002 ○ 110°	0 zł

Aluminiowe, podnoszone (0° - 90°), odchylane

XES050009	<input type="checkbox"/> lewy	XES050010 <input type="checkbox"/> prawy	390 zł
XES050011	<input type="checkbox"/> para		780 zł


Przystawka dla amputantów

XES050014	<input type="checkbox"/> lewa	XES050013 <input type="checkbox"/> prawa	525 zł
XES050012	<input type="checkbox"/> para		1 050 zł

Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XES040107
Kompozytowa osłona boczka,
odpinana



XES040102
Wąska osłona z włókna
węglowego z ochroną
ubrań



XES040103
Aluminiowa z ochroną ubrań



XES040117
Podłokietnik rurowy,
odchylany, zdejmowany,
wycielany



XES04000x
Podłokietnik stolikowy, z
poduszką, odchylany do góry,
zdejmowany



XES040104
Błotnik z włókna węglowego,
z ochroną ubrań

Xenon ² SA		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna		Cena brutto w zł																	
Platformy podnóżków																					
XES050020	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, czarne	(dostępne od SS 38 cm)	0																	
XES050022	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, w kolorze ramy		735 zł																	
XES050051	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, wysoko montowane, w kolorze ramy		1 090 zł																	
XFF050023	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), w kolorze ramy wózka		0 zł																	
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylania platformy podnóżka	(długość podudzia min. o 3 cm większa)	475 zł																	
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na bok), z paskami na kostki		695 zł																	
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna		340 zł																	
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka, karbonowa platforma podnóżna z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna		720 zł																	
XES050052	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), wysoko montowana, w kolorze ramy wózka		700 zł																	
Akcesoria																					
XFF050127	<input type="checkbox"/>	Płytki pozycjonujące stopy	(1)	195 zł																	
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) <small>Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 mm większa niż długość podudzia</small>																					
	<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310	
	<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410	
	<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500			
RAMA																					
XES10015	<input checked="" type="radio"/>	Standardowa rama SA (zdejmowane podnóżki)		Std.																	
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) <small>(wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)</small>																					
XFF070703		Standardowy adapter osi	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8									
			<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12											
XFF070701		Lekki adapter osi (2)	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12	<input type="radio"/>	13							
XFF010411	<input type="radio"/>	Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)																		0 zł	
XFF010412	<input type="checkbox"/>	Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)																		720 zł	
AKCESORIA RAMY <small>(należy wybrać system wspomagający przy przechyleniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)</small>																					
XFF090016	<input type="checkbox"/>	Ośłona ramy, czarna																		195 zł	
XFF090100	<input type="checkbox"/>	Uchwyty do transportu																		145 zł	
XFF090010	<input type="checkbox"/>	Kółka do transportu w wąskich przejściach																		775 zł	
XFF090050	<input type="checkbox"/>	Odlączane kółka antywywrotne, para																		460 zł	
Kółka antywywrotne, odchylane																					
XFF090004	<input type="checkbox"/>	Lewa	XFF090005	<input type="checkbox"/>	Prawa															390 zł	
XFF090006	<input type="checkbox"/>	Para																		780 zł	
System wspomagający przy przechyleniu (rurka do naciśnięcia stopą)																					
XFF090001	<input type="checkbox"/>	Lewa	XFF090002	<input type="checkbox"/>	Prawa															205 zł	
XFF090003	<input type="checkbox"/>	Para																		410 zł	
XFF090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule																		(tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechyleniu)	115 zł
WIDELCE PRZEDNIE <small>(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)</small>																					
XES080029	<input type="radio"/>	Aluminiowy	Kolor: czarny																	(dostępny tylko dla widelca 115, 131 & 166 mm)	0 zł
		Kolor:	<input type="checkbox"/>	Srebrny																	185 zł
XFF080013	<input checked="" type="radio"/>	Widelce Carbotecture®, 111 mm	Kolor: czarny																		Std.
		Kolor:	<input type="checkbox"/>	Srebrny	<input type="checkbox"/>	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	Czerwony (3)	<input type="checkbox"/>	Niebieski (3)											185 zł
XFF080008	<input type="checkbox"/>	Widelce jednoramienne	Kolor: czarny																		645 zł
		Kolor:	<input type="checkbox"/>	Srebrny	<input type="checkbox"/>	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	Czerwony	<input type="checkbox"/>	Niebieski											185 zł
XFF080007	<input type="checkbox"/>	Widelce Frog Legs®, czarne																			1 870 zł
(1)	dostępna tylko dla: platformy podnóżka, lekkiej platformy podnóżka i platformy podnóżka typu Performance																				
(2)	dostępny tylko dla pochylenia kół 0°																				
(3)	tylko w połączeniu z kółkami przednimi miękkimi XES080302 lub XES080306																				
				www.Sunrise-Medical.pl																	
				© Sunrise Medical 2025 8/14																	



XES050132
Lekka platforma podnóżka z włókna węglowego



XES050059
Platforma podnóżka typu Performance



XES050022
Platforma podnóżka dzielona, odchylana, w kolorze ramy



XES050127
Płytki pozycjonujące stopy



XES090001
Rurka wspomagająca przy przechyleniu



XES090004
Kółka antywywrotne odchylane



XES090050
Odłączane kółka antywywrotne



XES090010
Kółka tranzytowe

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 24"

COG	Seat Depth						
	340-380	400	420	440	460	480	500
20	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	X	X	✓	✓	✓	✓
70	X	X	X	✓	✓	✓	✓
80	X	X	X	X	✓	✓	✓
90	X	X	X	X	✓	✓	✓
100	X	X	X	X	X	✓	✓
110	X	X	X	X	X	✓	✓

✓ note: only compatible up to 510mm front seat height

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 25"

COG	Seat Depth						
	340-380	400	420	440	460	480	500
20	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
30	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
40	X	X	X	✓	✓	✓	✓
50	X	X	X	✓	✓	✓	✓
60	X	X	X	X	✓	✓	✓
70	X	X	X	X	✓	✓	✓
80	X	X	X	X	X	✓	✓
90	X	X	X	X	X	✓	✓
100	X	X	X	X	X	X	✓
110	X	X	X	X	X	X	✓

✓ note: only compatible up to 510mm front seat height

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

XES080305	○	Pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarne	(tylko z kołami 7")	0 zł
XFF080301	○	Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna		0 zł
XFF080302	○	Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna	(tylko z kołami 5" & 6")	0 zł
XFF080303	□	Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna	(nie dostępne z kołami 6" i 7")	205 zł
XFF080304	□	Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna	(tylko z kołami 4" & 5")	289 zł
XFF080306	□	Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna	(tylko z kołami 4" & 5")	419 zł
Kolory obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski				185 zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

XFF070000	○	Bez kół		0 zł
XFF070001	○	Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070002	○	Koła z polerowaną piastą	(tylko dla 24")	0 zł
XFF070003	○	Koła lekkie	(opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie)	0 zł
XFF070004	□	Koła Proton (super lekkie)	(limit masy ciała użytkownika - 100kg)	1 020 zł
XFF070005	□	Koła Spinergy, 18-szprychowe		1 700 zł
XFF070007	□	Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym		2 300 zł
XFF070008	□	Koła z hamulcami bębnowymi	(1) (tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070009	□	Koła górskie	(tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070010	□	Dodatkowa para kół górskich	(tylko dla kół 24")	1 595 zł

Szybkozłączki kół tylnich

XFF070150	●	Standardowe		Std.
XFF070151	□	Dla tetraplegików	(2)	205 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)

XFF070101	○	Opony Right Run	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070102	○	Opony odporne na przebicia (pełne)		0 zł
XFF070107	□	Opony Schwalbe One		145 zł
XFF070104	□	Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution		145 zł

CIĄGI

XFF070204	○	Ze stali nierdzewnej, srebrne		0 zł
XFF070202	○	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		0 zł
XFF070201	○	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo		0 zł
XFF070203	□	Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo	(należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza)	195 zł
XFF070205	□	Tytanowe		725 zł
XFF070206	□	Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo		725 zł
XFF070207	□	Supergrip ®		725 zł
XFF070208	□	Maxgrepp ®	(tylko dla kół 24")	1 100 zł
XFF070212	□	Ellipse 3R, czarne		1 440 zł

Montaż ciągów

XFF070307	□	Blisko (7 mm)	(Tylko z 24-calowymi kołami ze stali nierdzewnej; nie w połączeniu z kołami Spinergy, Proton i Lekкими oraz obręczami ze stali nierdzewnej)	195 zł
XFF070317	●	Standardowo (17 mm)		Std.
XFF070327	○	Szeroko (27 mm)		0 zł

Aksesoria

XFF070250	□	Ośłona na ciągi	(tylko dla kół 24")	380 zł
-----------	---	-----------------	---------------------	--------

POCHYLENIE KÓŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

XFF070600	○	0°		0 zł
XFF070602	○	2°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
XFF070604	○	4°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł

- (1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochyleniem kół 0° i 4°
nie dostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia i nie dostępne bez rączek do prowadzenia
- (2) nie dostępne z tylnymi kołami: Spinergy/górskimi/z hamulcami bębnowymi

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 10/14



XES070001
Koło Uniwersalne



XES070002
Koło z polerowaną piastą



XES070003
Koło lekkie



XES07000
Koło Proton



XES07010
Koło górskie



XES070101
Schwalbe Right Run



XES070107
Schwalbe One



XES070104
Schwalbe Marathon Plus Evolution



XES070102
Opona odporna na przebicia (pełna)



XES070202
Ciągi aluminiowe, anodyzowane



XES070203
Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo



XES070208
Ciągi Maxgrepp

Xenon² SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OSŁONY NA SZPRYCHY

(tylko dla kół 24")

XFF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta							405 zł
XFF070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	XFF070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	XFF070833	<input type="checkbox"/>	Zebra	570 zł
XFF070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	XFF070830	<input type="checkbox"/>	Tygrys	XFF070818	<input type="checkbox"/>	Szaleństwo w dżungli	570 zł
XFF070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	XFF070813	<input type="checkbox"/>	Galaktyka	XFF070825	<input type="checkbox"/>	Randolf	570 zł
XFF070820	<input type="checkbox"/>	Orient	XFF070821	<input type="checkbox"/>	Piraci	XFF070811	<input type="checkbox"/>	Pióro	570 zł
XFF070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	XFF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	XFF070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane	570 zł
XFF070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	XFF070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	XFF070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2	570 zł
XFF070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	XFF070812	<input type="checkbox"/>	Woda	XFF070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos	570 zł

HAMULCE

XFF060001	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe							Std.
XFF060002	<input type="checkbox"/>	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan							195 zł
XFF060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana							90 zł
XFF060003	<input type="checkbox"/>	Kompaktowe hamulce EVO							185 zł

AKCESORIA

XFF090000	<input checked="" type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi							Std.
XFF090025	<input type="checkbox"/>	Pompka							50 zł
XFF090024	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)							230 zł
XFF090030	<input type="checkbox"/>	Plecak							230 zł
XFF090026	<input type="checkbox"/>	Kieszonka na telefon komórkowy							80 zł

KOLORY ⁽¹⁾

	Rama	Ciągi	Piasta/Obręcz	Krzyżak		Rama	Ciągi	Piasta/Obręcz	Krzyżak
	419 zł	205 zł	555 zł	555 zł		419 zł	205 zł	555 zł	555 zł
01 Czarny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Królewski niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Czarny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Niebieski oceaniczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Grafit metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Rubinowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Biały srebrzysty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 Czerwona papryczka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Srebrny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 Soczysta wiśnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Popielaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 Limonkowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Pustynny brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 Neonowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Pustynna Zielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 Satynowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Khaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 Mistyczny fiolet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Szafir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 Słoneczny Pomarańcz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Nocne niebo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 Neonowy żółty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, pomarańczowe		585 zł	<input type="checkbox"/>	(2)
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, niebieskie		585 zł	<input type="checkbox"/>	(2)
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, czerwone		585 zł	<input type="checkbox"/>	(2)

KOLORY NAKLEJEK

XES100550	<input type="checkbox"/>	czarne (3)							0 zł
XES100551	<input type="checkbox"/>	srebrne							0 zł
XES100552	<input type="checkbox"/>	pomarańczowe							0 zł
XES100553	<input type="checkbox"/>	czerwone							0 zł
XES100554	<input type="checkbox"/>	niebieskie							0 zł

(1) Ciągi: dostępne tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Ciągi/piasta: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

(2) dostępne tylko z kołami lekkimi 24", z piastą i ciągami anodyzowanymi, z czarnymi szprychami

(2) na osłonach z włókna węglowego tylko ze srebrną naklejką Quickie

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 12/14



XES060001
Hamulec standardowy



XES060002
Dźwignia blokady
hamulca na wysokości
kolan



XES060003
Hamulec kompaktowy



XES090000
Zestaw narzędzi



XES090024
Pompka
wysokociśnieniowa



XES090025
Pompka



XES090030
Plecak



XES090026
Kieszka na telefon komórkowy

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENÍ SPECJALNYCH



Quickie Xenon² SA - cena podstawowa	10 600,00 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
B4M	
Cena całkowita brutto	