

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.


Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika:

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

b) Pomiar wózka:

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.




Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika:

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.



Wysokość oparcia (WO):


a) Pomiar użytkownika:

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

b) Pomiar wózka:

Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.



Długość podudzia (LLL):


a) Pomiar użytkownika:

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.

Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.



Szerokość całkowita:

Maks. wysokość
Maks. wysokość

Waga:

Minimalna waga
okkg

24" koła tylne

Dla pochylenie kół tylnych 0°:
Dla pochylenie kół tylnych 3°:

With drum brake +2 cm

Wymiary złożonego wózka:

z kołami tylnymi
bez kół tylnych

Ustawienia powyższego wózka: GS 42 cm i koła tylne 24"

Możliwe ustawienia wysokości siedziska. **WAŻNE: mierzone bez poduszki!**

Wózek std 40,5 x 40,5 cm, pochylenie kół 0°, środek ciężkości +5 cm, kąt siedziska 3°


Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm


● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto	
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna				
HEL030146	a) Kompozyt piankowy: Grubość	HEL030147 □ 3 cm	HEL030148 □ 5 cm (średnio miękka)	
			225 zł	
Poduszki Jay				
JAY020002	□ JAY Basic		515 zł	
JAY020003	□ JAY Soft Combi P		725 zł	
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa		1 010 zł	
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa		1 150 zł	
JAY020004	□ JAY Lite		1 255 zł	
Aksesoria siedziska				
HEL090015	□ Pas stabilizujący		210 zł	
HEL030130	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę	(tylko w połączeniu z: HEL030146 - HEL030157)	155 zł	
OPARCIE				
Rama oparcia				
HEL040301	● Standardowa (41; 43,5; 46 cm)		STD	
HEL040302	□ Oparcie składane do połowy (41; 43,5; 46 cm)		305 zł	
HEL040303	□ Oparcie z regulacją kąta (RubiX) -5°; 0°, 5°, 10°, 15°, 20° (ustawienie standardowe 5°)		115 zł	
HEL040304	□ Oparcie z regulacją kąta -5°; 0°, 5°, 10°, 15°, 20° (ustawienie standardowe 5°)		115 zł	
	wysokość: □ 35 □ 37,5 □ 40 □ 42,5 □ 45 □ 47,5 □ 50 cm			
HEC040305	□ Pochylane oparcie (silownik gazowy)		680 zł	
HEL040037	□ Oparcie wydłużone	(nie dostępne z oparciem z regulacją kąta)	340 zł	
Rączki do prowadzenia				
HEL040039	● Standardowe rączki do prowadzenia		STD	
HEL040038	□ Zintegrowane rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(tylko z oprarciem standardowym; standard dla oparcia z regulacją kąta (RubiX))	480 zł	
HEL040035	□ Mocowanie dla rączek do prowadzenia z regulacją wysokości	(tylko z oprarciem z regulacją kąta (Helix))	STD	
HEL040036	□ Poprzeczka stabilizująca oparcia, odchylana	(stosowana wraz z zagłówkiem)	270 zł	
HEL040030	□ Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca oparcia		345 zł	
HEL040031	□ Zagłówek (wraz z poprzeczką stabilizującą)	(nie dostępny z automatycznie składaną poprzeczką stabilizującą oparcia)	765 zł	
Tapicerka oparcia				
HEL040227	● Regulowana tapicerka oparcia (4 pasy)	(nie dostępne dla oparcia Jay3)	0 zł	
HEL040228	● Regulowana tapicerka oparcia (7 pasów)	(nie dostępne dla oparcia Jay3)	STD	
HEL040111	□ Bez tapicerki oparcia		-83 zł	
Oparcia JAY Comfort				
JCL030001	□ Oparcie komfortowe (Belgia)		450 zł	
JCL030002	□ Oparcie komfortowe (Wysokość 50 cm) - Pro Skin		450 zł	
JCL030003	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 50 cm)		450 zł	
JCL030004	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 50 cm)		450 zł	
JCL030005	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), pasy velcro		1 145 zł	
JCL030006	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), pasy velcro		1 145 zł	
JCL030007	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), webbed		1 145 zł	
JCL030008	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), webbed		1 145 zł	
JCL030009	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchrubber		1 390 zł	
JCL030010	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchstof		1 390 zł	
JCL030011	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); Stretchrubber		1 445 zł	
JCL030012	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); Stretchrubber		1 445 zł	
OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay				
<i>nie dostępne dla wersji XL, nie dostępne z poprzeczką stabilizującą</i>				
Oparcie Jay 3 – płytki kontur				
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	MT SC □ JAY030010 M - 34 cm	□ JAY030033 T - 38 cm	3 325 zł	
	MT MC □ JAY030011 M - 34 cm	□ JAY030018 T - 38 cm	3 325 zł	
Oparcie Jay 3 – średni kontur				
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	UT SC □ JAY030012 S - 42 cm	□ JAY030019 M - 46 cm	□ JAY030025 T - 50 cm	3 325 zł
	UT MC □ JAY030013 S - 42 cm	□ JAY030020 M - 46 cm	□ JAY030026 T - 50 cm	3 325 zł
	UT DC □ JAY030014 S - 42 cm	□ JAY030021 M - 46 cm	□ JAY030030 T - 50 cm	3 325 zł
	UT PDC □ JAY030031 M - 46 cm		3 325 zł	
Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur				
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	SH SC □ JAY030015 S - 53 cm	□ JAY030022 M - 57 cm	□ JAY030028 T - 61 cm	3 325 zł
	SH MC □ JAY030016 S - 53 cm	□ JAY030023 M - 57 cm	□ JAY030029 T - 61 cm	3 325 zł
	SH DC □ JAY030017 S - 53 cm	□ JAY030024 M - 57 cm	□ JAY030030 T - 61 cm	3 325 zł
	SH PDC □ JAY030032 S - 53 cm		3 325 zł	
Aksesoria do oparcia JAY				
WHT030416	□ Zagłówek standardowy AXYS		1 565 zł	
WHT030415	□ Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciami Jay 3)	1 175 zł	
JAY030005	□ Odchylane peloty Jay 3 (para) H 10 x 12 J3LAT1012SALH & RH	(tylko z oparciami Jay 3)	790 zł	
JCL040001	□ Jay Comfort: standardowy zagłówek komfortowy	(tylko z oparciami Jay Comfort)	670 zł	
JCL040002	□ Jay Comfort: elastyczny zagłówek komfortowy	(tylko z oparciami Jay Comfort)	670 zł	
PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE				
Podłokietniki				
<i>(proszę wybrać tylko jedną opcję, podłokietniki lub osłony boczne)</i>				
HEL060100	● Standardowe podłokietniki 32 cm	(przesuwana podkładka, nie dostępne przy głęb. siedziska 51 cm)	STD	
HEL060101	□ Podłokietniki o regulowanej wysokości 32 cm	(przesuwana podkładka, nie dostępne przy głęb. siedziska 51 cm)	350 zł	
HEL060102	□ Jednostopkowe podłokietniki z regulacją wysokości	(typ RubiX, rekomendowany dla głęb. siedziska 51 cm)	350 zł	
Poduszka podłokietnika 32 cm				
<i>(poduszka przesuwana)</i>				
Jednostopkowe podłokietniki z regulacją wysokości				
HEL060107	□ Poduszka 25cm (dług. pod stolik)	HEL060108 □ Poduszka 36cm (dług. całkowita)	600 zł	
HEL060103	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)	840 zł	
HEL060104	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)	1 680 zł	
HEL060105	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)	840 zł	
HEL060106	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)	1 680 zł	
Osłony boczne				
HEL060109	○ Kompozytowe typu Quickie			
HEL060110	Aluminiowe z błotnikiem □ czerwony połyskujący □ srebrny połyskujący □ czarny połyskujący		610 zł	
HEL060111	Aluminiowe bez błotnika □ czerwony połyskujący □ srebrny połyskujący □ czarny połyskujący		345 zł	
Opcje dodatkowe				
HEL090006	□ Nasuwany stolik		655 zł	
	Odchylany stolik HEL090007 □ lewy lub □ prawy HEL090008		900 zł	
			odwiedź naszą stronę internetową www.sunrise-medical.pl © Sunrise Medical 2025 3/6	


Środek ciężkości(COG)




+ 2,5 cm




**+ 5 cm
Standard Setting**




+ 7,5 cm



0 cm



- 2,5 cm



- 5 cm

UCHWYTY I PLATFORMY PODNÓŻKÓW			
HEL050107	● Uchyty podnóżków 70°		STD
HEL050108	□ Uchyty podnóżków 80°	(nie dostępne w niebieskim kolorze)	205 zł
Platformy podnóżków			
HEL050111	● Platformy z regulacją kąta	(kompozytowe) (para)	STD
HEL050100	□ Platforma pojedyncza szeroka, aluminiowa, czarna (z regulacją kąta)		325 zł
Unoszony podnóżek (ELR) HEL050109 □ lewy HEL050110 □ prawy			
HEL050101	□ para		985 zł
HEL090019	□ Komfortowe podkładki pod łydki dla unoszonych podnóżków (para)	(od SS 48)	230 zł
Podpórka dla amputantów HEL050104 □ lewa HEL050105 □ prawa			
HEL050106	□ para		700 zł

RAMA			
HEL010101	● Rama standardowa (do odchylanych podnóżków)		
HEL010102	○ skrócona zgodnie z głębokością siedziska	(brak możliwości regulacji głębokości siedziska)	0 zł
HEL010103	○ wydłużona		0 zł
HEL090040	□ Taxi brackets Holland		400 zł
HEL010104	□ Rama Hemi - zaczep rozsuwany	(nie dostępna z wersją XL)	680 zł

Akcesoria ramy			
HEL090000	□ Uchwyt na kule		
HEL090002	□ lewy lub HEL090003 □ prawy		110 zł
HEL090036	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach		740 zł
Rurka do przechylania wózka dla asystenta (nie dostępne w przypadku kół antywrotnych po obydwu stronach)			
HEL090037	□ lewa		55 zł
HEL090038	□ prawa		55 zł
HEL090011	□ Kółka antywrotne odchylane, prawe		375 zł
HEL090112	□ Kółka antywrotne odchylane, lewe		375 zł
□ Kółka antywrotne, standardowe			
HEL090013	□ lewe lub HEL090014 □ prawe		110 zł
HEL090016	□ para		220 zł

EMPULSE M90 BUNDLING			
EMO000501	○ With M90 order, not mounted to the wheelchair	(Please use separate OF to order the M90, Only with 24" wheel, Only with 0° Camber, Only with 12.7mm Axle (additional manual rear wheel needed if necessary, Not compatible with Drum Brake Option)	
EMO000502	○ With M90 order, mounted to the wheelchair	(Please use separate OF to order the M90, Only with 24" wheel, Only with 0° Camber, Only with 12.7mm Axle (additional manual rear wheel needed if necessary, Not compatible with Drum Brake Option)	

KOŁA PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)			
HEL080109	● Pełne		STD
HEL080110	○ Pełne, szerokie (50mm)	(dostępne tylko dla kółek 8" i długiego szerokiego widełca)	0 zł
HEL080111	○ Pełne, miękkie	(tylko dla kół przednich 6")	0 zł
HEL080112	○ Pneumatyczne		0 zł

KOŁA TYLNE (z szybkozłączkami) (prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)			
HEL080302	○ Koła szprychowe	(tylko 24")	0 zł
HEL080303	□ Koła szprychowe (polerowana piasta) typu Design	(tylko koła 22" / 24")	500 zł
HEL080305	○ Koła do hamulcy bębnowych	(nie dostępne z ciągami ze stali nierdzewnej)	0 zł
HEL080306	□ Uniwersalne koła ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22" / 26"; tylko koła pneumatyczne)	150 zł
24" napęd jednoręczny (zaczep osi typu RubiX)			
HEL080309	□ prawy HEL080308 □ lewy		1 620 zł
HEL080311	○ Bez kół tylnych		0 zł
HEL080310	○ Przesunięcie koła tylnego (2,5 cm za tylną rurkę)		0 zł


OPONY (prosimy wybrać tylko jedn typ opon)			
HEL080312	● Pneumatyczne		STD
HEL080313	○ Right Run (wysokociśnieniowe)	(w połączeniu z kołami typu Design / uniwersalnymi)	105 zł
HEL080314	○ Pełne	(nie dostępne z kołami tylnymi 26")	105 zł

CIĄGI			
HEL080315	● Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		STD
HEL080316	□ Super Grip	(tylko z kołami modelowymi typu Design)	690 zł
HEL080317	□ Stal nierdzewna		130 zł
HEL080319	□ Oslona na ciągi	(dostępne tylko dla kół 22" lub 24")	365 zł
HEL080320	□ Maxgrepp		1 050 zł
HEL080321	○ Bez ciągów		0 zł

POCHYLENIE KOŁ (prosimy wybrać tylko jedną opcję)			
HEL080015	● 0°		STD
HEL080016	○ 3		0 zł

Osłony szprych			
HEL090001	□ Przezroczysta	(dostępne tylko z kołami 22", 24" i 26")	385 zł
HEL090032	□ Rotation HEL090033 □ Graphic HEL090031 □ Bibbo	(dostępne tylko z kołami 22" i 24")	545 zł
HEL090030	□ Fantasy HEL090035 □ Galactica HEL090034 □ Ser	(dostępne tylko z kołami 22" i 24")	545 zł

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto
HAMULCE <i>(choose only one option)</i>			
HEL070800	● Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		STD
HEL070801	□ Przedłużka dźwigni hamulca		89 zł
HEL070802	□ Hamulce bębnowe		570 zł
Hamulce blokowane jedną ręką			
HEL070803	□ prawą □ HEL070804 lewą		545 zł
AKCESORIA			
HEL090005	○ Zestaw narzędzi		0 zł
HEL090017	□ Caddy (podpórka pod torbę)		330 zł
HEL090009	□ Czarny plecak na akcesoria		220 zł
HEL090010	□ Pompka		49 zł
KOLORY			
Rama / podnóżki (płyta osi zawsze w kolorze ramy)			
HEL030001	○ RubiX niebieski		0 zł
HEL030002	○ Czerwony połyskujący		0 zł
HEL030003	○ Srebrny połyskujący		0 zł
HEL030004	○ Czarny (Ral 9005)		0 zł
UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:			
			
HeliX² - Cena podstawowa brutto			3 350 zł
Cena opcji brutto			zł
Koszt pakowania i transportu			
B4M			
Cena całkowita brutto			zł
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23			W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.sunrise-medical.pl © Sunrise Medical 2025 6/6
E-mail: pl@sunrisemedical.de			