

AI

ALUMINIUM 7020


Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika:



Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obecnie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Legenda:


Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja wymagana przy wybranej opcji




Niecertyfikowana opcja wagi Sub4

STYL PRODUKTU

SBAXZ010 TIGA SUB4
 34 600 zł

XA070 Rama otwarta

Maksymalna waga użytkownika 110kg
UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD

XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)

XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)

XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
 1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)

XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
 (TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY

XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


mm

 (Max - 440mm)
 (Min - 250mm)

XY020 Długość siedziska


mm

 (Max - 440mm)
 (Min - 250mm)

XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)


mm

(Max - 440mm wymiar całkowity siedziska)


XY050 Wysokość ramy z przodu


mm

 (Max - 520mm)
 (Min - 380mm)

XY060 Wysokość ramy z tyłu


mm

 (Max - 500mm)
 (Min - 380mm)

XY070 Długość ramy


mm

 (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
 (Max - 625mm)

XY072 Pozycja kółka przedniego


mm




Zoptymalizuj wymiar


XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
 385 zł


mm

(Standardowo = 120mm)



PRZÓD RAMA I PODNÓŻEK


Opcje przodu ramy

☐ XY080 Taliowanie równoległe

Określ wymiar

mm


(W połączeniu z opcją XY091, podajemy wymiar pomiędzy środkami głównych zagięć)


☐ XY091 Taliowanie V-równoległe

Określ wymiar

mm


(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony o 20mm)




Projekt podnóżka (wybierz jeden)

☐ XY100 Z zaokrąglonymi rurkami

Rozmiar kółka przedniego	Maks. osiągalna wysokość
4"	110mm


☐ XY105 Z rurkami o kącie


Rozmiar kółka przedniego	Maks. osiągalna wysokość
4"	130mm



☒ XB200 Podnóżek montowany wysoko (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)
715 zł

Wskaż wysokość podnóżka z przodu:

mm



Wymiary podnóżka

☒ XY115 Wysokość podnóżka z przodu


mm

☒ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu



mm

Std = 20 mm niższa niż wysokość z przodu

☒ XY125 Głębokość podnóżka


mm

Maksymalna długość 140mm (Certyfikowana waga użytkownika)
(160 mm i więcej wymaga wzmocnienia dla zwiększonej wagi użytkownika XB150)



Styl podnóżka

☐ XB015 Rurowy podnóżek aluminiowy SUB4
(regulacja wysokości)

☐ XB010 Rurowy podnóżek aluminiowy
(regulacja wysokości)
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

Płytki podnóżka

☐ XB045 Lekka osłona z włókna węglowego
(Z wycięciem zmniejszającym wagę)

☐ Bez wycięcia
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

☐ Certyfikowana szeroka płytki podnóżka Sub4
(Std, jeśli nie wybrano opcji)

☐ Std szer. płytki podnóżka (zoptymalizowana szer.)
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

KOŁKA SAMONASTAWNE, WIDELCE I HAMULCE

Koła samonastawne

☐ XC135 Aluminiowa felga 4"x1.25"

Wybierz kolor poniżej:

☐ Srebrna piasta i czarna opona (Std)☐ Zielona piasta i czarna opona☐ Czarna piasta i czarna opona☐ Czerwona piasta i czarna opona☐ Fioletowa piasta i czarna opona☐ Niebieska piasta i czarna opona☒ SBAXC155 Kołko przednie kute z włókna węglowego 4"x1.4" (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)
- zł☒ XC140 Kołko przednie aluminiowe 5"x1.4" (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4) (tylko srebrna piasta i czarna opona)
680 zł☒ XC145 Kołko przednie aluminiowe 6"x1.4" (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4) (tylko srebrna piasta i czarna opona)
680 zł

Widelec

☐ XC190 Widelec typu Performance
Uwaga: kolor zgodny za akcentem kolorystycznym☐ XC192 Widelec typu High trail
- zł
Uwaga: Większa odległość między miejscem styku a osią zmniejsza drgania przy wyższych prędkościach. Kolor zgodny za akcentem kolorystycznym

Szerokość mocowania kółek przednich

☐ XY330 Szerokość mocowania kółek samonastawnych☐ Zoptymalizuj wymiar
(Minimalna szerokość dla prawidłowego obrotu kółek i maksymalnej długości rozstawu osi)

Hamulce

☐ SBAXD036 Kompaktowe hamulce z lekkim mocowaniem☒ XD020 Nożycowe (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)☒ XD050 Dźwigniowe typu Push to lock
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)☐ XD010 Bez hamulcy☒ SBAXD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
490 zł (Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)☒ SBAXD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wsk. kolor)
560 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)


Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji

OSŁONY BOCZNE

Osłony boczne bez błotnika

☐ XE055 Przykręcone, lekkie z włókna węglowego


Wymiary osłony bocznej

☐ Indywidualna nad oponą (podążaj za oponą - maks. 25 mm)☐ Poziom zgodnie z oponą (podążaj za oponą)

Osłony boczne z błotnikiem

☐ XE065 Przykręcone, lekkie z włókna węglowego z błotnikiem

Wymiary osłony bocznej

☐ 10mm nad oponą (Standardowo)☐ Indywidualna nad oponą (Min = 10mm)☐ Do środka opony


OPARCIE

Wymiary oparcia


XY230

Wysokość oparcia

Określ wymiar


 mm

XG010

Stałe oparcie (nieskładane)


SBAXG020

1 775 zł

 Składane oparcie z 2-pozycyjną blokadą zatraskową i regulacją kąta (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

Opcje ergonomiczne oparcia


XY360


Kąt oparcia



Indywidualne

Stopień

(Max -10/+20 stopni)


XG100

385 zł


Oparcie ergonomiczne



Wysokość w pionie

 mm


Odchylenie do tyłu

 mm

XG110


Rurki przywiedzione

(wewnątrz rurek oparcia)

385 zł



Określ szerokość lub na stronę

 mm

XG120


385 zł

Rurki odwiedzone typu flara

(wewnątrz rurek oparcia)



Określ szerokość lub na stronę

 mm


OŚ TYLNA, CAMBER, COG


Kąt kół tylnych


XY390

Kąt kół tylnych


SBAXH100

 Pojedynczy słupek osi, stały
środek ciężkości
(25-125mm)

 mm

SBAXH130

1 970 zł

 Regulowany środek ciężkości z kwadratowym tyłem
(25-125mm) (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

 mm

SBAXH140

1 970 zł

 Regulowany środek ciężkości z okrągłym tyłem
(60-125mm) (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

 mm

RĄCZKI DO PROWADZENIA


XG070

755 zł

Wkręcane ręczki do prowadzenia

 (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

XG080

1 155 zł

Składane ręczki do prowadzenia

 (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

KÓŁKA ANTYWYWROTNE


XJ100

2 355 zł

Pojedyncze, sportowe kółko antywywrotne

 (**Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4**)

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i podnózek (wybierz jedną opcję)

☐ SBAXN030 Rama szczotkowana

4

☐ XN010Rama malowana proszkowo
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)☐ SBAXN050 Rama polerowana

Kod farby

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: akcenty kolorystyczne obejmują widelce i detale.☐ Czarne akcenty☐ Srebrne akcenty☐ XN250

895 zł

Indywidualne

☐ Czerwone akcenty☐ Niebieskie akcenty☐ Fioletowe akcenty☐ Karbonowe akcenty

(Tylko nakładki na kótkach, reszta czarne)

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP045

Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów SUB4

4

☐ XR050

1 730 zł

Karbonowa płyta siedziska

(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

Backrest Upholstery

☐ XP035

Tap. op. Airtech SUB4 odd. z reg. napr. za pomocą pasów

4

☐ XP050Tap. op. Airtech odd. z reg. napr. za pomocą pasów
(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

4

☐ XP070

680 zł

Skórzane narożniki oparcia (czarne)
(tylko z tapicerką Airtech XP050)

(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

4

☐ XP110

430 zł

Oparcie z kieszenią na zamek

(tylko z tapicerką Airtech XP050)

(Niecertyfikowana opcja wagowa Sub4)

4

☐ XP170

725 zł

Indywidualny haft oparcia

(tylko z tapicerką Airtech XP050)

Proszę wypełnić stronę 9

Dostępne kolory dla przesyć tapicerki oparcia

☐ Srebrny☐ Czarny☐ Niebieski☐ Indywidualny:☐ Czerwony☐ Pomarańczowy☐ Fioletowy

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)☐ Czarny☐ Niebieski☐ Indywidualny:☐ Czerwony☐ Pomarańczowy☐ Fioletowy

KOŁA TYLNE (*niecertyfikowane opcje wagowe)

Rozmiar kół tylnych


- ☐ XY420 24" koła tylne ☐ XY430 25" koła tylne

Odległość koła od osłony bocznej

- ☒ XY460 Odległość koła od osłony bocznej



- 15 20 25
☐ ☐ ☐



Opcje kół tylnych

- ☐ XK075 Spinergy BLXL 18 szprych płaskich (typu blade) *(nie dostępne ze srebrną piastą)* ☐ SBAXK150 Spinergy CLX 18 szprych karbonowych (typu blade) 3 770 zł *(nie dostępne ze srebrną piastą)*
- ☒ XK226 Szybkozłączka tytanowa 100mm

Opcje kolorów Spinergy:



- ☐ Szprychy czarne ☐ Szprychy białe ☐ Szprychy żółte ☐ XK180 Indywidualny kolor szprych *(Specify colour)* 785 zł *(wybierz kolor)*
- ☐ Szprychy czerwone ☐ Szprychy niebieskie ☐ Szprychy różowe
- ☐ Szprychy fioletowe ☐ Szprychy pomarańczowe ☐ Szprychy zielone
- Wewnętrzne: _____
- Zewnętrzne: _____

Opcje anodowania Spinergy

- ☐ XK190 Czarna piasta *(opcja std)* ☐ XK200 Srebrna piasta 419 zł *(tylko LX, XLX i BLXL)* ☐ XK201 Czerwona piasta/obroż 995 zł *(tylko LX, XLX i BLXL)* ☐ XK205 Indywidualna piasta/obroż 1 310 zł *Wybierz kolor:*
- ☐ XK202 Fioletowa piasta/obroż 995 zł *(tylko LX, XLX i BLXL)* ☐ XK203 Niebieska piasta/obroż 995 zł *(tylko LX, XLX i BLXL)* ☐ XK204 Złota piasta/obroż 1 310 zł *(tylko LX, XLX i BLXL)*

Bez kół tylnych

- ☐ SBAXK040 Bez kół tylnych -840 zł



Rodzaj koła:

Rodzaj opony:

Pozycja/Opcje ciągów

- ☐ XY480 Wąski montaż ciągów ☐ XY485 Szeroki montaż ciągów
- ☐ XL090 Usun nadmiar zaczepów montażowych 545 zł *(zalecane przy małych odstępach między kołami a osłonami bocznymi)*

Styl ciągów

- ☐ XL010 Aluminiowe anodowane 6 punktów mocowania *(Standard, jeśli nie wybrano żadnej opcji)* ☐ XL040 Tytanowe 6 punktów mocowania 1 155 zł
- ☐ XL160 Elipse 6 punktów mocowania 1 645 zł *(zastąpiły Surge)* ☐ XL035 Natural Fit LT 1 500 zł
- ☐ XL020 Tetra grip 6 punktów mocowania 1 375 zł ☐ XL150 Carbolife Gekko 2 965 zł ☐ Czarne ☐ Srebrne
- ☐ XL100 Para grip 6 punktów mocowania 1 375 zł ☐ XL170 Carbolife Curve L (czarne) 3 175 zł

Typ opon

- ☐ XM060 Schwalbe One (najlepsza opcja) 450 zł ☐ XM130 Kenda, czarne
- ☐ XM010 Kenda ☐ Szare ☐ Niebieskie ☐ Czerwone ☐ XM050 Opony górskie Kenda K885 *(tylko 24", 25")* 135 zł
- ☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus 325 zł
- ☐ XM040 Opony pełne Shox, czarne 545 zł

Opcje dętek

- ☐ XY500 Dętka z wentylem Schraeder *(Standard, jeśli nie wybrano opcji)* ☐ XY490 Dętka z wentylem Presta

* Wskazuje opcje, które nie są częścią certyfikowanej wagi produktu poniżej 4 kg (SUB4)

④ **PODUSZKA (** niecertyfikowane opcje wagi)**

Opcje poduszki piankowej

- ☐ XP080 Poduszka piankowa
405 zł (wybierz gęstość i rozmiar poniżej)
- ☐ Miękka (CMS040) ☐ Średnia (CMS050)
- ☐ 50mm ☐ 75mm ☐ 100mm

Ulepszenia poszewek na poduszki

- ☐ XP085 Poszewka nylonowa
(Czarna)
- ☐ XP090 Poszewka Airlite
325 zł (Czarna)
- ☐ XP100 Poszewka skórzana
850 zł (Czarna)

Poduszki/Oparcia Jay - **PROSZĘ DOSTARCZYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA JAY**


- ☐ Poduszka JAY
(Cena zależna od rozmiaru/opcji)
- ☐ Oparcie JAY
(Cena zależna od rozmiaru/opcji)
- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(Cena zależna od rozmiaru/opcji)

④ **OPCJE RAMY (** niecertyfikowane opcje wagi)**

- ☐ XR060 Spawane oczka mocujące pasek na tydkę
485 zł (Aby zlokalizować pasek na tydkę na przedniej części ramy)

Określ wysokość od podłogi

- ☐ Zoptymalizuj wymiar

④ **AKCESORIA (** niecertyfikowane opcje wagi)**

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł (Tylko z XB010, TGAXB080, XB150)
- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł
- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł
- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł
- ☒ XR090 Zestaw narzędzi
- ☒ XS065 Pasek na tydkę Sub4

** oznacza opcje, które po wybraniu uniemożliwią RGK zagwarantowania wagi produktu poniżej 4 kg (SUB4)

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMÓWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ****(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.***ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)****x***Wewnętrzne zatwierdzenie RGK*

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*