



**SUNRISE
MEDICAL.**

Xenon2_EU-Template_2024-06-03

QUICKIE

XENON²

Ref.1/2026(Obowiązuje do 31.12.2026)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- Zamówienie
 Kalkulacja
 Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr. Art.: 76 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard = Opcja płatna
 = Opcja bezpłatna

Maks. masa ciała użytkownika 140 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

Cena podstawowa brutto 10 600 zł



W celu uzyskania dodatkowych informacji,
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 12.05.2025 1/13

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

tylko dla wersji hybrydowej

GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○	○

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

		Widelec (długość)	Rama:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	niska	111 mm		○	○	○										
		115 mm (1)				○	○	○								
		Frog Leg (1)							□	□						
		Jednoramienny (1)	□	□	□											
	wysoka	111 mm							○	○	○					
		115 mm (1)									○	○	○			
		Frog Leg (1)											□	□		
		Jednoramienny (1)							□	□	□					
4"	niska	111 mm			○	○	○	○								
		115 mm (1)				□	□	□	□							
		Frog Leg (1)							□	□	□					
		Jednoramienny (1)			□	□	□	□								
	wysoka	111 mm								○	○	○	○			
		115 mm (1)									□	□	□	□		
		Frog Leg (1)											□	□	□	
		Jednoramienny (1)								□	□	□	□			
5"	niska	111 mm					○	○	○							
		115 mm (1)						□	□	□						
		Frog Leg (1)							□	□	□					
		Jednoramienny (1)					□	□	□							
	wysoka	111 mm										○	○	○		
		115 mm (1)											□	□	□	
		Frog Leg (1)												□	□	□
		Jednoramienny (1)										□	□	□		
			115 mm (1)							□	□	□				
			Frog Leg (1)								□	□	□			
			115 mm (1)											□	□	□
			Frog Leg (1)												□	□

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU: w zależności od kół tylnich

Wysokość siedziska z tyłu w mm

Koło tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾	○
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽²⁾

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowym napędem elektrycznym

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 2/13

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm).
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylniej do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

Kąt pochylenia oparcia: Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°
a kąty dodatnie to >90°.

Dane techniczne - ogólne informacje:

Maks. wysokość:	102 cm		
Maks. długość	105 cm		
Maks. promień skrętu:	70 cm		
Maks. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 8,8 kg		
Waga po demontażu:	od 6,3 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. szerokość:	Pochylenie kół	24" koło tylne	25" koło tylne
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

Tapicerka siedziska

XFF020002	● Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią	0 zł
XFF020003	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami <i>(tylko od SS 34 cm)</i>	170 zł
XFF020004	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik <i>(tylko od SS 34 cm)</i>	170 zł
XFF020000	○ bez tapicerki	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość: XFF020101 □ 3 cm XFF020102 □ 5 cm	330 zł
------------------------------------	---	--------

Akcesoria siedziska

XFF090018	□ Pas stabilizujący z metalową klamrą	210 zł
XFF020050	□ Dodatkowa wyściółka tapicerki	115 zł

Poduszki siedziska - JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, Curved Base	1 080 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 235 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, Curved Base	1 350 zł

OPARCIE

Wysokość oparcia (zakres regulacji)

Wysokość oparcia w mm

250 - 300	300 - 400	400 - 475
○ 250	○ 300	○ 350
○ 275	○ 325	○ 375
○ 300	○ 350	○ 400
		○ 425
		○ 450
		○ 475

Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe)

Brak regulacji wysokości.

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

785 zł

XFF030010	○ Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)	0 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) <i>(od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)</i>	850 zł
XFF030012	□ Oparcie z regulacją kąta <i>(75° do 103°)</i>	850 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) <i>(dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)</i>	850 zł

Rączki do prowadzenia

XFF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł
XFF030201	○ Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią	0 zł
XFF030203	□ Składane rączki do prowadzenia <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	500 zł
XFF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcz JAY <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	645 zł
XFF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości <i>(tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)</i>	645 zł

Tapicerka oparcia

XFF030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
XFF030300	○ Bez tapicerki	0 zł

Akcesoria

XFF030402	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie <i>(dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)</i>	485 zł
-----------	--	--------

- (1)** niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi, niedostępne z przystawkami rowerowymi
(2) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°
(3) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe
(4) niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 4/13



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Długie rączki do prowadzenia



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową kłamrą

Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



		Wysokość oparcia						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Szerokość siedziska	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓
	44				✓	✓	✓	✓
	46					✓	✓	✓
	48						✓	✓
	50							✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033	Wysokie - 38 cm	3 515 zł		
Górna część odc. piersiowego kreg.:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025	Wysokie - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028	Wysokie - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysokie - 38 cm	3 515 zł		
Górna część odc. piersiowego kreg.:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średnie - 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026	Wysokie - 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średnie - 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029	Wysokie - 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Krótkie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 750 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Krótkie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 750 zł

Akcesoria

WHT030415	<input type="checkbox"/>	Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(dostępny tylko z oparciem JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/>	Zagłówek standardowy AXYS	(dostępny tylko z oparciem JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/>	Torba na akcesoria JAY	(dostępny tylko z oparciem karbonowym JAY 3)	265 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

XFF040005	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040001	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040002	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040003	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	740 zł
XFF040004	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	1 000 zł
XFF040052	<input type="checkbox"/>	Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	740 zł
XFF040117	<input type="checkbox"/>	Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyściełane, zdejmowane	465 zł

Akcesoria

XFF040020	<input type="checkbox"/>	Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
-----------	--------------------------	---	---	------

Osłony boczne

XFF040107	<input type="checkbox"/>	Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	<input type="checkbox"/>	Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	360 zł
XFF040103	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	640 zł
XFF040104	<input type="checkbox"/>	Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	850 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XFF050023	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na boki), w kolorze ramy wózka	0 zł
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylania platformy podnóżka	(długość podudzia min. o 3 cm większa) 475 zł
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na boki), z paskami na kostki	(1) 695 zł
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), z paskami na kostki, czarna	340 zł
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka, karbonowa platforma podnóżna z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), z paskami na kostki, czarna	720 zł
XFF050061	<input type="checkbox"/>	Lekka, plastikowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na boki), wysoko montowana	(LLL 22-34cm) 565 zł

Automatycznie składający się podnóżek z regulacją kąta i głębokości z paskami na kostki, czarny

XFF050027	<input type="checkbox"/>	Lekka platforma z włókna węglowego	955 zł
XFF050028	<input type="checkbox"/>	Lekka platforma kompozytowa	695 zł

Akcesoria

XFF050127	<input type="checkbox"/>	Płytki pozycjonujące stopy	(2) 195 zł
-----------	--------------------------	----------------------------	------------

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL)

Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 cm większa niż długość podudzia)

<input type="radio"/>	220	<input type="radio"/>	230	<input type="radio"/>	240	<input type="radio"/>	250	<input type="radio"/>	260	<input type="radio"/>	270	<input type="radio"/>	280	<input type="radio"/>	290	<input type="radio"/>	300	<input type="radio"/>	310
<input type="radio"/>	320	<input type="radio"/>	330	<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410
<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440	<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500		

(1) niedostępna dla SS32 z taliowaniem 1 cm

(2) dostępna tylko dla: platformy podnóżka, lekkiej platformy podnóżka i platformy podnóżka typu Performance


www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 6/13

Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



XFF040107
Kompozytowa osłona
boczna, odpinana



XFF040101
wąska osłona z
włókna
węglowego z
ochroną ubrań



XFF040102
alumiuniowa z ochroną
ubrań



XFF040103
alumiuniowa z ochroną ubrań i
błotnikiem



XFF04000x
Podłokietniki stolikowe, z
poduszką, odchylane do
góry, zdejmowane



XFF040104
Z włókna węglowego, z
ochroną ubrań, z błotnikiem



XFF050132
Lekka platforma
podnóżka z włókna
węglowego



XFF050059
Platforma podnóżka typu
performance



XFF050027
Lekka platforma
podnóżka z włókna
węglowego, odchylana



XFF050127
Płytki pozycjonujące stopy

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

RAMA

Rama otwarta (maks. waga użytkownika 110kg)

XFF010012	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek)	0 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm	440 zł
XFF010013	□ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek)	440 zł
	XFF010101 □ Taliowanie: 1 cm	440 zł

Rama hybrydowa (maks. waga użytkownika 140kg)

XFF010020	○ Rama FF 100 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda	440 zł
XFF010021	○ Rama FF 92 ° (zintegrowany podnóżek), hybryda	440 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)

XFF070703	Adapter osi, standardowy	○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10	
XFF070701	Adapter osi, lekki (1)	○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 9 ○ 10 ○ 11	
XFF010411	○ Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)		0 zł
XFF010412	□ Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 10 mm)		720 zł

AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)

XFF090016	□ Osłona ramy, czarna	195 zł
XFF090100	□ Uchyt do transportu (Crash Test)	145 zł
XFF090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach	775 zł
XFF090014	□ System wzmocnienia ramy dla przystawki rowerowej	1 270 zł

XFF090050	□ Odłączane kółka antywywrotne, para	460 zł
-----------	--------------------------------------	--------

Kółka antywywrotne, odchylane

XFF090004	□ Lewa XFF090005 □ Prawa	390 zł
XFF090006	□ Para	780 zł

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

XFF090001	□ Lewa XFF090002 □ Prawa	205 zł
XFF090003	□ Para	410 zł
XFF090009	□ Uchwyt na kule (tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	115 zł

Przygotowanie pod przystawkę rowerową ATTITUDE

XFF090211	□ Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi)	345 zł
XFF090212	○ Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	0 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

XFF080013	● Widelce Carbotecture ®, 111 mm Kolor: czarny Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (2) □ Niebieski (2)	Std. 185 zł
XFF080029	□ Widelce aluminiowe, 123 mm Kolor: czarny Kolor: □ Srebrny	0 zł 185 zł
XFF080008	□ Widelce jednoramienne Kolor: czarny Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski	645 zł 185 zł
XFF080007	□ Widelce Frog Legs ®, czarne	1 870 zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

XFF080301	○ Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna	0 zł
XFF080302	○ Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 5" & 6")	0 zł
XFF080303	□ Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 6")	205 zł
XFF080304	□ Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	289 zł
XFF080306	□ Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5") Kolory obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski	419 zł 185 zł

(1) dla pochyleń kół 0°

(2) dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi miękkimi (XFF080302 lub XFF080306)

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 8/13



XFF010012 / 13
Rama otwarta



XFF090020 / 21
Rama hybrydowa



XFF090001
Rurka
wspomagająca
przy przechylaniu



XFF090004
Kółka antywyrotne
odchylane



XFF090050
Odlączane kółka
antywyrotne



XFF090010
Kółka tranzytowe

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 24"

COG	Seat Depth						
	320-380	400	420	440	460	480	500
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
80	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
90	X	X	X	✓	✓	✓	✓
100	X	X	X	✓	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	✓	✓	✓

POŁĄCZENIE EMPULSE F35 I F55 - MATRIX NOGO DLA KÓŁ 25"

COG	Seat Depth						
	320-380	400	420	440	460	480	500
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	X	X	✓	✓	✓	✓
80	X	X	X	✓	✓	✓	✓
90	X	X	X	X	✓	✓	✓
100	X	X	X	X	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	X	✓	✓

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

XFF070000	○ Bez kół		0 zł
XFF070001	○ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070002	○ Koła z polerowaną piastą	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070003	○ Koła lekkie	(opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie)	0 zł
XFF070004	□ Koła Proton (super lekkie)	(limit masy ciała użytkownika - 100kg)	1 020 zł
XFF070005	□ Koła Spinergy, 18-szprychowe		1 700 zł
XFF070007	□ Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym		2 300 zł
XFF070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi	(1) (tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070009	□ Koła górskie	(tylko dla kół 24")	1 020 zł
XFF070010	□ Dodatkowa para kół górskich	(tylko dla kół 24")	1 595 zł

Szybkozłączki kół tylnich

XFF070150	● Standardowe		Std.
XFF070151	□ Dla tetraplegików	(2)	205 zł

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)

XFF070101	○ Opony Right Run	(tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070102	○ Opony odporne na przebicia (pełne)		0 zł
XFF070107	□ Opony Schwalbe One		145 zł
XFF070104	□ Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution		145 zł

CIĄGI

XFF070204	○ Srebrne, ze stali nierdzewnej		0 zł
XFF070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		0 zł
XFF070201	○ Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo		0 zł
XFF070203	□ Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo	(należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza)	205 zł
XFF070205	□ Tytanowe		725 zł
XFF070206	□ Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo		725 zł
XFF070207	□ Supergrip ®		725 zł
XFF070208	□ Maxgripp ®	(tylko dla kół 24")	1 100 zł
XFF070212	□ Ellipse 3R, czarne		1 440 zł

Montaż ciągów

XFF070307	□ Blisko (7 mm)	(dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge)	195 zł
XFF070317	● Standardowo (17 mm)		Std.
XFF070327	○ Szeroko (27 mm)		0 zł

Akcesoria

XFF070250	□ Osłona na ciągi	(tylko dla kół 24")	380 zł
-----------	-------------------	---------------------	--------

POCHYLENIE KÓŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

XFF070600	○ 0°		0 zł
XFF070602	○ 2°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
XFF070604	○ 4°	(nie dostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł

OSŁONY NA SZPRYCHY

(tylko dla kół 24")

XFF070831	□ Przezroczysta		405 zł	
XFF070823	□ Księżniczka	XFF070822 □ Bilard	XFF070812 □ Woda	570 zł
XFF070816	□ Szczęśliwe Lwy	XFF070827 □ Jedwab	XFF070833 □ Zebra	570 zł
XFF070819	□ Małpki	XFF070830 □ Tygrys	XFF070818 □ Szaleństwo w dżungli	570 zł
XFF070820	□ Orient	XFF070813 □ Galaktyka	XFF070811 □ Pióro	570 zł
XFF070829	□ Superbohater	XFF070821 □ Piraci	XFF070806 □ Koło chromowane	570 zł
XFF070817	□ Hot Wheels	XFF070814 □ Graffiti	XFF070803 □ Koszykówka 2	570 zł
		XFF070802 □ Koszykówka	XFF070828 □ Kosmos	570 zł

(1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochYLENIEM kół 0° & 4°; niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia & niedostępne bez rączek do prowadzenia.

(2) niedostępne w tylnych kołach: Spinergy/ górskimi / z hamulcami bębnowymi

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 10/13



XFF070001
Koła Uniwersalne



XFF070002
Koła z polerowaną piastą



XFF070003
Koła lekkie



XFF07000
Koła Proton



XFF07010
Koła górskie



XFF070101
Schwalbe Right
Run



XFF070107
Schwalbe One



XFF070104
Schwalbe Marathon
Plus Evolution



XFF070102
Opony odporne na
przebiecia



XFF070202
Ciągi aluminiowe,
anodyzowane



XFF070203
Ciągi aluminiowe,
malowane proszkowo



XFF070208
Ciągi Maxgrepp

Xenon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

HAMULCE

(choose only one option)

XFF060001	● Standardowe	Std.
XFF060002	□ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan	195 zł
XFF060010	□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana	90 zł
XFF060003	□ Kompaktowe hamulce EVO	185 zł
XFF060004	□ Lekkie, kompaktowe hamulce EVO (1)	365 zł

AKCESORIA

XFF090000	● Zestaw narzędzi	Std.
XFF090025	□ Pompka wysoka	50 zł
XFF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)	230 zł
XFF090030	□ Plecak	230 zł
XFF090026	□ Kieszonka na telefon komórkowy	80 zł

KOLORY⁽²⁾

	Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/Obręcz 555 zł	Krzyżak 555 zł		Rama 419 zł	Ciągi 205 zł	Piasta/Obręcz 555 zł	Krzyżak 555 zł	
01 Czarny matowy	○	□	□	□	12 Królewski niebieski	○	□	□	□	
02 Czarny połyskujący	○	□	□	□	13 Niebieski oceaniczny	○	□			
03 Grafit metalizowany	○	□		□	14 Rubinowy	○	□		□	
04 Biały srebrzysty	○	□		□	15 Czerwona papryczka	○	□	□	□	
05 Srebrny połyskujący	○	□		□	16 Soczysta wiśnia	□	□	□	□	
06 Popielaty	□	□		□	17 Limonkowy	○	□		□	
07 Pustynny brąz	□	□		□	18 Neonowy róż	□	□		□	
08 Pustynna Zieleń	□	□		□	19 Satynowy róż	○	□		□	
09 Khaki	□	□		□	20 Mistyczny fiolet	○	□		□	
10 Szafir	□	□		□	21 Słoneczny Pomarańcz	○	□		□	
11 Nocne niebo	□	□		□	22 Neonowy żółty	○	□		□	
							Koło lekkie, tylne, anodyzowane, pomarańczowe	585 zł	□	(3)
							Koło lekkie, tylne, anodyzowane, niebieskie	585 zł	□	(3)
							Koło lekkie, tylne, anodyzowane, czerwone	585 zł	□	(3)

KOLORY NAKLEJEK

XFF100550	○ czarne (14)	0 zł
XFF100551	○ srebrne	0 zł
XFF100552	○ pomarańczowe	0 zł
XFF100553	○ czerwone	0 zł
XFF100554	○ niebieskie	0 zł

(1) niedostępne z ramą hybrydową, pochylem kół 4°; głębokością siedziska 34 cm; z przystawką rowerową; COG 5 cm

(2) Ciągi: dostępne tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Ciągi/piasta: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

(3) dostępne tylko z kołami lekkimi 24", z piastą i ciągami anodyzowanymi, z czarnymi szprychami

(4) Dla osłon z włókna węglowego, naklejki dostępne tylko w kolorze srebrnym.

built4me

Quickie Xenon² - Cena podstawowa

10 600 zł

Cena opcji

Opakowanie i transport

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektonowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 12/13



XFF060001
Hamulec standardowy



XFF060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



XFF060003
Hamulec kompaktowy



XFF060004
Hamulec kompaktowy, lekki



XFF090000
Zestaw narzędzi



XFF090024
Pompka
wysokociśnieniowa



XFF090025
Pompka



XFF090030
Plecak



XFF090026
Kieszka na telefon komórkowy