

Proszę stosować się do tej metody pomiaru:

Poniższa metoda jest zalecana na podstawie obszernego doświadczenia praktycznego. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa.

Szerokość siedzenia (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń między boczną osłoną a biodrem po każdej stronie wózka (ok. 10 - 20 mm łącznie)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy.

Głębokość siedzenia (SD):

- a) Dla użytkownika: Podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej: pozostawić przestrzeń na 2–3 palce między przednim brzegiem tapicerki siedzenia a tyłem kolana. (ok. 30 - 60 mm). Należy zachować ostrożność przy regulowanej tapicerce.
- b) Na wózku: Od tylnej rury do przedniego brzegu tapicerki siedzenia.

Wysokość przodu siedzenia:

- a) Dla użytkownika: Podczas siedzenia z kątem zgięcia kolan 90°: Od tyłu kolana do podeszwy buta.
- b) Na wózku: Od przedniej rury siedzenia do podłoża. (min. 30 mm dłużej niż pomiar użytkownika) Pamiętaj o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość tyłu siedzenia:

- b) Na wózku: Od tylnej rury siedzenia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedzenia tył–przód wynosi 130 mm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedzenia, włącznie z poduszką, nie więcej niż 10 - 20 mm poniżej dolnej części łopatki.
- b) Na wózku: Od tylnej rury siedzenia do górnego brzegu tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do siedzenia w pozycji wyprostowanej ma istotny wpływ na wysokość oparcia i może się ona w związku z tym znacznie różnić

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt 90° w stosunku do podłoża. Kąty ujemne to < 90°
a kąty dodatnie to > 90°.

Przegląd danych technicznych – Life T

Maks. wys. całkowita:	1035 mm		
Maks. dł. całkowita:	1075 mm		
Maks. promień skrętu:	860 mm		
Maks. bezp. nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 10 kg		
Waga po demontażu:	od 7 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Maks. całkowita szer.:	Kąt pochylenia kół	22" tylne koło	24" tylne koło
	Dla 0° pochylenia:	SW + 200 mm	SW + 200 mm
	Dla 3° pochylenia:	SW + 230 mm	SW + 240 mm
	Dla 6° pochylenia:	SW + 250 mm	SW + 260 mm

Produkt przeszedł **test zderzeniowy zgodnie z normą ISO 7176-19** i jest w związku z tym dopuszczony do transportu w pojeździe.
Do transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie zamocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą wpłynąć na wysokość siedzenia.
Tolerancje produkcyjne +/- 10 mm

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena PLN

TAPICERKA SIEDZENIA I PODUSZKI**Tapicerka siedziska**

LFT020014	● Tapicerka siedziska, nylon, 1 torba użytkowa	0 PLN
LFT020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 PLN

Poduszka siedzenia, pokrowiec na zamek, czarna

LFT020101	□ Poduszka siedzenia, piankowa (średnio-miękka), pokrowiec na zamek, czarna, 30 mm	330 PLN
LFT020102	□ Poduszka siedzenia, piankowa (średnio-miękka), pokrowiec na zamek, czarna, 50 mm	330 PLN

Poduszka JAY – pełna oferta produktów JAY dostępna w formularzach zamówień JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 PLN
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 PLN
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	1080 PLN
JAY020007	□ JAY Easy Fluid Cushion	1235 PLN
JAY020004	□ JAY LITE	1350 PLN

Akcesoria do siedzenia

LFT090018	□ Pas biodrowy z klamrą, metalowy	210 PLN
-----------	-----------------------------------	---------

OPARCIE**Zakres wysokości oparcia**

	250-300	300-350	350-400	400-450	450-475
Ustawienie wysokości oparcia na (mm)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

LFT030001	● Rura oparcia, aluminium	
LFT030101	□ Oparcie, składane do połowy (do tyłu)	(od wysokości oparcia 450 mm–475 mm) 515 PLN
LFT030031	□ Oparcie, składane do przodu (4)	(od wysokości oparcia 300 mm–475 mm) 515 PLN
LFT030012	□ Oparcie, regulowane kątowno	515 PLN
	LFT030512 ○ 78° LFT030518 ○ 82° LFT030514 ○ 86° LFT030500 ○ 90°	
	LFT030504 ○ 94° LFT030508 ○ 98° LFT030522 ○ 102°	

Uchwyty do pchania

LFT030201	○ Długie uchwyty do pchania	
LFT030203	□ Uchwyty do pchania, składane (1)	(tylko od wysokości oparcia 300 mm; od 350 mm z oparciem regulowanym kątowno) 500 PLN
LFT030204	□ Uchwyty do pchania, z regulacją wysokości (1) (2)	(tylko od wysokości oparcia 300 mm) 645 PLN
LFT030205	□ Uchwyty do pchania, z regulacją wysokości do oparc Jay (1) (2)	(tylko od wysokości oparcia 300 mm) 645 PLN
LFT030200	○ Bez uchwytów do pchania (1), (2)	

Tapicerka oparcia (czarna)

LFT030316	○ Tapicerka oparcia EXO, włókno syntetyczne, wyściełany, regulowany, 1 torba akcesoryjna, czarny (wersja EXO Evo)	-
	Kolor, taśma wykończeniowa: ● Czarna ○ Pomarańczowa ○ Srebrna ○ Czerwona ○ Niebieska	-
LFT030317	□ Pas oparcia EXO PRO, włókno synt., wysł., regul., oddych., mat. dystans., 1 torba, czarny (EXO Evo)	460 PLN
	Kolor, taśma wykończeniowa: ● Czarna ○ Pomarańczowa ○ Srebrna ○ Czerwona ○ Niebieska	-
LFT030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria do oparcia

LFT030402	□ Drażek stabilizujący, automatycznie składany (2)	(od SW 360 mm) 485 PLN
LFT030411	□ Zagłówek, średnia wysokość, regulacja głębokości i kąta, 200 x 110 mm	(1) (2) (3) 935 PLN
LFT030410	□ Zagłówek, wysoka wysokość, regulacja głębokości i kąta, 230 x 110 mm	(1) (2) (3) 935 PLN

(1): Nie w połączeniu z oparciem składanym do połowy (do tyłu)

(2): Nie w połączeniu z oparciem składanym do przodu

(3): Tylko z uchwytami do pchania z regulacją wysokości (LFE030204, LFE030205)

(4): Wysokość oparcia 350–425 mm z uchwytami składanymi; 300–375 mm z uchwytami długimi; nie dla ramy odwodzącej przy szerokości siedzenia 320–420 mm

Więcej informacji
www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2025

OPARCIE



Rura oparcia,
aluminium



Oparcie, składane do
połowy (do tyłu)



Oparcie, regulowane
kątowno



Oparcie, składane (do
przodu)



Długie uchwyty do
pchania



Uchwyty do
pchania, składane



Uchwyty do pchania,
regulowane na
wysokość



Bez uchwytów do
pchania



Drażek
stabilizujący, automatycznie
składany



Zagłówek z regulacją wysokości,
głębokości i kąta nachylenia



Tapicerka oparcia
EXO (wersja EXO
Evo)



Tapicerka oparcia EXO PRO
(wersja EXO Evo)

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena PLN

OPARCIA JAY oraz AKCESORIA – pełna oferta produktów JAY dostępna w formularzach zamówień JAY**Oparcie JAY 3 – płytki profil (Shallow Contour)**

Środkowy odcinek piersiowy:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Średni 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030033	Wysoki 380 mm	3515 PLN
Gór. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY030012	Krótki 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030019	Średni 460 mm	3515 PLN
Wysokość barku:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Krótki 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030022	Średni 570 mm	3515 PLN

Oparcie JAY 3 – średni profil (Mid Contour)

Środkowy odcinek piersiowy:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średni 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysoki 380 mm	3515 PLN
Gór. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótki 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średni 460 mm	3515 PLN
Wysokość barku:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótki 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średni 570 mm	3515 PLN

JAY 3 Back - Środkowy głęboki kontur

Środkowy odcinek piersiowy:	<input type="checkbox"/> JAY030044	Średni 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030041	Wysoki 380 mm	3515 PLN
Gór. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045	Krótki 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030042	Średni 460 mm	3515 PLN
Wysokość barku:	<input type="checkbox"/> JAY030043	Krótki 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030047	Średni 570 mm	3515 PLN

JAY 3 Back - Głęboki kontur

Gór. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY030014	Krótki 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030021	Średni 460 mm	3515 PLN
Wysokość barku:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Krótki 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030024	Średni 570 mm	3515 PLN

Akcesoria do oparc JAY J3

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek Whitmyer, COBRA XTRA, flip back	(tylko z oparciami JAY 3)	1640 PLN
WHT030416	<input type="checkbox"/> Zagłówek Whitmyer, AXYS, Standard	(tylko z oparciami JAY 3)	1230 PLN

JAY J3 Carbon Back - Płytki kontur (z szybkozłącznym osprzętem)

Dol. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY060001	Krótki - 170 mm	<input type="checkbox"/> JAY060002	Wysoki - 240 mm	3750 PLN
Śr. odc. piers.	<input type="checkbox"/> JAY060003	Krótki - 300 mm	<input type="checkbox"/> JAY060004	Wysoki - 380 mm	3750 PLN

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	<input type="checkbox"/> JAY070001	SW 280 mm	<input type="checkbox"/> JAY070002	SW 300-340 mm	<input type="checkbox"/> JAY070003	SW 360-400mm	2395 PLN
M (20 cm)	<input type="checkbox"/> JAY070004	SW 280 mm	<input type="checkbox"/> JAY070005	SW 300-340 mm	<input type="checkbox"/> JAY070006	SW 360-400mm	2395 PLN
T (25cm)	<input type="checkbox"/> JAY070007	SW 280 mm	<input type="checkbox"/> JAY070008	SW 300-340 mm	<input type="checkbox"/> JAY070009	SW 360-400mm	2395 PLN
X (30cm)	<input type="checkbox"/> JAY070010	SW 280 mm	<input type="checkbox"/> JAY070011	SW 300-340 mm	<input type="checkbox"/> JAY070012	SW 360-400mm	2395 PLN

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE**Podłokietnik**

(wybrać tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko przy kącie pochylecia 0° i 1°)

<input type="checkbox"/> Podłokietnik pojedynczy, regulacja wysokości	0 PLN
LFT040050 ○ Osłona boczna pojedyncza, poduszka pod ramię (250 mm), regulacja wysokości, demontowalna	
LFT040051 ○ Osłona boczna pojedyncza, poduszka pod ramię (360 mm), regulacja wysokości, demontowalna	
LFT040052 <input type="checkbox"/> Osłona boczna poj., poduszka pod ramię (330 mm), reg. głębokości, reg. wysokości, demontowalna (3)	735 PLN

Podłokietnik stolikowy z poduszką długą (1)

LFT040001 <input type="checkbox"/> Osłona boczna stolikowa, poduszka (250 mm), stała, podnoszona, demontowalna	740 PLN
LFT040006 <input type="checkbox"/> Osłona boczna stolikowa, poduszka (360 mm), stała, podnoszona, demontowalna	740 PLN
LFT040002 <input type="checkbox"/> Osłona boczna stolikowa, poduszka (250 mm), regulacja wysokości, podnoszona, demontowalna	1000 PLN
LFT040007 <input type="checkbox"/> Osłona boczna stolikowa, poduszka (360 mm), regulacja wysokości, podnoszona, demontowalna	1000 PLN
LFT040005 <input type="checkbox"/> Osłona boczna stolikowa, podnoszona, demontowalna	740 PLN
LFT040020 <input type="checkbox"/> Pomoc przy odblokowaniu dla tetraplegików	0 PLN

Osłony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikiem)

LFT040107 <input type="checkbox"/> Osłona boczna, kompozytowa, demontowalna, wys. 210 mm (dł. 310 mm), czarna (4)	0 PLN
LFT040102 <input type="checkbox"/> Osłona boczna, aluminiowa, ochrona przed zimnem (w kolorze ramy) (2)	360 PLN
LFT040103 <input type="checkbox"/> Osłona boczna, aluminiowa, błotnik, ochrona przed zimnem (w kolorze ramy) (2) (5)	640 PLN
LFT040055 <input type="checkbox"/> Poduszka pod ramię, regulacja wysokości, krótka (nie z hamulcem Safari)	120 PLN
LFT040104 <input type="checkbox"/> Osłona boczna, włókno węglowe, błotnik, ochrona przed zimnem (czar (2) (nie z hamulcem Safari)	850 PLN

STOLIKI

LFT090111 <input type="checkbox"/> Stolik, drewniany, mocowanie na wcisk, SW 220 - 360 mm	tylko z LFT040055	685 PLN
LFT090112 <input type="checkbox"/> Stolik, plastikowy, odchylany, montaż lewy	(tylko z podłokietnikami regulowanymi wysokościowo z poduszką)	945 PLN
LFT090113 <input type="checkbox"/> Stolik, plastikowy, odchylany, montaż prawy	(tylko z podłokietnikami regulowanymi wysokościowo z poduszką)	945 PLN

RAMA

LFT010010 ○ Rama FF 75° (zintegrowany podnóżek)	(od LLL 260 mm)	-
LFT010011 ○ Rama FF 85° (zintegrowany podnóżek)	(od LLL 260 mm)	-
LFT010023 <input type="checkbox"/> Rama FF 75° (zint. podnóżek), taliowana na zew. (25 mm z każdej str.)	(nie dla SW 480/500; od LLL 260 mm)	440 PLN
LFT010016 <input type="checkbox"/> Rama FF 85° (zint. podnóżek), taliowana (20 mm z każdej str.), aktywny	(od SW 340; od LLL 260 mm)	440 PLN
LFT010015 ○ Rama SA (demontowalny podnóżek)	(nie dla SD 320/340)	-
LFT090100 <input type="checkbox"/> Uchwyty do mocowania podczas transportu		145 PLN

(1) nie w połączeniu z oparciem, półskładane (do tyłu), składanie oparcia możliwe tylko od BH 375 mm, tylko kąt pochylecia 1° i 2°

(2) Efektywna szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi) = szerokość siedziska + 20 mm

(3) z odwodzeniem tylko od SW 34

(4) COG 83 niemożliwe przy ramie z odwodzeniem; nie z hamulcem Safari

(5) Dostępne od RSH 450 mm

Więcej informacji
www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2025

Oparcia JAY



Oparcie JAY J3
Płytki kontur

Oparcie JAY J3
Średni kontur

Oparcie JAY J3 Średnio
głęboki kontur

Oparcie JAY J3
Głęboki kontur

Oparcie JAY J3 Carbon
Płytki kontur

Oparcie JAY Zip

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Pojedynczy, regulacja
wysokości

Osłona boczna pojedyncza,
poduszka pod ramię,
regulacja wysokości,

Osłona boczna stolikowa,
poduszka pod ramię, stała,
podnoszona, demontowalna

Osłona boczna stolikowa,
poduszka pod ramię,
regulacja wysokości,
podnoszona, demontowalna

Osłona boczna stolikowa,
podnoszona, demontowalna

Osłona boczna
kompozytowa,
demontowalna (czarna)

Osłona boczna aluminiowa,
ochrona przed wilgocią
(w kolorze ramy)

Osłona boczna aluminiowa,
błotnik, ochrona przed wilgocią
(w kolorze ramy)

Osłona boczna z włókna
węglowego, błotnik, ochrona
przed wilgocią (czarna)

RAMA



Rama FF 85°
(zintegrowany podnóżek)

Rama FF 75°
(zintegrowany podnóżek)

Rama FF 75°
(zintegrowany podnóżek),
odstawiona (20 mm
z każdej strony)

Rama FF 85°
(zintegrowany podnóżek),
20 mm wcięcie, aktywny

Rama SA (demontowalny
podnóżek)

Life T		Cena PLN
<ul style="list-style-type: none"> ● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna 		
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka; wybrać tylko jedną opcję		
COG23	○ Środek ciężkości 23 mm	-
COG43	● Środek ciężkości 43 mm	-
COG63	○ Środek ciężkości 63 mm	-
COG83	○ Środek ciężkości 83 mm	-
AKCESORIA RAMY		
LFT090010	□ Koła transportowe <i>(bez uchwytu na kule, podpórki i zabezpieczenia przed przewróceniem)</i>	775 PLN
Końcówka wspomagająca przechył i uchwyt na kule		
LFT090001	□ Końcówka wspomagająca, lewa	195 PLN
LFT090002	□ Końcówka wspomagająca, prawa	195 PLN
LFT090003	□ Końcówka wspomagająca, para <i>(wybierz końcówkę lub rury antywyważające, nie obie)</i>	390 PLN
LFT090009	□ Uchwyt na kule, pętla <i>(tylko w połączeniu z końcówką wspomagającą)</i>	115 PLN
Koło przeciwwyrotne, odchylane		
LFT090004	□ Koło przeciwwyrotne, odchylane, lewa	390 PLN
LFT090005	□ Koło przeciwwyrotne, odchylane, prawa	390 PLN
LFT090006	□ Koło przeciwwyrotne, odchylane, para <i>(wybierz końcówkę wspomagającą lub rury przeciwwyrotne, nie obie)</i>	780 PLN
LIF090036	□ Koło przeciwwyrotne, alum., lekkie, odchylane (do przodu), para <i>(nie z końc. wsp., max. waga użyt.: 100 kg)</i>	935 PLN
RZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKI ATTITUDE - tylko z ramami FF		
LFT090211	□ bez zamówienia ATTITUDE <i>(kolki dokujące zmontowane)</i>	345 PLN
LFT090212	○ z zamówieniem ATTITUDE <i>(kolki dokujące zmontowane; zamówienie ATTITUDE osobno)</i>	-
EMPULSE M90 PAKIET		
EMO000501	○ Z zamówieniem M90, nie zamontowany do wózka <i>(Proszę użyć osobnego OF do zamówienia M90, Tylko z kołem 24", Tylko z kątem cambera 0°)</i>	
EMO000502	○ Z zamówieniem M90, zamontowany do wózka <i>(Proszę użyć osobnego OF do zamówienia M90, Tylko z kołem 24", Tylko z kątem cambera 0°)</i>	
HANGERY I PODNÓŻKI		
Hanger aluminiowy		
LFT050002	○ Kąt hangera 70°	-
LFT050001	○ Kąt hangera 80°	-
LFT050041	○ Kąt hangera 90° <i>(nie z kołem skrętnym 6", 7")</i>	-
LFT050006	□ Hanger, aluminiowy, odchylany, lewy	240 PLN
LFT050007	□ Hanger, aluminiowy, odchylany, prawy	240 PLN
wybierz oba	□ Hanger, aluminiowy, odchylany, para	480 PLN
Hanger kompozytowy		
LFT050002	○ Kąt hangera 70°	-
LFT050001	○ Kąt hangera 80°	-
LFT050003	□ Hanger, komp., odchylany, lewy	0 PLN
LFT050004	□ Hanger, komp., odchylany, prawy	0 PLN
wybierz oba	□ Hanger, komp., odchylany, para	0 PLN
Podnóżek podnoszony (ELR) (1) <i>(nie z podnóżkami typu footboard ani platformowymi; tylko rama SA)</i>		
LFT050009	□ Uchwyt podnóżka, aluminiowy, podnoszony (0°–90°), odchylany, lewy	490 PLN
LFT050010	□ Uchwyt podnóżka, aluminiowy, podnoszony (0°–90°), odchylany, prawy	490 PLN
wybierz oba	□ Uchwyt podnóżka, aluminiowy, podnoszony (0°–90°), odchylany, para (1)	980 PLN
Podkładka pod amputowaną kończynę		
LFT050014	□ Podkładka pod amputowaną kończynę, lewa	365 PLN
LFT050013	□ Podkładka pod amputowaną kończynę, prawa	365 PLN
LFT050012	□ Podkładka pod amputowaną kończynę, para	730 PLN
Podnóżki (kolor czarny)		
LFT050020	● Podnóżek, dzielony, komp., regulacja kąta, podnoszony (na bok), pętla na piętę, czarny	-
LFT050050	□ Podnóżek, dzielony, alum., regulacja kąta, podnoszony (na bok), pętla na piętę, czarny	735 PLN
LFT050102	□ Podnóżek, platforma, alum., regulacja kąta, podnoszony (na bok), pętla na piętę, czarny	735 PLN
LFT050126	□ Mechanizm odchylania podnóżka platformowego <i>(tylko od LLL 380 mm)</i>	475 PLN
LFT050062	□ System blokady, podnóżek platformowy, alum. <i>(rama FF od LLL 340 mm / rama SA od LLL 300 mm)</i>	235 PLN
LFT050131	□ Podnóżek, platforma, lekki, plast., reg. kąta i głęb., podn. (na bok), pasek na łydkę, czarny	340 PLN
LFT050132	□ Podnóżek, platforma, lekki, włókno węgl., reg. kąta i głęb., podn. (na bok), pasek na łydkę, czarny	720 PLN
LFT050127	□ Regulowana osłona boczna, do utworzenia ogranicznika na podnóżku	195 PLN

(1) nie w połączeniu z podnóżkiem platformowym; nie z SW 280-360

Więcej informacji
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025

AKCESORIA RAMY



Koła transportowe



Końcówka wspomagająca



Uchwyt na kule, pętla



Koła przeciwwyrotne, odchylane, lewa

WIESZAKI I PODNÓŻKI



Hanger aluminiowy, 90°



Hanger kompozytowy
110°/100°



Podnóżek podnoszony
(ELR)



Podkładka pod amputowaną
kończynę



Podnóżek, dzielony,
kompozytowy, regulacja kąta,
podnoszony (na bok), pętla
na piętę, czarny



Podnóżek, dzielony,
aluminiowy, regulacja kąta,
podnoszony (na bok), pętla
na piętę, czarny



Podnóżek, platforma, lekki,
plastikowy, regulacja kąta i
głębokości, podnoszony (na
bok), pasek na łydkę, czarny



Podnóżek, platforma, lekki,
plastikowy, regulacja kąta
i głębokości, podnoszony
(na bok), pasek na łydkę



Podnóżek, regulacja kąta
i głębokości; podnoszony,
aluminiowy z systemem blokady

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena PLN

DLUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być o 25 mm krótsza niż wys. przedniego siedziska; wszystkie wymiary w mm

<input type="radio"/> 220	<input type="radio"/> 230	<input type="radio"/> 240	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 260	<input type="radio"/> 270	<input type="radio"/> 280	<input type="radio"/> 290	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 310
<input type="radio"/> 320	<input type="radio"/> 330	<input type="radio"/> 340	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 360	<input type="radio"/> 370	<input type="radio"/> 380	<input type="radio"/> 390	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 410
<input type="radio"/> 420	<input type="radio"/> 430	<input type="radio"/> 440	<input type="radio"/> 450	<input type="radio"/> 460	<input type="radio"/> 470	<input type="radio"/> 480	<input type="radio"/> 490	<input type="radio"/> 500	

Rama SA: LLL 220-290 od SW340 z podnóżkiem dzielonym / od SW320 z podnóżkiem platformowym

Rama FF: LLL 260-330 od SW340 (SW300 z odwiedzeniem) z podnóżkiem dzielonym / od SW320 (SW280 z odwiedzeniem) z podnóżkiem platformowym

WIDELEC

(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)

LFT080029	<input type="radio"/> Widelec koła skrętnego, aluminiowy, czarny		STD
LFT080042	<input type="radio"/> Kolor widelec skrętny srebrny		185 PLN
Widelec koła skrętnego, aluminiowy, malowany proszkowo			
	<input type="checkbox"/> 04 Starlight White		
	<input type="checkbox"/> 12 Royal Blue		
	<input type="checkbox"/> 15 Red Pepper		
	<input type="checkbox"/> 21 Solar Orange		
LFT080101	<input type="checkbox"/> Zestaw rozsz., przeznaczony dla użyt. hemiplegicznych	(Nie z kołami skręt. 7"; tylko rama SA)	910 PLN
LFT080013	<input type="radio"/> Widelec koła skrętnego, Carbotecture®	(tylko 111 mm)	
	● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		185 PLN

KOŁO SKRĘTNE

(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)

LFT080301	<input type="radio"/> Koło skrętne, pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarne		-
LFT080302	<input type="radio"/> Koło skrętne, pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarne	(tylko dla 5" i 6")	-
LFT080304	<input type="checkbox"/> Koło skrętne, pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa	(tylko dla 4" i 5")	289 PLN
LFT080306	<input type="checkbox"/> Koło skrętne, pełne (miękkie), obręcz: aluminiowa, srebrna	(tylko dla 4" i 5")	419 PLN
	Kolor, obręcz: <input type="checkbox"/> Czarny <input type="checkbox"/> Pomarańczowy <input type="checkbox"/> Czerwony <input type="checkbox"/> Niebieski		-
LFT080303	<input type="checkbox"/> Koło skrętne, pełne (wąskie), świecące, obręcz: kompozytowa, czarne	(tylko dla 4" i 5")	205 PLN
LFT080305	<input type="radio"/> Koło skrętne, pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarne	(nie dla 4" i 5")	-

KOŁO TYLNE

(porównaj z wyborem na pierwszej stronie; wybierz tylko jeden typ koła)

LFT070001	<input type="radio"/> Koło tylne, Universal, 36 szprych (srebrne), szprychy krzyżowe		-
LFT070002	<input type="radio"/> Koło tylne, Design, 36 szprych (srebrne), szprychy proste	(tylko 24")	0 PLN
LFT070003	<input type="checkbox"/> Koło tylne, lekkie, 24 szprych (srebrne), szprychy proste		650 PLN
LFT070004	<input type="checkbox"/> Koło tylne, Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste		1020 PLN
LFT070005	<input type="checkbox"/> Koło tylne, Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste, piasta: srebrna	(tylko 24")	1700 PLN
LFT070008	<input type="checkbox"/> Koło tylne, hamulce bębnowe, 36 szprych (srebrne), szprychy krzyżowe		1020 PLN
	(22" i 24"; tylko z stalowym obręczą ręczną; kąt cambera 0°)		
LFT070401	<input type="checkbox"/> Koło tylne, obsługa jedną ręką, 36 szprych, szprychy krzyżowe, sterowanie lewe	(nie z camber)	2360 PLN
LFT070402	<input type="checkbox"/> Koło tylne, obsługa jedną ręką, 36 szprych, szprychy krzyżowe, sterowanie prawe	(nie z camber)	2360 PLN
LFT070000	<input type="checkbox"/> Bez koła tylnego		

OPONY

(wybierz tylko jeden typ opony)

LFT070102	<input type="radio"/> Opona, odporna na przebicie, bieżnik	(Koła Proton / Lightweight tylko 24" i 25"; Koła Spinergy tylko 24")	-
LFT070101	<input type="radio"/> Opona, pneumatyczna, drobny bieżnik, Schwalbe Right Run		-
LFT070104	<input type="checkbox"/> Opona, pneumatyczna, odporna na przebicie, bieżnik, Schwalbe Marathon Plus Evolution		145 PLN
LFT070107	<input type="checkbox"/> Opona, pneumatyczna, gładka, Schwalbe One	(tylko 24")	145 PLN
LFT090163	<input type="checkbox"/> Zest. cz. zam.: 1 dodatk. opona (jak na wózku) i 1 dodatk. Dętka	(nie z oponami pełnymi)	195 PLN

OBRĘCZE KOŁ - CIĄGI

LFT070202	<input type="radio"/> Aluminiowe, anodowane, srebrne		-
LFT070201	<input type="radio"/> Aluminiowe, malowane proszkowo, przezroczyste		-
LFT070204	<input type="radio"/> Stal nierdzewna, srebrne		-
LFT070203	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe		205 PLN
LFT070207	<input type="checkbox"/> Ciągi, Supergrip®	(22" tylko z kołami Universal i hamulce bębnowe)	725 PLN
LFT070208	<input type="checkbox"/> Ciągi, Maxgrepp®	(tylko mocowanie obręczy szerokie)	1100 PLN
LFT070212	<input type="checkbox"/> Ciągi, Ellipse 3R, czarne	(obręcze ergonomiczne z paskiem gumowym, tylko 24" i 25")	1440 PLN
LFT070200	<input type="radio"/> Brak ciągi		-

(1) nie z kołami 7", widełcem Carbotecture; tylko rama SA)

(2) tylko z camber 0-4°)

Więcej informacji
www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2025

WIDELCE



Widelec aluminiowy, czarny, pomarańczowy i srebrny



Zestaw rozszerzający, przeznaczony dla użytkowników z hemiplegią

TYLNE KOŁA



Tylne koło, uniwersalne, 36 szprych, szprychy krzyżowe



Tylne koło, konstrukcja, 36 szprych, proste szprychy



Tylne koło, lekkie, 24 szprychy, proste szprychy



Tylne koło, Proton, 24 szprychy, proste szprychy



Tylne koło, Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta: srebrna



Tylne koło, hamulce bębnowe, 36 szprych, szprychy krzyżowe

OPONY



Opona, odporna na przebicie, bieżnik



Opona pneumatyczna, o drobnym profilu, Schwalbe Right Run



Opona pneumatyczna, odporna na przebicie, bieżnik, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna, slick, Schwalbe One

OBRĘCZE KÓŁ



Supergrip



Max Grepp



Ellipse 3R

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena PLN

MOCOWANIE CIĄGÓW

LFT070317	● Mocowanie do obręczy, wąskie (17 mm)	(Nie z Maxgrepp)	-
LFT070327	○ Mocowanie do obręczy, szerokie (27 mm)	(nie dotyczy Ellipse 3R)	-
LFT070307	□ Mocowanie do obręczy, super wąskie (7 mm)		195 PLN
	(Tylko w przyp. 24" stali nierdzewnej; nie w połączeniu z kołami Spinergy, Proton i Lightweight oraz stalowym obręczem, nie z Maxgrepp)		-

POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(Wybierz tylko jedną opcję; podłokietniki dostępne tylko przy pochyleniu 0° i 1°)

LFT070600	● Pochylenie 0°				-
LFT070601	○ Pochylenie 1°	LFT070603	○ Pochylenie 3°	LFT070605	○ Pochylenie 5°
LFT070602	○ Pochylenie 2°	LFT070604	○ Pochylenie 4°	LFT070606	○ Pochylenie 6°
					-

OSŁONY SZPRYCH

(Nie dotyczy kół Spinergy)

LFT070831	□ Przezroczysta	LFT070811	□ Piórka	405 PLN
LFT070823	□ Księżniczki	LFT070813	□ Galaktyka	570 PLN
LFT070816	□ Wesołe Lwy	LFT070821	□ Piraci	570 PLN
LFT070819	□ Małpki	LFT070814	□ Graffiti	570 PLN
LFT070820	□ Oriental	LFT070802	□ Koszykówka	570 PLN
LFT070829	□ Superbohaterowie	LFT070803	□ Koszykówka 2	570 PLN
LFT070817	□ Hot Wheels	LFT070812	□ Latająca Woda	570 PLN
LFT070822	□ Basen	LFT070833	□ Zebra	570 PLN
LFT070827	□ Jedwab	LFT070818	□ Dżungla	570 PLN
LFT070830	□ Tygrys	LFT070806	□ Chrom	570 PLN
		LFT070828	□ Kosmos	570 PLN

HAMULCE KÓŁ TYLNYCH

(Wybierz tylko jedną opcję)

LFT060001	○ Hamulce standardowe	-
LFT060002	● Hamulce dźwigniowe kolanowe	-
LFT060010	□ Przedłużka dźwigni hamulca, hamulec kolanowy, składany	90 PLN
LFT060023	□ Hamulce kompaktowe EVO	185 PLN
LFT060013	□ Hamulce „push to lock”, wbudowane w osłonę boczną, Safari	630 PLN
LFT060016	□ Hamulce „push to lock”, jednostronne, prawa obsługa	595 PLN
LFT060015	□ Hamulce „push to lock”, jednostronne, lewa obsługa	595 PLN

AKCESORIA

LFT090000	● Zestaw narzędzi	-
LFT090025	□ Pompka	50 PLN
LFT090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0–11 bar)	230 PLN
LFT090030	□ Plecak	230 PLN
LFT090026	□ Kieszka na telefon komórkowy	80 PLN

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena PLN

KOLORY (1) Prosimy zapoznać się z naszym katalogiem kolorów, aby sprawdzić wybór kolorów.

	Rama 419 PLN	Obręcz 205 PLN	Piasta/obręcz 555 PLN		Rama 419 PLN	Obręcz 205 PLN	Piasta/obręcz 555 PLN
01 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09 Khaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Szafir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03 Grafit metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		13 Niebieski oceaniczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04 Biały srebrzysty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		16 Soczysta wiśnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		18 Neonowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06 Popielaty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		19 Satynowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07 Pustynny brąz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		21 Słoneczny pomarańcz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08 Pustynna zieleń	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					
11 Nocne niebo	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					
12 Królewski niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
14 Rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					
15 Czerwona papryczka	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
17 Limonkowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					
20 Mistyczny fiolet	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					
22 Neonowy żółty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>					

(1) Obręcz: tylko z obręczą pokrytą kolorową powłoką proszkową; Piasta/obręcz: tylko dla koła uniwersalnego 22,, lub 24"; Widelec: nie z Carbotecture

KOLORY NAKLEJEK

LFT100550	<input type="radio"/>	Kolor naklejek – czarny	
LFT100551	<input type="radio"/>	Kolor naklejek – srebrny	

ANODOWANY KOLOR PŁYTKI OSI

(nie w połączeniu z napędem jednoręcznym)

LFT100580	<input checked="" type="radio"/>	Płytki osi anodowana, czarna	-
LFT100581	<input type="checkbox"/>	Płytki osi anodowana, srebrna	
LFT100582	<input type="checkbox"/>	Płytki osi anodowana, pomarańczowa	

KOLORY KOŁ 24" LEKKICH (ANODOWANE)

	<input checked="" type="radio"/>	Czarny	-
LFT100336	<input type="checkbox"/>	Anodowany, pomarańczowy	
LFT100337	<input type="checkbox"/>	Anodowany, niebieski	
LFT100338	<input type="checkbox"/>	Anodowany, czerwony	

Uwagi dotyczące zamówienia specjalnego - prosimy o wycenę; czas realizacji może ulec zmianie.

built4me

Quickie Life T -Cena podstawowa	6250 PLN
Cena opcji	
Pakowanie i transport	
Cena netto	
VAT.	
Cena całkowita	

Sunrise Medical Customer Service
 Adres: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
 Tel. +48 42 275 83 38

E-mail: pl@sunrisemedical.pl

Więcej informacji
 odwiedź naszą stronę
www.SunriseMedical.com
 © Sunrise Medical 2025

HAMULCE KÓŁ TYLNYCH



Hamulce standardowe



Hamulce kolanowe
(dźwignia kolanowa)



Hamulce kompaktowe



Hamulce „push to lock”,
wbudowane w osłonę
boczną, Safari



Hamulce „push to lock”,
jednostronne, prawa
obsługa



Przedłużka dźwigni
hamulca, hamulec
kolanowy, składany

AKCESORIA



Plecak



Pompka
wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon
komórkowy

ANODOWANY KOLOR PŁYTKI OSIOWEJ



Płytki osi
anodowana,
pomarańczowa



Płytki osi
anodowana,
srebrna



Płytki osi
anodowana,
czarna

KOLORY KÓŁ LEKKICH 24"



Koło lekkie, anodowane
pomarańczowe



Koło lekkie, anodowane



Koło lekkie, anodowane