

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej topatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 95 cm

Max. długość całkowita: 107,5 cm

Max. promień skrętu: 70 cm

Max. bezpieczne nachylenie 10°

Waga wózka: od 10 kg

Waga po zdemontowaniu: od 8 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerki

LRT020008	● Standardowa, nylon, regulacja naprężenia i głębokości	0 zł
LRT020009	□ Standardowa, nylon, regulowana, 1 kieszeń	85 zł
LRT020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LRT020101	□ 3 cm	LRT020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

LRT090018	□ Pas pozycjonujący	210 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	550 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 350 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Ustawienie wysokości na (cm)

250-300	300-350	350-400	400-450
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	● Standardowe, aluminium	0 zł
LRT030015	□ Z regulacją kąta, składane	515 zł
	LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	
LRT030102	□ Z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	720 zł
	LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	

Uchwyty do popychania

LRT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LRT030203	□ Składane uchwyty <i>(tylko od wysokości 30cm; od 35 przy oparciu z reg. kąta)</i>	500 zł
LRT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości <i>(tylko od wysokości oparcia 30 cm)</i>	645 zł
LRT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay <i>(tylko od wysokości oparcia 30 cm)</i>	645 zł
LRT030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta <i>(tylko przy szer. siedz. od 28 do 38cm)</i>	1 145 zł
LRT030200	○ Brak uchwytów	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LRT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	935 zł
LRT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	935 zł



Oparcie aluminiowe



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyty z reg. wysokości



Brak uchwytów



Drążek do prowadzenia z reg. szerokości, wysokości i kąta



Zaglówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standard



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033	Wysokie 38 cm	3 515 zł		
Górny kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019	Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025	Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022	Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028	Wysokie 61 cm	3 515 zł

Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysokie 380mm	3 515 zł		
Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030026	Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030029	Wysokie 610mm	3 515 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044	Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041	Wysokie 38 cm	3 515 zł		
Górna część odc.piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045	Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042	Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046	Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (S)	<input type="checkbox"/> JAY030043	Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047	Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048	Wysokie 61 cm	3 515 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030014	Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030021	Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030027	Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030024	Średnie 570mm			3 515 zł

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem Jay J3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Standardowy zagłówek AXYS	(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Niskie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 750 zł
Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Niskie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 750 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	<input type="checkbox"/> JAY070001	SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070002	SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070003	SW 36-40 cm	2 395 zł
M (20 cm)	<input type="checkbox"/> JAY070004	SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070005	SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070006	SW 36-40 cm	2 395 zł
T (25cm)	<input type="checkbox"/> JAY070007	SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070008	SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070009	SW 36-40 cm	2 395 zł
X (30cm)	<input type="checkbox"/> JAY070010	SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070011	SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070012	SW 36-40 cm	2 395 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki (wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochyleniem kół 0° i 1°)

<input type="checkbox"/> Na słupku, z reg. wysokości	0 zł
LRT040050 <input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	
LRT040051 <input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	
LRT040052 <input type="checkbox"/> Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny <small>(nie przy ramie taliowanej na zewn. i COG 8,3)</small>	735 zł

Osłony boczne (nie w połączeniu z podłokietnikami)

LRT040107 <input type="checkbox"/> Plastikowe, zdejmowane (czarne) <small>(nie z hamulcem safari)</small>	0 zł
LRT040102 <input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1) <small>(nie z hamulcem safari)</small>	360 zł
LRT040103 <input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (1)	640 zł
LRT040055 <input type="checkbox"/> Podkładka krótka, reg. wysokości <small>(nie z hamulcem safari)</small>	120 zł
LRT040104 <input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (1) <small>(nie z hamulcem safari)</small>	850 zł

STOLIKI

LRT090111 <input type="checkbox"/> Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm <small>tylko z LRT040055</small>	685 zł
LRT090112 <input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po lewej <small>(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)</small>	945 zł
LRT090113 <input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po prawej <small>(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)</small>	945 zł

RAMA

LRT010010 <input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 105°	
LRT010011 <input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 95°	
LRT010023 <input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie) <small>(nie dla szer. siedz. 48/50)</small>	440 zł
LRT010016 <input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 95°, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna <small>(od szer. siedz. 34)</small>	440 zł
LRT010015 <input type="checkbox"/> Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki) <small>(nie dla głęb. siedz. 32/34)</small>	
LRT090100 <input type="checkbox"/> Uchwyty transportowe	145 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

COG23 <input type="checkbox"/> Środek ciężkości 23 mm	
COG43 <input checked="" type="checkbox"/> Środek ciężkości 43mm	
COG63 <input type="checkbox"/> Środek ciężkości 63mm	
COG83 <input type="checkbox"/> Środek ciężkości 83mm	

(1) Rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm



Oparcie Jay 3 płytki kontur



Oparcie Jay



Oparcie Jay 3 głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną z reg. wysokości, zdejmowany



Plastikowana zdejmowana osłona boczna (czarna)



Aluminiowa osłona boczna (w kolorze)



Aluminiowa osłona boczna z błotnikiem (w kolorze ramy)



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem (czarna)



Rama 95° (ze stałymi podnóżkami)



Rama 105° (ze stałymi podnóżkami)



Rama 75°, taliowana zewn. (2 cm po każdej stronie)

Rama 85° (2 cm taliowanie wewn., aktywna)



Rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

AKCESORIA RAMY		
LRT010500	<input type="checkbox"/> Zaczep do dostawki rowerowej (nie z ham. bębn., wspomaganiem przechyłu, uchwytem na kule lub kółkami antywywrot.)	1 270 zł
LRT090010	<input type="checkbox"/> Koła transportowe (nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)	775 zł

Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule		
LRT090001	<input type="checkbox"/> Wsparcie przechyłu lewe LRT090002 <input type="checkbox"/> Wsparcie przechyłu prawe	195 zł
LRT090003	<input type="checkbox"/> Wsparcie przechyłu para (proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	390 zł
LRT090009	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule (tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	115 zł

Kółka antywywrotne, odchylane		
LRT090004	<input type="checkbox"/> Odchylane lewe LRT090005 <input type="checkbox"/> Odchylane prawe	390 zł
LRT090006	<input type="checkbox"/> Odchylane para (proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwie)	780 zł
LRT090036	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, lekkie, odchylane, para (nie ze wspomaganiem przechyłu)	935 zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE		
LFT090211	<input type="checkbox"/> Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi)	345 zł
LFT090212	<input type="checkbox"/> Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE (z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	-

RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI		
Aluminiowe ramię		
LRT050002	<input type="checkbox"/> Kąt 110° LRT050001 <input type="checkbox"/> Kąt 100°	
LRT050006	<input type="checkbox"/> Odchylane, lewe LRT050007 <input type="checkbox"/> Odchylane, prawe	240 zł
obydwa numery	<input type="checkbox"/> Odchylane, para	480 zł
Plastikowe ramię		
LRT050002	<input type="checkbox"/> Kąt 110° LRT050001 <input type="checkbox"/> Kąt 100°	
LRT050003	<input type="checkbox"/> Odchylane, lewe LRT050004 <input type="checkbox"/> Odchylane, prawe	0 zł
obydwa numery	<input type="checkbox"/> Odchylane, para	0 zł
Podnoszone ramię (ELR) (nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)		
LRT050009	<input type="checkbox"/> Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe	490 zł
LRT050010	<input type="checkbox"/> Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe	490 zł
obydwa numery	<input type="checkbox"/> Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para (1)	980 zł

Podnóżki (czarne)		
LRT050020	● Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/5)	0 zł
LRT050050	<input type="checkbox"/> Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (6)	735 zł
LRT050102	<input type="checkbox"/> Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą	735 zł
LRT050126	<input type="checkbox"/> Mechanizm odchylający do platformy (od LLL 40 cm)	475 zł
LFT050131	<input type="checkbox"/> Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2)	340 zł
LFT050132	<input type="checkbox"/> Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (7)	720 zł
LRT050127	<input type="checkbox"/> Podpora ustawiająca stopy	195 zł

Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)		
LRT050025	<input type="checkbox"/> Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)	340 zł
LRT050056	<input type="checkbox"/> Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)	340 zł
LRT050026	<input type="checkbox"/> Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki (3)	735 zł
LRT050127	<input type="checkbox"/> Podpora pozycjonująca stopy	195 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 25 mm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w mm

○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300
 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390
 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470

LLL 22-29 od SW34 (SW30 z taliowaniem zewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem zewn.) z pojedynczą platformą podnóżka

WIDELCE PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)		
LRT080029	<input type="checkbox"/> Aluminium, czarne	
	LRT080042 <input type="checkbox"/> Aluminium, srebrne	185 zł
LRT080013	<input type="checkbox"/> Carbotecture®, czarne	
	● czarne ○ pomarańczowe ○ srebrne ○ czerwone ○ niebieskie	185 zł
LFT080101	<input type="checkbox"/> Zestaw dla hemiplegików (nie w połączeniu z 7"kołami przednimi, widelcami Carbotecture, tylko z odchylanymi podnóżkami)	910 zł

KOŁA PRZEDNIE (prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)		
LRT080301	<input type="checkbox"/> Pełne (twarde), obręcz: plastikowa	0 zł
LRT080302	<input type="checkbox"/> Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa (tylko dla 5" i 6")	0 zł
LRT080304	<input type="checkbox"/> Pełne (twarde), obręcz: aluminium (tylko dla 4" i 5")	289 zł
LRT080306	<input type="checkbox"/> Pełne (miękkie), obręcz: aluminium (tylko dla 4" i 5")	419 zł
LRT080303	<input type="checkbox"/> Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa (tylko dla 4" i 5")	205 zł
LRT080305	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, obręcz: plastikowa (tylko dla 6" i 7")	0 zł

(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm

(2) od LLL 30

(3) od LLL 28; z ramą ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30

(4) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami

(5) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem zewn. od SW 32

(6) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30

(7) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 7/11



Zaczepek do dostawki rowerowej



Kółka transportowe



Wsparcie przechyłu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne, odchylane, lewe



Aluminiowe ramię podnóżka 110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka 110°/100°



Unoszony podnóżek (ELR)



Dzielone podnóżki plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, czarne



Platforma aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, czarna



Platforma lekka, plastikowa, z reg. kąta i głębokości



Platforma lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głębokości

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOŁA TYLNE

(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)

LRT070001	<input type="radio"/> Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy	0 zł
LRT070002	<input type="radio"/> Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	0 zł
LRT070003	<input type="checkbox"/> Lekkie, 24 szprychy, splot prosty	650 zł
LRT070004	<input type="checkbox"/> Proton, 24 szprychy, splot prosty	1 020 zł
LRT070005	<input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), splot prosty; srebrna piasta (tylko 24")	1 700 zł
LRT070008	<input type="checkbox"/> Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, splot krzyżowy (nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko przy przechyleniu kół 0-4°)	1 020 zł
LRT070401	<input type="checkbox"/> Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po lewej (nie z przechyleniem kół)	2 360 zł
LRT070402	<input type="checkbox"/> Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, splot krzyżowy, napęd po prawej (nie z przechyleniem kół)	2 360 zł
LRT070000	<input type="checkbox"/> Brak kół tylnych	0 zł

OPONY

(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)

LRT070102	<input type="radio"/> Odporne na przebicia (nie z kołami lekkimi)	0 zł
LRT070101	<input type="radio"/> Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run	0 zł
LRT070104	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution (tylko przy 24")	145 zł
LRT070107	<input type="checkbox"/> Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko przy 24")	145 zł
LRT090163	<input type="checkbox"/> Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka (tylko 24"/25")	195 zł

CIĄGI

LRT070202	<input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
LRT070201	<input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
LRT070204	<input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne	0 zł
LRT070203	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, malowane, w kolorze	205 zł
LRT070207	<input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip® (22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)	720 zł
LRT070208	<input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp®	1 100 zł
LRT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, czarne (tylko 24"/25")	1 440 zł
LRT070200	<input type="radio"/> Brak ciągu	0 zł

MONTOWANIE CIĄGU

LRT070317	<input type="checkbox"/> Wąskie = 7 mm (1)	195 zł
LRT070327	<input checked="" type="radio"/> Standard = 17 mm	0 zł
LRT070307	<input type="radio"/> Szerokie = 27 mm	0 zł

POCHYLENIE KÓŁ

(proszę wybrać tylko jedną opcję)

LRT070600	<input checked="" type="radio"/> 0°	0 zł
LRT070601	<input type="radio"/> 1°	0 zł
LRT070602	<input type="radio"/> 2°	0 zł
LRT070603	<input type="radio"/> 3°	0 zł
LRT070604	<input type="radio"/> 4°	0 zł
LRT070605	<input type="radio"/> 5°	0 zł
LRT070606	<input type="radio"/> 6°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

(nie z kołami Spinergy)

LRT070831	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	405 zł
LRT070823	<input type="checkbox"/> Księżniczka	570 zł
LRT070816	<input type="checkbox"/> Szczęśliwe Lwy	570 zł
LRT070819	<input type="checkbox"/> Małpki	570 zł
LRT070820	<input type="checkbox"/> Orient	570 zł
LRT070829	<input type="checkbox"/> Superbohater	570 zł
LRT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	570 zł
LRT070822	<input type="checkbox"/> Bilard	570 zł
LRT070827	<input type="checkbox"/> Jedwab	570 zł
LRT070830	<input type="checkbox"/> Tygrys	570 zł
LRT070813	<input type="checkbox"/> Galaktyka	570 zł
LRT070821	<input type="checkbox"/> Piraci	570 zł
LRT070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	570 zł
LRT070802	<input type="checkbox"/> Koszykówka	570 zł
LRT070812	<input type="checkbox"/> Woda	570 zł
LRT070833	<input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
LRT070818	<input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
LRT070811	<input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
LRT070806	<input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
LRT070803	<input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
LRT070828	<input type="checkbox"/> Kosmos	570 zł

HAMULCE

(proszę wybrać tylko jedną opcję)

LRT060001	<input type="radio"/> Standardowy (z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24" -> tylko z COG 2,3)	0 zł
LRT060002	<input type="radio"/> Na wysokości kolan (nie z ramą krótką z odchylanymi podnóżkami i kołami 24")	195 zł
LRT060003	<input type="checkbox"/> Kompaktowy EVO (nie z ramą taliowaną do zewnątrz)	185 zł
LRT060013	<input type="checkbox"/> Zintegrowany z osłoną boczną, Safari	630 zł
LRT060010	<input type="checkbox"/> Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane	90 zł

AKCESORIA

LRT090000	<input checked="" type="radio"/> Zestaw narzędzi	0 zł
LRT090030	<input type="checkbox"/> Plecak	230 zł
LRT090024	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa	230 zł
LRT090025	<input type="checkbox"/> Pompka	50 zł
LRT090026	<input type="checkbox"/> Kieszka na telefon	80 zł

(1) tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 9/11



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution



Opona pneumatyczna,



Ciąg Supergrip®



Ciąg Maxgripp®



Hamulec standardowy



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon

Life RT

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg	Piasta/obrócz	Widelec		Rama	Ciąg	Piasta/obrócz	Widelec
	419 zł	205 zł	555 zł	185 zł		419 zł	205 zł	555 zł	185 zł
01 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12 Królewski niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13 Niebieski oceaniczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
03 Grafit metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			14 Rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
04 Biały srebrzysty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	15 Czerwona papryczka	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			16 Soczysta wiśnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06 Popielaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			17 Limonkowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
07 Pustynny brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			18 Neonowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
08 Pustynna Zieleń	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			19 Satynowy róż	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
09 Khaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			20 Mistyczny fiolet	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
10 Szafir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			21 Słoneczny Pomarańcz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
11 Nocne niebo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			22 Neonowy żółty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		

(1) Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obrócz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (mocowanie osi)

LFT100502	●	Czarny	0 zł
LFT100501	□	Pomarańczowy	330 zł
LFT100503	□	Srebrny	330 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.


Quickie Life RT - Cena podstawowa

6 250 zł

Cena opcji	
Opakowanie i transport	
Cena netto	
VAT	
Cena Całkowita	

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. +48 42 275 83 38

E-mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 11/11