



## Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

### Szerokość siedziska (SS)

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10 - 20 mm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

### Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki i siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).  
Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

### Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Z nogami zgiętymi pod kątem prostym.  
Od dołu podkolanowego do spodu stopy.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części siedziska do podłoża.  
Proszę pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

### Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej części siedziska do podłoża.  
Uwaga: Max. maksymalna różnica wysokości pomiędzy tyłem a przodem to 130 mm

### Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Mierzymy od siedziska, włącznie z poduszką, na nie więcej niż jeden palec (10 - 20 mm) poniżej części łopatki
- b) Pomiar wózka: Od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.  
Note: Zdolność użytkownika do siedzenia prosto ma znaczący wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.

### Kąt regulacji oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika.  
0° to kąt prosty ( 90°) do podłoża. Kąty ujemne to kąty < 90°  
a kąty dodatnie > 90°.

# Quickie Life R

● = Standard      ○ = Opcja bezpłatna      □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## SEAT UPHOLSTERY AND CUSHIONS

### Tapicerki siedziska

LRF020001	● Regulowana tapicerka siedziska	0 zł
LRF020002	□ Regulowana tapicerka siedziska, z jedną kieszenią	85 zł
LRF020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

### Poduszka siedziska z pokrowcem

LRF020101	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 30 mm	330 zł
LRF020102	□ Poduszka siedziska, kompozyt piankowy, z pokrowcem, czarna, 50 mm	330 zł

### Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	□ JAY LITE	1 350 zł

### Aksesoria siedziska

LRF090018	□ Pas stabilizujący z zapięciem	210 zł
-----------	---------------------------------	--------

## OPARCIE

Wysokość oparcia ustawiona na wysokości (mm)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRF030001	● Standardowe oparcie stałe	(od wysokości oparcia 275mm)	0 zł
LRF030015	□ Oparcie składane z regulacją kąta	LRF030512 ○ 78°      LRF030518 ○ 82°      LRF030514 ○ 86° LRF030500 ○ 90°      LRF030504 ○ 94°      LRF030508 ○ 98°	515 zł
LRF030102	□ Podwójna blokada (blokada w pozycji złożenia)	(dostępne tylko z oparciem składanym z regulacją kąta)	195 zł

### Rączki do prowadzenia

LRF030201	○ Długie rączki do prowadzenia	0 zł	
LRF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł	
LRF030203	□ Składane rączki do prowadzenia	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	500 zł
LRF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł
LRF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc JAY	(dostępne od wysokości oparcia 300 mm)	645 zł

### Zagłówek

LRF030410	□ Zagłówek, duży, z regulacją kąta i głębokości, 230 x 110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	935 zł
LRF030411	□ Zagłówek, średni, z regulacją kąta i wysokości, 200x110 mm	(tylko z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości)	935 zł

### Tapicerka oparcia (czarna)

LRF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LRF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LRF030000	○ Bez tapicerki oparcia	0 zł

## TAPICERKI SIEDZISKA I PODUSZKI



Poduszka siedziska z pokrowcem




Pas stabilizujący z metalową klamrą



Jay Basic  
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Soft Combi P  
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Visco  
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Easy Fluid  
(na zdjęciu bez pokrowca)



Jay Lite

## OPARCIE



Oparcie składane z regulacją kąta, po złożeniu



Długie rączki do prowadzenia



Składane rączki do naniaies



Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerska EXO PRO

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## OPARCIA JAY, AKCESORIA

### Jay 3 Back - Płytki kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie 380mm	3 515 zł	
Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie 610mm	3 515 zł

### Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 380mm	3 515 zł	
Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 610mm	3 515 zł

### Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	3 515 zł	
Górna część odc.piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (S)	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm	3 515 zł

### Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030049 Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030050 Średnie 46 cm	3 515 zł

### Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030014 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 500mm	3 515 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030030 Wysokie 610mm	3 515 zł

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko dla oparc JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Standardowy zagłówek AXYS	(tylko dla oparc JAY 3)	1 230 zł

## PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

### Podłokietniki

(nie dostępne w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochYLENIEM kół 0° i 1°)

LRF040050	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, krótka poduszka (250 mm)	0 zł
LRF040051	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, długa poduszka (360 mm)	0 zł
LRF040052	<input type="checkbox"/> Podłokietniki na jednym słupku z regulacją wysokości i długości, z poduszką podłokietnika 330 mm	740 zł

### Osłony boczne

(nie dostępne w połączeniu z podłokietnikami)

LRF040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowa, odczepiana, osłona boczna, wys. 210 mm (długość 310 mm), czarna	0 zł	
LRF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (w kolorze ramy)	(effective seat width is sw + 20mm)	360 zł
LRF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (w kolorze ramy)	(effective seat width is sw + 20mm)	640 zł
LRF040104	<input type="checkbox"/> Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem (czarne)	(effective seat width is sw + 20mm)	850 zł

## RAMA

LRF010010	<input type="checkbox"/> Ze stałymi podnóżkami 75 °	(LLL od 340 mm)	
LRF010011	<input type="checkbox"/> Ze stałymi podnóżkami 85 °		
LRF010016	<input type="checkbox"/> Aktywna ze stałymi podnóżkami 85 °, taliowanie 2 cm		440 zł
LRF010015	<input type="checkbox"/> Standardowa rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami (SA)		
LRF090100	<input type="checkbox"/> Uchwyty transportowe		145 zł

## ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

COG23	<input type="checkbox"/> Środek ciężkości 23 mm		
COG43	<input checked="" type="checkbox"/> Środek ciężkości 43mm		
COG63	<input type="checkbox"/> Środek ciężkości 63mm		
COG83	<input type="checkbox"/> Środek ciężkości 83mm		

## AKCESORIA RAMY

LRF010500	<input type="checkbox"/> Oś typu handbike	(1)	1 270 zł
LRF090010	<input type="checkbox"/> Kółka transportowe	(nie dostępne z uchwytem na kule, systemem wspomagającym przechyłanie wózka i kółkami antywywrotnymi)	775 zł

## System wspomagający przy przechyłaniu dla asystenta (rurka) i uchwyt na kule

LRF090001	<input type="checkbox"/> Lewy	LRF090002	<input type="checkbox"/> Prawa	195 zł
LRF090003	<input type="checkbox"/> Para			390 zł
LRF090009	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechyłaniu dla asystenta)		115 zł

## Kółka antywywrotne, odchylane

LRF090004	<input type="checkbox"/> Lewe	LRF090005	<input type="checkbox"/> Prawe	390 zł
LRF090006	<input type="checkbox"/> Para			780 zł
LRF090036	<input type="checkbox"/> Lekkie, aluminiowe, para			935 zł

(1) (maks. waga użytkownika 10 kg; nie dostępne z hamulcami bębnowymi, uchwytem na kule, wspomaganie przechyłania, kółkiem antywywrotnym, wheel drive)

## PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE



Podłokietnik z regulacją wysokości



Podłokietnik na jednym słupku z regulacją wysokości



Kompozytowa odczepiana osłona boczna



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem



Osłona boczna aluminiowa z



Podłokietnik stolikowy w regulacji wysokości z poduszką 250 mm



(Podłokietnik stolikowy ze stałą wysokością z poduszką 250 mm)



Podłokietnik stolikowy bez poduszki

## RAMA



Life SA



Life FF 85°



Life FF 75°



Rama FF 85° aktywna, taliowanie 2 cm

## AKCESORIA RAMY



Kółko transportowe



System wspomagający przy przechylaniu



Uchwyt na kulę



Kółko antywywrotne odchylane

## Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

LRF090211	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, bez zamówienia na przystawkę ATTITUDE	345 zł
LRF090212	<input type="radio"/>	Przygotowanie pod przystawkę Attitude, z zamówieniem przystawki ATTITUDE	-

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

LRF050002	<input type="radio"/>	70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	80°	
LRF050041	<input type="radio"/>	90°	(nie dostępne z kółkami przednimi 6", 7")
LRF050008	<input type="checkbox"/>	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	480 zł
LRF050006	<input type="checkbox"/>	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050007	<input type="checkbox"/>
		Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	240 zł

## Composite hanger

LRF050002	<input type="radio"/>	70°	
LRF050001	<input type="radio"/>	80°	
LRF050005	<input type="checkbox"/>	Odchylane i zdejmowane uchwyty, para	0 zł
LRF050003	<input type="checkbox"/>	Odchylany i zdejmowany uchwyt, lewy LFE050004	<input type="checkbox"/>
		Odchylany i zdejmowany uchwyt, prawy	0 zł

## Podnoszone uchwyty podnóżków (ELR)

LRF050011	<input type="checkbox"/>	Lewy (1)	(od SS 380 mm)	490 zł
LRF050009	<input type="checkbox"/>	Prawy (1)		490 zł
LRF050010	<input type="checkbox"/>	Para (1)		980 zł

## Platformy podnóżków

LRF050020	<input checked="" type="radio"/>	Dzielone, kompozytowe podnóżki z regulacją kąta	(2)	
LRF050050	<input type="checkbox"/>	Dzielone, aluminiowe podnóżki z regulacją kąta	(od LLL 350 mm)	735 zł
LRF050102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa, podnoszona platforma z regulacją kąta i głębokości	(3)	735 zł
		LRF050126 <input type="checkbox"/> Mechanizm odchylania i zdejmowania podnóżków dla platformy podnóżka	(od LLL 340 mm)	475 zł
		LRF050062 <input type="checkbox"/> System blokujący dla użytkowników ze spastyecznością		235 zł

## Platformy podnóżków z regulacją kąta

(dostępne tylko dla SS od 320 do 500 mm)

LRF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(4)	340 zł
LRF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka z włókna węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(4)	720 zł
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko w połączeniu z platformą podnóżka)	195 zł

## Platformy podnóżka (tylko do ramy ze stałym podnóżkiem)

(bez uchwytów podnóżków; LLL od 360 mm do 525 mm)

LRF050025	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki		340 zł
LRF050024	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, aluminiowa, z reg. kąta i głęb., z paskiem na łydki, w kolorze ramy		340 zł
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Podpora ustawiająca stopy	(dostępna tylko z: LIR050025/050024/050032)	195 zł

## DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL w mm)

(Uwaga: LLL musi być o 25 mm niższa od wysokości siedziska z przodu)

- 330    ○ 340    ○ 350    ○ 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390  
○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430    ○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470

## WIDELEC

LRF080029	<input checked="" type="radio"/>	Aluminiowy, czarny		
		LFE080042 <input type="checkbox"/>	Srebrny	185 zł

## KOŁA PRZEDNIE

LRF080301	<input type="radio"/>	Pełne		
LRF080302	<input type="radio"/>	Pełne szerokie	(tylko koła przednie 5" & 6"; maks. wysokość siedziska 520 mm)	
LRF080305	<input type="radio"/>	Pneumatyczne	(tylko koła przednie 6" & 7")	
LRF080303	<input type="checkbox"/>	Pełne, podświetlane	(nie dostępne dla kół przednich 6"/7")	205 zł

## Koła przednie z obręczą aluminiową

LRF080304	<input type="checkbox"/>	Pełne, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5")	289 zł
LRF080306	<input type="checkbox"/>	Pełne szerokie, obręcz w kolorze srebrnym	(tylko koła przednie 4" i 5")	419 zł
		Kolor obręczy: <input type="checkbox"/> Czarny <input type="checkbox"/> Pomarańczowy <input type="checkbox"/> Czerwony <input type="checkbox"/> Niebieski		185 zł

(1): Niedostępne w połączeniu z platformą podnóżka

(2): para; LLL od 330 mm; dla SS od 360 mm

(3): LLL od 350 mm; niedostępne w połączeniu z podnoszonymi podnóżkami ELR

(4): Niedostępne z podnoszonymi podnóżkami ELR

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2025 7/12

## AKCESORIA RAMY



Uchwyt podnóżka 90°



Uchwyty podnóżka 70°/80°



Podnoszony uchwyt podnóżka



Przystawka dla amputantów



Lekka kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i



Dzielone, kompozytowe podnóżki



Dzielone, aluminiowe podnóżki



Platforma aluminiowa, z regulacją kąta i głębokości z systemem blokującym dla użytkowników ze spastycznością

## WIDELCE



Widelce aluminiowe srebrny, pomarańczowy, czarny

# Quickie Life R

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## KOŁA TYLNE (prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; prosimy wybrać tylko jeden typ koła)

LRF070000	<input type="checkbox"/>	Bez kół tylnych		
LRF070001	<input type="radio"/>	Koła uniwersalne ze szprychami krzyżowymi	(tylko 22"/24")	
LRF070002	<input type="radio"/>	Koła typu Design z polerowaną piastą	(tylko 24")	
LRF070003	<input type="checkbox"/>	Koła lekkie	(maks. waga użytkownika: 125 kg)	650 zł
LRF070004	<input type="checkbox"/>	Koła Proton	(maks. waga użytkownika: 100 kg)	1 020 zł
LRF070005	<input type="checkbox"/>	Koła Spinergy 18-szprychowe	(tylko 24"/25")	1 700 zł
LRF070008	<input type="checkbox"/>	Tylne koła z hamulcami bębnowymi	(tylko 22"/24")	1 020 zł
LRF070009	<input type="checkbox"/>	Koła górskie typu Mountainbike, 36 szprych, szprychy proste	(tylko 24")	1 020 zł
LRF070010	<input type="checkbox"/>	Koła górskie typu Mountainbike, dodatkowa para z oponami	(tylko 24")	1 595 zł

## OPONY (prosimy wybrać tylko jedną opcję)

LRF070101	<input type="radio"/>	Schwalbe Right Run, pneumatyczne	(tylko 22"/24")	
LRF070102	<input type="radio"/>	Pełne	(Tylko z kołami Proton / Light Weight 24" i 25"; Spinergy 24"; niedostępne z kołami górskimi)	
LRF070104	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, odporne na przebicia	(tylko 24"/25")	145 zł
LRF090163	<input type="checkbox"/>	Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka	(tylko 24"/25")	195 zł

## CIĄGI

LRF070202	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, anodyzowane		
LRF070201	<input type="radio"/>	Aluminiowe, srebrne, powlekane proszkowo		
LRF070204	<input type="radio"/>	Stal nierdzewna		
LRF070203	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo, w kolorze		205 zł
LRF070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip®	(22" tylko z kołami uniwersalnymi i kołami z hamulcami bębnowymi)	725 zł
LRF070208	<input type="checkbox"/>	Maxgrepp®	(tylko 22"/24", tylko z szerokim mocowaniem ciągów)	1 100 zł
LRF070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse R3, czarne	(tylko 24"/25")	1 440 zł
LRF070200	<input type="radio"/>	Bez ciągów		

## MOCOWANIE CIĄGÓW

LRF070307	<input type="checkbox"/>	Bardzo blisko (7 mm)	(tylko z kołami 24" i ciągami ze stali nierdzewnej, z kołami 24"/25" i ciągami Surge)	195 zł
LRF070317	<input checked="" type="radio"/>	Blisko (17 mm)	(niedostępne z ciągami Maxgrepp)	
LRF070327	<input type="radio"/>	Szeroko (27 mm)		

## OSŁONA NA CIĄGI

LRF070250	<input type="checkbox"/>	Oslona na ciągi	(niedostępne dla ciągów 25", Supergrip, Maxgrepp, Surge)	380 zł
-----------	--------------------------	-----------------	--	--------

## POCHYLENIE KÓŁ (tylko jedna opcja do wyboru; podłokietniki jedynie z pochyleniem kół 0° & 1°)

LRF070600	<input checked="" type="radio"/>	0°				
LRF070601	<input type="checkbox"/>	1°	LFE070603	<input type="checkbox"/>	3°	110 zł
LRF070602	<input type="checkbox"/>	2°	LFE070604	<input type="checkbox"/>	4°	110 zł

## OSŁONY NA SZPRYCHY (niedostępne z kołami Spinergy, niedostępne dla kół 25", niedostępne z kołami górskimi)

LRF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczysta		405 zł					
LRF070822	<input type="checkbox"/>	Bilard	LFE070820	<input type="checkbox"/>	Orient	LFE070802	<input type="checkbox"/>	Koszykówka	570 zł
LRF070811	<input type="checkbox"/>	Pióro	LFE070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	LFE070827	<input type="checkbox"/>	Jedwab	570 zł
LRF070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	LFE070812	<input type="checkbox"/>	Woda	LFE070803	<input type="checkbox"/>	Koszykówka 2	570 zł
LRF070828	<input type="checkbox"/>	Kosmos	LFE070806	<input type="checkbox"/>	Koło chromowane				570 zł

## HAMULCE (tylko jedna opcja do wyboru)

LRF060001	<input type="radio"/>	Hamulce standardowe		
LRF060002	<input type="checkbox"/>	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		195 zł
LRF060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni dla hamulcy blokowanych na wysokości kolan, wysuwana, odchylana		90 zł
LRF060003	<input type="checkbox"/>	Hamulce kompaktowe EVO		185 zł

## KOŁA TYLNE



Koło uniwersalne



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Koło Spinergy 18-szprychowe



Koło z hamulcem bębnowym

## OPONY



Right Run



Pełne



Marathon Plus Evolution



Supergrip




Max Grepp

## HAMULCE



Dźwignia blokady na wysokości kolan



Przedłużenie dźwigni hamulców



Hamulec kompaktowy



Hamulec standardowy

## Quickie Life R

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## AKCESORIA

LRF090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
LRF090025	□ Pompka	50 zł
LRF090024	□ Pompka wysokociśnieniowa	230 zł
LRF090030	□ Plecak	230 zł
LRF090026	□ Pokrowiec na telefon komórkowy	80 zł

## KOLORY

	Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec		Rama	Ciągi (1)	Piasta/Obręcz (1)	Widelec
	419 zł	205 zł	555 zł	185 zł		419 zł	205 zł	555 zł	185 zł
01 Czarny matowy	○	□	□		12 Królewski niebieski	○	□	□	□
02 Czarny połyskujący	○	□	□		13 Niebieski oceaniczny	○	□		
03 Grafit metalizowany	○	□			14 Rubinowy	○	□		
04 Biały srebrzysty	○	□		□	15 Czerwona papryczka	○	□	□	□
05 Srebrny połyskujący	○	□			16 Soczysta wiśnia	□	□	□	
06 Popielaty	□	□			17 Limonkowy	○	□		
07 Pustynny brąz	□	□			18 Neonowy róż	□	□		
08 Pustynna Zielen	□	□			19 Satynowy róż	○	□		
09 Khaki	□	□			20 Mistyczny fiolet	○	□		
10 Szafir	□	□			21 Słoneczny Pomarańcz	○	□		□
11 Nocne niebo	□	□			22 Neonowy żółty	○	□		

(1) Ciągi: tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Piasta/Obręcz: tylko dla kół uniwersalnych

## KOLORY NAKLEJEK

LRF100550	○ Czarne	0 zł
LRF100551	○ Srebrne	0 zł

## KOLORY TULEI MOCOWANIA OSI KOŁ TYLNYCH

LRF100580	● Czarny	
LRF100581	□ Srebrny	35 zł
LRF100582	□ Pomarańczowy	35 zł

## KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"

	● Czarny	
LRF100336	□ Pomarańczowy	585 zł
LRF100337	□ Niebieski	585 zł
LRF100338	□ Czerwony	585 zł

## COMMENTS FOR SPECIAL BUILD



## Quickie Life R - Cena podstawowa brutto

6 250 zł

Cena opcji brutto

Koszt pakowania i transportu

B4M

## Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2025 11/12

## ACCESSORIES



Back pack



High pressure pump



Air pump



Mobile phone

## Anodized colour axle plate



Axle plate  
anodized,



Axle  
plate



Axle plate  
anodized, black

## 24 " LIGHT WEIGHT WHEEL COLOURS



Lightweight wheel, anodized  
orange



Lightweight wheel, anodized blue



Lightweight wheel, anodized red