



## DANE TECHNICZNE

Maks. waga użytkownika	34 kg
Szerokość siedziska:	240 - 300 mm, z wkładkami wew. 155 mm (bez tapicerki)
Głębokość siedziska:	200 - 330 mm (bez tapicerki)
Kąt pochylania siedziska:	-5° to 30°
Wysokość siedziska:	575 - 640 mm (3 możliwe wysokości: 575/ 600 / 640 mm)
Kąt pochylenia podnóżka:	50°
Długość podudzia (LLL):	155 - 310 mm
Wysokość oparcia:	410 - 610 mm (bez tapicerki)
Kąt pochylania oparcia:	80° - 180°
Całkowita szerokość:	615 mm
Całkowita długość:	1100 mm
Całkowita wysokość:	810 - 1220 mm
Długość po złożeniu:	800 mm
Wysokość po złożeniu:	310 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	9°
Koła tylne:	12"
Kółka przednie:	7"
Waga siedziska:	9,8 kg
Waga podstawy:	12,7 kg
Części demontowalne:	Siedzisko i koła - tylko do transportu
Kolory:	4 kolory
Crash test:	Tak - testowany zgodnie z załącznik A do ISO 7176-19 (2008)
Transport bez użytkownika:	Zamocuj produkt bezpiecznie w pojeździe (np. samochodzie lub samolocie)
Przeznaczenie i środowisko:	Dla dzieci z ograniczoną mobilnością; do użytku wewnątrz i na zewnątrz; produkt opiekuńczy

# ZIPPIE Voyage

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## DRAŻEK NA WYSOKOŚCI BRZUCHA

Carbotecture®  
111 mm x 125 mm,  
45 mm width    One arm design  
111 mm

199KR01	<input type="checkbox"/>	Drażek na wysokości brzucha, wyściełany, zdejmowany		360 zł
---------	--------------------------	---	--	--------

## PELOTY

199KO01	<input type="checkbox"/>	Peloty, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i głębokości, małe	(105 x 150 mm; para)	460 zł
199KO02	<input type="checkbox"/>	Peloty, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i głębokości, duże	(110 x 200 mm; para)	460 zł

## PELOTY BIODROWE

199KP01	<input type="checkbox"/>	Peloty biodrowe, wyściełane, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją szerokości	(para)	460 zł
199KP03	<input type="checkbox"/>	Elementy do zmniejszenia szerokości siedziska	(tylko w połączeniu z pelotami biodrowymi, zmniejszają SS do 155 mm)	460 zł

## ZAGŁÓWEK

199VJ01	<input type="checkbox"/>	Zagłówek, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i szerokości, mały	(para)	460 zł
199VJ02	<input type="checkbox"/>	Zagłówek, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", z regulacją wysokości i szerokości, duży	(para)	460 zł

## KLIN

199KQ01	<input type="checkbox"/>	Klin, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", w kształcie kwadratu	(1 sztuka)	490 zł
199KQ02	<input type="checkbox"/>	Klin, wyściełany, z tkaniny typu "Spacer", w kształcie trójkąta	(1 sztuka)	490 zł

## AKCESORIA PODNÓŻKA

199A68	<input type="checkbox"/>	Uchwyty na buty, małe	(150 mm; para)	425 zł
199A69	<input type="checkbox"/>	Uchwyty na buty, średnie	(200 mm; para)	425 zł
199A79	<input type="checkbox"/>	Paski na stopy, małe	(400 mm; para; tylko w połączeniu z uchwytami na buty)	120 zł
199A80	<input type="checkbox"/>	Paski na stopy, średnie	(450 mm; para; tylko w połączeniu z uchwytami na buty)	120 zł

## UPRZEŻ PIERSIOWA JAY

### Rodzaj

199JY01	<input type="checkbox"/>	Uprzeż piersiowa, z zapięciem po bokach, dynamiczna		655 zł
199JY02	<input type="checkbox"/>	Uprzeż piersiowa, z zapięciem po bokach, standardowa	(nie dostępne w rozmiarze: wczesna inwercja)	655 zł
199JY06	<input type="checkbox"/>	Uprzeż piersiowa, z zapięciem na wysokości mostka, dynamiczna		655 zł
199JY05	<input type="checkbox"/>	Uprzeż piersiowa, z zapięciem na wysokości mostka, standardowa	(nie dostępne w rozmiarze: wczesna inwercja)	655 zł

### Rozmiar

199JZ05	<input type="radio"/>	Wczesna interwencja	(wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł
199JZ06	<input type="radio"/>	XS	(wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł
199JZ01	<input type="radio"/>	S	(wymiary dostępne na następnej stronie)	0 zł

## PAS STABILIZUJĄCY BIODROWY JAY

Konieczne jest wybranie tej opcji w połączeniu z pelotami biodrowymi

### 2 - punktowy, standardowy - mały (25 mm)

199ZZ10	<input type="checkbox"/>	bez wyściełania		205 zł
199ZZ11	<input type="checkbox"/>	wyściełany, mały	(110 mm)	400 zł
199ZZ12	<input type="checkbox"/>	wyściełany, średni	(140 mm)	400 zł

### 2 - punktowy, standardowy - duży (38mm)

199ZZ14	<input type="checkbox"/>	bez wyściełania		179 zł
199ZZ15	<input type="checkbox"/>	wyściełany, duży	(190 mm)	389 zł

### 4 - punktowy, w kształcie litery V

199ZZ23	<input type="checkbox"/>	wyściełany, mały, z małym zapięciem	(25 mm)	725 zł
199ZZ24	<input type="checkbox"/>	wyściełany, mały, z dużym zapięciem	(38 mm)	725 zł

## UPRZEŻ PIERSIOWA JAY

Uprzeż piersiowa z zapięciem po bokach

	A	B
EI	170 mm	250 mm
XS	190 mm	320 mm
S	220 mm	380 mm



Uprzeż piersiowa z zapięciem na wysokości mostka

	A	B
EI	125 mm	250 mm
XS	150 mm	280 mm
S	170 mm	310 mm



## PAS STABILIZUJĄCY BIODROWY JAY

2-punktowy, standardowy, mały 25 mm lub duży 38 mm



4-punktowy, w kształcie litery V z przyciskiem



# ZIPPIE Voyage

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

AKCESORIA		<i>Poniższe akcesoria są niedostępne z podstawą typu Booster</i>	
199LF1	<input type="checkbox"/> Podstawa pod respirator LTV, montowana w pozycji pionowej na ramie	<i>(limit 7 Kg)</i>	1 240 zł
199LF11	<input type="checkbox"/> Podstawa pod respirator Trilogy, montowana w pozycji pionowej na ramie	<i>(limit 7 Kg)</i>	1 240 zł
199LF2	<input type="checkbox"/> Stolik na respirator montowany centralnie pod ramą wózka	<i>(limit 23 Kg)</i>	1 450 zł
199LF3	<input type="checkbox"/> Praktyczna platforma montowana z przodu	<i>(limit 23 Kg)</i>	1 240 zł
199LF4	<input type="checkbox"/> Praktyczna platforma na akcesoria montowana z tyłu	<i>(platformę należy zdemontować przed złożeniem wózka; limit 20 kg)</i>	490 zł
199A74	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kroplówkę	<i>(limit 1 kg)</i>	509 zł
199A713	<input type="checkbox"/> Uchwyt na butle tlenową	<i>(maks. 4,5 kg)</i>	530 zł
199A714	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kroplówkę i butlę tlenową (IV/O2)		830 zł
199LF5	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kubek	<i>(maks. obciążenie 0,5 kg)</i>	145 zł
199LF7	<input type="checkbox"/> Haczyk na akcesoria		89 zł
199A462	<input type="checkbox"/> Pokrowiec przeciwdeszczowy		620 zł
	<input type="checkbox"/> Stolik, zdejmowany, z regulacją wysokości	<i>(z regulacją kąta)</i>	
199A91	<input type="checkbox"/> Jasnoszary		525 zł
199A92	<input type="checkbox"/> Transparentny		580 zł

## UWAGI DO ZAMÓWIEN SPECJALNYCH



<b>Zippie Voyage - Cena podstawowa</b>	<b>12 200 zł</b>
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
B4M	
<b>Cena całkowita brutto</b>	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź  
Tel.: 42 275 83 38  
Faks: 42 209 35 23

[pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)

Więcej informacji na  
naszej stronie internetowej  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)  
© Sunrise Medical 2021



Podstawa pod respirator LTV lub Trilogy



Stolik na respirator montowany centralnie pod ramą wózka



Praktyczna platforma montowana z przodu



Platforma na akcesoria montowana z tyłu



Uchwyt na kroplówkę



Uchwyt na butlę tlenową



Uchwyt na kubek



Haczyk na akcesoria



Stolik, zdejmowany, z regulacją wysokości



Podstawa typu Booster (JCM)