



**Należy stosować się do następującej metody pomiaru:**

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

**Szerokość siedziska (SS):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

**b) Pomiar wózka:**

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

**Głębokość siedziska (GS):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.

**b) Pomiar wózka:**

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

**Wysokość oparcia (WO):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

**Uwaga:** Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

**b) Pomiar wózka:**

Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.

**Długość podudzia (LLL):**



**a) Pomiar użytkownika:**

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

**b) Pomiar wózka:**

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.

**Należy pamiętać:** o uwzględnieniu wysokości poduszki.



**Szerokość całkowita:**

Maks. szerokość 62 cm  
Maks. wysokość 92 cm  
Maks. wysokość 93 cm

**Koła tylne 24"**

Dla pochyleń kół tylnych 0°: SS+20  
Należy doliczyć około 1 cm na każdy kolejny stopień pochyleń kół  
Dla hamulcy bębnowych należy doliczyć +2 cm

**Waga:**

Minimalna waga około 8,5 kg

- rama aluminiowa ze zintegrowanym podnóżkiem
- głębokość siedziska 24 cm - 30 cm (krótka rama) 22" koła tylne
- głębokość siedziska 30 cm - 40 cm (długa rama) 22" lub 24" koła tylne
- opcjonalna rama taliowana
- kąt siedziska 4°
- dowolne oparcie
- każdy stopień pochyleń kół tylnych powoduje wzrost szerokości wózka o 1 cm

- dowolne osłony boczne
- pozycja kół tylnych 2 otwór od tyłu ramy 3 pozycja od góry ramy
- ciągi zamontowane blisko
- dowolne pochyleń kół w zakresie od 0 do 4 stopni
- dowolna wielkość przednich kół samonastawnych
- waga 7.7 kg bez osłon bocznych i popnóżka

**Wymiary złożonego wózka:**

z kołami tylnymi około 31 cm  
bez kół tylnych około 24 cm



**UWAGI:**

Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 12 cm.

Nie jest możliwe ustawienie siedziska pod kątem ujemnym.


Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm

SIEDZISKO					R. Nr.	Cena brutto
<b>Tapicerka siedziska</b>						
YNG020101	●	Z jedną kieszenią				STD
YNG020102	□	Z dwoma kieszeniami	(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)			170 zł
YNG020103	□	Z jedną kieszenią i torebką na cewnik	(tylko dla szer. siedz. od 34 cm)			170 zł
YNG020104	○	Bez tapicerki siedziska				0 zł
<b>Dla poduszek Jay obowiązuje osobny formularz zamówienia</b>						
<b>Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna</b>						
a) Pianka kompoz. Grubość: YNG020201 □ 3 cm YNG020203 □ 5 cm (średnia)						330 zł
<b>Akcesoria siedziska</b>						
YNG020301	□	Pas pozycjonujący z zapięciem				210 zł
YNG020303	□	Zaczepek pasa Jay Fit 90°	(dołączony do szyny siedziska) (od SS=26cm, tylko z poduszką)			230 zł
YNG020304	□	Zaczepek pasa Jay Fit 45°	(dołączony do szyny siedziska) (od SS=26cm, tylko z poduszką)			230 zł
YNG020305	□	Płyta siedziska (for mounting of seat shell adapters, build in growth)	(od GS = 24 cm)			835 zł
<b>Oparcie (zakres)</b>						
		<b>225 - 275</b>	<b>275 - 325</b>	<b>325 - 375</b>	<b>375 - 425</b>	
<b>Ustawienie wys.</b>	○	225	○ 275	○ 325	○ 375	
<b>oparcia (cm)</b>	○	250	○ 300	○ 350	○ 400	
	○	275	○ 325	○ 375	○ 425	
<b>OPARCIE</b>						
<b>Rama oparcia</b>						
YNG030101	○	Standardowa: nieskładane, bez regulacji kąta (90°)				0 zł
YNG030102	□	Oparcie z regulacją kąta	(tylko z osłonami bocznymi nr YNG040202)			999 zł
	□	87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°				
<b>tylko B4M</b>	□	Opcja Build 4 me: Odchylane oparcie	(dla głęb. siedz. od 30 cm)			B4M
<b>Dod. czas prod. 10 dni</b>		Płynne odchylanie oparcia od -3° do +27°; cena zaw. osłony boczne, niedostępne z błotnikami (3)				
<b>Uchwyty</b>						
YNG030201	○	Bez rączek do prowadzenia				0 zł
YNG030202	○	Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (krótka rękojeść 8cm)				0 zł
YNG030203	○	Standardowe zintegrowane rączki do prowadzenia (długa rękojeść 12 cm)				0 zł
YNG030204	□	Składane rączki do prowadzenia	(dla wys. oparcia od 35 cm)			500 zł
YNG030205	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (1)	(dla wys. oparcia od 25 cm)			645 zł
YNG030206	□	Rączki do prowadzenia z reg. wys. z wygięciem bocznym (1)	(niedostępne z ham. Bębnowymi)			645 zł
YNG030207	□	Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc Jay (1)	(dla wys. oparcia od 30 cm)			645 zł
<b>Tapicerka oparcia</b>						
YNG030316	○	Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna				-
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski				-
YNG030317	□	Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna				460 zł
		Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski				-
YNG030305	□	Bez tapicerki oparcia				0 zł
<b>Zagiłówek</b>						
YNG030401	□	Średni YNG0304 (4) □ Duży (4)				0 zł
YNG030403	□	Poprzeczka stabilizująca				485 zł
<b>(1): niedostępne z krótkimi, długimi i składanymi rączkami do prowadzenia</b>						
<b>(2): zaczyna się od szer. siedz. 32; zmniejsza głębokość siedziska o ok. 1 cm</b>						
<b>(3): nie w połączeniu z hamulcami Safari; zwiększeniem głęb. siedziska (5cm); standardową tapicerką oparcia</b>						
<b>(3): niedostępny z poprzeczką stabilizującą</b>						
W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową <a href="http://www.Sunrise-Medical.pl">www.Sunrise-Medical.pl</a>						
© Sunrise Medical 2025 3/9						



**YOUNGSTER 3 Wysokości siedziska i długość podudzia (LLL)**


**Tabela wysokości - wysokość przednia (w cm)**

	Pozycja widelca	Rozmiar koła przedniego			
		4"	5"	6"	
	Widelec (32/98 mm)	2	38	X	X
	1	40	41	X	
	Widelec (32/111 mm)	2	40	41	X
	1	41	42	X	
	Widelec (45/111 mm)	3	39	X	X
	2	40	41	X	
	1	41	42	43	
	Widelec (45/115)	3	40	41	X
	2	41	42	43	
	1	42	44	45	
	Widelec (45/131 mm)	3	42	43	43
	2	43	44	45	
	1	44	45	46	
	Widelec (45/166 mm)	4	X	45	46
	3	44	46	47	
	2	46	47	48	
	1	47	48	50	

**Szczegóły:**

\* 10 mm dystans pomiędzy widelcem i ramą - dystans może być zamontowany pod widelcem => zmniejszenie wysokości siedziska o 10 mm  
 \* bez poduszki  
 \* bez nachylenia siedziska (0°)  
 \* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)


**Wysokość tylna siedziska (w cm) z kołami tylnymi 20, 22 i 24"**

	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
	8	32	35,5	X
	7	33	37	X
	6	35	38	41
	5	X	40	42,5
	4	X	41,5	43,5
	3	X	43	44,5
	2	X	44	45,5
	1	X	45,5	47

**Szczegóły:**

\*pomiaru zrobione przy oponach 1"  
 \* bez poduszki  
 \* bez pochylecia kół tylnych (0°)  
 \* bez nachylenia siedziska (0°)  
 \* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)

**Odległość pomiędzy siedziskiem i ciągiem (od zewnątrz rurki)**

	Pozycja na zaczepie koła	rozmiar koła tylnego		
		20"	22"	24"
	8	12,5	14	X
	7	11	13	X
	6	10	11,5	14,5
	5	X	10	13
	4	X	9	12
	3	X	8	10,5
	2	X	6,5	9,5
	1	X	5	8

**Szczegóły:**

\* bez poduszki  
 \* bez pochylecia kół tylnych (0°)  
 \* X = No Go (konfiguracja niemożliwa)

**Y3-tabela LLL; pojedyncza platforma podnóżka, reg. kąta**

	Pozycja widelca	Koło przednie 4"		Koło przednie 5"		Koło przednie 6"	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Widelec 98 mm	2	30	34	X	X	X	X
	1	30	35	X	X	X	X
Widelec 111 mm	3	30	34	X	X	X	X
	2	30	35	X	X	X	X
Widelec 123 mm	1	30	36	X	X	X	X
	3	30	35	X	X	X	X
Widelec 138 mm	2	30	36	X	X	X	X
	1	30	38	30	39	X	X
Widelec 174 mm	3	30	36	X	X	X	X
	2	30	38	30	39	X	X
Widelec 174 mm	1	30	39	30	40	X	X
	4	X	X	30	40	X	X
	3	30	40	30	41	30	34
Widelec 174 mm	2	30	41	30	43	30	43
	1	30	42	30	44	30	45

# Zippie Youngster 3

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto
<b>PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE</b>			
<b>Podłokietniki</b>			
YNG040101	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, krótkie, przykręcane <i>(tylko z YNG040201, YNG040202, YNG040211)</i>		125 zł
<b>Oslony boczne</b>			
YNG040201	<input type="checkbox"/> Proste alum. oslony boczne z ochroną ubrań		0 zł
YNG040202	<input type="checkbox"/> Alum. oslony boczne do oparcia z regulacją kąta z ochroną ubrań		640 zł
YNG040204	<input type="checkbox"/> Błotnik plastikowy, dokręcany, czarny <i>(tylko razem z YNG040201, YNG040202)</i>		315 zł
YNG040210	<input type="checkbox"/> Osłona koła (błotnik - pokrywa całe koło) <i>(tylko razem z YNG040201, YNG040202)</i>		599 zł
YNG040203	<input type="checkbox"/> Lekka osłona boczna o wygładzie włókna węglowego z błotnikiem <b>(1)</b>		850 zł
YNG040211	<input type="checkbox"/> Aluminiowe oslony boczne z błotnikiem (para) - reg. wysokości za pomocą narzędzi		630 zł
YNG040212	<input type="checkbox"/> Aluminiowe oslony boczne z błotnikiem (para) do hamulca Safari		630 zł
YNG040205	<input type="checkbox"/> Plastikowe oslony boczne zdejmowalne (typ Quickie)		0 zł
<b>Opcje i akcesoria do oslon bocznych</b>			
YNG040206	<input type="checkbox"/> Stolik z reg. wysokości, nasuwany dla SS 22-36cm (nie 38 i 40cm)		685 zł
	Stolik składany dla SS 26-40cm		945 zł
	Mocowanie:    YNG040207 <input type="checkbox"/> po prawej    YNG040208 <input type="checkbox"/> po lewej		

<b>PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW</b>			
Platforma podnóżka z reg. kąta (tylko w pozycji 3 - zobacz w tabeli wysokości)			
YNG050102	<input type="checkbox"/> Płyta plastikowa <i>(rama taliowana SS 26 - 40; Std 30 - 40)</i>		0 zł
YNG050103	<input type="checkbox"/> Płyta z włókna węglowego <i>(rama taliowana SS 28 - 40, Std 32 - 40)</i>		725 zł
YNG050115	<input type="checkbox"/> Płytką pozycjonującą stopę		195 zł
YNG050106	<input type="checkbox"/> Platforma podnóżka "Youngster 3" <i>(SS 38 &amp; 40 z ramą taliowaną jest dostarczana z alum. platformą)</i>		0 zł
YNG050107	<input type="checkbox"/> System blokujący dla pacjentów ze spastycznością		195 zł
YNG050108	<input type="checkbox"/> Mechanizm odchylający do platformy <i>(nieodstępny z YNG050102, YNG050103)</i>		609 zł
YNG050111	<input type="checkbox"/> Dzielona platforma "Youngster 3" - plastikowe <i>(nieodstępne przy SS 22cm)</i>		0 zł
System blokujący dla pacjentów ze spastycznością dla podzielonych platform			
YNG050112	<input type="checkbox"/> Prawe mocowanie		235 zł
YNG050113	<input type="checkbox"/> Lewe mocowanie		235 zł
YNG050114	<input type="checkbox"/> Blokada dla podzielonej platformy (prawa i lewa)		470 zł
YNG050101	<input type="checkbox"/> Podzielona platforma aluminiowa "Youngster3" <i>(starts w abdu frame SW 26, Std SW 30cm)</i>		1 290 zł
Klamra dla platformy "Youngster3" <input type="checkbox"/> Krótka (90mm) <input type="checkbox"/> Długa (121mm) <i>(zobacz tabelę na odwrocie)</i>			
	YNG050116	YNG050117	

<b>Długość podudzia (LLL)</b>	
○ 110    ○ 120    ○ 130    ○ 140    ○ 150    ○ 160    ○ 170    ○ 180	
○ 190    ○ 200    ○ 210    ○ 220    ○ 230    ○ 240    ○ 250    ○ 260	
○ 280    ○ 290    ○ 300    ○ 310    ○ 320    ○ 330    ○ 340    ○ 350	
○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430    ○ 440	

<b>RAMA (z mocowaniem po złożeniu oraz ochroną końcówki ramy tylnej)</b>			
YNG010101	● Standardowa rama składana (prosta) <i>(od SS 26 - 42cm)</i>		STD
YNG010102	○ Taliowana rama składana <i>(od SS 22 - 42cm)</i>		0 zł

<b>Zwiększenie głębokości siedziska (5cm)</b> <i>(od GS = 30 cm)</i>			
YNG010201	<input type="checkbox"/> Zwiększenie głębokości siedziska (5cm) <b>(2)(3)(4)</b> Zwiększa głębokość o 5cm pozwalając na lepszą regulację środka ciężkości przy stosowaniu twardych oparć <i>(dostępne tylko z regulowaną tapicerką)</i>		1 615 zł

(1): niedostępne w połączeniu z ochroną ubrań; podłokietnikiem i błotnikiem z plastiku


(2): niedostępne z hamulcami typu SAFARI


(3): tylko z YNG040201, YNG040202


(4): niedostępne z osłoną koła

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

**Y3-platformy podnóżków "Youngster 3 "**









<b>Pozycja podnóżka 1</b> 	Widelec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	X	X	X	X	
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
115 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	X	X	
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
131 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
174 mm	4	150	X	X	X	150	260	120	29	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	29	150	260	120	290	
		1	150	26	120	290	15	260	120	29	150	260	120	290

<b>Pozycja podnóżka 2</b> 	Widelec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
115 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
131 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
174 mm	4	140	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260


<b>Pozycja podnóżka 3</b> 	Widelec	Pozycja widelca	Koło przednie 4"				Koło przednie 5"				Koło przednie 6"			
			Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa		Klamra krótka		Klamra długa	
			min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X	
	1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X	
115 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X	
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	380	
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	360	220	400	
131 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380	
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400	
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420	
174 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	380	220	420	
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440	
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450	
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470

# Zippie Youngster 3

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto			
<b>AKCESORIA RAMY</b> <small>(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółka antywywrotne, nie obydwa razem)</small>						
<b>System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)</b>						
YNG010301	<input type="checkbox"/> Lewy	<input type="checkbox"/> YNG010302 Prawy		205 zł		
YNG010305	<input type="checkbox"/> Para			410 zł		
YNG010303	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule z rzepem <small>(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)</small>			115 zł		
<b>Kółka antywywrotne, odchylane</b>						
YNG010305	<input type="checkbox"/> Kółka antywywrotne, odchylane					
	<input type="checkbox"/> YNG010306 Lewe	<input type="checkbox"/> YNG010307 Prawe		230 zł		
	<input type="checkbox"/> YNG010308 Para			460 zł		
YNG010309	<input type="checkbox"/> Kółka transportowe <small>(nie dostępne z systemem wspomagającym przy przechylaniu i kółkami antywywrotnymi)</small>			775 zł		
<b>WIDELECE PRZEDNIE</b> <small>(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)</small>						
	● Widelce Carbotecture <small>(tylko 111 mm)</small>					
YNG080029	● Widelce aluminiowe					
<b>KOŁA PRZEDNIE</b> <small>(porównaj z wyborem na pierwszej stronie)</small>						
YNG080201	○ Pełne <small>(tylko z widelcem 45 mm) (tylko z kołami 4" i 5")</small>			0 zł		
YNG080202	○ Miękkie pełne <small>(tylko z widelcem 45 mm) (tylko z kołami 5" i 6")</small>			0 zł		
<b>Podświetlane</b>						
YNG080203	<input type="checkbox"/> Pełne <small>(nie dostępne dla kół 6")</small>			205 zł		
<b>Z aluminiową obręczą</b>						
YNG080204	<input type="checkbox"/> Pełne <small>(tylko z kołami 4" i 5")</small>			289 zł		
YNG080205	<input type="checkbox"/> Miękkie szerokie <small>(tylko z widelcem 45 mm) (tylko z kołami 4" i 5")</small>			419 zł		
<b>FELGI I KOŁA TYLNE</b> <small>(porównaj z wyborem na pierwszej stronie, wybierz tylko jeden typ)</small>						
YNG070101	○ Standardowa felga ze szprychami prostymi <small>(tylko z kołami 22")</small>			0 zł		
YNG070102	○ Standardowa felga ze szprychami krzyżowymi <small>(para) (tylko z kołami 22" i 24")</small>			0 zł		
YNG070103	○ Standardowa felga z polerowaną piastą <small>(para) (tylko z kołami 24")</small>			0 zł		
YNG070104	○ Lekka felga <b>(2)</b> <small>(para) (tylko z kołami 22" i 24")</small>			0 zł		
YNG070105	<input type="checkbox"/> Felgi Proton (super lekkie) <b>(2)</b> <small>(para)</small>			1 020 zł		
YNG070111	<input type="checkbox"/> Felgi z ham. bębnowymi <small>(para) (tylko z kołami 22" i 24")</small>			1 229 zł		
YNG070106	<input type="checkbox"/> Koła terenowe <small>(tylko 24"; opony terenowe, alum. obręcz, pomalowana na czarno)</small>			1 020 zł		
YNG070107	<input type="checkbox"/> Dodatkowa para kół terenowych <small>(tylko 24" i opony terenowe)</small>			1 595 zł		
Napęd na jedną rękę z szybkozłączkami, nie zawiera hamulca blokowanego jedną ręką <b>(3)</b>						
YNG070108	<input type="checkbox"/> Lewą	<input type="checkbox"/> YNG070109 Prawą		1 995 zł		
<b>OPONY</b> <small>(choose only one tyre type)</small>						
YNG070201	○ Gładkie typu "Right Run"			0 zł		
YNG070202	○ Pełne <b>(1)</b> <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			0 zł		
YNG070112	<input type="checkbox"/> Schwalbe One <small>(tylko z kołami 24")</small>			145 zł		
YNG070205	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution <small>(odporne na przebicia) (tylko z kołami 24")</small>			145 zł		
<b>CIĄGI</b>						
YNG070301	○ Aluminium, srebrne, anodyzowane <b>(2)</b>			0 zł		
YNG070302	○ Aluminium, srebrne, pokrywane proszkowo <b>(2)</b>			0 zł		
YNG070303	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo. Kod koloru: .....			205 zł		
YNG070304	○ Ze stali nierdzewnej <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			0 zł		
YNG070305	<input type="checkbox"/> Tytanowe <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			725 zł		
YNG070306	<input type="checkbox"/> Czyste tytanowe, malowane proszkowo <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			725 zł		
YNG070307	<input type="checkbox"/> Supergrip, powlekane <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			725 zł		
YNG070308	<input type="checkbox"/> Maxgripp (wypełnienie między ciągiem a oponą) <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			1 100 zł		
Mocowanie ciągów YNG070401 Standardowe = 17mm YNG070402 ○ Szerokie = 27mm						
	YNG070403 <input type="checkbox"/> Wąskie = 7mm <small>(tylko przy 24" ze stali nierdzewnej)</small>			195 zł		
YNG070309	<input type="checkbox"/> Osłona ciągów <small>(tylko z kołami 22" i 24")</small>			380 zł		
<b>POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH</b> <small>(wybierz tylko jedną opcję)</small>						
YNG070501	○ 0°			0 zł		
YNG070502	○ 1°			0 zł		
YNG070503	○ 2°			0 zł		
YNG070504	○ 3°			0 zł		
YNG070505	○ 4°			0 zł		
<b>OS SZYBKOZŁĄCZNA</b>						
YNG070506	○ Standardowa			0 zł		
YNG070507	<input type="checkbox"/> Z zawleczką			205 zł		
(1):	nie dostępne z kołami lekkimi i Proton			W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową <a href="http://www.Sunrise-Medical.pl">www.Sunrise-Medical.pl</a> © Sunrise Medical 2025 7/9		
(2):	nie dostępne z mocowaniem szerokim kół lekkich i Proton					
(3):	zawiera koła Proton i lekkie osłony boczne tylko ze szprychowymi kołami tylnymi przy min. szerokości siedziska 28 cm					

**PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE**




YNG040201

YNG040205


YNG040202

YNG040203

YNG040204



**PODNOŻKI**




YNG0

YNG050102 / YNG050103

YNG050106


YNG050108



YNG050111

YNG050115

**HAMULCE**




Y

YNG060102

YNG060105


**RAMA**



YNG010101

YNG010102


**OPARCIE**



YNG030101

B4me

**Zwiększenie głęb. siedz.**



YNG10201

**OPCJE B4Me**



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Zippie Youngster 3				R. Nr.	Cena brutto
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Opcja bezpłatna <input type="checkbox"/> = Opcja płatna					
<b>Ostony szprych</b> <small>(dostępne tylko z kołami 22 i 24")</small>					
YNG070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste			405 zł
YNG070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	YNG070822 <input type="checkbox"/> Bilard	YNG070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
YNG070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	YNG070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	YNG070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
YNG070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	YNG070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	YNG070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
YNG070820	<input type="checkbox"/>	Orient	YNG070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	YNG070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
YNG070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	YNG070821 <input type="checkbox"/> Piraci	YNG070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
YNG070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	YNG070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	YNG070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
		YNG070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	YNG070828 <input type="checkbox"/> Kosmos		570 zł
<b>HAMULCE</b> <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>					
YNG060101	<input checked="" type="radio"/>	Standardowy hamulec			0 zł
Dźwignia hamulca na wysokości kolan					
YNG060104	<input type="checkbox"/>	wygięta do wewnątrz	YNG060102 <input type="checkbox"/> wygięta do zewnątrz		195 zł
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Hamulec Safari (wbudowany w osłonę boczną)			630 zł
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Hamulec dla opiekuna przy rozwiązaniu Safari			1 239 zł
<b>Akcesoria do blokady kół</b>					
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Przedłużka dźwigni hamulca, nakładana, odchylana	<small>(tylko przy dźwigni na wysokości kolan)</small>		90 zł
<b>AKCESORIA</b>					
<input checked="" type="radio"/> Zestaw narzędzi					
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa z manometrem			230 zł
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Pompka			50 zł
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Plecak			230 zł
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Kieszka na telefon			80 zł
<b>KOLORY</b>					
	Rama	Ciągi	Piasta/ciągi		
	419 zł	205 zł	555 zł		
01 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Królewski niebieski	<input type="radio"/>
02 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Niebieski oceaniczny	<input type="radio"/>
03 Grafit metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		14 Rubinowy	<input type="radio"/>
04 Biały srebrzysty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		15 Czerwona papryczka	<input type="radio"/>
05 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		16 Soczysta wiśnia	<input type="checkbox"/>
06 Popielaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		17 Limonkowy	<input type="radio"/>
07 Pustynny brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18 Neonowy róż	<input type="checkbox"/>
08 Pustynna Zieleni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19 Satynowy róż	<input type="radio"/>
09 Khaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		20 Mistyczny fiolet	<input type="radio"/>
10 Szafir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21 Słoneczny Pomarańcz	<input type="radio"/>
11 Nocne niebo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22 Neonowy żółty	<input type="radio"/>
<b>Pakiet anodowanych kolorów widelca przedniego i wspornika tylnego</b>					
YNG090507	Matowy srebrny	<input type="checkbox"/>	345 zł		
YNG090509	Czarny	<input checked="" type="radio"/>			
<b>KOLORY NAKLEJEK</b>					
YNG100550	<input type="radio"/>	Czarne			0 zł
YNG100551	<input type="radio"/>	Srebrne			0 zł
<b>UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:</b>					
<b>B4Me*:</b>					
1. FMG-MF01-0855-01 - koła tylne 20", uniwersalne, szprychowe, opony pełne, ciągi aluminiowe anodowane					
2. FMG-MD06-1324-01 - drążek, uchwyt do prowadzenia prosty					
4. *1485* - peloty, (rys. 3, rys. 4)					
*Ceny brutto na wyżej wymienione opcje dostępne po wycenie B4M (na życzenie Klienta)					
<b>Zippie Youngster 3 - Cena podstawowa brutto</b>				6 800 zł	
Cena opcji brutto				zł	
Opakowanie i transport				zł	
B4M					
<b>Cena całkowita brutto</b>				zł	
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23				E-mail: <a href="mailto:pl@sunrisemedical.de">pl@sunrisemedical.de</a>  <a href="http://www.sunrise-medical.pl">www.sunrise-medical.pl</a>	
				W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową <a href="http://www.Sunrise-Medical.pl">www.Sunrise-Medical.pl</a> © Sunrise Medical 2025 9/9	

