

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Możliwości użytkownika do siedzenia prosto mają znaczny wpływ na wysokość oparcia i dlatego w zależności od przypadku wymiary mogą się różnić

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 100 cm

Max. długość całkowita: 85 cm

Max. promień skrętu: 65 cm

Max. bezpieczne nachylenie: 10°

Waga wózka: od 9 kg

Waga po zdemontowaniu: od 6,9 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 20"	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 16 cm	SW + 16 cm	SW + 16 cm
	Dla 3°:	SW + 20 cm	SW + 21 cm	SW + 22 cm
	Dla 6°:	SW + 26 cm	SW + 27 cm	SW + 28 cm
	Dla 9°:	SW + 31 cm	SW + 32 cm	SW + 33 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

SIB020002	● Standardowa, nylon, 1 kieszeń	0 zł
SIB020004	□ Standardowa, nylon, 1 kieszeń i 1 torebka na cewnik <i>(tylko od SW 34 cm)</i>	170 zł
SIB020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Dla poduszek Jay, zobacz formularz produktów Jay

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	SIB020101	□ 3 cm	SIB020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Akcesoria siedziska

SIB090018	□ Pas zabezpieczający ze sprzączką metalową	210 zł
-----------	---	--------

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybór fabrycznego ustawienia wysokości (cm).

Możliwa regulacja w całkowitym zakresie 5 cm.

200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400
○ 200	○ 250	○ 300	○ 350
○ 225	○ 275	○ 325	○ 375
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400

SIB030015	● Oparcie, z regulacją kąta, składane <i>(-16° do +20°)</i>	
SIB030102	□ Oparcie, z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	195 zł
SIB030530	□ Kąt oparcia 100° (pozycjonowanie Relax) <i>(nie w połączeniu z blokadą po złożeniu)</i>	495 zł

Uchwyty do prowadzenia

SIB030200	○ Brak uchwytów	0 zł
SIB030202	○ Uchwyty krótkie	0 zł
SIB030201	○ Uchwyty długie	0 zł
SIB030203	□ Uchwyty składane <i>(dostępne od wys. oparcia 30 cm)</i>	500 zł
SIB030204	□ Uchwyty z reg. Wysokości	645 zł
SIB030210	○ Przygotowanie do oparcia Jay Zip <i>(nieodstępne z 20 mm tuleją do poprzeczki stabilizującej)</i>	
SIB030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta <i>(nieodstępny z ss. 22 cm)</i>	1 145 zł
SIB030405	□ Tuleja (20 mm) do poprzeczki stabilizującej, rekomendowana dla systemów siedziska	162 zł

Tapicerka oparcia

SIB030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
SIB030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	460 zł
	Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	
SIB030300	□ Brak tapicerki oparcia	0 zł

Akcesoria oparcia

	□ Zagłówek z reg. głębokości i kąta <i>(dostępny tylko od wys. oparcia 30 - 35cm)</i>	125 zł
SIB030411	□ Mały (20 x 11 cm) SIB030410 □ Duży (23 x 11 cm)	

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Oslony boczne

SIB040103	□ Aluminiowe, błotnik, ochrona przed chlapaniem (w kolorze ramy)	0 zł
-----------	--	------

Podłokietniki (para)

SIB040055	□ Podłokietnik, z reg. wysokości, krótki <i>(tylko z aluminiową osłoną boczną; niedostępny z hamulcem Safari)</i>	125 zł
-----------	---	--------

Akcesoria do osłon bocznych i podłokietników

SIB090111	□ Stół, drewniany, wsuwany, SW 22 - 36 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	685 zł
	□ Stół, plastikowy, odchylany, SW 26 - 38 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	945 zł
	Montaż: □ po prawej SIB090113 □ po lewej SIB090112	

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025 3/9



Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



Pas zabezpieczający ze sprzączką



Uchwyty do prowadzenia
długie



Uchwyty do prowadzenia
krótkie



Uchwyty do prowadzenia
składane



Uchwyty do prowadzenia
z reg. wysokości



Drażek - z reg. wysokości,
kąta i szerokości



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem
(na zdjęciu widoczny również hamulec Safari)



Plastikowy z reg. kąta i głębokości



Regulowane ograniczniki



Wspomaganie przechwytu



Kółka antywyrwane, odchylane



Koło tylne
Uniwersalne



Koło tylne
Z polerowaną piastą



Koło tylne
Lekkie



Koło tylne
Proton



Koło tylne
Górskie



Right Run
Gładkie



Schwalbe
One



Marathon Plus



Odporne na przebicia

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

CIĄGI

SIB070202	<input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane		0 zł
SIB070201	<input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne		0 zł
SIB070204	<input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne	(przy 22" średnica ciągu wynosi 15 mm)	0 zł
SIB070203	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, malowane, w kolorze	(należy wybrać kolor na ostatniej stronie)	205 zł
SIB070205	<input type="checkbox"/> Tytanowe, surowe	(nie dostępne z kołami 20" i 22")	725 zł
SIB070206	<input type="checkbox"/> Tytanowe, malowane, bezbarwne	(nie dostępne z kołami 20" i 22")	725 zł
SIB070207	<input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip ®	(tylko z kołami 24")	725 zł
SIB070208	<input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp ®	(dostępne tylko z kołami 22" i 24")	1 100 zł
Montowanie ciągu			
SIB070307	<input type="checkbox"/> Wąskie (7 mm)	(tylko z ciągami ze stali nierdzewnej)	195 zł
SIB070317	● Standardowe (17 mm)		0 zł
SIB070327	<input type="radio"/> Szerokie (27 mm)		0 zł
SIB070250	<input type="checkbox"/> Osłona ciągu, gumowa	(tylko przy 22" i 24")	380 zł

NACHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB070600	<input type="radio"/> 0°	0 zł
SIB070603	<input type="radio"/> 3°	0 zł
SIB070606	<input type="radio"/> 6°	0 zł
SIB070609	<input type="radio"/> 9°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

(dostępne w rozmiarach 22" i 24")

SIB070831	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	405 zł		
SIB070823	<input type="checkbox"/> Księżniczka	SIB070822 <input type="checkbox"/> Bilard	SIB070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
SIB070816	<input type="checkbox"/> Szczęśliwe Lwy	SIB070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	SIB070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
SIB070819	<input type="checkbox"/> Małpki	SIB070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	SIB070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
SIB070820	<input type="checkbox"/> Orient	SIB070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	SIB070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
SIB070829	<input type="checkbox"/> Superbohater	SIB070821 <input type="checkbox"/> Piraci	SIB070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
SIB070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	SIB070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	SIB070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
	SIB070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	SIB070828 <input type="checkbox"/> Kosmos		570 zł

BLOKADY KÓŁ

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB060001	● Hamulec standardowy	0 zł	
SIB060002	<input type="checkbox"/> Hamulec na wysokości kolan	195 zł	
SIB060010	<input type="checkbox"/> Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane	90 zł	
SIB060003	<input type="checkbox"/> Hamulec kompaktowy	(dostępny tylko na ramie prostej)	185 zł
SIB060013	<input type="checkbox"/> Hamulec Safari, zintegrowany z osłoną boczną	(nie z oponami pełnymi)	630 zł
SIB060014	<input type="checkbox"/> Hamulce dla asystenta z blokadami typu Safari	(only with safari wheel lock)	1 239 zł

AKCESORIA

SIB090000	● Zestaw narzędzi	0 zł	
SIB090024	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa (0 - 14 bar)	230 zł	
SIB090025	<input type="checkbox"/> Pompka	50 zł	
SIB090030	<input type="checkbox"/> Plecak	230 zł	
SIB090016	<input type="checkbox"/> Osłona ramy, czarna	(nie dostępna w wysokomontowanym podnóżkiem)	195 zł
SIB090026	<input type="checkbox"/> Kieszka na telefon	80 zł	



Ciąg aluminiowy
Srebrny anodowany



Ciąg aluminiowy
malowany na kolor



Ciąg
Maxgrepp



Standardowy hamulec



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec typu
Safari



Zestaw narzędzi



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Plecak

OPCJE B4Me



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY

	Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł		Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł
01 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Królewski niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Niebieski oceaniczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
03 Grafit metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		14 Rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
04 Biały srebrzysty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		15 Czerwona papryczka	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		16 Soczysta wiśnia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Popielaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		17 Limonkowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
07 Pustynny brąz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18 Neonowy róż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08 Pustynna Zieleni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19 Satynowy róż	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
09 Khaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		20 Mistyczny fiolet	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Szafir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21 Słoneczny Pomarańcz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Nocne niebo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22 Neonowy żółty	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

PAKIET STYLOWY - kolory dla widelców

SIB100502	<input type="radio"/> Czarny	
SIB100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	345 zł

KOLORY NAKLEJEK

SIB100550	<input type="radio"/> Czarne	0 zł
SIB100551	<input type="radio"/> Srebrne	0 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ



Simba - Cena podstawowa	8 650 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
Cena netto	
VAT	
Cena Całkowita	

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de


www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 9/9