

WHEELDRIVE

Napęd wspomagający w połączeniu z unikalną koncepcją dwóch obręczy



Ref. 1/2026 (Obowiązuje do 31.12.2026)

Zamieszczone zdjęcie może nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane do faktury:

Nazwa firmy / Nazwisko i imię:	
Ulica:	
Miasto:	Kod pocztowy:
E-mail:	
Tel.:	Faks:

Adres dostawy:

Adres dostawy jak na fakturze

Nazwa firmy / Nazwisko i imię:	
Ulica:	
Miasto:	Kod pocztowy:
E-mail:	
Tel.:	Faks:

Zamówienie Kalkulacja B4Me

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Obsługa Klienta: pl@sunrisemedical.pl

Cena podstawowa 32 000 zł

(kompletny produkt)

DANE TECHNICZNE

WheelDrive // NAPĘD WSPOMAGAJĄCY

Maks. obciążenie całkowite	130 kg
Wartość zwrostu całkowitej szerokości wózka (z parą kół) WheelDrive	43 mm
Waga akumulatorów (para)	3.6 kg
Waga całkowita z akumulatorem (1 koło)	11.5 kg
Waga całkowita bez akumulatora (1 koło)	9.7 kg
Średnica koła	24"
Maks. pochylenie koła	3°

Maks. prędkość (obręcz pomocnicza)	10 km/h
Maks. prędkość (obręcz napędowa)	6 km/h
Maks. zasięg (obręcz pomocnicza)	20 km
Maks. zasięg (obręcz napędowa)	12 km
Maks. wysokość krawężnika (przy najeździe tyłem)	50 mm
Czas ładowania akumulatorów (w pełni naładowane)	ok. 2 godzin

Produkt przeznaczony dla: użytkowników z ograniczoną możliwością ruchową, jak i aktywnych użytkowników.

Do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Podane ceny są cenami brutto w PLN (ceny zawierają podatek VAT 8%)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA WHEELDRIVE

WHEELDRIVE POWER ASSIST WHEELS (łączenie z kółkiem anty-wywrotny, akumulatorem i ładowarką)		Cena w PLN
<input checked="" type="checkbox"/> 1019498	WheelDrive 24" z oponami Marathon Plus Evolution, koło lewe	16 000 zł
<input checked="" type="checkbox"/> 1019499	WheelDrive 24" z oponami Marathon Plus Evolution, koło prawe	16 000 zł

WheelDrive - zestaw montażowy (wybierz zestaw montażowy zgodny z konfiguracją Twojego wózka)

<input type="checkbox"/> 9011414	Zestaw montażowy, średnica szybkozłączki 12 mm	0 zł
<input type="checkbox"/> 9011415	Zestaw montażowy, średnica szybkozłączki 12.7 mm	0 zł
<input type="checkbox"/> 9011416	Zestaw montażowy, średnica szybkozłączki 12 mm, krótka	0 zł
<input type="checkbox"/> 9011417	Zestaw montażowy, średnica szybkozłączki 12.7 mm, krótka	0 zł

Zestaw montażowy dla produktów Sunrise Medical (uzupełnij dodatkowe informacje)

<input type="checkbox"/> 1017394	Zestaw montażowy dla produktów Sunrise Medical	0 zł
	Model wózka:	
	Waga całkowita użytkownika:	

AKCESORIA

		Cena w PLN
<input type="checkbox"/> 1017395	Ośłony na szprychy, 24", para	800 zł
<input type="checkbox"/> 9012380	Ośłony na ciągi 24", silikonowa (tylko dla obręczy pomocniczej), para	425 zł
<input type="checkbox"/> 1016015	Dodatkowe akumulatory 3.8 Ah, para	5 670 zł

UWAGI

WHEELDRIVE

		Cena w PLN
Cena podstawowa:		
Cena opcji:		
Opakowanie i transport:		
Cena całkowita brutto:		



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Polska

Tel. +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.sunrise-medical.pl

BDO 000045350

Podane ceny są cenami brutto w PLN (ceny zawierają podatek VAT 8%)