










 <p>Ul. Łączna 1 55-100 Trzebnica Polska tel. 71 3874200 faks 71 3870574 info@vermeiren.pl</p>				<p><u>Data i dane firmy zamawiającej:</u></p>		
<h1>SAGITTA</h1>		<p><u>Adres wysyłki:</u></p>				
<p>Max User Waga: 100 kg.</p>			<p>Cena detaliczna netto</p>	<p>vat</p>	<p>Cena detaliczna brutto</p>	<p>Ref.</p>
<p>wersja standarowa</p>			<p>4167</p>	<p>8%</p>	<p>4500</p>	
<p>RODZAJ RAMY</p>						
<p>SHORT</p>	<p>(Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy.</p>		-	-	-	
<p>LONG</p>	<p>(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.</p>		-	-	-	
<p>Long Si</p>	<p>Rama umożliwiającą zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°.</p>		385	8%	416	
<p>SIEDZISKO</p>						
<p>Szerokość siedziska</p>						
	36 cm		-	-	-	 <p>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta. Do zmierzonej wartości należy dodać 2 -4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.
	38 cm		-	-	-	
	40 cm		-	-	-	
	42 cm		-	-	-	
	44 cm		-	-	-	
	46 cm		-	-	-	
<p>Głębokość siedziska/długość ramy - LONG</p>						
	35 cm/50 cm		-	-	-	 <p>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego . Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgna w dole podkolanowym.
	37,5 cm/52,5 cm		-	-	-	
	40 cm/55 cm		-	-	-	
	42,5 cm/57,5 cm		-	-	-	
	45 cm/60 cm		-	-	-	
	47,5 cm/65 cm		-	-	-	
<p>Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT</p>						
	27 cm/50 cm		-	-	-	<p>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego . Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgna w dole podkolanowym.
	29,5 cm/52,5 cm		-	-	-	
	32 cm/55 cm		-	-	-	

	34,5 cm/57,5 cm		-	-	-	
	37 cm/60 cm		-	-	-	
	42 cm/65 cm		-	-	-	
Oparcie ze stałą wysokością						
	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm		
					-	-
Oparcie z regulowaną wysokością						
	23 - 25,5 - 28 cm	28 - 30,5 - 33 cm	33 - 35,5 - 38 cm	38 - 40,5 - 43 cm		
					-	-
 <p>WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność</p>						
Opcje oparcia						
	Oparcie bez rączek do pchania		-	-	-	
	Oparcie z rączkami do pchania		-	-	-	
	Oparcie ze składanymi rączkami do pchania. <i>Tylko z oparciem ze stałą wysokością.</i>		487	8%	526	
Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowanymi.		273	8%	295	
Materiał tapicerki oparcia						
L44	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury.		-	-	-	
Poduszki na oparcie L44						
	Poduszka oparcia z Cordury		-	-	-	
	poduszka przeciwdrażynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa).		1572	8%	1698	
Poduszki stabilizacyjne STABILO						
	Poduszka STABILO COMFORTABLE		1573	8%	1699	
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCE PHYSIPRO						
	HP 2 SPORT Oparcie na płycie wspierające doskonale odcinek lędźwiowy.		3879	8%	4189	
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE						
TARTA®	5S - 5 kręgów - standard		4316	8%	4661	
	5C - 5 kręgów - contour		4316	8%	4661	
	6S - 6 kręgów - standard		4565	8%	4930	
	6C 6 kręgów - contour		4565	8%	4930	

Siedzisko						
Materiał tapicerki siedziska						
Cordura			-	-	-	
Poduszki siedziska						
B23	Poduszka siedziska 4 cm		-	-	-	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyła 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	
Liberty	Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia VICAIR Liberty (od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).		333	8%	360	    
Profile	Poduszka VICAIR Profile pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia , ze stabilizatorem miednicy (od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).		540	8%	583	
VECTOR O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem.		1155	8%	1247	
ACTIVE O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2 (część udowa wyprofilowana pianka , część pod miednicę komórki SmartCell).		1155	8%	1247	
STABILO	BASE		1271	8%	1373	
PODŁOKIETNIKI (para)						
B82S	Aluminiowy ochraniacz		-	-	-	 
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem		90	8%	98	
Bi5	Podłokietnik typu „T”		360	8%	389	
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.		103	8%	111	 
PODNOŻKI STANDARDOWE (para)						
	Zintegrowane z ramą rurowy		-	-	-	 
	Zintegrowane z ramą rurowy +płyta		113	8%	119	
	Zintegrowane z ramą dwupłytowy		250	8%	270	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami).		170	8%	184	 
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami).		284	8%	307	
KOLOR RAMY						
C59	 Szampański		-	-	-	
C53	 Pomarańczowy		-	-	-	


C55		INOX		-	-	-
C56		Błękit		-	-	-
C71		Niebieski		-	-	-
C72		Bordowy		-	-	-
C73		Zielony		-	-	-
C76		Biały		-	-	-
Dowolny kolor z dostępnych , proszę wpisać :				328	8%	354

Dodatkowe opcje podnożków.


B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnożkiem dwupłytowym lub z płytą)		52 zł	8%	56 zł	
Neo 40.02	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		432 zł	8%	473 zł	

KOŁA PRZEDNIE**Koła przednie**


rozmiar			3"	4"	5"	6"		
transparentne	Wąska powierzchnia natarcia	rys.40					-	-
czarne plastikowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.41					-	-
srebrne aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
czerwone aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
niebieskie aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
z carbonu	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.43					336 zł	363 zł
LED	Wąska powierzchnia natarcia	rys.44					176 zł	191 zł




rys. 40




rys. 41



rys. 42








rys. 43



rys. 44

KOŁA TYLNE 24"

B80	Oś koła tylnego szybkozłączna		-	-	-	
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.		-	-	-	Design 
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus.		221	8%	238	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.		2558	8%	2762 zł	Spirit 
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus.		2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.		2558	8%	2762	Spinergy 
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .		2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.		2558 zł	8%	2762	Off Road 
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .		2734	8%	2953	
SPINERGY	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution		3276	8%	3538	
OFF Road	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser		1411	8%	1524	

KOŁA TYLNE 22'						
DESIGN	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run			-	-	-
Schwalbe Right Run black		Schwalbe Marathon Plus		Schwalbe Marathon Evolution		Schwalbe Land Cruiser

CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych)						
0°			-	-	-	<p>Do codziennego użytku zaleca się kąt nachylenia 2-4 °. Do uprawiania sportu 6-8 °. Im większy kąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek.</p>
2°			-	-	-	
4°			-	-	-	
6°			-	-	-	
8°			-	-	-	
10°			-	-	-	





Rodzaj hamulca						
	hamulec klasyczny		-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie		-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie		-	-	-	

	Głębokość Ramy	Koła (Cal)	Hamulec sportowy		Hamulec Push-pull (Std)
			Rama róna	Rama dolna	Rama górna
SAGITTA SHORT	50	22inch	X	X	V*/**
		24inch	X	X	V*/**
	52,5	22inch	X	X	V*/**
		24inch	X	X	V*/**
	55	22inch	V**	V**	V**
		24inch	X	V**	V**
	57,5	22inch	V	V	V
		24inch	V**	V	V
60	22inch	V	V	V	
	24inch	V	V	V	
65	22inch	V	V	V	
	24inch	V	V	V	
SAGITTA LONG	50	22inch	V**	X	V
		24inch	V**	X	V**
	52,5	22inch	V**	V**	V
		24inch	V**	X	V
	55	22inch	V	V**	V
		24inch	V**	V**	V
	57,5	22inch	V	V	V
		24inch	V	V**	V
	60	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V
	65	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V





* - na skośnej części ramy
 ** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środka ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca

X - nie dostępne
 V - dostępne
 * - na skośnej części ramy
 ** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środka ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca.




OSŁONY NA SZPRYCHY

B85	Bezbarwna osłona na szprychy		200 zł	8%	215 zł		
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME		258 zł	8%	279 zł	Extreme	Pirat
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT		258 zł	8%	279 zł		
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1		258 zł	8%	279 zł		
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2		258 zł	8%	279 zł	kwiaty1	kwiaty2





OPCJE DODATKOWE

B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).		164	8%	177	
B42	Siatka na zakupy		79 zł	8%	85 zł	
	Ochroniacz przedniej części ramy - neoprenowy		62	8%	67	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		158	8%	171	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu**MIEDNICA**

NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		150 zł	8%	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		164 zł	8%	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,		300 zł	8%	324 zł	

TUŁÓW

NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		312 zł	8%	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		231 zł	8%	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		205 zł	8%	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		179 zł	8%	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		193 zł	8%	208 zł	

UWAGI !

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska