









































 Ul. Łączna 1 55-100 Trzebnica Polska tel. 71 3874200 faks 71 3870574 info@vermeiren.pl				Data i dane firmy zamawiającej:			
D200		Adres wysyłki:					
Wózek aluminiowy . Max User Waga: 130 kg.							
ref.		Cena detaliczna netto		vat		Cena detaliczna brutto	
Wersja standard		1,574 zł		8%		1,700 zł	
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA							
cm	38	40	42	44	46	48	50 52 *
							* 100zł
							8%
							108 zł
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA							
cm	43						
							-
							-
							-
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: regulowana w zakresie od 47 do 53 cm							
cm	*44	47	50	53			
	* 44 cm (Wymaga zamówienia zestawu montażowego (koła tylne 22' i przednich 6 ')).						
							Patrz dopłaty do zestawów montażowych
KOLOR RAMY							
C86		Carbon					
							-
							-
PODŁOKIETNIKI							
B03	Podłokietnik ścięty.						
B02	Podłokietnik długi.						
B05	Podłokietnik ścięty z regulowaną wysokością podparcia.						
Bi5	Podłokietnik typu „T”.						
System pozycjonowania przedramienia dla hemiplegików.							
B66M	Wersja podłokietnika modularna wykonana z pliuretanu PU.						
	Moduł podparcia przedramienia dla hemiplegików - prawy.						
	Moduł podparcia przedramienia dla hemiplegików - lewy.						
	Moduł dłoni - płaskie podparcie pod dłoń. Długość całkowita modułu przedramienia i dłoni 46,5 cm.						
	Moduł dłoni - anatomiczne podparcie dłoni. Długość całkowita modułu przedramienia i dłoni 47,7 cm.						
	Moduł przedłużający cały podłokietnik o 7 cm.						
	Moduł rotacyjny.						
B66	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików- lewy						
B66	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików- prawy						

B66O	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików z funkcją rotacji- lewy	218 zł	8%	235 zł	
B66O	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików z funkcją rotacji - prawy	218 zł	8%	235 zł	
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- prawy	827 zł	8%	893 zł	
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- lewy	827 zł	8%	893 zł	
B112 L	Podparcie pod łokieć i przedramię dla hemiplegików odchylane na bok -lewy.	229 zł	8%	247 zł	
B112 R	Podparcie pod łokieć i przedramię dla hemiplegików odchylane na bok -prawy.	229 zł	8%	247 zł	
B112 L	Podparcie pod łokieć i przedramię tepicerowane dla hemiplegików odchylane na bok -lewy.	229 zł	8%	247 zł	
B112 R	Podparcie pod łokieć i przedramię tepicerowane dla hemiplegików odchylane na bok -prawy.	229 zł	8%	247 zł	
PODNOŻKI					
PODNOŻKI STANDARDOWE (para)					
B06	Podnożki standardowe	-	-	-	
BA6	Podnożki standardowe skrócone (krótsze o 8 cm)	278 zł	8%	300 zł	
Bk6	Podnożki standardowe z jedną płytą	218 zł	8%	235 zł	
	Podnożki standardowe z jedną płytą - skrócony (krótsze o 8 cm).	218 zł	8%	235 zł	
PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - prawy (czarny kolor)					
B08	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydkibez stabilizacji kolan.	222 zł	8%	239 zł	
BZ7	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydki- typ ORTHO ze stabilizacją kolan.	222 zł	8%	239 zł	
BL7	Podpórka pod kikut	174 zł	8%	188 zł	
PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - lewy (czarny kolor)					
B08	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydkibez stabilizacji kolan.	222 zł	8%	239 zł	
BZ7	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydki- typ ORTHO ze stabilizacją kolan.	222 zł	8%	239 zł	
BK7	Podpórka pod kikut	174 zł	8%	188 zł	
PODNOŻKI REGULOWANE DO POZIOMU Z JEDNĄ PŁYTĄ POD STOPY I ŁYDKI					
Bz10	Podnożek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki.	463 zł	8%	500 zł	
PODPARCIE POD NOGĘ WYPROSTOWANĄ W KOLANIE					
BP7 L	Podparcie pod wyprostowaną nogę lewą	114 zł	8%	124 zł	
BP7 P	Podparcie pod wyprostowaną nogę prawą	114 zł	8%	124 zł	
Dodatkowe opcje podnożków.					
B57	Długa taśma podudzia łącząca dwa podnożki.	42 zł	8%	45 zł	
B19	Paski zabezpieczające stopy.	52 zł	8%	56 zł	

Neo 40.02	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		432 zł	8%	473 zł	
KOŁA PRZEDNIE						
	200x50 PU czarne		S		S	
	200x50 PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x50 pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 PU czarne		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
	6' PU czarne		44 zł	8%	48 zł	
	6' PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	6' pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
KOŁA TYLNE						
	Oś koła tylnego stała		-	-	-	
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna		S		S	
	24x1 3/8 alu PU, czarne		S		S	
	24x1 3/8 alu PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	24x1 3/8 alu, pompowane, szare		44 zł	8%	48 zł	
KOŁA TYLNE SPECJALNE Tylko rozmiar 24'						
Design	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run - <i>nie występuje w opcji KRYPTON</i>		401 zł	8%	433 zł	
SPIRIT	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Plus - <i>nie występuje w opcji KRYPTON</i>		2558 zł	8%	2762 zł	
Off Road	Opona LandCruiser Schwalbe - <i>nie występuje w opcji KRYPTON</i>		1411 zł	8%	1524 zł	
OSŁONY NA SZPRYCHY						
B85	Bezbarwna osłona na szprychy		200 zł	8%	215 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem ZIEMIA - M5		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2		258 zł	8%	279 zł	

ZESTAW MONTAŻOWY zmieniające wersję wózka						
S A12	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' pompowane / koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP1	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP5	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' krypton.		213 zł	8%	230 zł	
A	Przesunięcie środka ciężkości dla osób po amputacji kończyn		34 zł	8%	36 zł	
T30	Wersja na koła transportowych 12.1/2 x 2.1/4 pompowane		217 zł	8%	234 zł	
	Krypton		217 zł	8%	234 zł	
HEM2	Zestaw dla osób z hemiplegią po udarach jednostronnych. Napęd dwuob ręczowy po jednej stronie, na szybkozłączkach. (System wyklucza wybór kół tylnych).		1433 zł	8%	1548 zł	
V DRIVE Std	Elektryczny napęd asystujący dla osoby , która pcha wózek. (130kg)		4489 zł	8%	4848 zł	
V DRIVE HD	Elektryczny napęd asystujący dla osoby , która pcha wózek. (150kg)		5409 zł	8%	5842 zł	
PODPARCIE GŁOWY						
B14	Przedłużenie oparcia		215 zł	8%	232 zł	
B14C	Przedłużenie oparcia z zagłówkiem trzymającym głowę.		324 zł	8%	350 zł	
L58 +B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach.(do tapicerek elastycznych).		493 zł	8%	536 zł	
L58	Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach.(do tapicerek ortopedycznych zintegrowanych).		441 zł	8%	476 zł	
L55 +B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany w dwóch płaszczyznach. (do tapicerek elastycznych).		386 zł	8%	417 zł	
L55	Zagłówek ortopedyczny regulowany w dwóch płaszczyznach (do tapicerek ortopedycznych zintegrowanych).		331 zł	8%	357 zł	
L58C	Podparcie głowy można dodatkowo przesuwac na boki horyzontalnie oraz obracać.		172 zł	8%	186 zł	
* Zagłówek L55 lub L58 może być zamontowany na dwa sposoby:						
1. Do oparcia ortopedycznego (L58 lub L55) , którego podstawę stanowi płyta ze sklejk. Do płyty oparcia przykręcony jest uchwyt zagłówka.						
2. Do poprzeczki na specjalnej klemie aluminiowej (L58+B47 lub L55+B47)(rozwiązanie stosowane standardowo do tapicerek oparcia elastycznych).						
			1.			
			2.			
OPARCIE						
	Oparcie z rączkami do pchania standardowymi		-	-	-	
B69	Łamane oparcie		256 zł	8%	276 zł	
Tapicerka oparcia						
Materiał obiciowy oparcia standardowego						
	Nylon czarny (nie dotyczy tapicerek kontur na podstawie drewnianej i poduszek konturowych).		-	-	-	

Skaj czarny		65 zł	8%	70 zł		
PU- Soft szary- dotyczy tylko poduszki do oparcia L44		65 zł	8%	70 zł		
3D Net czarny- dotyczy tylko poduszki do oparcia L44		91 zł	8%	96 zł		
Cordura czarna		147 zł	8%	159 zł		
Rodzaje oparcia						
standard	Standardowe oparcie	-	-	-		
L44	Oparcie na pasach VELCRO do regulacji napięcia	155 zł	8%	167 zł		
Poduszki na oparcie L44						
standard	Poduszka standardowa	88 zł	8%	95 zł		
VICAIR®	Poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna na oparciu LIBERTY BACK + pokrowiec tylko AirFlow (zawsze w opcji z L44)	393 zł	8%	424 zł		
VICAIR®	poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa).	1572 zł	8%	1698 zł		
Oparcie ze sztywną podstawą Ergo						
Ergo	Aluminiowa płyta pod poduszkę oparcia.	172 zł	8%	186 zł		
Poduszki na płytę Ergo						
L34	Poduszka Kontur -W standardzie wykonana z dartex-u inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy). Nie występuje w obiciu nylonowym.	344 zł	8%	372 zł		
VICAIR®	poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna VICAIR® MULTIFUNCTIONAL w pokrowcu oryginalnym Vicair (8 komorowa).	1572 zł	8%	1698 zł		
Poduszki stabilizacyjne STABILO (mogą być montowane w opcji z L44 lub płytą Ergo)						
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE	M	1573 zł	8%	1699 zł	
		L	1664 zł	8%	1797 zł	
	Poduszka STABILO COMFORTABLE PLUS	L	1762 zł	8%	1903 zł	
		XL	1892 zł	8%	2043 zł	
	COMFORTABLE PLUS DUO HILO	L	3687 zł	8%	3982 zł	
		XXL	4573 zł	8%	4939 zł	

Oparcia sztywne zintegrowane z płytą drewnianą						
L14	Oparcie anatomiczne -W standardzie wykonana z dartex-u inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy). Nie występuje w obiciu nylonowym.		324 zł	8%	350 zł	
L34	Oparcie Kontur-w standardzie wykonana z PU soft inny materiał za dopłatą(patrz materiał obiciowy). Nie występuje w obiciu nylonowym		398 zł	8%	430 zł	 
L07	L07 Oparcie Kontur, wydłużone: zintegrowane z drewnianą płytą -W standardzie wykonana z dartex-u, inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy). Nie występuje w obiciu nylonowym.					
	65 cm		546 zł	8%	589 zł	
	70 cm					
	75 cm					
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE						
TARTA ® 5S	5 kręgów - standard		4,316 zł	8%	4,661 zł	
TARTA ® 5C	5 kręgów - contour		4,316 zł	8%	4,661 zł	
TARTA ® 6S	6 kręgów - standard		4,565 zł	8%	4,930 zł	
TARTA ® 6C	6 kręgów - contour		4,565 zł	8%	4,930 zł	
SIEDZENIE						
Materiał obiciowy						
	Nylon czarny		-	-	-	
	PU- Soft szary		65 zł	8%	70 zł	
	3D Net czarny		91 zł	8%	99 zł	
	Skaj czarny		65 zł	8%	70 zł	
	Cordura czarna		147 zł	8%	159 zł	
Rodzaj siedziska						
standard	elastyczne z 2 cm pianką wewnątrz		-	-	-	
L16	Sztywna podstawa siedziska umożliwiającą zakładanie różnych poduszek.		227 zł	8%	245 zł	
Rodzaje pianek						
	Poduszki z pianki standardowej		-	-	-	
	Poduszki z pianki termoplastycznej VISCO		221 zł	8%	239 zł	
Rodzaje poduszek						
B23	Poduszka siedziska 2 cm		90 zł	8%	98 zł	
B23	Poduszka siedziska 4 cm		95 zł	8%	103 zł	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyła 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	

B24D	Poduszka 4 cm dzielona		98 zł	8%	105 zł	
Poduszki VICAIR® w pokrowcu oryginalnym VICAIR						
VICAIR®	Poduszka Liberty tylko w pokrowcu 3D Net		333 zł	8%	360 zł	
	Poduszka Liberty Profile ze stabilizatorem miednicy		540 zł	8%	583 zł	
	Poduszka VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka ADJUSTER O2 6 cm dla osób z dużym ryzykiem z deformacją kręgosłupa.		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka ADJUSTER O2 10 cm dla osób z dużym ryzykiem z deformacją kręgosłupa		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka POMMEL O2 10 cm dla osób z dużym ryzykiem z klinem.		1718 zł	8%	1856 zł	
Inne poduszki						
STABILO	BASE		1462 zł	8%	1579 zł	
	BASE HILO	M	1275 zł	8%	1377 zł	
		M+	1484 zł	8%	1603 zł	
		L	1600 zł	8%	1728 zł	
	BASE DORO	M	1646 zł	8%	1778 zł	
		M+	1826 zł	8%	1972 zł	
L15	Poduszka anatomiczna- w standardzie wykonana z PU soft. Inny materiał za dopłatą. Nie występuje w nylonie.		264 zł	8%	284 zł	
L35	Poduszka Kontur- W standardzie wykonana z PU Soft. Inny materiał za dopłatą. Nie występuje w nylonie.		344 zł	8%	372 zł	
Siedziska ortopedyczne i konturowe zintegrowane z płytą drewnianą						
L15	Siedzisko ortopedyczne na podstawie drewnianej- w standardzie wykonana z PU Soft Inny materiał za dopłatą. Nie występuje w nylonie		324 zł	8%	350 zł	
L35	Siedzisko konturowe na podstawie drewnianej z dartexu - W standardzie wykonana z PU Soft, Inny materiał za dopłatą. Nie występuje w nylonie.		398 zł	8%	430 zł	
Siedzisko z otworem toaletowym i kuwetą						
B17 Skaj	Siedzisko z otworem toaletowym i kuwetą ze skaju		330 zł	8%	356 zł	
B17 Soft	Siedzisko z otworem toaletowym i kuwetą z dartexu		330 zł	8%	356 zł	
OPCJE DODATKOWE						
L04	Pelota tułwiova do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 lub L14 zintegrowanymi z płytą drewnianą.					
L04	Prawa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Prawa mała		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa mała		167 zł	8%	180 zł	

L04	Pelota tułowia do stabilizacji. <i>Uwaga! Możliwa do zamontowania do rurki oparcia elastycznego.</i>					
	Prawa duża		792 zł	8%	855 zł	
	Prawa mała		792 zł	8%	855 zł	
	Lewa duża		792 zł	8%	855 zł	
	Lewa mała		792 zł	8%	855 zł	
B12	Stolik drewniany		334 zł	8%	361 zł	
B15A	Stolik plastikowy		204 zł	8%	221 zł	
B20	Pas brzuszny		55 zł	8%	60 zł	
B58	Pas brzuszny z klamrą autoclick		133 zł	8%	144 zł	
B22	Klin		248 zł	8%	268 zł	
B31	Uchwyt na kule		63 zł	8%	68 zł	
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików (para).		164 zł	8%	177 zł	
B40	Przedłużenie hamulca		53 zł	8%	57 zł	
B42F	Torba zapinana		149 zł	8%	161 zł	
B79	Oparcie z kieszenią		158 zł	8%	171 zł	
B42	Siatka na zakupy		79 zł	8%	85 zł	
B52	Uchwyt na kroplówkę		187 zł	8%	202 zł	
B74	Hamulce dla osoby towarzyszącej - bębnowe (tylko z kołami standardowymi).		499 zł	8%	539 zł	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		151 zł	8%	163 zł	
B83	Uchwyt na butlę z tlenem.		156 zł	8%	168 zł	
U70	Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.		516 zł	8%	557 zł	
B90	Barierka usztywniająca wózek łącząca rączki do pchania		124 zł	8%	134 zł	
B91	Blokada przed złożeniem wózka		152 zł	8%	165 zł	

Pasy , kamizelki stabilizacyjne						
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167 zł	8%	180 zł	
U173 L			198 zł	8%	213 zł	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165 zł	8%	178 zł	
U174 L			195 zł	8%	211 zł	
U174 P-S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168 zł	8%	182 zł	
U174 P-L			198 zł	8%	213 zł	
U180 S	Pas brzuszny		123 zł	8%	133 zł	
U180 L			143 zł	8%	154 zł	
U180 P-S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178 zł	8%	192 zł	
U180 P-L			261 zł	8%	282 zł	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134 zł	8%	145 zł	
U08 L			153 zł	8%	165 zł	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108 zł	8%	117 zł	
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu 						
MIEDNICA						
NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		150 zł	8%	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		164 zł	8%	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,		300 zł	8%	324 zł	
TUŁÓW						
NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		312 zł	8%	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		231 zł	8%	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		205 zł	8%	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		179 zł	8%	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		193 zł	8%	208 zł	
UWAGI!						

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska