




FOREST 3				Zamawiający:		
				Adres dostawy		
		UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" poniżej.		ref./data		
Wyzerowanie całego formularza.						
				Cena netto	Cena brutto	
Forest 3 wersja standardowa				12761 zł	13782 zł	
KONFIGURACJA						
Silniki						
	6 km/h			-	-	
	10 km/h			1400zł	1512 zł	
	14 km/h			3494 zł	3774 zł	
XD	PowerModule 120A - zwiększa moc - ułatwia pokonywanie przeszkód i jazdę po nachyleniu			1638 zł	1794zł	
SE 50	TECHNOLOGIA V-STAB: automatyczna kompensacja błędów trakcyjnych			2163 zł	2336 zł	
Szerokość siedziska						
cm	40	45	50	-	-	
Głębokość siedziska						
cm	42	44	46	48	50	52
Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)						
cm	41,5	43,5 ¹	46,5	48 ²	48,5 ³	
	¹ tylko w kombinacji z opcją siedziska SE43 (elektryczna regulacja kąta)				-	-
	² tylko w kombinacji z opcją siedziska SE42 (elektryczna winda)				-	-
	³ tylko w kombinacji z opcją siedziska SE43 (elektryczna regulacja kąta)				-	-
Sterownik & Podłokietniki						
Sterownik						
R	Prawa strona			-	-	
L	Lewa strona			-	-	
Odchylany na bok						
SE53	Odchylany na boki (na zew. i do wew.)			-	-	




SE53Z	Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik (na zew. i do wew.) . <i>Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.</i>	240 zł	259 zł	
SE53A	Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójstopniową blokadą ustawienia. <i>Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.</i>	120 zł	129 zł	
Opcje sterownika				
REM200	Sterownik LINX (REM 200)	-	-	
REM400	Sterownik LINX LCD z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym	1802 zł	1946 zł	
SE64 - fixed	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do podłokietnika <i>Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.</i>	1201 zł	1297 zł	
SE64 - swivel	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do odchylanego sterownika . <i>Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A.</i>	1201 zł	1297 zł	
Specjalne sterowniki				
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dźwostku - <i>Tylko ze sterownikiem REM 400.</i>	1265 zł	1366 zł	
SE02	Stolik z dźwostkiem. <i>Nie kompatybilne z SE82, SE83K, SE83W, SE55, SE4fix, SE64swi, SE08.</i>	1040 zł	1123 zł	
SE04	Sterowanie brodą - <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400)</i>	4624 zł	4994 zł	
SE104	Dodatkowy wyświetlacz funkcji LCD (REM500) do Sterowania brodą SE04 - <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400). Wyklucza opcje : dźwostek REM200 i dźwostek zintegrowany ze stolikiem SE02.</i>	2500 zł	2700 zł	
SE08	Sterownik zamontowany za tylko za oparciem dla osoby towarzyszącej	349 zł	377 zł	
SE09	Dodatkowy sterownik dla osoby towarzyszącej	1987 zł	2146 zł	
SE63	Kulka piankowa na strowniku	273 zł	300 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) . <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400). Oraz dokładnego sprecyzowania , w którym miejscu na wózku umieścić przyciski.</i>	6607 zł	7135 zł	
SE83 kulka	Mini Dźwostek (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie kulki. <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>	12600 zł	13608 zł	
SE83 wałek	Mini Dźwostek (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie wałka wciętego. <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>	12600zł	13608 zł	
SE 55	Dźwostek HD - wzmocniony dla osób z dużą spastyką . <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>	5500 zł	5940 zł	
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć				
	Podparcie pod łokieć PU	-	-	
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort	180 zł	195 zł	
	Podparcie pod łokieć - skaj comfort	180 zł	195 zł	

B66	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramię) , <i>nie kompatybilne z B15 i B15A -stoliki, SE74A - lusterko, sterowanie SE02 (zintegrowane ze stilikiem)</i> .			
	Prawy		204 zł 220 zł	
	Lewy		204 zł 220 zł	
B66S	Podłokietnik próżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przed ramię) , <i>nie kompatybilne z B15 - stolik, SE74A-lusterko, sterowanie SE02 (zintegrowane ze stilikiem)</i> .			
	Prawy		827 zł 893 zł	
	Lewy		827 zł 893 zł	


Podnóżki

B06	ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-	
BA6	ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-	
BK6	ściągane podnóżki jednopłytowe - dopłata		218 zł	235 zł	
BL6	ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm -dopłata		218 zł	235 zł	


Regulowane manualnie podnóżki

Prawa strona					
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		244 zł	264 zł	
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		244 zł	264 zł	
Lewa strona					
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		244 zł	264 zł	
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		244 zł	264 zł	

Regulowane automatycznie podnóżki













Prawa strona					
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1802 zł	1946 zł	
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		1802 zł	1946 zł	
Lewa strona					
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1802 zł	1946 zł	
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7cm		1802 zł	1946 zł	









PODNOŻKI REGULOWANE DO POZIOMU Z JEDNĄ PYTĄ POD STOPY I ŁYDKI

Bz10	Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki		509 zł	550 zł	
------	---	--	--------	--------	---

Siedzisko (poduszka siedziska przypinana na taśmach Velcro do płyty siedziska L16)

Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	3D Net (czarny)		-	-	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		220 zł	238 zł	
	Cordura		162 zł	175 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	

L16	plyta z pasami velcro bez poduszki		-	-	
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro		-	-	
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu		120 zł	129 zł	
L35 poduszka	Poduszka Contur z pasami velcro		344 zł	372 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR		333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy		540 zł	583 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm		1155 zł	1247 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm		1155 zł	1247 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm		1295 zł	1399 zł	
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		1155 zł	1247 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		1155 zł	1247 zł	
Oparcie					
	Rodzaj materiału tapicerskiego				
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	3D Net (czarny)		-	-	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		220 zł	238 zł	
	Cordura		162 zł	175 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
L34 Std	Poduszka na podstawie drewnianej - Kontur STD				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		546 zł	590 zł	
oparcie wyższe 70 cm					
	oparcie wyższe 75 cm				

L34 Tub	Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/plycej.				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		546 zł	590 zł	
	oparcie wyższe 70 cm				
oparcie wyższe 75 cm					
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia głębokości (zawsze wysokość płyty 53 cm).		172 zł	186 zł	
L44 Velcro	Stelaż rurowy : podstawa elastyczna z pasami VELCRO		-	-	
Poduszki do oparcia na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro					
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.		-	-	
L34	Poduszka Contur		344 zł	372 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1664 zł	1797 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1762 zł	1903 zł	
Orzeza tułowia TARTA® (tylko z oparciem L44 oraz L34 Tube Ergo) dodatkowe oparcie do zamontowania na stelażu oparcia.					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	
6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	
Siedzisko & Oparcie regulacje					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska		-	-	 SE34/SE36  SE39
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia		-	-	
SE36	Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa		812 zł	877 zł	
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) w zakresie 41,5 cm lub 46.5 cm.</i>		3964 zł	4282 zł	

SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) <i>- wysokość siedziska (bez poduszki) w zakresie 41,5 cm lub 46.5 cm.</i>		1982 zł	2141 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) <i>- wysokość siedziska (bez poduszki) w zakresie 41,5 cm lub 46.5 cm.</i>		1982 zł	2141 zł	
SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (45°) (2 siłowniki) - <i>wysokość siedz. (bez poduszki) 48 cm</i>		7200 zł	7776 zł	
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 48 cm</i>		8500 zł	9180 zł	
SE43	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) w zakresie 43.5 lub 48.5 cm</i>		2163 zł	2336 zł	
SE43+SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - <i>wysokość siedz. (bez poduszki) w zakresie w zakresie 43.5 lub 48.5 cm</i>		4145 zł	4477 zł	

Koła & Opony

Koła przednie 9" (230)

	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczna szara opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		565 zł	610 zł	

Koła przednie 10" (260)

	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczna szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	
	Antyprzebiciowe, czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		376 zł	406 zł	

Tyłne koło napędowe (3.00 x 8)

	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Antyprzebiciowa, czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	

Kolor ramy






		mat		połysk		
C4	Jasny czerwony			-	-	
C75	Czarny mat		-	-	-	
C77	Czarny połysk	-		-	-	
C8	Żółty			-	-	
C29	Srebrny			-	-	
C59	Szampański			-	-	
C53	Pomarańczowy			-	-	

C55	Inox			-	-	
C56	Niebieski metalic	-		-	-	
C76	Biały			-	-	
C79	Jasny niebieski			-	-	
C85	Zielony jasny			-	-	
C71	Granatowy błyszczący	-		-	-	
C72	Czerwony błyszczący	-		-	-	
C73	Błyszcząca zieleń limonkowa	-		-	-	
C78	Błyszczący jasny niebieski	-		-	-	
C88	Złoty	-		-	-	
C89	Miedziany	-		-	-	

Opcje

Se 01	błotniki			415 zł	448 zł	
B15	Stolik z plexi (transparentny) <i>nie kompatybilny z lusterkami SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S, oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem.</i>			364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS (czarny) <i>nie kompatybilny z lusterkami SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem. UWAGA! Dźwostik musi zawsze być odchylony na bok, wymaga również wybrania opcji SE53.</i>			204 zł	220 zł	
B22	Klin			248 zł	268 zł	
B31	Uchwyt na kule.			255 zł	276 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową			-	-	
L04T	Pelota boczna stabilizująca tułów					
	Prawa duża			167 zł	180 zł	
	Prawa mała			167 zł	180 zł	
	Lewa duża			167 zł	180 zł	
	Lewa mała			167 zł	180 zł	
SE16	Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna. <i>Nie kompatybilna z pelotami udowymi SE37 i podłokietnikami B66 / B66S.</i>			-	-	

L55+B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34Std.. kufrem SE27 , uchwytem do pchania SE26.</i>		386 zł	417 zł	
L55	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34 Tube Ergo oraz L44 Velcro. , kufrem SE27 , uchwytem do pchania SE26.</i>		331 zł	357 zł	
L58+B47	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34Std, kufrem SE27 , uchwytem do pchania SE26.</i>		493 zł	536 zł	
L58	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wys., gł., szer. i obracany. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34 Tube Ergo , L44 Velcro, kufrem SE27 , uchwytem do pchania SE26.</i>		441 zł	476 zł	
SE19	LED lights.		-	-	
SE58	Uchwyty "TAXI".		-	-	
SE24	Uchwyt na butelkę lub kubek.		164 zł	177 zł	
SE26	Uchwyt do pchania - <i>tylko z opcją oparcia L34 Std. Wyklucza opcje zagłówek.</i>		196 zł	212 zł	
SE27	Kufer zamykany na klucz. <i>Nie kompatybilny z oparciem L44 Velcro , L34 Tube i opcjami SE39 , SE42 & SE43 & L55 & L58 & SE26.</i>		437 zł	472 zł	
SE28	Bagażnik.		546 zł	590 zł	
SE37	Peloty stabilizujące uda (para) - <i>nie kompatybilne z płytą boczną podłokietnika SE16.</i>		415 zł	448 zł	
SE74	Lusterko wsteczne , <i>nie kompatybilne z podłokietnikami B66 , B66S oraz stolikami B15 i B15A.</i>		153 zł	165 zł	
SE74A	Lusterko wsteczne , <i>odchylane nie kompatybilne z podłokietnikami B66 , B66S oraz stolikami B15 i B15A.</i>		306 zł	330 zł	
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
SE 49	Torebka na podręczne rzeczy pod siedziskiem , zamykana na zamek błyskawiczny.		165 zł	178 zł	
PASY STABILIZUJĄCE PASYWNE					
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167	180	
U173 L			198	213	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165	178	
U174 L			195	211	

U174 P-S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza	168	182	
U174 P-L		198	213	
U180 S	Pas brzuszny	123	133	
U180 L		143	154	
U180 P-S	Pas brzuszny z ujęciem krocza	178	192	
U180 P-L		261	282	
U08 S	Pasy udowe odwodzący	134	145	
U08 L		153	165	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki	108	117	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE DYNAMICZNE z Neoprenu
neoflex

NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,	150 zł	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,	164 zł	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,	300 zł	324 zł	
TUŁÓW				
NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	312 zł	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large			
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	231 zł	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large			
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	205 zł	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	179 zł	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	193 zł	208 zł	

UWAGI

Cena netto wózka w wersji standardowej:

+

Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji:

=

Cena netto wózka z opcjami:

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska