























<h1>SIGMA 230</h1>				Zamawiający:					
				Adres dostawy					
<p>UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" poniżej</p>		ref.							
				Wyzerowanie całego formularza.					
Ceny w formularzu - detaliczne netto				Cena netto	Cena brutto				
Sigma wersja standardowa				14222 zł	15366 zł				
KONFIGURACJA									
Silniki									
	6 km/h		-	-					
	10 km/h		1400zł	1512 zł					
XD	PowerModule 120A - zwiększa moc - ułatwia pokonywanie przeszkód i jazdę po nachyleniu		1638 zł	1794zł					
Szerokość siedziska									
cm	40	45	50	-	-				
Głębokość siedziska									
cm	42	44	46	48	50	52	-	-	
Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)									
cm	43,5	45	46,5	48	49,5	-	-		
Sterownik & Podłokietniki									
Sterownik									
R	Prawa strona		-	-					
L	Lewa strona		-	-					
Odchylany na bok									
SE53	Odchylany na boki (nazew. i do wew.)		-	-					
SE53Z	Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik (nazew. i do wew.) . Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		218 zł	235 zł					
SE53A	Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójstopniową blokadą ustawienia. Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		109 zł	118 zł					

Opcje sterownika					
REM200	Sterownik LINX (REM 200)		-	-	
REM400	Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym		1802 zł	1946 zł	
SE64 - fixed	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do podłokietnika . Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A		1201 zł	1297 zł	
SE64 - swivel	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do odchylanego sterownika . Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A		1201 zł	1297 zł	
Specjalne sterowniki					
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dźwostku . <i>Tylko ze sterownikiem REM 400.</i>		1265 zł	1366 zł	
SE02	Stolik z dźwostkiem. <i>Nie kompatybilne z SE82, SE83K, SE83W, SE55, SE4fix, SE64swi, SE08.</i>		1040 zł	1123 zł	
SE04	Sterowanie brodą - <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400)</i>		4624 zł	4994 zł	
SE104	Dodatkowy wyświetlacz funkcji LCD (REM500) . <i>Tylko ze Sterowaniem brodą SE04 - Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>		2500 zł	2700 zł	
SE08	Controller mounted on backrest (only 1 controller)		349 zł	377 zł	
SE09	Attendant control (2 controllers)		1987 zł	2146 zł	
SE63	Kulka piankowa na strowniku		273 zł	300 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) . <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400). Oraz sprecyzowania , w którym miejscu umieścić przyciski.</i>		6607 zł	7135 zł	
SE83 kulka	Mini Dźwostek (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie kulki. <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>		12600 zł	13608 zł	
SE83 wałek	Mini Dźwostek (minimalna siła nacisku) - końcówka w kształcie wałka wciętego. <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>		12600 zł	13608 zł	
SE 55	Dźwostek HD - wzmocniony dla osób z dużą spastyką . <i>Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD (REM400).</i>		5000 zł	5400 zł	











Podłokietnik & Podparcie pod łokieć						
	Podparcie pod łokieć PU		-	-		
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		164 zł	177 zł		
	Podparcie pod łokieć - skaj		164 zł	177 zł		
B660	Podłokietnik rywnowy PU (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16</i>					
	Prawy		186 zł	201 zł		
	Lewy		186 zł	201 zł		
B66S	Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16</i>					
	Prawy		827 zł	893 zł		
	Lewy		827 zł	893 zł		
Podnóżki						
B06	Ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-		
BA6	Ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-		
BK6	Ściągane podnóżki jednopłytowe		218 zł	235 zł		
BL6	Ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm		218 zł	235 zł		
Regulowane manualnie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		244 zł	264 zł		
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		244 zł	264 zł		
Lewa strona						
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		244 zł	264 zł		
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		244 zł	264 zł		
Regulowane automatycznie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1802 zł	1946 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		1802 zł	1946 zł		
Lewa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1802 zł	1946 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		1802 zł	1946 zł		
Centralny						
BZ10	Manualnie regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytowy		600 zł	648 zł		
BZ10E	Automatycznie regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytowy (1 silownik)		2883 zł	3114 zł		

Siedzisko






















Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon (czarny)		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	3D Net (czarny)		-	-	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
L16	plyta z pasami velcro bez poduszki		-	-	
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro		-	-	
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu		109 zł	118 zł	
L35	Poduszka Contur z pasami velcro		344 zł	372 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR		333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy		540 zł	583 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm		1155 zł	1247 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm		1155 zł	1247 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm		1295 zł	1399 zł	
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		1155 zł	1247 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		1155 zł	1247 zł	

Oparcie

Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon		-	-	
	PU Soft (szary)		-	-	
	3D Net (czarny)		-	-	
	3D Net (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	

Rodzaj oparcia					
Poduszka na podstawie drewnianej - Kontur STD					
L34 Std	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		546 zł	590 zł	
	oparcie wyższe 70 cm				
oparcie wyższe 75 cm					
Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.					
L34 Tub	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		546 zł	590 zł	
	oparcie wyższe 70 cm				
oparcie wyższe 75 cm					
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm)		172 zł	186 zł	
L44 Velcro	Stelaż rurowy : podstawa elastyczna z pasami VELCRO		-	-	
Poduszki do oparc na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro					
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.		-	-	
L34	Poduszka Contur		344 zł	372 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1664 zł	1797 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1762 zł	1903 zł	
Orteza tułowia TARTA ® (tylko z oparciem L44 oraz L34 Tube Ergo) dodatkowe oparcie do zamontowania na stelażu oparcia.					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	

6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	
Siedzisko & Oparcie regulacje					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska		-	-	
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia		-	-	
SE36	Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa		812 zł	877 zł	 SE42+SE40/SE39 SE43+SE41
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		3964 zł	4282 zł	
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		1982 zł	2141 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		1982 zł	2141 zł	
SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (45°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 47,8 do 53,8 cm)		7200 zł	7776 zł	
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 47,8 do 53,8 cm)		8500 zł	9180 zł	
SE43	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 43.5 lub 48.5 cm		2163 zł	2336 zł	
SE43+SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedz. (bez poduszki) w zakresie w zakresie 43.5 lub 48.5 cm.		4145 zł	4477 zł	
Koła & Opony					
Koła przednie (230 x 70)					
	Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Antyprzebiciowa szara opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
Centralne koło napędowe (3.00 x 8)					
	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczna szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	
KOLOR ramy					
		<i>mat</i>	<i>połysk</i>		
C4	Jasny czerwony			-	-
C75	Czarny mat		-	-	-
C77	Czarny połysk	-		-	-

C8	Żółty			-	-	
C29	Srebrny			-	-	
C59	Szampański			-	-	
C53	Pomarańczowy			-	-	
C55	Inox			-	-	
C56	Niebieski metalic			-	-	
C76	Biały			-	-	
C79	Jasny niebieski			-	-	
C85	Zielony jasny			-	-	
C71	Granatowy błyszczący	-		-	-	
C72	Czerwony błyszczący	-		-	-	
C73	Błyszcząca zieleń limonkowa	-		-	-	
C78	Błyszczący jasny niebieski	-		-	-	
C88	Złoty	-		-	-	
C89	Miedziany	-		-	-	
AKCESORIA DODATKOWE						
B15	Stolik z plexi (transparentny) <i>nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S, oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem.</i>			364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS (czarny) <i>nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem. UWAGA! Dźwójnik musi zawsze być odchylony na bok, wymaga również wybrania opcji SE53.</i>			204 zł	220 zł	
B22	Klin			248 zł	268 zł	
B31	Uchwyt na kule			255 zł	276 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową			-	-	
L04T	Pelota boczna stabilizująca tułów (zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej)					
	Prawa duża			159 zł	171 zł	
	Prawa mała			159 zł	171 zł	
	Lewa duża			159 zł	171 zł	
	Lewa mała			159 zł	171 zł	

Pelota boczna stabilizująca tułów (z oparciem standardowym L44)					
L04	Prawa duża		792 zł	855 zł	
	Prawa mała		792 zł	855 zł	
	Lewa duża		792 zł	855 zł	
	Lewa mała		792 zł	855 zł	
SE16	Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna. <i>Nie kompatybilna z pelotami udowymi SE37 i podłokietnikami B66 / B66S.</i>		-	-	
L58+B47	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34Std. oraz kufrem SE27.</i>		493 zł	536 zł	
L58	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34 Tube Ergo, L44 Velcro oraz kufrem SE27.</i>		441 zł	476 zł	
L55+B47	Zaglówek ORTO 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34Std oraz kufrem SE27.</i>		386 zł	417 zł	
L55	Zaglówek ORTO 3D regulowany na wys., gł., szer. i obracany. <i>Nie kompatybilny z oparciem typu L34 Tube Ergo, L44 Velcro oraz kufrem SE27.</i>		331 zł	357 zł	
SE01	Błotniki		-	-	
SE19	LED lights		-	-	
SE58	Uchwyty "TAXI"		-	-	
SE24	Uchwyt na butelkę lub kubek		164 zł	177 zł	
SE26	Uchwyt do pchania - <i>tylko z opcją oparcia L34 Std.</i>		196 zł	212 zł	
SE27	Kufer zamykany na klucz. <i>Nie kompatybilny z oparciem L44 Velcro, L34 Tube i opcjami SE39, SE42 & SE43 & SE26 oraz zagłówkami.</i>		437 zł	472 zł	
SE37	Peloty stabilizujące uda (para) - <i>nie kompatybilne z płytą boczną podłokietnika SE16.</i>		415 zł	448 zł	
SE74	Lusterko wsteczne, <i>nie kompatybilne z podłokietnikami B66, B66S oraz stolikami B15 i B15A.</i>		153 zł	165 zł	
SE74A	Lusterko wsteczne, odchylane <i>nie kompatybilne z podłokietnikami B66, B66S oraz stolikami B15 i B15A.</i>		306 zł	330 zł	
SE06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
SE49	Torebka na podręczne rzeczy pod siedziskiem, zamykana na zamek błyskawiczny.		165 zł	178 zł	

PASY STABILIZUJĄCE, PASYWNE CORDURA/NET

U173	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		198 zł	8%	213 zł	
U174	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		195 zł	8%	211 zł	
U174 - P	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		198 zł	8%	213 zł	
U180	Pas brzuszny		143 zł	8%	154 zł	
U180 - P	Pas brzuszny z ujęciem krocza		261 zł	8%	282 zł	
U08	Pasy udowe odwodzący		153 zł	8%	165 zł	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108 zł	8%	117 zł	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE , DYNAMICZNE z Neoprenu
neoflex

NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		150 zł	8%	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		164 zł	8%	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,		300 zł	8%	324 zł	

TUŁÓW

NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		312 zł	8%	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		231 zł	8%	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		205 zł	8%	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		179 zł	8%	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		193 zł	8%	208 zł	

UWAGI!

Cena netto wózka w wersji standardowej:

+

Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji:

=

Cena netto wózka z opcjami:

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska