

A200 - Wózek elektryczny
Nr artykułu: 490E46=00000_C

Cena detal brutto: 16 295,00



Standardowe wyposażenie

- Sterownik VR2
- *Napęd 6 km/h
- *Baterie 28 Ah (C5) AGM
- *Ładowarka
- *Skrętne koła przednie 8`` PU
- *Koła napędowe 12,5`` - pompowane
- *Standardowe siedzisko
- *Poduszka standardowa
- *Podłokietniki
- *Podnóżki
- *Kolor ramy: srebrny metalik
- *Max. obciążenie: 100 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			

Dane zawarte w formularzu obowiązują ~~od 07.04.2026 r. do 01.12.2026 r.~~ Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.
 Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.
 Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Bezpłatna modyfikacja zamówienia jest możliwa w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia do realizacji
UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka

Standardowe siedzisko		Cena brutto
EC18	<input type="checkbox"/> Siedzisko Standard Junior (głębokość 34...40 cm, szerokość 34...40 cm) max. Nośność 75kg , podnóżki EB01 niedostępne	645,00
EC01	<input type="checkbox"/> Standardowe, małe siedzisko (głębokość 38...46 cm, szerokość 38...42 cm)	0,00
EC02	<input type="checkbox"/> Standardowe, duże siedzisko (głębokość 42...50 cm, szerokość 43 ...48 cm)	885,00
Ustawienia dla standardowego siedziska		
Kąt ustawienia oparcia	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21° <input type="checkbox"/> 0/10/20/30°	Opcje niedostępne z mechaniczną regulacją oparcia!
Głębokość siedziska (SD) w cm	<input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm <input type="checkbox"/> 50 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm cm	W przyrostach co 1 cm.
Długość podnóżka w cm (długość podudzia minus grubość poduszki) cm (25 ... 47 cm)	W przyrostach co 1 cm. Bez poduszki.
Wysokość siedziska w cm	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 48	Bez poduszki w zależności od długości podudzia.
<i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 43 cm nie jest dostępna ze standardowym, dużym siedziskiem.</i>		
Poduszka siedziska (tylko dla siedziska standard)		
EC06	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm
EC07	<input type="checkbox"/> Brak poduszki	-60,00
Fotel (siedzisko i oparcie) Contoured		
EC03	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contoured, małe (głębokość 36...44 cm, szerokość 38...42 cm)	3 620,00
EC04	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contoured, duże (głębokość 42....48 cm, szerokość 43....48 cm)	3 730,00
Ustawienia dla siedziska Contour		
Głębokość siedziska (SD) w cm	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm	
Szerokość siedziska (SW) w cm	W przyrostach co 1 cm.
Długość podnóżka w cm (długość podudzia minus grubość poduszki) (28 ... 54 cm)	W przyrostach co 1 cm.
Wysokość siedziska w cm	<input type="checkbox"/> około 51 <input type="checkbox"/> około 56	z poduszką w zależności od długości podudzia.
<i>Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 51 cm nie jest dostępna z dużym siedziskiem Contour.</i>		
Profil siedziska Contoured		
EC23	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contoured płaskie- tylko z EC03,EC04	0,00
EC24	<input type="checkbox"/> Siedzisko Contoured głębokie- tylko z EC03,EC04	0,00
Tapicerka siedziska Contoured		
EC25	<input type="checkbox"/> tapicerka materiałowa Dartex®-Cover	0,00
EC27	<input type="checkbox"/> tapicerka odporna na przemakanie- tylko z EC25	120,00
Regulacje oparcia		
ED20	<input type="checkbox"/> Mechaniczna regulacja kąta oparcia (gas compression spring)	2 040,00
Podnóżki (możliwość wyboru jednej opcji)		
EB01	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z plastikowymi płytkami (standard)- niedostępne z siedziskiem Junior	0,00
EB02	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, z aluminiowymi płytkami (płynna regulacja kąta płytki)	665,00
EB03	<input type="checkbox"/> Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (płynna regulacja kąta płytki)- niedostępne z siedziskiem Junior	540,00
EB20	<input type="checkbox"/> Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, z regulacją długości i regulacją kąta (przy standardowym siedzisku długość podudzia od 27 cm, a przy siedzisku Contour długość podudzia od 32 cm)	2 695,00
EB07	<input type="checkbox"/> Brak podnóżków	-295,00
Akcesoria podnóżków (możliwość wyboru wielu opcji)		
EB80	<input type="checkbox"/> Boczne wyścielenie dla mechanicznie podnoszonych podnóżków dzielonych (para)	810,00
EB70	<input type="checkbox"/> Pasy montażowe dla aluminiowych płytek podnóżków (z akcesoriami do montażu)	115,00
Akcesoria podłokietników		
EE34	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona lewa	120,00
EE24	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona prawa	90,00
EE35	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	685,00
EE25	<input type="checkbox"/> Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa	685,00
EE36	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona lewa	100,00
EE26	<input type="checkbox"/> Pas ramienny, strona prawa	100,00
EL021	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie połokietników	305,00
EL022	<input type="checkbox"/> Dodatkowe wyścielenie bocznych	285,00

Opony (możliwość wyboru jednej opcji)		
EF10	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie - skrętne koła przednie (wyposażenie standardowe)	0,00
EG06	<input type="checkbox"/> Opony z pełnej gumy, opony odporne na przebicie dla wszystkich kół	535,00
Ładowarka		
EU91	<input type="checkbox"/> standardowa	0,00
EU02	<input type="checkbox"/> Ładowarka bez wentylatora (cicha)	325,00
Uchwyt panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)		
EU19	<input type="checkbox"/> Standardowy uchwyt panela sterowania (standardowe wyposażenie)	0,00
EU18	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany, regulowany na wysokość	1 120,00
EU20	<input type="checkbox"/> Uchwyt panela sterowania odchylany równolegle	865,00
Strona mocowania panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)		
	<input type="checkbox"/> Prawa	
	<input type="checkbox"/> Lewa	
Kolor wózka		
016	<input type="checkbox"/> Silver metallic	0,00
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	0,00
014	<input type="checkbox"/> Candy red	0,00
048	<input type="checkbox"/> Obsidian Black	0,00
049	<input type="checkbox"/> Granite metallic	0,00
009	<input type="checkbox"/> Aubergine (texture)	620,00
051	<input type="checkbox"/> Sunny orange	0,00
052	<input type="checkbox"/> Rich lime	0,00
053	<input type="checkbox"/> Korida cherry	0,00
054	<input type="checkbox"/> Pebblestone grey	0,00
055	<input type="checkbox"/> Blueberry	0,00
Akcesoria		
EU15	<input type="checkbox"/> Sterowanie dla opiekuna	3 680,00
EU23	<input type="checkbox"/> Widelec dla tetraplegików, poziomy (możliwa regulacja dla szerokości dłoni 70...90 mm)	570,00
EU24	<input type="checkbox"/> Uchwyt „Stick S80” (specjalny uchwyt joysticka 80 mm)	290,00
EU25	<input type="checkbox"/> Miękka czarna piłka	510,00
EU26	<input type="checkbox"/> Piłeczka, mała, średnica 43 mm	430,00
EU27	<input type="checkbox"/> Piłeczka, duża, średnica 48 mm	535,00
EU28	<input type="checkbox"/> Górna część joysticka, elastyczna, z piłką, dużą	1 040,00
EU35	<input type="checkbox"/> Miękka, kolorowa piłka, średnica 30 mm, 4 sztuki	440,00
Akcesoria pozostałe		
EE30	<input type="checkbox"/> Adapter do zamontowania zagłówka (więcej informacji można znaleźć w katalogu akcesoriów) BEZ ZAGŁÓWKA	160,00
EP65	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z klamrą	430,00
ES25	<input type="checkbox"/> Oświetlenie dodatkowe - pojedyncza lampka	705,00
EF07	<input type="checkbox"/> Pomoc przy pokonywaniu krawężników (nie jest możliwe z pojedynczą płytką podnóżka)	1 160,00
EZ52	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy z pompką	265,00
ES22	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria	190,00
ES24	<input type="checkbox"/> Kieszonka na telefon komórkowy	120,00
EA60	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul	310,00
ES60	<input type="checkbox"/> Zestaw do transportu samochodowego - uwaga: ograniczenia konfiguracji i nośności	130,00
ES35	<input type="checkbox"/> Stolik odchylany na bok (wraz z akcesoriami montażowymi; wymagane dodatkowe wycięcie na panel sterowania)	1 990,00




EC 01



EC 23



EC 24




ED 20



EC 25



EC 26



EP 65



EB 02



EB 03



EB 20



EB 80



EF 07

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione - nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.