





<input type="checkbox"/>	ED014	Candy red		-
<input type="checkbox"/>	ED016	Silver metallic		-
<input type="checkbox"/>	ED021	Sparkle granny-smith		-
<input type="checkbox"/>	ED027	Shimano matte		-
<b>Kąt siedziska</b>				
<input type="checkbox"/>		0°		
<input type="checkbox"/>		2°		
<input type="checkbox"/>		4°		
<b>Elektryczna regulacja siedziska (SIEDZISKO APS WYPOSAŻONE JEST W ELEKTRYCZNĄ REGULACJĘ KĄTA OPARCIA ORAZ KĄTA PODNÓŻKA)</b>				
<input type="checkbox"/>	EC043	Basic- elektryczna regulacją kąta oparcia oraz kąta podnóżka		-
<input type="checkbox"/>	EC044	Elektryczna regulacja kąta siedziska 45° ze zmianą środka ciężkości + EC043 Basic		5270,00
<input type="checkbox"/>	EC040	Transfer Seat (Active Access zawiera elektryczną regulację kąta siedziska EC044 + opcję kąta siedziska ujemnego -15° + techniczne uniesienie siedziska 20 cm) Dostępne tylko w połączeniu z EU404/405 oraz EU407		8020,0
<input type="checkbox"/>	EC041	Regulacja wysokości siedziska na 30 cm wraz elektryczną regulacją kąta siedziska 45° (pozycje Active Touch oraz Active Relax dostępne w połączeniu z modułem EU404/405 oraz funkcją pamięci EU407)		8020,0
<b>Wysokość siedziska w cm (nie może być mniejsza niż długość podudzia + 4 cm)</b>				
[ ] 42 [ ] 44 [ ] 46 [ ] 48 [ ] 50 [ ] 52 [ ] 54 [ ] 56 [ ] 58				
<b>Zaglówki - linia Advanced</b> (możliwe tylko przy użyciu adaptera UniLink)				
<input type="checkbox"/>	EL033	Comfort Plus, size S		95,00
<input type="checkbox"/>	EL034	Comfort Plus, size M		-
<input type="checkbox"/>	EL035	Comfort Plus, size L		55,00
<input type="checkbox"/>	EL036	Combo (3-pad), size S		440,00
<input type="checkbox"/>	EL037	Combo (3-pad), size L		480,00
<b>Adapter mocowania zagłówka</b>				
<input type="checkbox"/>	EL039	Element przedłużający UniLink, 38 mm (może być używany do kompensacji odległości przy kątowej postawie głowy)		300,00
<input type="checkbox"/>	EL038	Element przedłużający UniLink, 50 mm (może być używany do kompensacji odległości przy kątowej postawie głowy)		300,00
<input type="checkbox"/>	EL040	Element przedłużający UniLink, 75 mm (może być używany do kompensacji odległości przy kątowej postawie głowy)		300,00
<input type="checkbox"/>	EL041	UniLink connection, odchylane		715,00
<b>Pasy</b>				
<input type="checkbox"/>	EP002	Pas 2-punktowy, wyścielany, metalowa sprzączka		-
<input type="checkbox"/>	EP020	Pas 2-punktowy, wyścielany, metalowa sprzączka z automatycznym napinaczem		630,00
<b>Kamizelki</b>				
<input type="checkbox"/>	EP005	Dynamic harness, size S		780,00
<input type="checkbox"/>	EP006	Dynamic harness, size M		780,00
<input type="checkbox"/>	EP007	Dynamic harness, size L		770,00
<input type="checkbox"/>	EP008	Sternum harness, size S		770,00
<input type="checkbox"/>	EP009	Sternum harness, size M		735,00
<input type="checkbox"/>	EP010	Sternum harness, size L		735,00
<input type="checkbox"/>	EP011	Slimline sternum harness, size S		760,00
<input type="checkbox"/>	EP012	Slimline sternum harness, size M		725,00
<input type="checkbox"/>	EP013	Slimline sternum harness, size L		725,00
<input type="checkbox"/>	EP014	Shoulder harness, size S		715,00
<input type="checkbox"/>	EP015	Shoulder harness, size M		800,00
<input type="checkbox"/>	EP016	Shoulder harness, size L		790,00
<b>Akcesoria siedziska APS</b>				
<input type="checkbox"/>	ES099	Poprzeczka oparcia		575,00
<input type="checkbox"/>	ES100	Multi bar do poprzeczki oparcia		140,00
<input type="checkbox"/>	ES101	Multi bar do oparcia Contour <sup>2</sup> lewy (elementy pozycjonujące- patrz katalog zapytaj DOK)		140,00
<input type="checkbox"/>	ES102	Multi bar do oparcia Contour <sup>2</sup> prawy (elementy pozycjonujące- patrz katalog zapytaj DOK)		140,00
<input type="checkbox"/>	ES302	Boczne wsparcie uda (1 para) M		3155,00
<input type="checkbox"/>	ES303	Boczne wsparcie uda (1 para) S		3110,00
<input type="checkbox"/>	ES304	Blokada kolan (rekomendowana do pozycji Active Touch)		1920,00
<input type="checkbox"/>	ES300	Rączka transferu lewa		450,00
<input type="checkbox"/>	ES301	Rączka do transferu prawa		450,00
<b>Podłokietnik odchylany , prawy</b>				
<input type="checkbox"/>	EE040	Krótki (27cm)		-
<input type="checkbox"/>	EE041	Długi (37cm)		-
<input type="checkbox"/>	EE042	Wsparcie przedramienia medium (29cm)		55,00
<input type="checkbox"/>	EE043	Wsparcie przedramienia medium z podpraciem dłoni płaskim (29cm+18cm)		185,00
<input type="checkbox"/>	EE044	Wsparcie przedramienia medium z podpraciem dłoni profilowanym (29cm+20cm)		210,00
<input type="checkbox"/>	EE045	Wsparcie przedramienia długie jednoczęściowe (46cm)		55,00

<input type="checkbox"/>	EE046	Wsparcie przedramienia długie z podpraciem dłoni płaskim (35,5cm+23cm)	215,00
<input type="checkbox"/>	EE047	Wsparcie przedramienia długie z podpraciem dłoni profilowanym (35,5cm+23cm)	245,00
<b>Akcesoria podłokietnika prawego</b>			
<input type="checkbox"/>	EL023	Pokrowiec podłokietnika, zmywalny	160,00
<input type="checkbox"/>	EE048	UniLink wsparcie łokcia	1920,00
<input type="checkbox"/>	ES104	Multi bar dla podłokietnika (elementy pozycjonujące- patrz katalog zapytaj DOK)	320,00
<b>Podłokietnik odchylany , lewy</b>			
<input type="checkbox"/>	EE050	Krótkie (27cm)	-
<input type="checkbox"/>	EE051	Długie (37cm)	-
<input type="checkbox"/>	EE052	Wsparcie przedramienia medium (29cm)	55,00
<input type="checkbox"/>	EE053	Wsparcie przedramienia medium z podpraciem dłoni płaskim (29cm+18cm)	185,00
<input type="checkbox"/>	EE054	Wsparcie przedramienia medium z podpraciem dłoni profilowanym (29cm+20cm)	210,00
<input type="checkbox"/>	EE055	Wsparcie przedramienia długie jednoczęściowe (46cm)	55,00
<input type="checkbox"/>	EE056	Wsparcie przedramienia długie z podpraciem dłoni płaskim (35,5cm+23cm)	215,00
<input type="checkbox"/>	EE057	Wsparcie przedramienia długie z podpraciem dłoni profilowanym (35,5cm+23cm)	245,00
<b>Akcesoria podłokietnika lewego</b>			
<input type="checkbox"/>	EL024	Pokrowiec podłokietnika, zmywalny	160,00
<input type="checkbox"/>	EE058	UniLink wsparcie łokcia	1920,00
<input type="checkbox"/>	ES103	Multi bar dla podłokietnika (elementy pozycjonujące- patrz katalog zapytaj DOK)	320,00
<b>Podnóżek</b>			
<input type="checkbox"/>	EB015	Podnóżek centralny, aluminium, duży, ELEKTRYCZNIE REGULOWANY	-
<input type="checkbox"/>	EB016	Podnóżek centralny, aluminium, mały (do obciążenia 100 kg) ELEKTRYCZNIE REGULOWANY	-
<b>Akcesoria podnóżka</b>			
<input type="checkbox"/>	EB021	Podparcie hydek- para	-
<input type="checkbox"/>	EB030	Przyśrodkowe wsparcie stóp	225,00
<input type="checkbox"/>	EB031	Boczne wsparcie stóp	225,00
<input type="checkbox"/>	EB032	Paski do stóp, para	35,00
<input type="checkbox"/>	EB033	Kółka ochronne, para	75,00
<b>Akumulatory</b>			
<input type="checkbox"/>	EU500	Gel 62Ah (C5) Basic	-
<input type="checkbox"/>	EU032	Gel 63Ah (C5) MK	1185,00
<b>Ładowarka</b>			
<input type="checkbox"/>	EU042	12A, zawierające dodatkowe gniazdo ładowania (z prawej strony joysticka)	555,00
<input type="checkbox"/>	EU044	10A, bez wentylatora IP54	-
<input type="checkbox"/>	EU046	10 A, z wentylatorem IP54	-
<b>Zawieszenie kół skrętnych</b>			
<input type="checkbox"/>	EF001	Amortyzacja	-
<b>Koła skrętne</b>			
<input type="checkbox"/>	EF003	6" PU Komfort (obowiązkowe dla napędu środkowego)	-
<b>Koła napędowe</b>			
<input type="checkbox"/>	EG001	14" pneumatyczne	-
<input type="checkbox"/>	EG002	14" pełne	55,00
<b>Kolor opon</b>			
<input type="checkbox"/>	EG011	Szare (tylko pompowane)	-
<input type="checkbox"/>	EG012	Czarne	-
<b>Bieżnik koło napędowe</b>			
<input type="checkbox"/>	EG013	Żebrowy (tylko szare)	-
<input type="checkbox"/>	EG014	Kostka	-
<b>Kolor wózka</b>			
<input type="checkbox"/>	002	Anthracite metallic	-
<input type="checkbox"/>	003	Jet black RAL 9005	-
<input type="checkbox"/>	005	Sparkle light orange	-
<input type="checkbox"/>	009	Vinho sparkle	-
<input type="checkbox"/>	013	Jet black RAL 9005 matte	-
<input type="checkbox"/>	014	Candy red	-
<input type="checkbox"/>	016	Silver metallic	-
<input type="checkbox"/>	021	Sparkle granny-smith	-
<input type="checkbox"/>	027	Shimano matte	-
<b>Akcesoria ramy</b>			
<input type="checkbox"/>	EA011	Błotniki kół skrętnych	150,00
<b>Akcesoria ramy</b>			
<input type="checkbox"/>	ES002	Zestaw transportowy do przewozu w aucie	885,00
<b>Akcesoria</b>			
<input type="checkbox"/>	ES003	Pokrowiec na telefon	290,00
<input type="checkbox"/>	ES004	półka na bagaż	1495,00
<input type="checkbox"/>	ES006	Lusterko	760,00
<input type="checkbox"/>	ES007	Zestaw narzędziowy	260,00
<input type="checkbox"/>	ES008	Torba na butlę z tlenem (max. Udźwig 9kg)	1065,00
<input type="checkbox"/>	ES010	Uchwyt na kubek	195,00
<input type="checkbox"/>	ES011	Pompka Airman	830,00
<input type="checkbox"/>	ES012	Stolik	2355,00

<input type="checkbox"/>	ES023	Uchwyty na plecak	300,00
<input type="checkbox"/>	ES026	Uchwyt do telefonu RAM Gooseneck	1655,00
<input type="checkbox"/>	ES027	Uchwyt do tabletu RAM Gooseneck	1835,00
<input type="checkbox"/>	EU096	Ogrzewacz dłoni (w połączeniu ze stolikiem)	5560,00
<input type="checkbox"/>	ES305	Plecak z logo	265,00
<input type="checkbox"/>	ES306	Opakowanie do worka na mocz	190,00
<b>Dodatkowe gniazdo do ładowania pod podłokietnikiem, lewe</b>			
<input type="checkbox"/>	ET009	USB- A	1260,00
<b>Oświetlenie (obowiązkowe dla kategorii B wózka drogowego)</b>			
<input type="checkbox"/>	ES021	Pełne oświetleni zgodne z German StVZO	-
<b>Sterownik</b>			
<input type="checkbox"/>	EU402	Sterownik ICON kolor shimano matte (wyświetlacz LCD , porty dla guzików zewnętrznych, port USB-C, magnetyczny port ładowania)	-
<input type="checkbox"/>	EU403	Sterownik ICON kolor do wyboru (wyświetlacz LCD , porty dla guzików zewnętrznych, port USB-C, magnetyczny port ładowania)	1065,00
<input type="checkbox"/>	EU412	Sterownik ICON w stoliku, otwierany	4550,00
<b>Wybór koloru sterownika ICON (możliwe tylko z EU403)</b>			
<input type="checkbox"/>	EU002	Anthracite metallic	-
<input type="checkbox"/>	EU005	Sparkle light orange	-
<input type="checkbox"/>	EU009	Vinho sparkle	-
<input type="checkbox"/>	EU012	Sky Blue	-
<input type="checkbox"/>	EU013	Jet black RAL 9005 matte	-
<input type="checkbox"/>	EU014	Candy red	-
<input type="checkbox"/>	EU021	Sparkle granny-smith	-
<input type="checkbox"/>	EU027	Shimano matte	-
<b>Mocowanie panelu sterowania</b>			
<input type="checkbox"/>	EU071	Uchylny, 6 cm regulacji wysokości	-
<input type="checkbox"/>	EU072	Uchylny, 14 cm regulacji wysokości	35,00
<b>Strona montowania panela sterowania</b>			
<input type="checkbox"/>		Prawa	
<input type="checkbox"/>		Lewa	
<b>Dodatkowa końcówka joysticka</b>			
<input type="checkbox"/>	EU080	Fork for tetraplegics, horizontal	590,00
<input type="checkbox"/>	EU081	Stick S80	320,00
<input type="checkbox"/>	EU082	Soft ball, black covered	535,00
<input type="checkbox"/>	EU083	Ball top, small	430,00
<input type="checkbox"/>	EU084	Ball top, large	405,00
<input type="checkbox"/>	EU085	Soft ball, coloured	215,00
<b>Dodatkowe sterowanie dla opiekuna (strona prawa/lewa): .....</b>			
<input type="checkbox"/>	EU415	Sterowanie dla opiekuna (dodatkowy joystick z uchwytem z tyłu wózka) proszę wybrać stronę	4270,00
<b>Silniki</b>			
<input type="checkbox"/>	ET016	Performance	-
<input type="checkbox"/>	ET011	High Performance	2315,00
<b>Prędkość</b>			
<input type="checkbox"/>	ET012	6 km/h	-
<input type="checkbox"/>	ET013	7.2 km/h	-
<input type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	-

<p style="text-align: center;"><b>OPCJE STEROWAŃ SPECJALNYCH</b>  Przy wyborze sterowania specjalnego sugerujemy kontakt z DOK w celu potwierdzenia konfiguracji oraz wyceny</p>			
<b>Dodatkowe przyciski dla panela sterowania ICON</b>			
<input type="checkbox"/>	EU067	2 Piko buttons diam. 50 mm	650,00
<input type="checkbox"/>	EU068	2 Piko buttons diam. 30 mm	650,00
<b>Przyciski zewnętrzne dla modułu siedziska</b>			
<input type="checkbox"/>	EU433	ICON multi switch dla 4 programowalnych opcji	555,00
<input type="checkbox"/>	EU434	ICON multi switch dla 5-6 programowalnych opcji	725,00
<input type="checkbox"/>	EU435	ICON multi switch dla 7-8 programowalnych opcji	905,00
<b>ICON moduł przełączników zewnętrznych</b>			
<input type="checkbox"/>	EU404	Klawisze płaskie	4100,00
<input type="checkbox"/>	EU405	Klawisze przełączniki	4100,00
<b>Moduł Pamięci TYLKO W POŁĄCZENIU Z EU404 lub EU405 moduł przełączników zewnętrznych</b>			
<input type="checkbox"/>	EU407	8 programowalnych pozycji W połączeniu z EC040 "Active Access" negatywny kąt siedziska -15 płyta podnóżka zbliża się do podłogi W połączeniu z EC041 tak samo jak w EC040 i dodatkowo "Active Touch" (-20°/-25°/-30° anterior tilt, depending on LL and SH, see table Information and appendics) and "Active Relax" (-30° anterior tilt, back support surface 165°, leg support 175° extended) programmed in; ES304 knee pad is recommended	110,00
<b>Montaż przycisków zewnętrznych ICON</b>			
<input type="checkbox"/>	ES110	Przy podłokietniku, przeciwnie do sterownika	540,00
<input type="checkbox"/>	ES111	Przy podłokietniku, przeciwnie do sterownika, odchylane równolegle	55,00
<input type="checkbox"/>	ES112	Przy podłokietniku, przed sterownikiem	370,00
<input type="checkbox"/>	ES113	Przy podłokietniku, przed sterownikiem, odchylane równolegle	55,00
<input type="checkbox"/>	ES114	Z tyłu po stronie prawej	905,00
<input type="checkbox"/>	ES115	Z tyłu po stronie lewej	905,00
<b>ICON LCD moduł</b>			
<input type="checkbox"/>	EU414	ICON LCD moduł, wyświetlacz optyczny dla modułu Bluetooth i kontroli IR, <b>OBOWIĄZKOWY dla sterowań specjalnych</b>	4740,00
<b>Aksesoria ICON LCD moduł</b>			
<input type="checkbox"/>	EU408	ICON AID adapter (SCIM 9 sub D adapter) <b>OBOWIĄZKOWY dla sterowań specjalnych</b>	2270,00
<b>Uchwyt dla ICON LCD modułu</b>			
<input type="checkbox"/>	EU073	Standard (po przeciwnej stronie niż joystick)	790,00
<input type="checkbox"/>	EU074	Gooseneck- wysięgnik regulowany (po przeciwnej stronie niż joystick)	1325,00
<input type="checkbox"/>	EU048	Standard, odchylany równolegle (po przeciwnej stronie niż joystick)	1225,00
<input type="checkbox"/>	EU049	Gooseneck- wysięgnik regulowany, odchylany równolegle (po przeciwnej stronie niż joystick)	1800,00
<input type="checkbox"/>	EU075	Gooseneck- wysięgnik regulowany, montowany ze stolikiem	875,00
<b>Sterowania specjalne dla modułu ICON LCD modułu (tylko w połączeniu z EU414)</b>			
<input type="checkbox"/>	EU100	mo-Vis Micro Joystick (required force 10g)	13895,0
<input type="checkbox"/>	EU101	mo-Vis Multi Joystick (required force 50g)	12640,0
<input type="checkbox"/>	EU102	mo-Vis All-round Joystick light (required force 120g)	10210,0
<input type="checkbox"/>	EU128	mo-Vis All-round Joystick (required force 250g)	7180,0
<input type="checkbox"/>	EU129	mo-Vis All-round Joystick heavy duty (required force 650g)	13810,0
<input type="checkbox"/>	EU150	Calibratable mini joystick - tylko w połączeniu końcówką mini joysticka EU131/EU132/EU133/EU134	5025,00
<input type="checkbox"/>	EU104	Button control	2365,00
<b>Końcówka dla mini joysticka OBOWIĄZKOWA DLA EU150</b>			
<input type="checkbox"/>	EU131	Miękka piłka z elastometrem	630,00
<input type="checkbox"/>	EU132	Miękka piłka ze sprężyną twardą	480,00
<input type="checkbox"/>	EU133	Miękka piłka ze sprężyną miękką	480,00
<input type="checkbox"/>	EU134	Pokrętło/ gładzik sterujący z elastometrem	470,00
<b>Montaż joysticka sterowania specjalnego (należy doliczyć koszt joysticka EU100/EU101/EU102/EU128/EU129/EU150/EU104)</b>			
<input type="checkbox"/>	EU076	Sterowanie brodą, ramię lewe (tylko dla oparcia 65cm lub BAXX <79cm)	7775,00
<input type="checkbox"/>	EU077	Sterowanie brodą, ramię prawe (tylko dla oparcia 65cm lub BAXX <79cm)	7775,00
<input type="checkbox"/>	EU078	Uchwyt dla stolika (do własnego montażu, nie składa się przy mini joysticku)	2355,00
<input type="checkbox"/>	EU110	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 finger button	1260,00
<input type="checkbox"/>	EU111	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 finger buttons	2100,00
<input type="checkbox"/>	EU112	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 Piko button	1280,00
<input type="checkbox"/>	EU113	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 Piko buttons	1985,00
<input type="checkbox"/>	EU118	Brak uchwytu, zawiera 2 przyciski piko dla on/off i mode	1515,00
<b>Multi swith dla sterowania brodą</b>			
<input type="checkbox"/>	EU142	Satellite switch (on/off, mode oraz odchylanie ramienia)	3940,0
<input type="checkbox"/>	EU143	2 przyciski piko, (on/off, mode oraz odchylanie ramienia)	2815,0
<b>Liczba przycisków dla sterowania EU104 przyciskami- 3 lub 4 (proszę zaznaczyć żadaną ilość i rodzaj przycisków)</b>			
<input type="checkbox"/>	EU086	Piko-Button diam. 50 mm, red	685,00
<input type="checkbox"/>	EU087	Piko-Button diam. 50 mm, yellow	685,00
<input type="checkbox"/>	EU088	Piko-Button diam. 50 mm, black	685,00
<input type="checkbox"/>	EU089	Piko-Button diam. 50 mm, silver	685,00
<input type="checkbox"/>	EU090	Piko-Button diam. 30 mm, red	685,00
<input type="checkbox"/>	EU091	Piko-Button diam. 30 mm, yellow	685,00
<input type="checkbox"/>	EU092	Piko-Button diam. 30 mm, black	685,00
<input type="checkbox"/>	EU093	Piko-Button diam. 30 mm, silver	685,00



**ED056/057 Contour<sup>2</sup> back support version, flat or deep contoured**



**ED052 Ottobock back support adapter**



**ED036 Baxx aluminium back support**



**ED039 Side panels**



**ED040 Lumbar support**



**Memory position "Active Access"**



**Memory position "Active Relax"**



**Memory position "Active Touch"**



**EC041 Seat height adjustment with tilt**



**EL033/034/035 Comfort Plus**



**EL036/037 Combo**



**EL038/039/040 UniLink extension**



**EL041 UniLink adapter, flip-away**





**EB015 Individual, aluminium foot plate, large**



**EB016 Individual, aluminium foot plate, small**



**EB021 Calf pad**



**EB030/031 Lateral foot guide, medial/lateral**



**EB032 Foot straps**



**EB033 Protection wheel**



**EF001 Swing arm suspension**



**EU044 Battery charger 10 A, without fan (IP54)**



**EU046 Battery charger 10 A, with fan**



**EU042 Battery charger 12 A, with magnetic charging plug**



**EF003 Caster wheel 6" PU**



**EF005/007 Pneumatic, puncture-resistant**



**EF006/008 Puncture-proof**



**EG013 Ribs**



**EG014 Lugs**



**EA011 Splash guard for caster wheels**



**ES001 Rear marker plate**



**EF020 Mechanical caster wheel swivel lock**



**ES002 Kit for vehicle transport**



**ET009 USB-A port**



**ES021 Lighting**



**ES003 Pocket for mobile phone**



**ES004 Luggage carrier**



**ES006 Rear-view mirror**



**ES008 Bag for oxygen bottle**



**ES010 Beverage holder**



**ES023 Backpack hooks**



**ES305 Backpack with OttoBock logo**



**ES306 Catheter bag, large**





EU100/105 mo-Vis micro joystick



EU101/106 mo-Vis multi joystick



EU102/107 mo-Vis allround joystick light



EU150 Mini joystick with elastomer



EU103 Sip and puff control



EU110-113 Holder at arm support



EU111 mo-Vis joystick incl. 2 finger button



EU415 Attendant control

Back support version Contour <sup>2</sup> , flat or deep contoured														
Back support height [cm]	Back support width [cm]													
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
65 (pad length 46)	L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
75 (pad length 56)				L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D

L: flat contoured, dimensions possible

L/D: flat or deep contoured, dimensions possible

Seat cushion Contour <sup>2</sup> , flat or deep contoured														
Seat depth [cm]	Seat width [cm]													
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
30	L	L	L	L/D										
32	L	L	L	L/D										
34	L	L	L	L/D	L/D									
36	L	L	L	L/D	L/D									
38	L	L	L	L/D	L/D									
40	L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
42	L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
44	L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
46				L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
48						L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
50						L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
52						L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
54						L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
56						L/D	L/D	L/D	L/D					

L: flat contoured, dimension possible

L/D: flat or deep contoured, dimension possible

