

													Cena brutto	
Klasyfikacja														
[]	EA002	Kategoria B (In-/Outdoor)										-		
Rodzaj napędu														
[]	EA004	Napęd na przednie koła (FWD)										305,00		
[]	EA005	Napęd na tylne koła (RWD)										-		
[]	EA006	Napęd środkowy (MWD)										6580,00		
Waga użytkownika wraz z bagażem osobistym (niezbędne do prawidłowego ustawienia amortyzacji)														
[]		70 kg												
[]		75 - 100 kg												
[]		100 - 140 kg												
[]		140 - 160 kg												
[]	EA018	180 kg										8520,00		
[]	EA020	200 kg										8520,00		
Rozmiar Ramy														
[]	EA007	Rozmiar 1 (szerokość: 60 cm, max. Waga użytkownika 140 kg) TYLKO DLA AKUMULATORÓW Gel45h										-		
[]	EA008	Rozmiar 2 (szerokość: 64 cm, max. Waga użytkownika 160 kg)										-		
System siedziska														
[]	EC001	Standard Junior (SD 34...40 cm, SW 34...40 cm, BH 47 cm ... 37 cm)										255,00		
[]	EC002	Standard małe (SD 38...46 cm, SW 38...42 cm, BH 55 cm ... 45 cm)										-		
[]	EC003	Standard duże (SD 42...50 cm, SW 44...48 cm, BH 55 cm ... 45 cm)										-		
[]	EC004	Standard XL (SD 42...50 cm, SW 50...56 cm, BH 55 cm ... 45 cm)										880,00		
[]	EC005	VAS (Vario Adjust Seat)										1380,00		
Głębokość siedziska (SD) (uwaga tabela z głębokością)														
seat		Seat depth (SD)												
		34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standard seat, Junior		X	X	X	X									
Standard seat, small				X	X	X	X	X						
Standard seat, large						X	X	X	X	X				
Standard seat, XL						X	X	X	X	X				
VAS				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Szerokość siedziska (SW) (uwaga tabela z szerokością)														
seat		Seat width (SW)												
		34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	
Standard seat, Junior		X	X	X	X									
Standard seat, small				X	X	X								
Standard seat, large							X	X	X					
Standard seat, XL										X	X	X	X	
VAS				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X = possible combination														
Długość podnóżka (LL) (15 - 54 cm) (Długość podudzia minus grubość poduszki)														
Poduszka siedziska														
[]	EC012	Standard (5 cm grubość)										-		
[]	EC034	Livo (5 cm grubość, waga pacjenta max.125 kg)										195,00		
[]	EC035	Evoflair (8 cm grubość, waga pacjenta max.200 kg)										1300,00		
[]	EC014	Terra (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)										735,00		
[]	EC015	Terra Aquos (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)										900,00		
[]	EC016	Terra Flair (6 cm grubość, waga pacjenta max.150 kg)										1785,00		
[]	EC018	Cloud (11 cm grubość)										2645,00		
[]	EC020	Contoured płaski (7 cm grubość)										1430,00		
[]	EC021	Contoured głęboki (9 cm grubość)										1430,00		
Pokrycie systemu Contoured														
[]		Materiał Dartex®-Cover										-		
[]	EC039	Materiał nieprzemakalny dla poduszki- do dopasowania indywidualnego										120,00		

		System oparcia		
<input type="checkbox"/>	ED032	Bez tapicerki oparcia		-680,00
<input type="checkbox"/>	ED033	Standard z regulacją napięcia		-
<input type="checkbox"/>	ED034	Contoured płaskie		1325,00
<input type="checkbox"/>	ED035	Contoured głębokie		1325,00
<input type="checkbox"/>	ED050	Contoured płaskie regulowane		1410,00
<input type="checkbox"/>	ED051	Contoured głębokie regulowane		1410,00
		Tapicerka oparcia contoured		
<input type="checkbox"/>		Materiałowa Dartex®-Cover		-
		Akcesoria oparcia Contoured		
<input type="checkbox"/>	ED039	Usztywnienie boczne		255,00
<input type="checkbox"/>	ED040	Wsparcie lędźwiowe		255,00
		Akcesoria siedziska VAS		
<input type="checkbox"/>	ED048	Rączki do pchania VAS		305,00
<input type="checkbox"/>	ES302	Boczne wsparcie uda (1 para) M		3250,00
<input type="checkbox"/>	ES303	Boczne wsparcie uda (1 para) S		3205,00
		Oparcie aluminiowe Baxx (tylko dla siedziska VAS)		
<input type="checkbox"/>	ED036	Baxx aluminium (max.waga 113 kg, montaż 4-Point PRO, redukcja głębokości siedziska ok. 2 cm)(szerokość = szerokość siedziska)		3760,00
		Oparcie Baxx wysokość		
<input type="checkbox"/>	ED041	Wysokie (18"/46cm)		-
<input type="checkbox"/>	ED042	Extra Wysokie (20"/51cm)		-
		Oparcie Baxx profil		
<input type="checkbox"/>	ED043	Active (2,5"/6cm)		-
<input type="checkbox"/>	ED044	Deep (4"/10cm)		-
<input type="checkbox"/>	ED045	Extra Deep (6"/15cm)		-
		Oparcie Baxx kolor		
<input type="checkbox"/>	ED002	Anthracite metallic		190,00
<input type="checkbox"/>	ED003	Jet black RAL 9005		190,00
<input type="checkbox"/>	ED004	Ice blue		240,00
<input type="checkbox"/>	ED005	Sparkle light orange		340,00
<input type="checkbox"/>	ED009	Vinho sparkle		265,00
<input type="checkbox"/>	ED012	Sky blue		255,00
<input type="checkbox"/>	ED013	Jet black RAL 9005 matte		190,00
<input type="checkbox"/>	ED014	Candy red		-
<input type="checkbox"/>	ED016	Silver metallic		-
<input type="checkbox"/>	ED017	Yellow RAL 1023		185,00
<input type="checkbox"/>	ED018	Signal red RAL 3001		190,00
<input type="checkbox"/>	ED021	Sparkle granny-smith		330,00
<input type="checkbox"/>	ED022	Cream RAL 9001		190,00
<input type="checkbox"/>	ED023	White RAL 9016		-
<input type="checkbox"/>	ED027	Shimano matte		190,00
<input type="checkbox"/>	ED029	Pink RAL 4010		190,00
		Kąt siedziska		
<input type="checkbox"/>		-3°		
<input type="checkbox"/>		0°		
<input type="checkbox"/>		3°		
<input type="checkbox"/>		6°		
<input type="checkbox"/>		9°		
		Elektryczna regulacja siedziska	(tylko dla kąta siedziska 0°)	
<input type="checkbox"/>	EC025	Elektryczna regulacja kąta siedziska 45° ze zmianą środka ciężkości		4640,00
<input type="checkbox"/>	EC026	Regulacja wysokości siedziska na 35 cm		10970,00
<input type="checkbox"/>	EC027	Regulacja wysokości siedziska na 35 cm wraz el. Regulacją kąta siedziska (2 funkcje elektryczne)		12835,0
<input type="checkbox"/>	ES307	Stabilizacja siedziska dla siedziska z windą EC026 lub EC027		330,00

		Akcesoria podnóżka	
<input type="checkbox"/>	EB010	Wyszcienienie boczne dla podnóżków podnoszonych	945,00
<input type="checkbox"/>	EB017	Blokada wypięcia pojedynczej płytki podnóżka	365,00
<input type="checkbox"/>	EB022	Podnózek dla amputanta prawy	3345,00
<input type="checkbox"/>	EB023	Podnózek dla amputanta lewy	3345,00
		Akumulatory	
<input type="checkbox"/>	EU501	Gel 45Ah (C5)	-
<input type="checkbox"/>	EU032	Gel 63Ah (C5)	2625,00
<input type="checkbox"/>	EU500	Gel 62Ah (C5) Basic	1385,00
		Ładowarka	
<input type="checkbox"/>	EU041	8A, bez wentylatora	(tylko dla 56 Ah AGM)
<input type="checkbox"/>	EU042	12A, zawierające dodatkowe gniazdo ładowania (z prawej strony wózka)	500,00
<input type="checkbox"/>	EU044	10A, bez wentylatora IP54	125,00
<input type="checkbox"/>	EU046	10 A, z wentylatorem IP54	150,00
		Dodatkowe gniazdo magnetyczne do ładowarki 8A	
<input type="checkbox"/>	EU043	gniazdo magnetyczne do ładowarki 8A (montaż z prawej strony)	755,00
		Zawieszenie kół skrętnych	
<input type="checkbox"/>	EF001	Amortyzacja	-
		Koła skrętne	
<input type="checkbox"/>	EF003	6" PU Komfort (obowiązkowe dla napędu środkowego)	210,00
<input type="checkbox"/>	EF005	9" pneumatyczne	-
<input type="checkbox"/>	EF006	9" pełne	130,00
<input type="checkbox"/>	EF007	10" pneumatyczne	40,00
<input type="checkbox"/>	EF008	10" pełne	255,00
		Koła napędowe	
<input type="checkbox"/>	EG001	14" pneumatyczne	-
<input type="checkbox"/>	EG002	14" pełne	185,00
		Kolor opon	
<input type="checkbox"/>	EG011	Szare (tylko pompowane)	-
<input type="checkbox"/>	EG012	Czarne	-
		Bieżnik	
<input type="checkbox"/>	EG013	Żebrowy (tylko szare)	-
<input type="checkbox"/>	EG014	Kostka	-
<input type="checkbox"/>	EG015	Mieszany (przód żebrowy, tył kostka)	-
		Kolor wózka	
<input type="checkbox"/>	016	Silver metallic	-
<input type="checkbox"/>	023	White RAL 9016	-
<input type="checkbox"/>	014	Candy red	105,00
<input type="checkbox"/>	048	Obsidian black (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	049	Granite metallic (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	050	Aubergine (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	051	Sunny orange (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	052	Rich lime (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	053	Kordia Cherry (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	054	Pebblestone Grey (texture)	105,00
<input type="checkbox"/>	055	Blueberry (texture)	105,00
		Akcesoria ramy	
<input type="checkbox"/>	EA010	Błotniki kół napędowych (obowiązkowe dla FWD)	365,00
<input type="checkbox"/>	EA011	Błotniki kół skrętnych	125,00
		Blokada kół skrętnych	
<input type="checkbox"/>	EF020	Mechaniczna (nieдоступne dla MWD)	2155,00
		Akcesoria ramy	
<input type="checkbox"/>	EF021	Pomoc do pokonywania krawężnika	1790,00
<input type="checkbox"/>	ES002	Zestaw transportowy do przewozu w aucie	980,00
		Akcesoria	
<input type="checkbox"/>	ES003	Pokrowiec na telefon	215,00
<input type="checkbox"/>	ES004	półka na bagaż	755,00
<input type="checkbox"/>	ES005	Uchwyt na kule	505,00
<input type="checkbox"/>	ES006	Lusterko	755,00
<input type="checkbox"/>	ES007	Zestaw narzędziowy	255,00
<input type="checkbox"/>	ES010	Uchwyt na kubek	130,00
<input type="checkbox"/>	ES011	Pompka Airman	830,00
<input type="checkbox"/>	ES012	Stolik- UWAGA MOŻE BYĆ POTRZEBNE DOPASOWANIE DO JOYSTICKA	2425,00
<input type="checkbox"/>	ET001	Klakson	2170,00
<input type="checkbox"/>	ES023	Uchwyty na plecak	380,00
<input type="checkbox"/>	ES305	Plecak	270,00

		Dodatkowe gniazdo do ładowania np. telefonu komórkowego, prawe (opcja General accessories Ext.power supply,mount.s.right)		
<input type="checkbox"/>	ET002	12V		1250,00
<input type="checkbox"/>	ET003	24V		475,00
<input type="checkbox"/>	ET004	USB		540,00
		Dodatkowe gniazdo do ładowania np. telefonu komórkowego, lewe (opcja General accessories Ext.power supply,mount.s.left)		
<input type="checkbox"/>	ET005	12V		1250,00
<input type="checkbox"/>	ET006	24V		475,00
<input type="checkbox"/>	ET007	USB		540,00
		Oświetlenie (obowiązkowe dla kategorii B wózka drogowego)		
<input type="checkbox"/>	ES021	Pełne oświetleni zgodne z German StVZO		-
		Sterownik		
<input type="checkbox"/>	EU051	VR2 (90A), MAKSYMALNIE 2 FUNKCJE ELEKTRYCZNE (poza oświetleniem) (tylko do 120 kg wagi pacjenta) dla wersji Juvo B5 VR2- cena startowa 23 910zł		-
<input type="checkbox"/>	EU053	TEN° (120A) + EU056 Acurator module (obowiązkowe dla prędkości 14 km/h) dla wersji Juvo B5 TEN- cena startowa 31 950zł		-
<input type="checkbox"/>	EU061	VR2 (90A), mid-tray control (MTC), sterownik w stoliku(maksymalnie 2 funkcje elektryczne)		4150,00
<input type="checkbox"/>	EU063	TEN° mid- tray + EU056 Acurator module, sterownik w stoliku (zawiera cenę stolika), +ES014		8875,00
		Opcje sterownika TEN°		
<input type="checkbox"/>	EU065	Kolor sterownika TEN° (90A) standrad Shimano matte		-
<input type="checkbox"/>	EU066	Kolor sterownika TEN° wybrany:		-
		Wybór koloru sterownika TEN° (możliwe z EU066)		
<input type="checkbox"/>	EU002	Anthracite metallic		425,00
<input type="checkbox"/>	EU003	Jet black RAL 9005		425,00
<input type="checkbox"/>	EU004	Ice blue		425,00
<input type="checkbox"/>	EU005	Sparkle light orange		425,00
<input type="checkbox"/>	EU009	Vinho sparkle		425,00
<input type="checkbox"/>	EU012	Sky Blue		425,00
<input type="checkbox"/>	EU013	Jet black RAL 9005 matte		425,00
<input type="checkbox"/>	EU014	Candy red		425,00
<input type="checkbox"/>	EU016	Silver metallic		425,00
<input type="checkbox"/>	EU017	Yellow RAL 1023		425,00
<input type="checkbox"/>	EU018	Signal red RAL 3001		425,00
<input type="checkbox"/>	EU021	Sparkle granny-smith		425,00
<input type="checkbox"/>	EU022	Cream RAL 9001		425,00
<input type="checkbox"/>	EU023	White RAL 9016		425,00
<input type="checkbox"/>	EU029	Pink RAL 4010		425,00
		Mocowanie panelu sterowania		
<input type="checkbox"/>	EU070	Standard (nieдоступny dla TEN°)		-
<input type="checkbox"/>	EU071	Uchylny, 2 cm regulacji wysokości (EU071 lub EU072 OBOWIĄZKOWE dla TEN° EU053)		380,00
<input type="checkbox"/>	EU072	Uchylny, 9,5 cm regulacji wysokości (EU071 lub EU072 OBOWIĄZKOWE dla TEN° EU053)		380,00
		Strona montowania panela sterowania		
<input type="checkbox"/>		Prawa		
<input type="checkbox"/>		Lewa		
		Dodatkowa końcówka joysticka		
<input type="checkbox"/>	EU080	Fork for tetraplegics, horizontal		675,00
<input type="checkbox"/>	EU081	Stick S80		440,00
<input type="checkbox"/>	EU082	Soft ball, black covered		755,00
<input type="checkbox"/>	EU083	Ball top, small		505,00
<input type="checkbox"/>	EU084	Ball top, large		505,00
<input type="checkbox"/>	EU085	Soft ball, coloured		465,00
		Dodatkowe sterowanie dla opiekuna (strona prawa/lewa):		
<input type="checkbox"/>	EU057	Sterowanie dla opiekuna (dodatkowy joystick z uchwytem z tyłu wózka) proszę wybrać stronę		4425,00
<input type="checkbox"/>	493U16	Uchwyt na sterownik dla opiekuna dla siedzisk standardowych EC001/002/003/004 (sam uchwyt, bez sterownika, przeznaczony do montażu standardowego sterownika na oparciu. Kompatybilny ze sterownikiem VR2) 493U163=SK046		440,00
		Silniki		
<input type="checkbox"/>	ET016	Performance		-
<input type="checkbox"/>	ET011	High Performance (obowiązkowe dla 14 km/h)	(tylko z TEN°)	2660,00
		Prędkość		
<input type="checkbox"/>	ET012	6 km/h		-
<input type="checkbox"/>	ET013	7.2 km/h		-
<input type="checkbox"/>	ET014	10 km/h (nie łączy się z FWD i VR2)		-
<input type="checkbox"/>	ET015	14 km/h (nie łączy się z FWD, MWD. Niemożliwe z akumulatorami EU501. Dostępne tylko z TEN°i High Performance ET011)		565,00
		Stabilizacja toru jazdy		
<input type="checkbox"/>	EF022	Mechaniczna (obowiązkowa dla FWD i 6km/h lub 7km/h)		980,00
<input type="checkbox"/>	EF023	Elektryczna (Gyro module) (wymagana dla FWD 10 km/h)		2535,00
<input type="checkbox"/>	EF024	Mechaniczna zawierająca ASM (kontrolę stabilności)		2035,00

OPCJE STEROWAŃ SPECJALNYCH			
Przy wyborze sterowania specjalnego sugerujemy kontakt z DOK w celu potwierdzenia konfiguracji oraz wyceny			
Dodatkowe przyciski dla panela sterowania TEN°			
<input type="checkbox"/>	EU067	2 Piko buttons diam. 50 mm	1695,00
<input type="checkbox"/>	EU068	2 Piko buttons diam. 30 mm	1695,00
<input type="checkbox"/>	EU097	Key pad module	5825,00
<input type="checkbox"/>	EU098	Key pad module incl. 1 Piko button diam. 30 mm	6260,00
<input type="checkbox"/>	EU099	Key pad module incl. 1 Piko button diam. 50 mm	6260,00
Dodatkowy moduł TEN° dla sterowania specjalnego (należy doliczyć koszt joysticka EU100/EU101/EU102/EU103/EU104)			
<input type="checkbox"/>	EU054	TEN LCD module	8445,00
<input type="checkbox"/>	EU055	Input/Output Module	4980,00
Uchwyt dla modułu TEN° sterowania specjalnego (obowiązkowy dla EU054/EU055)			
<input type="checkbox"/>	EU073	Standard holder for Omni Module	440,00
<input type="checkbox"/>	EU074	With gooseneck	1255,00
<input type="checkbox"/>	EU075	With gooseneck for tray	1005,00
Montaż joysticka sterowania specjalnego (należy doliczyć koszt joysticka EU100/EU101/EU102/EU103/EU104)			
<input type="checkbox"/>	EU076	Sterowanie brodą, ramię lewe	11970,00
<input type="checkbox"/>	EU077	Sterownie brodą, ramię prawe	11970,00
<input type="checkbox"/>	EU078	Uchwyt dla stolika	2555,00
<input type="checkbox"/>	EU110	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 finger button	1510,00
<input type="checkbox"/>	EU111	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 finger buttons	2020,00
<input type="checkbox"/>	EU112	Uchwyt dla podłokietnika incl. 1 Piko button	1480,00
<input type="checkbox"/>	EU113	Uchwyt dla podłokietnika incl. 2 Piko buttons	2290,00
Sterowania specjalne dla modułu TEN° LCD (tylko w połączeniu z EU054)			
<input type="checkbox"/>	EU100	mo-Vis Micro Joystick (required force 10g)	18035,00
<input type="checkbox"/>	EU101	mo-Vis Multi Joystick (required force 50g)	19265,00
<input type="checkbox"/>	EU102	mo-Vis All-round Joystick light (required force 120g)	13655,00
<input type="checkbox"/>	EU104	Button control	3190,00
<input type="checkbox"/>	EU150	Calibratable mini joystick- tylko w połączeniu końcówką mini joysticka EU131/EU132/EU133/EU134	4720,00
Końcówka dla mini joysticka OBOWIĄZKOWA DLA EU150			
<input type="checkbox"/>	EU131	Miękka piłka z elastometrem	740,00
<input type="checkbox"/>	EU132	Miękka piłka ze sprężyną twardą	625,00
<input type="checkbox"/>	EU133	Miękka piłka ze sprężyną miękką	625,00
<input type="checkbox"/>	EU134	Pokrętko/ gładzik sterujący z elastometrem	485,00
Liczba przycisków dla sterowania EU104 przyciskami- 3 lub 4 (proszę zaznaczyć żadaną ilość i rodzaj przycisków)			
<input type="checkbox"/>	EU086	Piko-Button diam. 50 mm, red	875,00
<input type="checkbox"/>	EU087	Piko-Button diam. 50 mm, yellow	835,00
<input type="checkbox"/>	EU088	Piko-Button diam. 50 mm, black	850,00
<input type="checkbox"/>	EU089	Piko-Button diam. 50 mm, silver	825,00
<input type="checkbox"/>	EU090	Piko-Button diam. 30 mm, red	875,00
<input type="checkbox"/>	EU091	Piko-Button diam. 30 mm, yellow	875,00
<input type="checkbox"/>	EU092	Piko-Button diam. 30 mm, black	850,00
<input type="checkbox"/>	EU093	Piko-Button diam. 30 mm, silver	850,00
Sterowania specjalne bez użycia modułu TEN° LCD (należy doliczyć koszt montażu sterowania EU076/EU077/EU078)			
<input type="checkbox"/>	EU105	mo-Vis Micro Joystick (required force 10g)	18710,00
<input type="checkbox"/>	EU106	mo-Vis Multi Joystick (required force 50g)	17620,00
<input type="checkbox"/>	EU107	mo-Vis All-round Joystick light (required force 120g)	14755,00
<input type="checkbox"/>	EU108	mo-Vis All-round Joystick (required force 250g)	10290,00
<input type="checkbox"/>	EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (required force 650g)	18415,00

Seating system ↶



EC001 - EC004 Standard seat

Seat cushion/back support version contoured ↶



EC020/ED034 Flat contoured



EC021/ED035 Deep contoured

Cover f. seat cushion/back support version contoured ↶



EC022/ED037 Fabric cover



EC023/ED038 Synthetic leather cover

Back support version ↶



ED050/ED051 Contour back support pad AD



ED036 Baxx aluminium flat top back support

Accessories for back support pad, contoured ↶



ED039 Side panels



ED040 Lumbar support

Power seat adjustment ↶



EC025 45° seat tilt



EC026 Seat height adjustment 35 cm

Mounting kit for head/neck supports ↶



EL005 Rock-n-Lock flip down

Head/neck supports ↶



EL006 Head support



EL011/EL012 Head support



EL013/EL014 Head support with ABS exterior shell



EL015/EL016 X-shaped head/neck support



EL017 Head support, concave



EL020 Head support, angle-adjustable

Belts ↶



EP002 Lap belt, metal buckle



EP003 Lap belt, plastic buckle

EL017 Head support, concave

EL020 Head support, angle-adjustable

EP002 Lap belt, metal buckle

EP003 Lap belt, plastic buckle

Arm supports ↗



EE024 Flip-up arm support

Leg support version ↗



EB003 Power elevating, separate control



EB013 Centrally mounted leg support

Foot plate version ↗



EB007 Individual aluminum foot plate

Battery charger ↗



EU041 Battery Charger



EU044 Battery Charger



EU042 Battery Charger

Add. charg. receptacle ↗



EU043 External magnetic charging receptacle

Caster wheel swing arm ↗



EF001 Caster wheel swing arm, spring-mounted

Tread ↗



EG013 Ribs



EG014 Lugs



EG015 Caster wheel with ribs

Caster wheel swivel lock ↗



EF020 Caster wheel swivel lock

Chassis safety accessories ↗



EF021 Curb climbing assist



ES002 Kit for vehicle transport



ES013 Dahl docking system installation kit

General accessories ↗



ES003 Pocket for mobile phone



ES004 Luggage carrier



ES005 Crutch holder



ES006 Rearview mirror

ES003 Pocket for mobile phone

ES004 Luggage carrier

ES005 Crutch holder

ES006 Rearview mirror

Control device ↪



EU050/EU051 VR2



EU053 TEN°



EU063 TEN° tray module, electrical flip over

External buttons ↪



EU098 Button module



EU080 Fork for tetraplegics, horizontal



EU081 Stick S80



EU082 Soft ball, black cover

Joystick top ↪

Special controls with TEN° LCD module ↪ / without TEN° LCD module ↪




EU100/105 mo-Vis micro-joystick



EU101/106 mo-Vis multi-joystick



EU102/107 mo-Vis all-round joystick light



EU103 Sip and puff control

Holder for mo-Vis joystick ↪



EU110-113 Holder for arm support



EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 finger buttons

Chest/shoulder harnesses ↪



EP005 - EP007 Dynamic harness



EP008 - EP010 Sternum harness



EP011 - EP013 Slimline sternum harness



EP014 - EP017 Shoulder harness

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.