



Formularz zamówienia SPARKY

Wyposażenie standardowe

- Szer. siedziska = 25.4 - 35.6 cm
- 8" koła przednie (pompowane)
- Podłokietniki - regulowane na wys.
- Głęb. siedziska = 25.4 - 35.6 cm
- 14" koła napędowe (pompowane)
- Podnóżki odchylane 70°
- Baterie: 2 x 40 Ah
- Elektrycznie przechyłane siedzisko (TILT 30°)
- Joystick VR2 lub Q-Logic, odchylany uchwyt
- Max. prędkość 10 km/h
- Tapicerka oparcia - z reg. napięcia
- Udźwig: 56,7 kg
- Napęd na tylne koła
- Manualnie odchylane oparcie
- Pas biodrowy

1. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Data zamówienia: _____

Nr zamówienia: _____

Imię i nazwisko: _____

Dane do FV

Nazwa firmy: _____

Ulica: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

NIP: _____

Adres dostawy

taki sam jak na FV

Ulica: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____



2. POMIAR


Waga: _____

Wzrost: _____

A. Szer. barków: _____ D. Max. wys. oparcia: _____ G. Gł. siedziska: _____

B. Szer. kl. piers.: _____ E. Wys. do ramion: _____ H. Dł. podudzia: _____

C. Szer. bioder: _____ F. Wys. do łopatki: _____ I. Wys. do łokcia: _____



UWAGI DO ZAMÓWIENIA

3. MODEL

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| Sparky VR2 | R40PEDFRWT1002 | 31 500 zł |
| Sparky Q-Logic 3 | R40PEDFRWT1010 | 33 500 zł |

4. KOLOR RAMY

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Pearl White | Standard |
|-----------------------------------|-----------------|

5. KOŁA NAPĘDOWE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 14" x 4" pompowane, czarne opony | Standard |
|----------------------------------|-----------------|

6. KOŁKA PRZEDNIE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 8" x 2" pompowane, czarne opony | Standard |
|---------------------------------|-----------------|

7. JOYSTICK

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Montaż Joysticka (odchylany uchwyt) | Standard |
|-------------------------------------|-----------------|

Strona: Lewa
Prawa

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Joystick dla opiekuna (VR2/Q-Logic) | Standard |
|-------------------------------------|-----------------|

8. ZAAWANSOWANY JOYSTICK (tylko dla Q-Logic 3)

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Specjalny moduł wejść sterujących (SCIM) | CTL137626 | 2600 zł |
|--|-----------|----------------|

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Joystick mo-Vis Micro 8,5 gr (wymaga Q-Logic i SCIM) | MO-P002-51 | 17500 zł |
|--|------------|-----------------|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Uchwyt dla sterownika mo-Vis Micro 8,5 gr | ARMS260-MICRO | 1600 zł |
|---|---------------|----------------|

9. ODCHYLANIE OPARCIA

| | |
|---|-----------------|
| Manualnie odchylane oparcie, obsługiwane przez opiekuna Zakres regulacji 95° to 125° | Standard |
|---|-----------------|

10. PODŁOKIETNIKI

| | |
|---|-----------------|
| Podłokietniki ION, zdejmowane, z reg. wysokości, dł. 254 mm Zakres regulacji = 51 mm | Standard |
|---|-----------------|

11. ZAGŁÓWEK

| | |
|--------------|-----------------|
| Bez zagłówek | Standard |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Zagłówek TRU-Comfort Mesh, 250 mm | Standard |
|-----------------------------------|-----------------|

12. PODNÓŻEK

| | |
|---|-----------------|
| 70° Odchylany, dzielony podnóżek 102 x 152 mm, z reg. kąta i głębokości Paski na pięty | Standard |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Zestaw pianek wyrównujących z tulejkami dystansowymi | Standard |
|--|-----------------|

| | | |
|-------|-------|-----------------------|
| 20 mm | 40 mm | 60 mm (20 mm + 40 mm) |
|-------|-------|-----------------------|

13. PRZECHYLANIE SIEDZISKA (TILT)

| | |
|---|-----------------|
| Elektrycznie przechyłane siedzisko 0° to 30° Wysokość siedziska od podłoża = 419 mm (1 siłownik) | Standard |
|---|-----------------|

16. POZYCJONOWANIE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Peloty piersiowe Stealth, odchylane | Standard |
|-------------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Pas piersiowy | Standard |
|---------------|-----------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Pasy odwodzące uda | Standard |
|--------------------|-----------------|

15. PODUSZKA SIEDZISKA

Dla innego rozmiaru poduszki - sprawdź produkty Stealth - osobny formularz zamówienia

| | |
|--|-----------------|
| Bez poduszki | - |
| Poduszka ION, tapicerka Air Mesh 3 rozmiary w standardzie: 254 x 254 mm, 305 x 305 mm, 356 x 356 mm | Standard |

17. WYMIARY SIEDZISKA

| | |
|--------------|-----------------|
| 254 x 254 mm | Standard |
| 305 x 305 mm | Standard |
| 356 x 356 mm | Standard |

14. TAPICERKA OPARCIA

Więcej opcji (poduszki, ADI Backrest) - sprawdź produkty Stealth - osobny formularz zamówienia

| | |
|---|-----------------|
| Tapicerka z regulacją napięcia, Air Mesh, 356 mm wys. 3 rozmiary w standardzie | Standard |
|---|-----------------|