

## Jazzy Carbon Ultra Lite

Data pomiaru: \_\_\_\_\_  
 Nr zamówienia: \_\_\_\_\_  
 Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
**Dane do FV**  
 Nazwa firmy: \_\_\_\_\_  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Miasto: \_\_\_\_\_  
 Kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
**Adres do dostawy**  
*jak na FV*  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Miasto + kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_

**Jazzy** Ultra-Lite  
 Carbon



### CECHY STANDARDOWE

- Waga wózka (bez baterii): 14,5 kg
- Waga baterii: 1,4 kg (10Ah) / 3 kg (20 Ah)
- Prędkość do 6,4 km/h
- Łatwe składanie wózka jednym prostym ruchem
- Wymiary po złożeniu: 62x34x80 cm
- Koła napędowe 12" (pompowane lub pełne)
- Koła przednie 8" (pełne)
- Bateria litowa 10Ah przystosowana do transportu lotniczego (certyfikat IATA)
- Centralna, składana platforma na stopy
- Profilowana poduszka siedziska
- Podnoszone podłokietniki
- Zasięg 12-17 km (10 Ah), 17-23 km (20 Ah)

### MODEL

Jazzy Carbon Ultra Lite  Carbon HF-HP200 18500 PLN

### KOŁA NAPĘDOWE 12"

Pełne HF-HP200-ST  
 Pompowane HF-HP200-PT

### AKCESORIA

Dodatkowa bateria 10 Ah (posiada certyfikat IATA) HF-HP200-13Z-E 2000 PLN  
 Dodatkowa bateria 20 Ah (nie posiada certyfikatu IATA) HF-HP200-12Z-E 3000 PLN