



# R-TRAK TB-Flex

## Cechy standardowe

- Napęd tylny (RWD)
- Prędkość do 10 km/h
- 14" koła napędowe
- 9" koła samonastawne
- Zawieszenie klasy motoryzacyjnej (SRS)
- Siedzisko TB-Flex
- Elektronika Q-Logic
- Podłokietniki regulowane na wysokość i głębokość, zdejmowane
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Data pomiaru: \_\_\_\_\_  
Nr zamówienia: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

### Dane do FV

Nazwa firmy: \_\_\_\_\_  
Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
NIP: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

### Dane do dostawy jak na FV


Ulica: \_\_\_\_\_  
Miasto: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_



**Cena podstawowa: 26 500 PLN**

## 2. POMIAR

Waga \_\_\_\_\_ A. Szer. barków \_\_\_\_\_ D. Wys. całkowita \_\_\_\_\_ G. Gł. siedziska \_\_\_\_\_  
Wzrost \_\_\_\_\_ B. Szer. kl. piers. \_\_\_\_\_ E. Wys. do barków \_\_\_\_\_ H. Dł. goleni \_\_\_\_\_  
C. Szer. bioder \_\_\_\_\_ F. Wys. do łopatek \_\_\_\_\_ I. Wys. do łożka \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3. KOLOR

#### 3.1 Kolory standardowe

-  Red Corvette
-  Electric Blue
-  Back in Black
-  Green Machine

#### 3.2 Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)

 Night Train	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Grey Street	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Deep Purple	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Evolution Orange	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Blue Jean	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Lemon Crush	<b>350</b>	<b>PLN</b>
 Military Green	<b>350</b>	<b>PLN</b>

### 4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor Joysticka (tylko dla Q-Logic 3)

Czarny (matowy)

W kolorze bazy

Inny:

**Standard**

### 5. OŚWIETLENIE

Brak

Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami

**2700** PLN

Diody LED na błotnikach

**650** PLN

### 6. SILNIKI

6,4 km/h

10 km/h (2-biegunowe)

11,3 km/h (4-biegunowe)

**5100** PLN

### 7. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane

**Standard**

3" x 14" pełne (flat-free)

**1100** PLN

4" x 14" pompowane (szerokie, o wysokim profilu)

**2000** PLN

4" x 14" pełne (flat-free) (szerokie, o wysokim profilu)

**2700** PLN

## 8. KOŁA SAMONASTAWNE

2" x 9" pełne (flat-free)

## 9. BATERIE

### 9.1 Baterie

Brak

75 Ah, AGM (zestaw)

**3300 PLN**

### 9.2 Ładowarka

Brak

Ładowarka 8 Amp

**1400 PLN**

## 10. JOYSTICK I ELEKTRONIKA

**Więcej opcji? Zapytaj sprzedawcę o alternatywne uchwyty joysticka.**

### 10.1 Joystick

Q-Logic NES

**Standard**

Q-Logic 3e

**2000 PLN**

Q-Logic 3

**2800 PLN**

### 10.2 Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika

**Standard**

Strona: Lewa  
Prawa

Odchylany: na zewnątrz

**650 PLN**

Strona: Lewa  
Prawa

Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz

**800 PLN**

Strona: Lewa  
Prawa

### 10.3 Elektronika

Joystick dla opiekuna - Q Logic

**2700 PLN**

Strona: Lewa  
Prawa



## 11. OPCJE SIEDZISKA TB-FLEX

### 11.1 Siedzisko

Statyczne siedzisko	<b>Standard</b>
Elektrycznie przechyłane siedzisko TILT 30°	<b>5100 PLN</b>
Elektryczna winda LIFT 254 mm + TILT 50°	<b>9000 PLN</b>

### 11.2 Oparcie

Odchylane manualnie (mechanizm linkowy)	<b>Standard</b>
Odchylane manualnie (sprężyna gazowa)	<b>600 PLN</b>
Odchylane elektrycznie (90-120°)	<b>4000 PLN</b>

## 12. ROZMIAR SIEDZISKA

### 12.1 Wysokość siedziska od podłoża

Statyczne/TILT	420 mm (Low)	445 mm (Middle)	464 mm (High)
Elektryczny LIFT+TILT	455 mm (Low)	470 mm (Middle)	495 mm (High)

### 12.2 Szerokość siedziska

381 mm	406 mm	432 mm	457 mm	483 mm	508 mm
--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 12.3 Głębokość siedziska

381 mm	406 mm	432 mm	457 mm	483 mm	508 mm
--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 13. OPARCIE

### SZEROKOŚĆ OPARCIA JEST TAKA SAMA JAK SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

Tapicerka z regulacją napięcia	<b>Standard</b>
Płyta oparcia z poduszką - Comfort Back	<b>1300 PLN</b>
Pro Standard	<b>1400 PLN</b>
Pro Active standard	<b>1800 PLN</b>
Pro Extra Deep Active	<b>2400 PLN</b>
Pro Active Flex	<b>3300 PLN</b>

## 14. PODUSZKA SIEDZISKA

Brak

Standardowa poduszka siedziska

**Standard**

Stealth Simplicity G	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>600 PLN</b>
Pro Standard	szer: 381 - 559 mm (16" - 22")	<b>1700 PLN</b>
Pro Comfort	szer: 381 - 559 mm (16" - 22")	<b>1700 PLN</b>
Stealth Glacial SP	szer: 406 - 508 mm (16" - 20")	<b>1500 PLN</b>
Stealth Zen SP	szer: 254 - 533 mm (10" - 21")	<b>1500 PLN</b>
Stealth Zen SP	szer: 559 - 610 mm (22" - 24")	<b>1900 PLN</b>
Stealth Premiere P	szer: 355 - 508 mm (16" - 20")	<b>1500 PLN</b>
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	szer: 355 - 533 mm (14" - 21")	<b>1800 PLN</b>
Stealth Essence SPP - bez klina	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>1800 PLN</b>
Stealth Essence SPP - mały klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>2000 PLN</b>
Stealth Essence SPP - średni klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>2100 PLN</b>
Stealth Essence SPP - duży klin	szer: 381 - 508 mm (16" - 20")	<b>2200 PLN</b>
Stealth Solution SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>1700 PLN</b>
Stealth Spectrum Gel SPP	szer: 355 - 508 mm (14" - 20")	<b>2100 PLN</b>
Stealth Spectrum Foam SPP	szer: 254 - 508 mm (10" - 20")	<b>2100 PLN</b>

## 15. PODŁOKIETNIKI

Jednostłupkowe, zdejmowane, regulowane na wysokość, długie (35 cm)

**Standard**

Jednostłupkowe, zdejmowane, regulowane na wysokość, krótkie (25 cm)

**Standard**

Dwustłupkowe, odchylane, zdejmowane, regulowane na wysokość, tapicerka "waterfall"

**3300 PLN**

Jednostłupkowe, regulowane na wysokość, odchylane

**800 PLN**

## 16. ZAGŁÓWEK

Więcej opcji? Sprawdź zagłówki Stealth Products

Brak

Zagłówek TRU-Comfort mesh 250 mm

1400 PLN

## 17. PODNÓŻKI

**Długość podnóżków:** \_\_\_\_\_ mm pomiar od płyty podnóżków do płyty siedziska

Podnóżki 70°, odchylane

Standard

Manualnie podnoszone podnóżki

1700 PLN

Elektrycznie podnoszone podnóżki

5600 PLN

Centralna platforma na stopy - manualna regulacja kąta

2600 PLN

peloty średnie

peloty duże

Centralna platforma na stopy - elektryczna regulacja kąta

7900 PLN

peloty średnie

peloty duże

## 18. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule *\*wymagana belka akcesoryjna\**

350 PLN

Odchylany stolik, przezroczysty - Stealth (18.1)

2500 PLN

Uchwyt na butlę z tlenem (18.2) *\*wymagana belka akcesoryjna\**

450 PLN

Osłony odzieży (para)

850 PLN

Pudełko na rzeczy osobiste

500 PLN

Uchwyty do transferów (para) (18.3)

1100 PLN

Zestaw odblasków

100 PLN

Półka na respirator (wysoka/płytka) *\*wymagana belka akcesoryjna\**

1200 PLN

Półka na respirator (niska/głęboka) *\*wymagana belka akcesoryjna\**

1200 PLN

Belka akcesoryjna

300 PLN

1270 mm pas biodrowy

Standard



18.1



18.2



18.3



18.4