










| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|----------------------|--|---|----|---|---|---|
| <h1>NAVIX RWD</h1> | |  | | <u>Zamawiający:</u> | | | | | | |
| Wózek elektryczny z napędem na tylne koło. | | | | <u>Adres dostawy</u> | | | | | | |
|  | | UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" poniżej. | | Ref. | | | | | | |
| Wyzerowanie całego formularza. | | | | | | | | | | |
| Ceny w formularzu - detaliczne netto | | | | Cena netto | Cena brutto | | | | | |
| NAVIX RWD - wersja standardowa | | | | 11 429 zł | 12 343 zł | | | | | |
| KONFIGURACJA | | | | | | | | | | |
| Silniki | | | | | | | | | | |
| | 6 km/h | | - | - |  km/h | | | | | |
| Szerokość siedziska | | | | | | | | | | |
| cm | 40 | 45 | 50 | - | - |  | | | | |
| Głębokość siedziska | | | | | | | | | | |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | - | - |  |
| Wysokość siedziska <i>(mierzona do ramy siedziska bez poduszki)</i> | | | | | | | | | | |
| cm | 45 <i>(nie kompatybilne z SE42 winda)</i> | | | | | | | - | - |  |
| | 47 | | | | | | | - | - | |
| | 50 <i>(nie kompatybilne z SE42 winda)</i> | | | | | | | - | - | |
| Sterownik & Podłokietniki | | | | | | | | | | |
| Sterownik | | | | | | | | | | |
| R | Prawa strona | | | | | | | - | - |  |
| L | Lewa strona | | | | | | | - | - | |
| Odchylany na bok | | | | | | | | | | |
| standard | Nie odchylany na boki (na zew.) | | | | | | | - | - |  |


| | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---|
| SE53 | Odchylany na boki (na zew.) | | 210 zł | 227 zł |  |
| Opcje sterownika | | | | | |
| LE | Sterownik LE (tylko jazda) | | - | - |  |
| SE 11 | Sterownik LE- tylko jazda manetka z tyłu dżojstika | | - | - |  |
| REM200 | Sterownik LINX | | 1201 zł | 1297 zł |  |
| REM400 | Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym | | 1802 zł | 1946 zł |  |
| SE68 | Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dżojstiku typu LINX LCD) - <i>Tylko ze sterownikiem REM 400.</i> | | 1265 zł | 1366 zł |  |
| Podłokietnik & Podparcie pod łokieć | | | | | |
| | Podparcie pod łokieć PU | | - | - |  |
| | Podparcie pod łokieć - Soft comfort | | 164 zł | 177 zł | |
| | Podparcie pod łokieć - skaj | | 164 zł | 177 zł | |
| B66 | Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko</i> | | | |  |
| | Prawy | | 205 zł | 221 zł | |
| | Lewy | | 205 zł | 221 zł | |
| B66S | Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko.</i> | | | |  |
| | Prawy | | 827 zł | 893 zł | |
| | Lewy | | 827 zł | 893 zł | |
| Podnóżki | | | | | |
| B06 | ściągane podnóżki dwupłytowe | | - | - |  |
| BA6 | ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm | | - | - | |
| BK6 | ściągane podnóżki jednopłytowe | | 218 zł | 235 zł |  |
| BL6 | ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm | | 218 zł | 235 zł | |
| BK7 | Podpórka pod kikut- regulowany kąt - prawa | | 174 zł | 188 zł |  |
| BL7 | Podpórka pod kikut- regulowany kąt - lewa | | 174 zł | 188 zł | |
| IN | Płyty podnóżków z regulowanym kątem | | 114 zł | 124 zł |  |
| Regulowane manualnie podnóżki | | | | | |
| Prawa strona | | | | | |
| BZ7 | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki | | 244 zł | 264 zł |  |
| BZ8 | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm | | 244 zł | 264 zł | |
| Lewa strona | | | | | |
| BZ7 | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki | | 244 zł | 264 zł |  |
| BZ8 | regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm | | 244 zł | 264 zł | |

| Regulowane automatycznie podnóżki | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|---------|---|--|
| Prawa strona | | | | | | |
| BZ7E | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. | | 1802 zł | 1946 zł |  | |
| BZ8E | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. | | 1802 zł | 1946 zł | | |
| Lewa strona | | | | | | |
| BZ7E | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. | | 1802 zł | 1946 zł | | |
| BZ8E | Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę. | | 1802 zł | 1946 zł | | |
| KOLOR RAMY | | | | | | |
| | | <i>mat</i> | <i>połysk</i> | | | |
| C30 | Aluminiowy | | | - | - | |
| C56 | Niebieski | | | - | - | |
| C77 | Czarny połysk | | | - | - | |
| C71 | Granatowy | | | - | - | |
| C72 | Bordowy | | | - | - | |
| C73 | Zielony | | | - | - | |
| | | | | |  | |
| Siedzisko | | | | | | |
| | Rodzaj materiału tapicerskiego | | | | | |
| | Nylon | | | - | - | |
| | PU Soft (szary) | | | - | - | |
| | 3D Net (czarny) | | | - | - | |
| | 3D Net (czarny) / cordura (czarna) | | | 220 zł | 238 zł | |
| | Cordura | | | 162 zł | 175 zł | |
| | Skaj (czarny) | | | - | - | |
| | | | | |  | |
| B23 | Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro | | | - | - | |
| B23P | Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu | | | 120 zł | 130 zł | |
| L35 | Poduszka Contur z pasami velcro | | | 344 zł | 372 zł | |
| VICAIR LIBERTY | Poduszka pneumatyczna VICAIR | | | 333 zł | 360 zł | |
| VICAIR PROFILE | Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy | | | 540 zł | 583 zł | |
| VICAIR VECTOR O2 | 8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm | | | 1155 zł | 1247 zł | |
| | 8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm | | | 1155 zł | 1247 zł | |
| VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm | | | 1295 zł | 1399 zł | |
| | | | | |  | |










| | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|--|
| VICAIR POMMEL O2 | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm | | 1718 zł | 1856 zł | |
| VICAIR CENTRE RELIFE O2 | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm | | 1201 zł | 1297 zł | |
| VICAIR ACTIVE O2 | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm | | 1155 zł | 1247 zł | |
| VICAIR ACTIVE O2 | 5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm | | 1155 zł | 1247 zł | |
| Oparcie | | | | | |
| | Rodzaj materiału tapicerskiego | | | | |
| | Nylon | | - | - | |
| | PU Soft (szary) | | - | - | |
| | 3D Net (czarny) | | - | - | |
| | 3D Net (czarny) / cordura (czarna) | | 220 zł | 238 zł | |
| | Cordura | | 162 zł | 175 zł | |
| | Skaj (czarny) | | - | - | |
| Rodzaj oparcia | | | | | |
| L34 Tub | Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. | | | | |
| | Wysokość oparcia | | | | |
| | 58 cm | | 398 zł | 430 zł | |
| | Dopłata do oparcia wyższego 65 cm | | | | |
| | Dopłata do oparcia wyższego 70 cm | | 546 zł | 590 zł | |
| | Dopłata do oparcia wyższego 75 cm | | | | |
| L34 Tub Ergo | Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm) | | 172 zł | 186 zł | |
| L44 | Stelaż rurowy : podstawa elastyczna z pasami VELCRO | | - | - | |
| Poduszki do oparcia na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro | | | | | |
| B23 | Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro. | | - | - | |
| L34 | Poduszka Contur | | 344 zł | 372 zł | |




| | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|--|
| Vicair Multifunctional | Poduszka Vicair Multifunctional | | 1572 zł | 1698 zł | |
| BASE | System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia. | | 1664 zł | 1797 zł | |
| COMFORTABLE PLUS | System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia. | | 1762 zł | 1903 zł | |
| Orteza tułowia TARTA ® dodatkowe oparcie , stosowane zamiennie z wcześniej wybraną opcją oparcia. | | | | | |
| 5S | 5 kręgów standard | | 4,316 zł | 4,661 zł | |
| 5C | 5 kręgów contour | | 4,316 zł | 4,661 zł | |
| 6S | 6 kręgów standard | | 4,565 zł | 4,930 zł | |
| 6C | 6 kręgów contour | | 4,565 zł | 4,930 zł | |
| Siedzisko & Oparcie regulacje | | | | | |
| SE30 | Manualna skokowa regulacja kąta siedziska 0° - 10° | | - | - | SE40/SE41/SE443/SE39 SE42 |
| SE34 | Manualna skokowa regulacja kąta oparcia 0° - 40° | | - | - | |
| SE36 | Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa | | 812 zł | 877 zł | |
| SE39 | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50 cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.</i> | | 3964 zł | 4282 zł | |
| SE40 | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50 cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.</i> | | 1982 zł | 2141 zł | |
| SE41 | Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50 cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.</i> | | 1982 zł | 2141 zł | |
| SE42+SE40 | Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (2 siłowniki) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.</i> | | 7200 zł | 7776 zł | |
| SE42+SE39 | Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - <i>wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.</i> | | 8500 zł | 9180 zł | |
| SE43 | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - <i>regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 45 lub 50 cm</i> | | 2163 zł | 2336 zł | |
| SE43+SE41 | Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - <i>regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie w zakresie 45 lub 50 cm</i> | | 4145 zł | 4477 zł | |
| Koła & Opony | | | | | |
| Koła przednie (200 x 50) | | | | | |
| | Pneumatyczne, szara opona, czarna felga | | - | - | |
| | Antyprzebiciowe, szara opona, czarna felga-Krypton | | - | - | |
| Tylne koło napędowe 12" | | | | | |
| | Pneumatyczne, szara opona, czarna felga | | - | - | |
| | Antyprzebiciowe, szara opona, szara felga - krypton | | - | - | |
| OPCJE | | | | | |
| SE 06 | Port USB do ładowania telefonu. | | 735 zł | 794 zł | |
| B15 | Stolik z plexi (transparentny) <i>nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S , oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem.</i> | | 364 zł | 393 zł | |
| B15A | Stolik z ABS (czarny) <i>nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S oraz sterowaniem SE02 zintegrowanym ze stolikiem. UWAGA! Dźwostik musi zawsze być odchylony na bok , wymaga również wybrania opcji SE53 .</i> | | 204 zł | 220 zł | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|---|
| B22 | Klin | | 248 zł | 268 zł |  |
| B31 | Uchwyt na kule | | 255 zł | 276 zł |  |
| B58 | Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową | | - | - |  |
| SE19 | LED lights - <i>UWAGA! Wymaga domówienia sterownika typu REM200.</i> | | 655 zł | 708 zł |  |
| L04 | Pelota boczna stabilizująca tułów (<i>zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej</i>) | | | |  |
| | Prawa duża | | 167 zł | 180 zł | |
| | Prawa mała | | 167 zł | 180 zł | |
| | Lewa duża | | 167 zł | 180 zł | |
| | Lewa mała | | 167 zł | 180 zł | |
| | Pelota boczna stabilizująca tułów (<i>z oparciem standardowym L44</i>) | | | |  |
| | Prawa duża | | 792 zł | 855 zł | |
| | Prawa mała | | 792 zł | 855 zł | |
| Lewa duża | | 792 zł | 855 zł | | |
| Lewa mała | | 792 zł | 855 zł | | |
| L58+B47 | Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość i obracany. | | 493 zł | 536 zł |  |
| L58 | Zaglówek ortopedyczny 3D regulowana wys., gł., szer. i obracany. <i>Nie kompatybilny z oparciem L34Tubeergo iL44 Velcro.</i> | | 441 zł | 476 zł | |
| L55+B47 | Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość. | | 386 zł | 417 zł | |
| L55 | Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość. <i>Nie kompatybilny z oparciem L34Tubeergo iL44 Velcro.</i> | | 331 zł | 357 zł | |
| Specjalne sterowniki | | | | | |
| SE02 | Table control | | 1040 zł | 1123 zł |  |
| SE04 | Sterowanie brodq (tylko jazda + oświetlenie) | | 4624 zł | 4994 zł |  |
| SE08 | Dżojstik zamontowany na rączce do pchania. | | 349 zł | 377 zł |  |
| SE09 | Dpdatkowy dżojstik dla osoby towarzyszącej (2 dżojstiki) | | 1987 zł | 2146 zł |  |
| SE63 | Kulka piankowa na strowniku | | 273 zł | 300 zł |  |
| SE82 | Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2) | | 6607 zł | 7135 zł |  |
| SE83 | Mini Dżojstik (minimalna siła nacisku) | | 12600 zł | 13608 zł |  |








PASY STABILIZUJĄCE, PASYWNE CORDURA/NET

| | | | | | |
|----------|--|--|--------|--------|---|
| U173 | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem | | 198 zł | 213 zł |  |
| U174 | Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka | | 195 zł | 211 zł |  |
| U174 - P | Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza | | 198 zł | 213 zł |  |
| U180 | Pas brzuszny | | 143 zł | 154 zł |  |
| U180 - P | Pas brzuszny z ujęciem krocza | | 261 zł | 282 zł |  |
| U08 | Pasy udowe odwodzący | | 153 zł | 165 zł |  |
| U96 | Pasy stabilizujące nadgarstki | | 108 zł | 117 zł |  |

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE , DYNAMICZNE z Neoprenu 

| | | | | | |
|-----------|---|--|--------|--------|---|
| NEO 30.01 | Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large , | | 150 zł | 162 zł |  |
| NEO 30.02 | Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large , | | 164 zł | 177 zł |  |
| NEO 30.03 | Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large , | | 300 zł | 324 zł |  |

TUŁÓW

| | | | | | |
|-----------|---|--|--------|--------|---|
| NEO 20.02 | Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | 312 zł | 337 zł |  |
| NEO 20.04 | Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | | |  |
| NEO 20.01 | Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | 231 zł | 249 zł |  |
| NEO 20.03 | Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | | |  |
| NEO 20.06 | Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | 205 zł | 221 zł |  |
| NEO 20.05 | Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | 179 zł | 193 zł |  |
| NEO 00.01 | Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large | | 193 zł | 208 zł |  |

UWAGI!

Cena netto wózka w wersji standardowej:

+

Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji:

=

Cena netto wózka z opcjami:

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska