

Q6 EDGE 4
TRU-BALANCE 3

CECHY STANDARDOWE

- Napęd środkowy (MWD)
- Prędkość max. 11,3 km/h
- Niezależne zawieszenie: Smooth Ride Suspension
- 14" koła napędowe
- 7" koła samonastawne
- Oświetlenie LED (wbudowane w bazę)
- Elektronika Q-Logic 3 z Bluetooth
- System siedziska Tru-Balance 3
- Podnoszone podłokietniki "Flip-up"
- Kompatybilność z iLevel
- Max. udźwig: 136 kg
- ISO7176-19 Crashtested

1. INFORMACJE OGÓLNE

QUANTUM®
EDGE® 4



Cena podstawowa: 41 500 PLN

Data pomiaru: _____
Nr zamówienia: _____
Imię i nazwisko: _____

Dane do FV
Nazwa firmy: _____
Ulica: _____
Miasto: _____
NIP: _____
Tel.: _____
Email: _____


Dane do dostawy
jak na FV
Ulica: _____
Miasto: _____
Tel.: _____

2. POMIAR

Waga _____ A. Szer. barków _____ D. Wys. całkowita _____ G. Gł. siedziska _____

Wzrost _____ B. Szer. kl. piers. _____ E. Wys. do barków _____ H. Dł. goleni _____

C. Szer. bioder _____ F. Wys. do łopatek _____ I. Wys. do łokcia _____



3. KOLOR

3.1. Kolory standardowe



Inferno Red
Standard



Royale Blue
Standard



Black in Black
Standard



Forest Green
Standard

3.2. Kolory ponadstandardowe (czas realizacji może się wydłużyć)



Night Train
350 PLN



Ghost Grey
350 PLN



Cosmic Purple
350 PLN



Ice Pink
350 PLN



Blue Jean
350 PLN



Lemon Crush
350 PLN



Steel Blue
350 PLN



Pretty in Pink
350 PLN



Evolution Orange
350 PLN



Bermuda Blue
350 PLN

4. AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Kolor felg

Czarny (matowy)

Standard

Kolor joysticka (tylko dla Q-Logic 3)

Czarny (matowy)

Standard

W kolorze bazy

Inny:

5. OŚWIETLENIE LED (WBUDOWANE W BAZĘ)

Diody LED (do jazdy dziennej)

Standard

Pakiet oświetlenia LED z kierunkowskazami

2700 PLN

6. SILNIKI

6,4 km/h

11,3 km/h (silniki 4-biegunowe)

Standard

7. DODATKOWE UCHWYTY TRANSPORTOWE (MONTOWANE DO SIEDZISKA)

Tak

Nie

8. KOŁA NAPĘDOWE

3" x 14" pompowane	Standard	
3" x 14" flat-free	1100	PLN
4" x 14" terenowe "knobby" pompowane (o wysokim profilu)	2000	PLN
4" x 14" terenowe "knobby" flat-free (o wysokim profilu)	2700	PLN

9. BATERIE

9.1. Baterie

Brak

75 Ah, AGM (zestaw)	3300	PLN
---------------------	------	-----

9.2. Ładowarka

Brak

Ładowarka 8 Amp	1400	PLN
-----------------	------	-----

10. Elektronika

10.1. Joystick


Q-Logic 3

Standard

Q-Logic 3e

10.2. Opcjonalne końcówki Joysticka

Mushroom handle (10.1)	400	PLN
Chin cup (10.2)	400	PLN
T-Bar (10.3)	400	PLN
Medium ball handle (10.4)	400	PLN
Soft ball handle (10.5)	400	PLN
Extended I-handle (10.6)	400	PLN
Bodypoint 3" goal post handle (10.7)	600	PLN
Bodypoint 4" goal post handle	600	PLN



10.3. Uchwyt Joysticka

Nieruchomy: w linii podłokietnika			S t a n d a r d
Strona:	Lewa Prawa		
Odchylany: na zewnątrz i do wewnątrz		800	PLN
Strona:	Lewa Prawa		

10.4. Gniazdo uchwytu joysticka

Stałe, standardowe			S t a n d a r d
Regulowane na wysokość		900	PLN

10.5. Elektronika

Q-Logic - Enhanced display		7350	PLN
Strona:	Lewa Prawa		
Q-Logic - iAccess		2400	PLN
Przyciski:	Spiczaste "toggle" Płaskie "flat"		
Montaż:	podłokietnik lewy podłokietnik prawy do joysticka dla opiekuna		
Q-Logic - Joystick dla opiekuna		2700	PLN
Strona:	Lewa Prawa		
Q-Logic - Stand alone joystick do samodzielnego montażu		2700	PLN
Q-Logic - 4 Function push button Tylko z podłokietnikami Flip-up		1400	PLN
Strona:	Lewa Prawa		
Q-Logic - SCIM (Special Control Input Module)		2700	PLN
Montaż:	W skrzynce elektronicznej Na oparciu		
Q-Logic - Ładowarka UBS Montowana na podłokietniku przeciwnym do Joysticka		800	PLN

11. OPCJE SIEDZISKA TRU-BALANCE 3

11.2. Siedzisko

Statyczne	Standard
Elektrycznie przechyłane TILT 50°	6500 PLN
Elektrycznie podnoszone 30cm (iLevel LIFT) + przechyłane TILT 50°	12500 PLN

11.2. Oparcie

Statyczne (sprężyna gazowa)	Standard
Elektrycznie odchylane (biomechaniczne, anit-shear)	5300 PLN

12. WYSOKOŚĆ SIEDZISKA OD PODŁOŻA

Statyczne	406 mm (16")	432 mm (17")	457 mm (18")
El. TILT	445 mm (17,5")	470 mm (18,5")	495 mm (19,5")
El. LIFT+TILT	457 mm (18")	483 mm (19")	508 mm (20")

13. ROZMIAR SIEDZISKA

		SZEROKOŚĆ										
		"	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22
GŁĘBOKOŚĆ	"	mm	305	356	381	406	432	457	483	508	533	559
	12	305			-	-	-	-	-	-	-	-
	13	330			-	-	-	-	-	-	-	-
	14	356					-	-	-	-	-	-
	15	381					-	-	-	-	-	-
	16	406										
	17	432										
	18	457										
	19	483										
	20	508										
	21	533	-	-	-	-						
	22	559	-	-	-	-						

14. PODUSZKA SIEDZISKA

Stealth Simplicity G	600	PLN
Stealth TRU-Comfort 2 SPP	1800	PLN
Stealth Spectrum Gel SPP	2100	PLN
Stealth Spectrum Foam SPP	2100	PLN

15. ROZMIAR PODUSZKI

		Stealth Simplicity G										
		SZEROKOŚĆ										
GŁĘBOKOŚĆ	"	mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	16	406		-		-		-		-		-
	17	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	457		-		-		-		-		
	19	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	508	-	-		-		-		-		
	21	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	559	-	-	-	-		-		-		
	23	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	610	-	-	-	-	-	-	-	-		




		Stealth TRU-Comfort 2 SPP										
		SZEROKOŚĆ										
GŁĘBOKOŚĆ	"	mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	10	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	356		-		-	-	-	-	-	-	-
	15	381		-			-	-	-	-	-	-
	16	406						-		-	-	-
	17	432								-	-	-
	18	457										-
	19	483	-									-
	20	508	-									
	21	533	-	-								
	22	559	-	-								
	24	610	-	-	-	-	-	-	-	-		




15. ROZMIAR PODUSZKI

Stealth Spectrum Gel SPP										
SZEROKOŚĆ										
		"	14	16	17	18	19	20	22	24
GŁĘBOKOŚĆ	"	mm	356	406	432	457	483	508	559	610
	15	381	-		-	-	-	-	-	-
	16	406	-							
	17	432	-					-	-	-
	18	457								
	19	483	-							
	20	508	-							
	21	533	-	-	-		-		-	
	22	559	-	-	-		-			
	24	610	-	-	-		-			
	26	660	-	-	-	-	-		-	



Stealth Spectrum Foam SPP										
SZEROKOŚĆ										
		"	14	16	17	18	19	20	22	24
GŁĘBOKOŚĆ	"	mm	356	406	432	457	483	508	559	610
	15	381	-		-	-	-	-	-	-
	16	406	-							
	17	432	-					-	-	-
	18	457								
	19	483	-							
	20	508	-							
	21	533	-	-	-		-		-	
	22	559	-	-	-		-			
	24	610	-	-	-		-			
	26	660	-	-	-	-	-	-	-	
	28	711	-	-	-	-	-	-	-	-



16. ROZMIAR OPARCIA

		ROZMIAR OPARCIA											
		SZEROKOŚĆ											
		"	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
WYSOKOŚĆ	"	mm	305	356	381	406	432	457	483	508	533	559	610
	19	483	S	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S
	20	508	S	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S
	21	533	-	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S
	22	559	-	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	23	584	-	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	24	610	-	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	25	635	-	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	26	660	-	ST	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	27	686	-	ST	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	28	711	-	ST	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S
	29	737	-	ST	ST	SQT	ST	SQT	ST	SQT	ST	ST	S

S Sport Back
 Q Q-BACK
 T TRU-Comfort back

16.1. Opcje oparcia

TRU-Comfort Back	Standard
Sport Back	600 PLN
Q-BACK 2.0 Active contour	2700 PLN
Q-BACK 2.0 Deep contour	3000 PLN
Q-BACK 2.0 Extra deep contour	3300 PLN
Zestaw montażowy dla innych rodzajów oparc	1700 PLN
Brak	

17. PODŁOKIETNIKI

17.1. Podłokietniki Flip-up

Podłokietniki Flip-up

Standard

A. Wysokość - lewy podłokietnik

203 mm (8")	254 mm (10")	305 mm (12")	356 mm (14")
229 mm (9")	279 mm (11")	330 mm (13")	

B. Wysokość - prawy podłokietnik

203 mm (8")	254 mm (10")	305 mm (12")	356 mm (14")
229 mm (9")	279 mm (11")	330 mm (13")	

C. Podłokietniki z pianki PU (poliuretan)

- Krótki - 254 mm (10") lewy
- Krótki - 254 mm (10") prawy
- Średni - 356 mm (14") lewy
- Średni - 356 mm (14") prawy
- Długi - 432 mm (17") lewy
- Długi - 432 mm (17") prawy

D. Podłokietniki żelowe

Falcon gel, długie (356mm) lewy + prawy	1300	PLN
Falcon gel, krótkie (254mm) lewy + prawy	800	PLN

E. Akcesoria

Gniazdo do montażu akcesoriów	50	PLN
-------------------------------	----	-----

F. Wzmocnienie podłokietników

Słupki podłokietników	1000	PLN
-----------------------	------	-----

17.2. Opcjonalne podłokietniki

Dwusłupkowe, odchylane, regulowane na wysokość, zdejmowane, tapicerka "waterfall"	3300	PLN
---	------	-----

Podłokietniki Heavy Duty (wzmacniane)	2800	PLN
---------------------------------------	------	-----

Wysokość: 203 - 305 mm

Wysokość: 254 - 356 mm



Dwusłupkowe



Heavy Duty

18. ZAGŁÓWEK

Brak	Standard	
Stealth 6" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1900	PLN
Stealth 8" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1900	PLN
Stealth 10" Comfort Plus z tapicerką CoolCore + uchwyt UniLink	1900	PLN

19. PAS BIODROWY

1270 mm lap belt	Standard	
Pas bezpieczeństwa (zwijany do kasety)	700	PLN

20. PODNÓŻKI

20.1. Długość podnóżków

Długość podnóżków: _____ mm
(pomiar od płyty siedziska do płyty podnóżków)

20.2. Centralna platforma

A. Rodzaj platformy

Centralna platforma z manualną regulacją kąta	Standard	
Elektryczna platforma regulowana kątowno (1 siłownik) Z el. podnoszonym siedziskiem (LIFT) od szer. siedziska 356mm (14")	8900	PLN

B. Regulacja na długość i płyty platformy

254 - 406 mm (10 - 16") reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
254 - 406 mm (10 - 16") reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
330 - 483 mm (13 - 19") reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B)
330 - 483 mm (13 - 19") reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B)
50 - 229 mm (2 - 9") reg. wysokości (A), 203 mm (8") płyty platformy (B) Niekompatybilne z pelotami podudzi
50 - 229 mm (2 - 9") reg. wysokości (A), 279 mm (11") płyty platformy (B) Niekompatybilne z pelotami podudzi



C. Peloty podudzi

Średnie


Duże

D. Akcesoria

Zestaw poszerzeń płyt platformy	200	PLN
Żelowe nakładki na płyty platformy	1000	PLN
Boczne krawędzie płyt platformy	200	PLN
Oslony pelot podudzi (Dartex)	400	PLN
Odbojniki	100	PLN
Łącznik płyt platformy	100	PLN

20.3 Podnóżki dzielone odchylane, statyczne 60-90°

Podnóżki statyczne 60 - 90°, odchylane



A. Długość podnóżków

279 - 330 mm (11 - 13")

330 - 419 mm (13 - 16,5")

394 - 495 mm (15,5 - 19,5")

B. Płyty podnóżków

Płyty regulowane kątowno z paskami na pięty 127 x 203 mm (5 - 8")

Płyty regulowane kątowno z paskami na pięty 152 x 203 mm (6 - 8")

Płyty regulowane kątowno z paskami na pięty 203 x 279 mm (8 - 11")

20.4 Podnóżki dzielone odchylane z regulacją kąta

Manualnie podnoszone podnóżki
Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty

2500 PLN

Elektrycznie podnoszone podnóżki
Zawiera: peloty podudzi, paski na pięty

7700 PLN

A. Długość podnóżków

Standardowa cz. górna i dolna
Długość: 290 - 430 mm (11,5 - 17")

Długa cz. górna i dolna
Długość: 370 - 560 mm (14,5 - 22")

B. Płyty platformy

105 x 175 mm (4" x 7")

Dla szerokości siedziska: 305 - 356 mm (12 - 14")

124 x 175 mm (5" x 7")

Dla szerokości siedziska: 356 - 406 mm (14 - 16")

148 x 175 mm (6" x 7")

Dla szerokości siedziska: 406 mm (16") i większej

21. POZYCJONOWANIE

21.1. Peloty piersiowe

A. Uchwyty pelot piersiowych

Odchylany uchwyt peloty piersiowej UniLink dla oparcia Tru-Balance - lewy

1800 PLN

Odchylany uchwyt peloty piersiowej UniLink dla oparcia Tru-Balance - prawy

1800 PLN

B. Pady pelot

Pad 3" x 5" (76 x 127 mm)

300 PLN

Pad 4" x 6" (102 x 152 mm)

300 PLN

Pad 5" x 7" (127 x 178 mm)

300 PLN

C. Montaż

Lewa

Prawa

Do samodzielnego montażu

21.2. Peloty biodrowe i kolanowe

A. Uchwyty pelot biodrowych

Regulowany wielokątowo uchwyt peloty biodrowej UniLink - lewy	1850	PLN
Regulowany wielokątowo uchwyt peloty biodrowej UniLink - prawy	1850	PLN

A. Uchwyty pelot kolanowych

Regulowany wielokątowo uchwyt peloty kolanowej UniLink - lewy	1200	PLN
Regulowany wielokątowo uchwyt peloty kolanowej UniLink - prawy	1200	PLN

B. Pady pelot i akcesoria

Pad 4" x 4" (102 x 102 mm)	450	PLN
Pad 4" x 8" (102 x 203 mm)	450	PLN
Pad 4" x 12" (102 x 305 mm)	450	PLN
1,5" dodatkowe ogniwo uchwytu UniLink	350	PLN
2" dodatkowe ogniwo uchwytu UniLink	350	PLN

C. Montaż

Lewa	Prawa	Do samodzielnego montażu
------	-------	--------------------------

22. AKCESORIA

Uchwyt na laskę/kule *wymagana belka akcesoryjna*	350	PLN
Lusterko wsteczne	120	PLN
Uchwyt na butlę z tlenem	450	PLN
Osłony odzieży (para)	850	PLN
System nawadniania (butelka + rurka) *wymagana belka akcesoryjna*	1000	PLN
Pudełko na rzeczy osobiste	500	PLN
Uchwyty do transferów (para)	1100	PLN
Uchwyt na kubek	50	PLN
Haczyk	200	PLN
Saszetka na rzeczy osobiste	450	PLN
Torba	400	PLN
Zestaw odblasków	100	PLN
Uchwyty na plecak	150	PLN
Uchwyt na telefon	350	PLN
Półka na respirator *wymagana belka akcesoryjna*	1200	PLN
Rączki do pchania (para)	300	PLN
Belka akcesoryjna	650	PLN
Kamera cofania	2100	PLN
Montaż do joysticka		
Montaż na giętym ramieniu "gooseneck"		
Pilot zdalnego zatrzymania	1550	PLN
Stolik	2500	PLN
Błat stolika Stealth Simple Solution		
Błat stolika Quantum Lap Tray		