



# ECLIPS 30°

VERMEIREN Polska  
Tel. 0713874200  
faks 0713870574  
info@vermeiren.pl

Zamawiający:

Nazwa firmy:

ulica:

Miejscowość / kod poczt.:

Tel:

e-mail:

Dostawa na adres:

Nazwa :

ulica:

Miejscowość / kod poczt.:

Tel:

e-mail:

**WÓZEK stabilizujący  
głowę i plecy aluminiowy  
(kąt oparcia 30°)**

## WERSJA WÓZKA

T30 - wersja transportowa z kołami tylnymi małymi w rozm. 12"

dodatkowa dopłata

S- wersja z obniżonym siedziskiem o 5 cm (koła tylne 22", przednie 6")

dodatkowa dopłata

## SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

### UWAGA!

Celem prawidłowego dobrania szerokości siedziska jest zapewnienie optymalnego wsparcia przy jednoczesnym uniknięciu punktowych ucisków. Mierzy się szerokość bioder. Należy dodać po 1 cm z każdej strony tolerancji.

39 cm

standard

42 cm

standard

44 cm

standard

46 cm

standard

48 cm

standard

50cm

dodatkowa dopłata

55cm

dodatkowa dopłata

## PODŁOKIETNIKI

B03- podłokietniki z rurowy ścięty bez regulacji wysokości

standard

B05-podłokietniki z regulacją płynną wysokości

dodatkowa dopłata

B66-podparcie pod łokieć dla hemiplegików- lewy

dodatkowa dopłata

B66-podparcie pod łokieć dla hemiplegików- prawy

dodatkowa dopłata

B66S-podparcie pod łokieć dla hemiplegików **STABILO**-prawy

dodatkowa dopłata

B66S-podparcie pod łokieć dla hemiplegików **STABILO**-prawy

dodatkowa dopłata

## PODNÓŻKI

B06 - standardowe

standard

BA6- standardowy krótszy - lewy

standard

BA6- standardowy krótszy - prawy

standard

BN6- pod kątem prostym do podłoża (krótki)- lewy

dodatkowa dopłata

	BN6- pod kątem prostym do podłoża (krótki)- prawy	dodatkowa dopłata
	B07- z regulacją kąta nachylenia z podparciem pod łydkę -prawa noga	standard
	B07- z regulacją kąta nachylenia z podparciem pod łydkę -lewa noga	standard
	BZ7- z reg. kąta nachylenia z podparciem łydki ,ochrona kolana -prawa noga	standard
	BZ7- z reg. kąta nachylenia z podparciem łydki ,ochrona kolana -lewa noga	standard
	BK6- z jedną płytą -standardowy	dodatkowa dopłata
	BL6- z jedną płytą - krótszy	dodatkowa dopłata
	BK7- podparcie pod kikut z regulowanym kątem nachylenia -prawy	dodatkowa dopłata
	BL7- podparcie pod kikut z regulowanym kątem nachylenia -lewy	dodatkowa dopłata
	B09- podnózek z regulowanym kątem nachylenia jednopłytowy z podparciem pod łydkę z jednej tapicerowanej płyty	dodatkowa dopłata
	B10- podnózek z regulowanym kątem nachylenia jednopłytowy z podparciem pod łydkę z jednej tapicerowanej płyty ze stabilizacjami bocznymi	dodatkowa dopłata
<b>KOŁA PRZEDNIE</b>		
	200x50 kryptonowe	standard
	200x50 pompowane	standard
	8' kryptonowe	standard
	8' pompowane	standard
	6' kryptonowe	dodatkowa dopłata
	6' pompowane	dodatkowa dopłata
<b>KOŁA TYLNE</b>		
	B80 koła z osią szybkozłączną	standard
	z osią stałą	standard
	22" x 1 3/8" - <b>tylko z kołem przednim 6'</b> -pompowane , szprychowe	dodatkowa dopłata
	22" x 1 3/8" - <b>tylko z kołem przednim 6'</b> - kryptonowe , szprychowe	dodatkowa dopłata
	24" x 1 3/8"- pompowane , szprychowe	standard
	24" x 1 3/8"- kryptonowe , szprychowe	standard
	24" x 1 3/8"- pompowane , plastikowe	standard
	24" x 1 3/8"- kryptonowe , plastikowe	standard
	nakładki silikonowe antypoślizgowe na obręcze napędowe do kół: 22',24'	dodatkowa dopłata
<b>KOLORYSTYKA</b>		
Materiał tapicerki	czarny nylon	standard
	CORDURA® only by DuPont - czarna - materiał 4x wytrzymalszy od nylonu	dodatkowa dopłata
kolor ramy	C20 niebieski ciemny metalik	standard
	C25 czarny metalik	standard
	C30 aluminiowy metalik	standard
	dodatkowy kolor	dodatkowa dopłata
<b>SIEDZISKO</b>		
	elastyczne standardowe	standard

	L15 - Ortopedyczne sztywne siedzisko ze skaju	dodatkowa dopłata
	L15 - Ortopedyczne sztywne siedzisko SOFT	dodatkowa dopłata
	L15 - Ortopedyczne sztywne siedzisko CORDURA®	dodatkowa dopłata
	L35 - Wyprofilowane sztywne siedziska SOFT -funkcja stabilizacji	dodatkowa dopłata
	L16 - Podstawa sztywna umożliwiająca stosowanie różnych poduszek , pozwala ustawić inną wysokość siedziska od podłoża oraz zmienić kąt siedzenia.	dodatkowa dopłata
<b>PODUSZKI SIEDZISKA</b>		
	Visco Elastic	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® LIBERTY PT	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® LIBERTY PPS	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® ADJUSTER 6 cm	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® ADJUSTER 10 cm	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® VECTOR 6 cm	dodatkowa dopłata
	poduszka pneumatyczna VICAIR® VECTOR 10 cm	dodatkowa dopłata
	poduszka działająca w technologii próżniowej STABILO by Vermeiren	dodatkowa dopłata
<b>OPARCIE</b>		
	elastyczne standardowe	standard
	L14 - ortopedyczne sztywne oparcie ze skaju	dodatkowa dopłata
	L14 - ortopedyczne sztywne oparcie SOFT	dodatkowa dopłata
	L14 - Ortopedyczne sztywne oparcie CORDURA®	dodatkowa dopłata
	L07-oparcie ortoped. wyższe 60cm, 65cm, 70cm (wysokość podać w uwagach)	dodatkowa dopłata
	L34 - wyprofilowane sztywne oparcie SOFT -funkcja stabilizacji	dodatkowa dopłata
	aluminiowa płyta oparcia typ ERGO - zalecana dla lepszej stabilizacji pleców	dodatkowa dopłata
<b>UWAGA!</b>		
Specjalne poduszki na oparcie muszą być zamawiane w parze z L44 lub z płytą ERGO		
<b>PODUSZKI OPARCIA</b>		
	wyprofilowana poduszka CORDURA®	dodatkowa dopłata
	poduszka działająca w technologii próżniowej STABILO by Vermeiren	dodatkowa dopłata
<b>OPCJE DODATKOWE</b>		
	L55- Ortopedyczny zagłówek	dodatkowa dopłata
	L58 - ortopedyczny zagłówek 3D	dodatkowa dopłata
<b>UWAGA!</b>		
Przy zastosowaniu oparc o sztywnej podstawie zwykle przedłużenie nie będzie pasować, należy wtedy zastosować zagłówek ortopedyczny L55.		
	L04 pelota stabilizujące plecy - lewa strona (zawsze w komplecie z oparciem L14 i L34 -należy dodać cenę tych oparc)	dodatkowa dopłata
	L04 pelota stabilizujące plecy-prawa strona (zawsze w komplecie z oparciem L14 i L34 -należy dodać cenę tych oparc)	dodatkowa dopłata
	B12 - stolik drewniany terapeutyczny	dodatkowa dopłata
	B15 - stolik z pleksy terapeutyczny	dodatkowa dopłata
	B85 ochrona szprych bezbarwna	dodatkowa dopłata
	U73 NEO kamizelka na zamek z neoprenu	dodatkowa dopłata
	U74 NEO kamizelka "pajęczek" bez zamka z neoprenu	dodatkowa dopłata

	U79 NEO pasy czteropunktowe z neoprenu typu "H"	dodatkowa dopłata
	U80 NEO szeroki pas piersiowy z neoprenu	dodatkowa dopłata
<b>UWAGA!</b> Należy zawsze przy zamawianiu pasów stabilizacyjnych z neoprenu podać właściwy rozmiar i wpisać w uwagach. 1.W przypadku kamizelek i pasów stabilizujących tułów należy zmierzyć szerokość ramion pacjenta. 2.W przypadku pasów stabilizujących miednicę należy podać szerokość bioder.	U01 NEO - Pas krzyżowy na uda	dodatkowa dopłata
	U75 NEO- pas udowo biodrowy 4 punktowy - do skorygowania postawy przy wychyleniu miednicy do przodu ( zapobieganie tworzeniu się LORDOZY)	
		dodatkowa dopłata
	U76 NEO- pas udowo biodrowy dwupunktowy- do skorygowania postawy przy wychyleniu miednicy do tyłu ( zapobieganie przed wysuwaniem się z wózka)	
	B19 Pasy stabilizujące stopy	dodatkowa dopłata
	U77 Pasy stabilizujące kostki neoprenowe	dodatkowa dopłata
	B78 kółka przeciw-wywrotne	dodatkowa dopłata
	B74- hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej	dodatkowa dopłata
<b>UWAGI !</b>		