

## Elite<sup>2</sup> Plus



Ref. 01/2026 (Ważny do: 31.12.2026 r.)

### FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Z zastrzeżeniem błędów i pominięć.

Dane do faktury / Nr klienta		Adres dostawy	Taki, jak do faktury
Nr Kl.:		Nr Kl.:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:		Miasto:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel.:		Tel.:	
Informacje o zamówieniu			
Zamówienie	Kalkulacja	Nr zamówienia:	
<b>Art. No.: 03100000</b>			

Cena od: **18.900 PLN**

**SPECYFIKACJA STANDARDOWA****Specyfikacja standardowa:**

- 15 km/h
- 14" felgi aluminiowe, opony hybrydowe do kół V Groove
- Czarna obudowa
- Przednie i regulowane tylne hydrauliczne zawieszenie
- Kierownica Delta ze standardowym wyświetlaczem
- Hamulec ręczny z automatycznym wyłącznikiem napędu
- Światła LED z światłem stop i kierunkowskazami
- Siedzisko z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego i wygodnymi podłokietnikami z regulacją kąta
- Szytka siedziska z regulacją wysokości
- Płyta siedziska z regulacją przód/tył i dźwignią obrotu
- Kółka antywywrotne
- Tylne i pełny przedni zderzak
- Odczepialny koszyk z rączką mocowany z przodu
- Moduł zasilania i kontroler P&G S Drive 140Ah z portem do programowania
- Lewe lusterko wsteczne (zamontowane na drążku sterowniczym)
- Maksymalna waga użytkownika 175 kg

<b>SKUTER</b>		PLN	Option
ELTP010000	Skuter 3-kołowy Elite 2 Plus (15km/h)	18900	Standard

  

<b>OPCJE STEROWANIA</b>		PLN	Option
ELTP020156	Standardowa konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z prawej strony do jazdy do przodu)	STD	Standard
ELTP020157	Opcjonalna konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z lewej strony do jazdy do przodu)	0	Opcjonalnie
ELTP110163	Standardowa konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z prawej strony do jazdy do przodu) z zaawansowanym wyświetlaczem	9849	Opcjonalnie
ELTP110164	Opcjonalna konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z lewej strony do jazdy do przodu) z zaawansowanym wyświetlaczem	9849	Opcjonalnie
ELTP020158	Ergonomiczna dźwignia sterowania napędem mocowana po prawej stronie, hamulec ręczny zamontowany po lewej stronie z zaawansowanym wyświetlaczem	1315	Opcjonalnie
ELTP020159	Ergonomiczna dźwignia sterowania napędem mocowana po lewej stronie, hamulec ręczny zamontowany po prawej stronie z zaawansowanym wyświetlaczem	1315	Opcjonalnie
ELTP020152	Sterowanie nożne i sterowanie ręczne – 2 przełączniki – przód/tył i sterowanie nożne/ręczne	3315	Opcjonalnie
ELTP020153	Sterowanie Twistgrip z 1 przełącznikiem - przód/tył, tył tylko wersja prawa z hamulcem ręcznym	125	Opcjonalnie
ELTP020154	Sterowanie Twistgrip z 2 przełącznikami sterowanymi stopą — sterowanie do przodu/do tyłu i sterowanie nożne/twistgrip	6875	Opcjonalnie
ELTP110165	Redukcja prędkości	9975	Opcjonalnie

  

<b>PRĘDKOŚĆ</b>		PLN	Option
ELTP010300	15km/h	STD	Standard
ELTP010301	12km/h (ograniczona poprzez programowanie)	0	Opcjonalnie
ELTP010302	10km/h (ograniczona poprzez programowanie)	0	Opcjonalnie

  

<b>KOŁA</b>		PLN	Option
ELTP070089	Aluminiowe felgi z oponami hybrydowymi	STD	Standard
ELTP010581	Aluminiowe felgi z oponami penumatycznymi	325	Opcjonalnie
ELTP010580	Aluminiowe felgi z oponami pełnymi	725	Opcjonalnie

  

<b>ZAWIESZENIE</b>		PLN	Option
ELTP0106001	Tyłny regulowany zespół amortyzacji zawieszenia	STD	Standard
ELTP010600	Tyłny regulowany zespół amortyzacji zawieszenia dla ciężkich użytkowników 125kg-175kg	260	Opcjonalnie

  

<b>OPCJE SIEDZISKA</b>		PLN	Option
ELTP010700	Siedzisko z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego i wygodnymi podfokietnikami z regulacją kąta	STD	Standard
ELTP010721	Dźwignia obrotu siedziska, Prawe mocowanie	STD	Standard
ELTP010722	Dźwignia obrotu siedziska, Lewe mocowanie	0	Opcjonalnie
ELTP010724	Zagłówek	0	Opcjonalnie
ELTP010725	Regulowana wysokość podfokietnika	310	Opcjonalnie

  

<b>AKUMULATORY</b>		PLN	Option
ELTP020174	Akumulatory żelowe, bezobsługowe 60 Ah GEL	283	Opcjonalnie
ELTP020174EX	Akumulatory bezobsługowe 60 Ah EXIDE	0	Opcjonalnie
ELTP020175	Akumulatory żelowe, bezobsługowe 70 Ah GEL	1040	Opcjonalnie
ELTP020175EX	Akumulatory bezobsługowe 70 Ah EXIDE	0	Opcjonalnie
ELTP020176	Bez akumulatorów	0	Opcjonalnie

  

<b>ŁADOWARKI</b>		PLN	Option
ELTP020781	Ładowarka 220V/8A wtyczka EU	0	Opcjonalnie
ELTP020783	Ładowarka Ivra c-Go 24V 8A wtyczka EU	157	Opcjonalnie
ELTP160029	Ładowarka, Automatyczna, Vitron Impulse25 smart (IXP4) 220 V / 8 A	260	Opcjonalnie
ELTP020780	Ładowarka 220V/8A wtyczka UK	0	Opcjonalnie
ELTP020782	Bez ładowarki	0	Opcjonalnie

<b>ZDERZAK, UCHWYT NA KULE, AKCESORIA</b>		PLN	Option
<b>ZDERZAK</b>		PLN	Option
ELTP020000	Pełny przedni zderzak (1)	STD	Standard
ELTP090170	Zderzaki narożne z przodu	115	Opcjonalnie
<b>UCHWYT NA KULE</b>		PLN	Option
ELTP020905	Uchwyt na kule mocowany do siedziska (2)	215	Opcjonalnie
ELTP020906	Uchwyt na kule zamocowany z tyłu do ramy (2)	STD	Standard
<b>AKCESORIA</b>		PLN	Option
ELTP020900	Pas biodrowy z klamrą	519	Opcjonalnie
ELT2020902	Prawe lusterko wsteczne (zamontowane na drążku sterowniczym)	26	Opcjonalnie
ELTP020903	Podwyższony podnóżek	929	Opcjonalnie
ELTP020904	Podnóżek z regulacją kąta (80 mm)	1065	Opcjonalnie
ELTP020907	Mocowanie do balkonika	3430	Opcjonalnie
<b>Uchwyt na butlę</b>			
ELTP020909	107 mm	440	Opcjonalnie
ELTP020910	119 mm	440	Opcjonalnie

(1) Zwiększenia całkowitą długość skutera

(2) Niedostępne z Mocowanie do balkonika ELTP020907

Elite <sup>2</sup> Plus		PLN
<b>Cena podstawy</b>		
Cena opcji dodatkowych		
Pakowanie i transport		
Bez VAT		
VAT		
<b>Cena całkowita</b>		

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	



**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6  
 94-103 Łódź  
 Tel: +48 42 275 83 38  
 Fax: +48 42 209 35 23  
 E-Mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)