

Elite² Mini



Ref. 01/2026 (Ważny do: 31.12.2026 r.)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Z zastrzeżeniem błędów i pominięć.

Dane do faktury / Nr klienta		Adres dostawy	Taki, jak do faktury
Nr Kl.:		Nr Kl.:	
Nazwa:		Nazwa:	
Ulica:		Ulica:	
Miasto:		Miasto:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel.:		Tel.:	
Informacje o zamówieniu			
Zamówienie	Kalulacja	Nr zamówienia:	
Art. No.: 03200000			

Cena od: **15.300 PLN**

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

**Specyfikacja standardowa:**

- 12 km/h
- 10" felgi aluminiowe
- Czarna obudowa
- Przednie i regulowane tylne hydrauliczne zawieszenie
- Kierownica Delta ze standardowym wyświetlaczem
- Hamulec ręczny z automatycznym wyłącznikiem napędu
- Światła LED z światłem stop i kierunkowskazami
- Fotel typu Captain
- Szytca siedziska z regulacją wysokości
- Płyta siedziska z regulacją przód/tył i dźwignią obrotu
- Kółka antywywrotne
- Tylne i pełny przedni zderzak
- Odczepialny koszyk z rączką mocowany z przodu
- Moduł zasilania i kontroler P&G S Drive 90Ah z portem do programowania
- Lewe lusterko wsteczne (zamontowane na drążku sterowniczym)
- Maksymalna waga użytkownika 136 kg

SKUTER		PLN	Opcja
ELM000081	Skuter 3-kołowy Sterling Elite ² Mini (12 km/h)	15300	Standard
OPCJE STEROWANIA		PLN	Opcja
ELM020156	Standardowa konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z prawej strony do jazdy do przodu)	STD	Standard
ELM020152	Sterowanie nożne i sterowanie ręczne – 2 przełączniki – przód/tył i sterowanie nożne/ręczne	3315	Opcjonalnie
ELM020157	Opcjonalna konfiguracja dźwigni przyspieszenia i hamulca ręcznego (pociągnięcie z lewej strony do jazdy do przodu)	0	Opcjonalnie
PRĘDKOŚĆ		PLN	Opcja
ELM010301	12 km/h	STD	Standard
ELM010302	10 km/h (ograniczona poprzez programowanie)	0	Opcjonalnie
MODUŁ ZASILANIA / KONTROLER		PLN	Opcja
ELM110084	Kontroler 90Ah	STD	Standard
ELM110173	Kontroler 120Ah	260	Opcjonalnie
KOŁA		PLN	Opcja
ELM010581	Aluminiowe felgi z oponami pneumatycznymi	STD	Standard
OPCJE SIEDZISKA		PLN	Opcja
ELM010724	Zagłówek	0	Opcjonalnie
AKUMULATORY		PLN	Opcja
ELM160012	Akumulatory żelowe, bezobsługowe 40 Ah GEL	-	Standard
ELM160017	Akumulatory bezobsługowe 38 Ah EXIDE	300	Opcjonalnie
ELM160018	Akumulatory bezobsługowe 40 Ah, wstępnie naładowane	260	Opcjonalnie
ELM020174	Akumulatory żelowe, bezobsługowe 60 Ah GEL	840	Opcjonalnie
ELM020174EX	Akumulatory bezobsługowe 60 Ah EXIDE	1155	Opcjonalnie
ELM020176	Bez akumulatorów	0	Opcjonalnie
ŁADOWARKI		PLN	Opcja
ELM020781	Ładowarka 220V/8A wtyczka EU Tylko z akumulatorami 60Ah	-	Standard
ELM020783	Ładowarka Ivra c-Go 24V 8A wtyczka EU Tylko z akumulatorami 60Ah	157	Opcjonalnie
ELM160023	Ładowarka 220V/5A wtyczka EU	0	Opcjonalnie
ELM160024	Ładowarka Ivra c-Go 24V 6A wtyczka EU	157	Opcjonalnie
ELM020782	Bez ładowarki	0	Opcjonalnie
AKCESORIA		PLN	Opcja
ELM020901	Lewe lusterko wsteczne (zamontowane na drążku sterowniczym)	-	Standard
ELM020902	Prawe lusterko wsteczne (zamontowane na drążku sterowniczym)	26	Opcjonalnie
ELM020906	Uchwyt na kule zamocowany z tyłu do ramy	-	Standard
ELM020907	Mocowanie do balkonika	3430	Opcjonalnie

WYBIERZ KRAJ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI		PLN	Opcja
ELM170101	UK	-	Opcjonalnie
ELM170109	Francja	-	Opcjonalnie
ELM170102	Szwecja	-	Opcjonalnie
ELM170112	Niemcy	-	Opcjonalnie
ELM170122	Holandia	-	Opcjonalnie
ELM170106	Włochy	-	Opcjonalnie
ELM170107	Hiszpania	-	Opcjonalnie
ELM170104	Dania	-	Opcjonalnie
ELM170103	Norwegia	-	Opcjonalnie
ELM170105	Finlandia	-	Opcjonalnie
ELM170108	Szwajcaria	-	Opcjonalnie
ELM170123	Belgia / Luksemburg	-	Opcjonalnie
ELM170113	Austria	-	Opcjonalnie
ELM170114	Irlandia	-	Opcjonalnie
ELM170110	Benelux	-	Opcjonalnie
ELM170118	Portugalia	-	Opcjonalnie
ELM10001xx	Polska	-	Standard

Elite ² Mini		PLN
Cena podstawy		
Cena opcji dodatkowych		
Pakowanie i transport		
Bez VAT		
VAT		
Cena całkowita		

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl